

VERBANDSTOFFE





Gruppe 5



3M Artikel 302, 304ff, 3	318, 327ff, 343, 367,	Comprihaft	399	Fixierbinden	382f, 385f, 388, 397
	372, 376f, 414, 417ff	Comprilan Binden	398, 400	Fixierpflaster	302ff, 310, 317, 324ff
	. , ,	Convatec Artikel	341, 352f	Fixierverband	327
Α		Cosmopor	305, 312	Fixomull	310f, 318
Acrylastic	408	Cosmopor silicone	346	Fix.Tape Stützverband	307
Acticoat Flex 3	337	Coverflex fast	378	Flexible Binden	394f, 397
Actisorb Silver		Curafix			·
	343		310, 325	Folien Wundverband	348
Adaptic	343, 377	Curafix i.v. Control	324	Fußschiene	422
Adaptic Digit	377	Curafix i.v. Soft	324	•	
Adaptic Touch	343	Curaplast	319f	G	
Aircast Artikel	421ff	Curapor	312	Gazestreifen	346
Akupunkturtape	309	Curatest	325	Gazetupfer	365f
Algisite M	336	Cuticell Classic	333	Gazin Mullkompressen	364, 368
Allevyn Artikel	334f, 337ff	Cuticerin	333	Gazin Tamponadebinde	en 379
AMD Verbände	349	Cutimed Gel	342	Gazofix	390
AQ Tape	309	Cutimed HydroControl	339	Gehschuhe	421
Aquacel	341, 352f	Cutimed Siltec	339f	Gelcast Sprunggelenks	chienen 422
Aquacel Ag Foam	352	Cutimed Siltec Plus	340	Gelenkbinde	403
Aquacel Ag Plus	353	Cutimed Sorbact	349	Gelenkschienen Aircas	t 423
Artiflex	415	Cutimed Sorbion Sorbact	325	Gelocast Binden	410
Artistep	421	Cutiplast	313, 319	Gelostretch	410
Askina Braunocel	362	Cutisoft	359, 366f	Gilchrist Verbände	424
Askina Elast Fine	383	Cutisorb	359	Gipsbinden	416
		Cutisorb	339	•	
Askina Ideal	394	D		Gipssäge	415
Askina Injektionspflaster	320		222	Grassolind	350
Askina Mullkompressen	366	Dafilon Nahtmaterial	332	ш	
Askina Schlinggazetupfe		Dauerbinden	395, 397, 404, 407	Н	
Askina Soft	314, 324	Debrisoft	347	Haftbinden	390, 397
Atrauman	345, 350	Dermabond	330	Haftelast Fixierbinden	386, 397
Augenklappe	358	Dermaplast Soft	319	Hansaplast	303, 317, 321ff, 380
Augenkompressen	358	Dreiecktücher	384	Hansaplast Soft	322
		Durafiber	338	Hansapor	305, 318
В		Duramax	335	Hartmann Artikel 302	2, 305f, 310, 312, 319,
Bactigras	333	Durapore	304	326, 344ff, 350, 358,	360ff, 368f, 371, 373,
Bandagen 375,	383, 388, 392, 423f	Duschpflaster	318	377ff, 383, 387,	395ff, 402f, 405, 413f
BD Artikel	325	Dynacast	417	Hautkleber	329f
Beesana Artikel	360f	•		Haut Nahtset	332
Beiersdorf Artikel 303, 3		E		Hautschutz	321, 338
Biatain	342	Elastische Binden	388, 397, 400	Heftpflaster	302
Biatain Silicone	342	Elastische Fixierbinde	385, 391	Histofreezer Ersatzappl	
	5, 397, 405, 413, 415	Elastische Klebebinde	408f, 411	Hydroclean	345
Boxen Zellstofftupfer	363	Elastische Kurzzugbinde	401f	Hydrocoll	344
Braun Artikel 314, 320,		Elastische Langzugbinde	404, 407	Hydrokolloid Verband	348
Diauli Artiker 314, 320,		Elastofix Verbände	•	•	
Draum Nahtmatarial	373, 383, 394		373	Hydrosorb Gel	346
Braun Nahtmaterial	332	Elastomull	385f, 391	Hydro Tac	345
	0f, 303f, 306ff, 310f,	Elastus activ Bandage	388	Hypafix	310
315f, 318ff, 325ff, 329, 3		Elastus activ comfort Fixio			
359, 366f, 373, 375,		Elodur	403	I	
396, 398, 400f, 403,	408ff, 415, 421, 424	Eloflex Gelenkbinde	403	Idealast	395ff
		Ersatzapplikatoren Histofi	reezer 381	Idealbinden	393, 395, 397f
С		ES Kompressen	364, 368	Injektionspflaster	317, 320f
Calciumalginat Kompress	sen 347	Ethicon Nahtmaterial	330f	Intrasite Gel	336
Cavilon	343	Eycopad	358, 375	_	
Cellacast Longuetten	416			J	
Cellacast Xtra	417	F		Jelonet	333
Cellona	414, 416	Fingerfixierverband	373		
Cervicalstützen	424	Fingerkuppenpflaster	322	K	
Cica Care Silikonplatten	352	Fingerlinge	376	Kaltostat	341
Colorbinden	397	Fingerschiene nach Stack		Kanülen Fixierpflaster	324
Comfeel Plus	341	Fingerstrips	322	Kanülenpflaster	326
Compridur Binden	401	Fingerverband	377	Katheterpflaster	325
Sompridui Billuoli	701	gor vorbund	011	. autotorphiaotor	020



INDEX GRUPPE 5

Kerlix	349	Mölnlycke Artikel	354ff, 374	S	
Kinderpflaster	317	M.Silk Pflaster	301	Sägeblatt Gipssäge	415
Kinesiologisches Tape	309	Mullbinden	382	Salbenkompressen	333, 345, 350
Klebevlies	306, 311	Mullkompressen	364, 366, 368	Saugkompressen 347, 357, 3	359, 361, 369ff
Kohäsive elastische Mullbinde	389	Mullro	362	Schaumstoffkompressen	351
Kompressen 344f, 347, 349ff	, 357, 359ff,	M.Ware fix Pflaster	311	Schaumverband 328, 335, 3	39f, 342, 344f,
364, 366ff	f, 370ff, 384	M.Ware plast Pflaster	300	3	348, 352, 355ff
Kompressionsbinden 394	4, 402, 405f	M.Ware pore Pflaster	303	Schienenmaterial	419f
Kurzzugbinden	399			Schlauchverband	374f, 378, 397
		N		Schlinggazetupfer	365f
L		Nahtmaterial	330ff	Schlitzkompressen	360, 370f
Lastobind	403	Non Woven Dreieckstuch	384	Schuhe Patienten	421
Lastodur	403	Nu-Gel	343	Schulterbandage	423f
Leimbinden	413			Scotchcast Binden	417ff
Lenkelast	396f	0		Scotchcast Longuetten	419
Lenkideal	393	Omnifix	310	Scotchcast Quick Step Splint	419
Leukofix	306	Omnifix silicone	310	Seidenpflaster	301
Leukoflex Pflaster	304	Omnisilk	302	Serafit Nahtmaterial	331
Leukomed	316	Omnistrip	326	Serag Wiessner Nahtmaterial	331
Leukomed I.V. Film	326	Omnitape	306	Seralon Nahtmaterial	331
Leukomed T	315	Opraclean	379	Servix	413
Leukomed T plus	315	Opsite	324, 336, 380	Servocomp Elast	401
Leukoplast	300, 319ff	Opsite Post-OP Visible	337	Servoderm	314
Leukopor	303	Optiplaste-C	409	Servodur Binden	404, 407
Leukosan Adhesive	329	Optiskin Kompressen	380	Servofast	378
Leukosan Strip	327	D		Servoflex	394f
Leukosilk	301	P		Servogrip	375
Leukostrip	326	Pagasling	365	Servolan	400, 402
Leukotape	306f, 378	Panelast	411	Servomull Color-Haft	391
Leukotape K	308	Patientenschuh	421	Servomull Elast	385
	0, 312, 319f,	Peha Crepp	383	Servomull Elast-Haft	389
324f, 347f, 358f, 362, 364f,	, ,	Peha Haft	387	Servoplast	411
376, 379, 382, 386, 388, 393		Peha Haft Color	387	Servoplast Acryl	408
404f, 407, 41		Peha Lastotel	383	Servoplast Bi-Elast	411
Lomatuell H	379	Peha Schlitzkompressen PermaFoam	371	Servoplast Elastic Servosport Color Bandagen	409 392
Lomatuell Pro	379 416, 419		344 317, 319ff, 325, 380		392
Longuetten	410, 419	Pflasterbinden	410	Servotape Sporttape Servozink	413
М		Pflasterspender	322	Sicherheitsnadeln	384
M-Cast	422f	Polsterwatte	414f	Silikonpflaster	304
Medicast Gipssäge	415	Porelast	410	Silikonplatten	352
Medipore	318	Porofix Heftpflaster	302	Silkafix Heftpflaster	302
Medipore auf Liner Klebevlies	306	Primacast	419	Skin-Prep Hautschutztücher	321
Mediware Fix.Tape Stützverband	307	Primapore	313	Smith & Nephew Artikel 313,	
Mediware Kompressen	364, 366	Prolene Nahtmaterial	331		352, 357, 380
Mediware Mullbinden	382	Pro-Ophta	358	Soft Cast	418
Mediware Mullkompressen	364, 366	Pur-Zellin	363	Solvaline N	373
Mediware Pflaster	301, 303	Pütterbinden	398	Sorbalgon Classic	344
Mefix	354	Pütterflex	403	Sportbandagen	392
Melolin	357	Pütterhaft	402	Sporttape	307
Mepilex	355ff	PütterPro 2 Kompression:	ssystem 405	Sprühpflaster	380
Mepilex AG	357			Sprunggelenkschienen	422f
Mepilex Border Flex	356	R		Stack Fingerschiene	420
Mepilex Border Flex Lite	356	Resolon Nahtmaterial	332	Steristrip Verschlussstreifen	329
Mepitel	354f	Resorba Nahtmaterial	332	Stomaversorgung	359
Mepore	354	Rollenpflaster 30	00ff, 306, 317, 319ff	Strappal	307
Mesoft	372	Rolta Soft	414	Stülpa	377
Metalline	372	Rosidal Binden	399	Stülpa-Fix	373
Microfoam	306	Rosidal Elko	399	Stützverband	307, 417
	000	11001ddi Lillo			
Micropore	305	Rosidal sys	405	Suprasorb	347f
Micropore Micropore Silikonpflaster			405 405	Suprasorb Synthetikwatte	347f 414





Т		VIII L - CC - CL L	200
	0.40	Vliesstoffpflaster	303
Tabotamp	346	Vliwaktiv	347
Tamponadenbinde	353, 379 309	Vliwasoft Vliwasorb	359 369
Tape Tegaderm	318, 328	Vliwasorb	370
Tegaderm CHG	316, 326	Vliwazell Pro	370
Textilpflaster	300	VIIWazeli FIO	370
TG-Fix Netzverband	374	W	
TG-Grip Stütz-Schlaud		Warzenentfernun	gsmittel 381
TG-Schlauchverband	376	Watte	361, 414f
Topper Kompressen	367, 372	Wundauflagen	313, 334f, 338ff, 343f, 347,
Transpore	302	wanddanagon	349ff, 354, 357, 371
Tricodur Tubular	375	Wundgel	346
Tricodur Verbände	375, 424	Wundkissen	345
Tricoplast	411	Wundnahtstreifer	
Trikotschläuche	376ff	Wundpflaster	319
Tubifast	374	Wundschnellverb	
Tupfer	359, 362, 365f, 386	Wundverband	305, 312, 315f, 334f,
Tupferbox	363		5, 348, 352ff, 356f, 369, 380
		Wundverschlusss	
U			
Uhrglas-Augenklappe	358	Υ	
Uniflex	393, 396f	Ypsimed Augenk	lappe 358
Unihaft	398		
Universalbinden	395f	Z	
Urgo Artikel	302, 310, 314,	Zehenverband	377
319f, 350	f, 362, 364f, 368, 380,	Zelletten	362
382, 386, 38	39, 396f, 402, 406, 412	Zellstoff Tupfer	362f
Urgoband	402	Zelltip Tupfer	363
Urgoclean	351	Zemuko Kompres	ssen 362
Urgoderm	310	Zetuvit	369, 371
Urgo K1 Kompressions	ssystem 406	Zetuvit E	369
Urgo K2 Kompressions	ssystem 406	Zinkleimbinden	412f
Urgolast	396f	Zinkpflaster Urgo	412
Urgomull	382, 386, 389		
Urgopflaster	319		
Urgosoft	319f		
Urgostart	351		
Urgosterile	314		
Urgosyval	302		
Urgotül	351		
Urgotupfer	365, 386		
Urgozink	412		
V			
V Varicex	412		
Varicex			
Varifiesive Varolast Binden	341 413		
Veca-C	325		
Vecafix	325		
Verbandfixierung	306, 311, 373		
Verbandklammern	384		
Verbandmull	361f		
Verbandpäckchen	384		Medizinbedarf
Verbandstoffe	384		Service macht den Unterschied.
Verbandtücher	384		
Verbandvlies	311		
Vicryl Nahtmaterial	330		
Viskose Dreieckstuch	384		
Vlieskompressen	359f		

360

Vliesschlitzkompressen

INDEX GRUPPE 5

mware plast

msilk

mware pore

mlape

mware fix

meast, f



Service macht den Unterschied.

Sehr verehrte Frau Doktor, Sehr geehrter Herr Doktor,

wann genau die Fallpauschale für den Sprechstundenbedarf kommt, wissen wir auch nicht!

Aber: Sie können beim Einsatz der preisaktuellen MEDIWARE Verbandmittel sicher sein, aktiv das Budget zu senken.

Auf einen Blick sehen Sie die jeweiligen bekannten Marken und die dazu passenden günstigen Alternativen.

Auf Wunsch liefern wir das komplette BSN-Essity, Beiersdorf, 3M, Hartmann, Braun, Lohmann & Rauscher, Noba, Mölnlycke, Urgo, 3 M/KCI (Systagenix), Maimed, Convatec, Coloplast und Smith & Nephew-Programm.

Selbstverständlich immer in einwandfreier, verlässlicher Qualität!

Viele Produkte werden schon in der neuen MEHR-WERT-Packung geliefert: ohne Mehrkosten bekommen Sie mehr Ware pro Packung.

Den MEDIWARE Sprechstundenbedarf erhalten Sie von Ihrem örtlichen medizintechnischen Fachhändler, aus Ihrer Apotheke oder direkt von Ihrem Praxis-Versandhandel. Kostenlose Umschläge für Ihr Rezept erhalten Sie bei Bestellung automatisch.

Mit MEDIWARE Produkten bekommen Sie mehr Ware und sparen mehr Geld. Auf Wunsch liefern wir das komplette Essity, Beiersdorf, 3M, Hartmann, Braun Lohmann & Rauscher, Noba, Mölnlycke, Urgo, KCI (Systagenix), Maimed, Convatec, Coloplast und Smith & Nephew-Programm. mware plast

TEXTILPFLASTER

ZUR SICHEREN VERBANDFIXIERUNG



mware plast

M.WARE PLAST, TEXTILPFLASTER

Zur sicheren Verbandfixierung für den normalen Hauttyp. **m.ware plast** ist immer dann zu empfehlen, wenn die Fixierung ganz besonders sicher kleben muss.

Produkteigenschaften:

m.ware plast hautfarbenes Textilpflaster

- Mit Zinkoxid-Kautschuk-Kleber, sicher haftend
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Besonders zugfest und strapazierfähig
- Hohe Sofort- und Dauer-Klebekraft
- Für normale Haut



- Für Verbandfixierungen aller ArtKlebemasse: Zinkoxid-Kautschuk
- Träger: ZellwolleFarbe: hautfarben
- Hauttyp: normale Haut

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE		
ohne Schutzring	ohne Schutzring						
1,25 cm x 5 m	18296923	480 Stück	12 Stück	J8 700941			
2,50 cm x 5 m	03178514	360 Stück	12 Stück	J8 700942			



LEUKOPLAST BSN

Das starke hautfarbene Rollenpflaster mit großer Klebekraft. In der Anstaltspackung.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
ohne Schutzring	ohne Schutzring								
1,25 cm x 5 m	04593474	240 Stück	24 Stück	G9 1531					
2,50 cm x 5 m	04593480	120 Stück	12 Stück	G9 1532					
5,00 cm x 5 m	04593497	60 Stück	6 Stück	G9 1534					
1,25 cm x 9,2 m	04593505	240 Stück	24 Stück	G9 1536					
2,50 cm x 9,2 m	04593511	120 Stück	12 Stück	G9 1537					
5,00 cm x 9,2 m	04593528	60 Stück	6 Stück	G9 1539					
mit Schutzring									
1,25 cm x 5 m	00625987	240 Stück	24 Stück	G9 1521R					
2,50 cm x 5 m	00625993	120 Stück	12 Stück	G9 1522R					
5,00 cm x 5 m	00626001	60 Stück	6 Stück	G9 1524R					



LEUKOPLAST HOSPITAL BSN

Das bewährte weiße Rollenpflaster, ohne Metallschutzring.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1,25 cm x 9,2 m	04593534	240 Stück	24 Stück	G9 1756	
2,50 cm x 9,2 m	04593540	120 Stück	12 Stück	G9 1757	
5,00 cm x 9,2 m	04593557	60 Stück	6 Stück	G9 1758	
ohne PZN					
2,50 cm x 9,2 m		120 Stück	12 Stück	G9 7682100	



SEIDENPFLASTER

SICHER HAFTEND, UNIVERSELL EINSETZBAR







M.SILK, SEIDENPFLASTER

Rollenpflaster zur sicheren Verbandfixierung sind aus der klinischen oder ambulanten Versorgung kaum noch wegzudenken. **m.silk** ist aufgrund seiner Eigenschaften universell einsetzbar.

Produkteigenschaften:

- · Weißes, hypoallergenes Fixierpflaster
- Leicht abreißbar, sicher haftend, universell einsetzbar
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Ideal für Patienten mit empfindlicher Haut
- Problemlos ohne Rückstände zu entfernen

Anwendung:

- Fixierung von Verbänden jeder Art
- Befestigung von Sonden, Kanülen etc.
- Klebemasse: hypoallergene Polyacrylate
- Träger: weiße Acetat-Seide

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
ohne Schutzring					
1,25 cm x 5 m	03178520	384 Stück	24 Stück	J8 702451	
2,50 cm x 5 m	03178537	360 Stück	12 Stück	J8 702452	



LEUKOSILK BSN

Rollenpflaster aus weißer Kunstseide für die empfindliche Haut. Leicht abreißbar.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
ohne Schutzring	ohne Schutzring								
1,25 cm x 5 m	04593646	240 Stück	24 Stück	G9 1031					
2,50 cm x 5 m	04593652	120 Stück	12 Stück	G9 1032					
5,00 cm x 5 m	04593669	60 Stück	6 Stück	G9 1034					
1,25 cm x 9,2 m	04593675	240 Stück	24 Stück	G9 9566					
2,50 cm x 9,2 m	04593681	120 Stück	12 Stück	G9 9567					
5,00 cm x 9,2 m	04593698	60 Stück	6 Stück	G9 9569					
mit Schutzring									
1,25 cm x 5 m	00626219	240 Stück	24 Stück	G9 1021					
2,50 cm x 5 m	00626225	120 Stück	12 Stück	G9 1022					
5,00 cm x 5 m	00626231	60 Stück	6 Stück	G9 1024					



LEUKOSILK S BSN

Rollenpflaster aus weißer Kunstseide für die empfindliche Haut. Klinikpackung

- Besonders hautverträglich
- Leicht luftdurchlässig
- Leicht zu reißen

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
ohne Schutzring					
1,25 cm x 9,2 m	06349896	240 Stück	24 Stück	G9 46833	
2,50 cm x 9,2 m	06349904	120 Stück	12 Stück	G9 46834	



OMNISILK HARTMANN

Aus weißer Kunstseide mit synthetischem Kleber als Streifenauftrag, wasserabstoßend imprägniert, sehr luftdurchlässig, mit Zickzack-Rand.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
auf Kunststoffspulen,	auf Kunststoffspulen, 5 m lang								
1,25 cm	11163538	300 Stück	1 Stück	H2 9004302					
2,50 cm	11163544	240 Stück	1 Stück	H2 9004312					
5,00 cm	11163550	120 Stück	1 Stück	H2 9004322					
auf Kunststoffspulen,	9,2 m lang								
1,25 cm	11163509	300 Stück	1 Stück	H2 9004182					
2,50 cm	11163515	240 Stück	1 Stück	H2 9004192					
5,00 cm	11163521	120 Stück	1 Stück	H2 9004202					



Hypoallergenes Kunststoffpflaster, ideal zur Fixation von Kanülen und Infusionsleitungen. Jumborollen.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE		
transparent							
1,25 cm x 9,1 m	01405360	240 Stück	24 Stück	S6 1527-0			
2,50 cm x 9,1 m	01405377	120 Stück	12 Stück	S6 1527-1			
5,00 cm x 9,1 m	01405383	60 Stück	6 Stück	S6 1527-2			
transparent, mit Abrol	ler						
2,50 cm x 5 m	00913309	48 Stück	1 Stück	S6 1527-1D			
weiß							
2,50 cm x 9,1 m	02520548	120 Stück	12 Stück	S6 1534-1			



Heftpflaster aus Viskosegewebe, hautfarben mit Synthesekautschuk-Klebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei).

Маве		PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1.25 cm x	5 m	03277021	450 Stück	1 Stück	L2 34310	
2,50 cm x	5 m	03277038	336 Stück	1 Stück	L2 34311	
5 cm x 5 r	n	03277044	150 Stück	1 Stück	L2 34312	

SILKAFIX HEFTPFLASTER LOHMANN & RAUSCHER

Zur Fixierung von Kompressen, Binden, Venenkathetern, Kanülen, Drainagen und Sonden. Kunstseidentaft, weiß, 100 % Acetat, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophoniumund kolophoniumderivatfrei).

- Quer und längs reißbar
- Nicht dehnbar
- Hautfreundlich
- Gut haftender Klebstoff, der rückstandsarm von der Haut entfernt werden kann
- Wasser- und schmutzabweisend

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Rolle auf Pappkern					
2,50 cm x 5 m	04860283	300 Stück	12 Stück	L2 34377	
1,25 cm x 9,2 m	04860314	480 Stück	24 Stück	L2 34327	
2,50 cm x 9,2 m	04860320	144 Stück	12 Stück	L2 34328	
5 cm x 9,2 m	04860337	120 Stück	6 Stück	L2 34329	

URGOSYVAL

ist ein hautfreundliches Heftpflaster zur sicheren Verbandfixierung. Es besteht aus weißem Taftgewebe. Leicht längs- und quer reißbar. Für empfindliche Haut. Der Spezial-Zinko-xid-Kleber zeichnet sich durch eine sehr hohe Haftwirkung aus. Das Heftplaster ist gut beschriftbar. Dank des gezackten Randes gibt es keine Fadenablösung. Ohne Schutzring.

	2000 militari. Bumi dee gezuotteri Haridee gibt ee keine Fuderhabieeding. Ohile eeriatzinig.							
Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE		
ohne Schutzring	ohne Schutzring							
1,25 cm x 5 m	511450/754143	00299743	144 Stück	12 Stück	L7 0450			
2,50 cm x 5 m	511451/754144	00299766	96 Stück	12 Stück	L7 0451			
1,25 cm x 9 m	511453	00299789	144 Stück	12 Stück	L7 0453			
2,50 cm x 9 m	511454/754147	00299795	96 Stück	12 Stück	L7 0454			
5,00 cm x 9 m	511455	00299803	48 Stück	6 Stück	L7 0455			









mware pore

VLIESPFLASTER

FÜR DIE HOCHEMPFINDLICHE HAUT





mware pore

M.WARE PORE, VLIESPFLASTER

Rollenpflaster sollten möglichst auf den Hauttyp und die Anwendung abgestimmt sein. **m.ware pore** eignet sich hervorragend für Patienten mit hochempfindlicher, sensibler Haut.

Produkteigenschaften:

- Besonders weiches, anschmiegsames mikroporöses Vlies
- Fixierung ohne Spannung und sehr sicher
- Hervorragende luft- und wasserdampfdurchlässigkeit
- Auch bei Dauerverbänden keine Hautmazerationen
- Ideal bei Patienten mit hochempfindlicher Haut

Anwendung:

- Fixierung von Verbänden/Instrumenten auf der sensiblen Haut.
- Klebemasse: hypoallergene Polyacrylate
- Träger: weißes, mikroporöses Vlies

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
ohne Schutzring					
1,25 cm x 5 m	03178589	312 Stück	24 Stück	J8 701451	
2,50 cm x 5 m	03178595	216 Stück	12 Stück	J8 701452	
2,50 cm x 9,14 m	03178626	120 Stück	12 Stück	J8 751392	

CENSITINE



HANSAPLAST FIXIERPFLASTER SENSITIVE BDF

Hansaplast Sensitive hypoallergene Fixier- und Heftpflaster sind besonders hautfreundlich und lassen sich rückstandsfrei wieder entfernen. Sie sind damit besonders gut für die erste Hilfe auch bei empfindlicher Haut geeignet. Die Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt. Hansaplast Sensitive Fixier- und Heftpflaster lassen sich leicht per Hand reißen.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1,25 cm x 5 m	12347424	10 Stück	1 Stück	G9 48668	
2,50 cm x 5 m	12347430	10 Stück	1 Stück	G9 48669	

LEUKOPOR BSN

Das Rollenpflaster aus Vliesstoff für die hochempfindliche Haut.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
ohne Schutzring	ohne Schutzring								
1,25 cm x 5 m	04593563	240 Stück	24 Stück	G9 2481					
2,50 cm x 5 m	04593586	120 Stück	12 Stück	G9 2482					
5,00 cm x 5 m	04593592	60 Stück	6 Stück	G9 2484					
mit Schutzring									
1,25 cm x 5 m	01698793	240 Stück	24 Stück	G9 2471					
2,50 cm x 5 m	01698801	120 Stück	12 Stück	G9 2472					
5,00 cm x 5 m	01698818	60 Stück	6 Stück	G9 2474					
auf Kunststoffker	n								
1,25 cm x 9,2 m	04593600	240 Stück	24 Stück	G9 2453					
2,50 cm x 9,2 m	04593617	120 Stück	12 Stück	G9 2454					
5,00 cm x 9,2 m	04593623	60 Stück	6 Stück	G9 2455					









MICROPORE S 3M

Die innovativen Produkteigenschaften machen das neue 3M silikonbeschichtete Pflaster einzigartig.

- Atmungsaktives, patentiertes Trägermaterial lässt die Haut atmen und vermindert das Risiko von Hautmazeration
- Hypoallergen und besonders hautschonend
- Anwenderfreundlich per Hand längs und quer reißbar
- Hohe Wiedererkennung bei Patienten und Personal durch Blaufärbung
- Seitenschoner beugen Verschmutzung vor
- Einzigartiger Silikonkleber: Die neue Generation des Rollenpflasters vereint Hautfreundlichkeit und Sicherheit

Маве	Farbe	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2,5 cm x 5 m	blau	16015512	120 Stück	12 Stück	S6 2770-1	
5,0 cm x 5 m	blau	16015529	60 Stück	6 Stück	S6 2770-2	

MICROPORE SILICONE, SILIKONROLLENPFLASTER BLAU 3 M

- Hautschonend ablösbar durch Silikontechnologie
- Komfort: Saubere Entfernung, ohne empfindliche Hautschichten zu verletzen oder den Patienten Schmerzen zu bereiten
- Extrem hoher Patientenkomfort
- Sicherheit durch konstante Klebkraft

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
blau, ohne Abro	ller				
2,50 cm x 5 m	09079813	96 Stück	1 Stück	S6 2775NP-1	

DURAPORE PFLASTER 3M

lst ein multifunktionales, besonders hochwertiges Kunstseidenpflaster. Jumborollen.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1,25 cm x 9,1 m	01593433	240 Stück	24 Stück	S6 1538-0	
2,50 cm x 9,1 m	01593551	120 Stück	12 Stück	S6 1538-1	
5,00 cm x 9,1 m	01593568	60 Stück	6 Stück	S6 1538-2	

LEUKOPLAST SKIN SENSITIVE BSN

Leukoplast skin sensitive ist ein strahlenindifferentes, wasserabweisendes, leicht von Hand reißbares Fixierpflaster, das auf Grund seines sanft haftenden Silikonauftrages für besonders empfindliche Haut geeignet ist. Es ist die optimale Lösung für z.B. Babyhaut, Altershaut, Pergamenthaut oder Cortisonhaut sowie für Patienten, bei denen das Fixierpflaster mehrfach auf derselben Hautregion appliziert und entfernt werden muss. Neben einem sicheren Halt kann ein atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel gewährleistet werden, wodurch Hautschädigungen vorgebeugt werden können. Darüber hinaus lässt sich Leukoplast skin sensitive mehrfach repositionieren ohne an Klebkraft zu verlieren oder Kleberückstände auf der Haut zu hinterlassen. Dank seiner leichten Transparenz ermöglicht Leukoplast skin sensitive eine kontinuierliche Beobachtung der Haut und bietet durch seine unauffällige Erscheinung besonderen Komfort für den Patienten. Mit Leukoplast skin sensitive wird die Haut optimal geschont und eine erfolgreiche Therapie unterstützt.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
mit Schutzring					
1,25 cm x 2,60 m	15190874	240 Stück	24 Stück	G9 76173-00	
2,50 cm x 2,60 m	15190897	120 Stück	12 Stück	G9 76173-01	
2,50 cm x 1,00 m	15190911	120 Stück	12 Stück	G9 76173-06	
ohne Schutzring					
2,50 cm x 2,60 m	15190905	120 Stück	12 Stück	G9 76175-00	

LEUKOFLEX BSN

Rollenpflaster aus transparenter Folie, luft- und wasserdicht, für dichte Verbände.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
ohne Schutzring	ohne Schutzring							
1,25 cm x 5 m	04593445	240 Stück	24 Stück	G9 1131				
2,50 cm x 5 m	04593451	120 Stück	12 Stück	G9 1132				
5,00 cm x 5 m	04593468	60 Stück	6 Stück	G9 1134				
mit Schutzring								
1,25 cm x 5 m	00624947	240 Stück	24 Stück	G9 1121				
2,50 cm x 5 m	00624953	120 Stück	12 Stück	G9 1122				
5,00 cm x 5 m	01155012	60 Stück	6 Stück	G9 1124				





Service macht den Unterschied.



Micropore-Tape ist die Nummer 1 der hypoallergenen "Papier"-Tapes für die Wundauflagenbefestigung.

Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
weiß, mit Abroller	weiß, mit Abroller								
1,25 cm x 5 m	1530NP-0SD	06337930	6 Stück	1 Stück	S6 1530-0D				
2,50 cm x 5 m	M1530NP-1SD	06337947	6 Stück	1 Stück	S6 1530-1D				
weiß									
1,25 cm x 9,1 m		01319732	240 Stück	24 Stück	S6 1530-0				
2,50 cm x 9,1 m		01319749	120 Stück	12 Stück	S6 1530-1				
5,00 cm x 9,1 m		01319755	60 Stück	6 Stück	S6 1530-2				
7,50 cm x 9,1 m		03187772	40 Stück	4 Stück	S6 1530-3				
weiß, Jumborolle im	Spender				,	,			
1,25 cm x 9,1 m		03187789	240 Stück	24 Stück	S6 1535-0				
2,50 cm x 9,1 m	1535E-1		120 Stück	12 Stück	S6 1535-1				
5,00 cm x 9,1 m		03187803	60 Stück	6 Stück	S6 1535-2				
hautfarben					,				
1,25 cm x 9,1 m		01319695	240 Stück	24 Stück	S6 1533-0				
2,50 cm x 9,1 m		01319703	120 Stück	12 Stück	S6 1533-1				
5,00 cm x 9,1 m		01319726	60 Stück	6 Stück	S6 1533-2				



COSMOPOR ADVANCE HARTMANN

Cosmopor Advance ist mit der innovativen DryBarrier Technologie ausgestattet, die ermöglicht, dass das Wundexsudat in das Wundkissen aufgenommen, aber nicht wieder abgegeben wird – selbst unter Druck. Diese Kombination von hoher Saugkapazität und geringster Rücknässung erlaubt, dass der Post-OP-Verband länger auf der Wunde verweilen kann. Bei Advance handelt es sich um einen sterilen selbstklebenden Wundverband aus weichem Trägervlies, ausgestattet mit einem hoch absorbierenden Wundkissen.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,2 x 5 cm	03546490	200 Stück	10 Stück	H2 9010180	
7,2 x 5 cm	03546509	500 Stück	25 Stück	H2 9010101	
10 x 6 cm	03546515	600 Stück	25 Stück	H2 9010110	
10 x 8 cm	03546538	450 Stück	25 Stück	H2 9010131	
15 x 8 cm	03546544	300 Stück	25 Stück	H2 9010141	
20 x 10 cm	03546550	250 Stück	25 Stück	H2 9010151	
25 x 10 cm	03546478	80 Stück	10 Stück	H2 9010160	
35 x 10 cm	03546484	80 Stück	10 Stück	H2 9010170	



HANSAPOR STERIL BDF

Steriler Wundverband für post-operative Wunden sowie Schnitt- und Schürfwunden

- Verklebt nicht mit der Wunde
- Besteht aus atmungsaktiven Materialien
- Zeichnet sich durch seinen sicheren Halt aus
- Besonders geeignet f
 ür empfindliche Haut
- Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 x 7 cm	12439913	30 Stück	3 Stück	G9 48650	
6 x 7 cm	12439936	250 Stück	25 Stück	G9 48645	
6 x 7 cm	12439907	4000 Stück	100 Stück	G9 48637	
8 x 10 cm	12439971	30 Stück	3 Stück	G9 48651	
8 x 10 cm	12439988	250 Stück	25 Stück	G9 48646	
8 x 10 cm	12439965	2800 Stück	100 Stück	G9 48638	
10 x 15 cm	14062565	30 Stück	3 Stück	G9 48649	
10 x 15 cm	14062571	250 Stück	25 Stück	G9 48647	
10 x 15 cm	14062559	2200 Stück	100 Stück	G9 48663	
10 x 20 cm	14062536	30 Stück	3 Stück	G9 48742	
10 x 20 cm	14062542	250 Stück	25 Stück	G9 48648	













LEUKOFIX BSN

Für schnelle Fixierung. Rollenpflaster aus transparenter Polyethylen-Folie, längs- u. quer reißbar, perforiert, Anstaltspack, luft- u. dampfdurchlässig

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
ohne Schutzring									
1,25 cm x 5 m	04593379	240 Stück	24 Stück	G9 2131					
2,50 cm x 5 m	04593385	120 Stück	12 Stück	G9 2132					
5,00 cm x 5 m	04593391	60 Stück	6 Stück	G9 2134					
mit Schutzring									
1,25 cm x 5 m	01698586	240 Stück	24 Stück	G9 2121					
2,50 cm x 5 m	01698592	120 Stück	12 Stück	G9 2122					
5,00 cm x 5 m	01698600	60 Stück	6 Stück	G9 2124					
auf Kunststoffkern									
1,25 cm x 9,2 m	04593416	240 Stück	24 Stück	G9 2136					
2,50 cm x 9,2 m	04593422	120 Stück	12 Stück	G9 2137					
5,00 cm x 9,2 m	04593439	60 Stück	6 Stück	G9 2138					

OMNITAPE HARTMANN

Stark klebendes Pflasterband aus 100 % Zellwollgewebe mit Zink-oxid-Kautschuk-Kleber, außerordentlich zugfest und unelastisch für eine präzise und dauerhaft sichere Fixierung von Gelenken und Bändern. Für funktionelle Verbände, z. B. zur Gelenkstabilisierung, insbesondere bei Bänderschädigungen, zur Stützung und Entlastung verletzter Muskeln, zur konservativen Behandlung von Luxationen usw., einzeln in Faltschachteln. Auf Kunststoffspule.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2,00 cm x 10 m	04318182	96 Stück	1 Stück	H2 5000581	
3,75 cm x 10 m	04318199	96 Stück	1 Stück	H2 5000599	
5,00 cm x 10 m	04318207	48 Stück	1 Stück	H2 5000606	

LEUKOTAPE FOAM BSN

Schaumgummi-Polstermaterial als Druckschutz, sowie zur gezielten lokalen Druckerhöhung.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
20 cm x 30 cm	00567847	140 Stück	10 Stück	G9 9776	

MICROFOAM 3M

Microfoam ist hypoallergen, elastisch, sehr anschmiegsam, wasserdicht, atmungsaktiv und ausserdem beschriftbar. Es besteht aus einem Vinylschaumstoff, der Klebstoff ist ein hautfreundliches Polyacrylat mit solider Klebekraft.

Маве	PZN	VE	REF	Preis VE
2,50 cm x 3 m	02024269	12 Stück	S6 1528-1	
5,00 cm x 3 m	02024275	6 Stück	S6 1528-2	
7,50 cm x 3 m	03189274	4 Stück	S6 1528-3	
10,00 cm x 3 m	03190308	3 Stück	S6 1528-4	

MEDIPORE H KLEBEVLIES PERFORIERT 3 M

Medipore H ist ein idealer Vliesverband für die flächige Verbandfixierung.

- Medipore H Klebevlies ist gleichmäßig perforiert und dadurch verlustfrei abzureißen
- Das medizinische Pflaster Medipore H ist latexfrei, hypoallergen
- Bearbeitung ohne Schere möglich, Medipore H mit hoher Sofort- und Dauerklebekraft

Маßе	PZN	VE	REF	Preis VE
2,5 cm x 9,1 m	07478957	24 Stück	S6 2861	
5,0 cm x 9,1 m	07478963	12 Stück	S6 2862	
7,6 cm x 9,1 m	07478986	12 Stück	S6 2863	
10,0 cm x 9,1 m	07478992	12 Stück	S6 2864	
15,0 cm x 9,1 m	07479000	12 Stück	S6 2866	
20,0 cm x 9,1 m	07479017	6 Stück	S6 2868	

MEDIPORE AUF LINER KLEBEVLIES AUF TRÄGERPAPIER 3M

Wenn 3M Medipore in exakt zugeschnittenen Formaten appliziert werden soll, bietet sich das querelastische Klebevlies auf einem speziellen Trägerpapier an. Leichter Zuschnitt gewährleistet eine optimale Passform und einen sicheren Sitz.

- Individueller Zuschnitt mit der Schere, Weich, querelastisch und anschmiegsam
- Hohe Klebkraft, Hypoallergen, Atmungsaktiv, Hautfreundlich

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 cm x 10 m	00225704	12 Stück	1 Stück	S6 2991/1	
10 cm x 10 m	00225710	12 Stück	1 Stück	S6 2991/2	
15 cm x 10 m	00225727	12 Stück	1 Stück	S6 2991/3	
20 cm x 10 m	00225733	6 Stück	1 Stück	S6 2991/4	





UNELASTISCHER STÜTZVERBAND



MEDIWARE FIX.TAPE UNELASTISCHER STÜTZVERBAND

Ideal für das Anlegen von funktionellen Verbänden. Diese Klebebinde läßt sich gut verarbeiten, sitzt rutschsicher, stützt und schützt. Das leichte Abrollen und die Längs- und Quer-Reißbarkeit ermöglichen ein schnelles Arbeiten ohne Hilfsmittel.

Produkteigenschaften:

- Verfügt über eine hohe Klebekraft
- Gewährleistet einen sicheren Halt der Verbände auf der Haut und auf Unterzugbinden
- Lässt sich m

 ühelos in Quer- und L

 ängsrichtung abreißen
- · Das Gewebe ist wasserabweisend imprägniert


Anwendung:

• Funktionelle Verbände bei Verletzungen an Muskeln, Gelenken etc.

Farbe	Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
weiß	3,75 cm x 10 m	02512520	120 Stück	12 Stück	J8 752501	
blau	3,75 cm x 10 m	02512543	120 Stück	12 Stück	J8 752501B	
gelb	3,75 cm x 10 m	02512566	48 Stück	12 Stück	J8 752501G	
rot	3,75 cm x 10 m	02512589	48 Stück	12 Stück	J8 752501R	
schwarz	3,75 cm x 10 m	02512649	120 Stück	12 Stück	J8 752501S	



Für funktionelle Verbände bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken.









STRAPPAL BSN

Unelastisches Spezialpflaster für Tape Verbände.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
einzeln verpackt									
2,50 cm x 10 m	04300986	30 Stück	5 Stück	G9 71489					
4,00 cm x 10 m	04300992	90 Stück	5 Stück	G9 71492					
lose im Karton									
2,50 cm x 10 m	07476993	160 Stück	8 Stück	G9 71488					
4,00 cm x 10 m	07477001	100 Stück	5 Stück	G9 71491					
5,00 cm x 10 m	07477018		4 Stück	G9 71494					
lose im Karton (Platea	uverpackung)								
2,50 cm x 10 m	08667471		36 Stück	G9 71487					
4,00 cm x 10 m	08667488		24 Stück	G9 71490					
5,00 cm x 10 m	08667494		18 Stück	G9 71493					







Die Klebefläche hat sinusförmige Aussparungen, um die Luftzirkulation zu ermöglichen. Das elastische Tape Material kann von Kopf bis Fuß eingesetzt werden. Das Material ist den Eigenschaften der Haut angepasst. Ob im Leistungssport oder Alltag, Leukotape K macht das aktive Leben der Patienten wieder bunt und es bleibt die volle Beweglichkeit erhalten. Um einen optimalen Sitz des elastischen Tapes zu erzielen, empfehlen wir Patienten, Leukotape K durch einen Arzt oder Therapeuten anlegen zu lassen.



Farbe	Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
hautfarben	2,5 cm x 5 m	01907340	50 Stück	5 Stück	G9 7297810	
hautfarben	5,0 cm x 5 m	01907357	50 Stück	5 Stück	G9 7297811	
hautfarben	7,5 cm x 5 m	01907363	40 Stück	5 Stück	G9 7297812	
rot	2,5 cm x 5 m	01907386	50 Stück	5 Stück	G9 7297815	
rot	5,0 cm x 5 m	01907392	50 Stück	5 Stück	G9 7297816	
rot	7,5 cm x 5 m	01907400	40 Stück	5 Stück	G9 7297817	
blau	2,5 cm x 5 m	01907417	50 Stück	5 Stück	G9 7297820	
blau	5,0 cm x 5 m	01907423	50 Stück	5 Stück	G9 7297821	
blau	7,5 cm x 5 m	01907446	40 Stück	5 Stück	G9 7297822	
schwarz	5,0 cm x 5 m	06110184	50 Stück	5 Stück	G9 7297823	
hellblau	5,0 cm x 5 m	06110190	50 Stück	5 Stück	G9 7297824	
pink	5,0 cm x 5 m	06110178	50 Stück	5 Stück	G9 7297825	











Kinesiologie-Tape aus der PainMate Alternativ-Medizinserie

AQ-TAPES OHNE STECHEN, OHNE SCHMERZEN "AKUPUNKT-THERAPIE" OHNE NADEL!

- Behandlung bei schmerzenden Gelenken
- Ideal für den Einsatz in der Prophylaxe
- Sport-Physiotherapie
- Bei Schmerzproblemen
- Orthopädie
- Lymphologie
- Neurologie

Das kinesiologische Taping wurde Anfang der 70er Jahre in Japan entwickelt. Mit dem elastischen Tape und einer entsprechenden Anlegetechnik ist es möglich, Schmerzen ohne Bewegungseinschränkungen erfolgreich zu behandeln.

Die Tapemethode nutzt den körpereigenen Heilungsprozess. Man erzielt eine stimulierende Wirkung der geklebten Muskelpartien, der Gelenke und des Lymph- und Nervensystems.

Die AQ Tapes sind in 3 Breiten lieferbar:

- 2,5 cm breit / 2 Rollen á 5,5 m
- in der Spenderdose
- **5.0 cm breit** / 1 Rolle á 5,5 m in der Spenderdose
- **7.5 cm breit** / 1 Rolle á 7,5 m
- in der Spenderdose

Die AQ-Tapes sind in 7 Farben lieferbar.

Je 6 bzw. 12 Rollen im Display verpackt. Die rückseitig bedruckte Maßeinteilung erleichtert das Abmessen und Schneiden der Tape-Länge.





IHR VORTEIL: Rollenlänge jetzt 5,5 m!







Wir weisen darauf hin, dass bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden zur Zeit noch keine wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise nach westlichem Prüfstandard vorliegen. Zur vorstehenden Information sind wir verpflichtet, denn nach dem bestehenden Arzneimittelwerbegesetz in Deutschland dürfen keine Heilaussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Naturmitteln gemacht werden, auch wenn diese heilen würden.



HYPAFIX BSN

Luftdurchlässiges Klebevlies mit 2-teiligem Splitliner. Dieser Splitliner erleichtert die Applikation von Hypafix erheblich.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2,5 cm x 10 m	10549388	24 Stück	1 Stück	G9 7144300	
5 cm x 10 m	09080213	24 Stück	1 Stück	G9 7144301	
10 cm x 10 m	09080236	24 Stück	1 Stück	G9 7144302	
15 cm x 10 m	09080242	24 Stück	1 Stück	G9 7144303	
20 cm x 10 m	09080259	24 Stück	1 Stück	G9 7144304	
30 cm x 10 m	09080207	24 Stück	1 Stück	G9 7144305	



OMNIFIX ELASTIC HARTMANN

Stark klebendes Pflasterband aus 100 % Zellwollgewebe mit Zinkoxid-Kautschuk-Kleber; außerordentlich zugfest und unelastisch für eine präzise und dauerhaft sichere Fixierung von Gelenken und Bändern; starke Haftung auch auf textilen Unterzügen und Kompressionsbinden; durch gezackte Kanten mühelos von Hand abreißbar; ebenso gut reißfähig in Längsrichtung; weiß.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 2 m	04377374	64 Stück	1 Stück	H2 9006011	
5 cm x 10 m	00255579	63 Stück	1 Stück	H2 9006021	
10 cm x 10 m	00255585	36 Stück	1 Stück	H2 9006031	
15 cm x 10 m	00255616	24 Stück	1 Stück	H2 9006041	
20 cm x 10 m	00255622	18 Stück	1 Stück	H2 9006051	



OMNIFIX SILICONE HARTMANN

Omnifix Silicone ist ein selbstklebendes, hautfreundliches Fixiervlies. Das Fixiervlies besteht aus einem Trägermaterial aus Polyester und einer mit einer Applikationsfolie geschützten Silikon-Haftschicht, wodurch sich das Produkt sogar auf empfindlicher oder vorgeschädigter Haut schmerzlos entfernen lässt. Omnifix Silicone haftet zuverlässig, ist wasserfest und bietet sowohl eine effektive Barriere gegen das Eindringen von Bakterien als auch eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Das Fixiervlies ermöglicht eine klebende Fixierung auf einem neuen Niveau.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 2 m	16830956	64 Stück	1 Stück	H2 9000020	
10 cm x 5 m	16830933	12 Stück	1 Stück	H2 9000010	



CURAFIX H BREITFLÄCHIGES FIXIERPFLASTER LOHMANN & RAUSCHER

Vliesstoff: weiß, 100 % Polyester, Polyurethanmembran mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 2 m	03295711	96 Stück	1 Stück	L2 138946	
15 cm x 2 m	07299634	96 Stück	1 Stück	L2 138940	
5 cm x 10 m	07299640	48 Stück	1 Stück	L2 138941	
10 cm x 10 m	07299657	24 Stück	1 Stück	L2 138942	
15 cm x 10 m	07299663	24 Stück	1 Stück	L2 138943	
20 cm x 10 m	07299686	16 Stück	1 Stück	L2 138944	
30 cm x 10 m	07299692	16 Stück	1 Stück	L2 138945	



URGODERM STRETCH

Urgoderm Stretch ist ein Klebevlies zur großflächigen Fixierung auf empfindlicher Haut. Das Trägermaterial aus Polyester ist mikroperforiert und hautfreundlich. Aufgrund der hervorragenden Querelastizität passt sich der Verband auch stark konturierten Körperpartien an. Die Bewegungsabläufe werden nicht eingeschränkt. Die Polyacrylat-Klebemasse gewährleistet einen sicheren Halt und lässt sich sanft wieder ablösen.

Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 cm x 10 m		03157794	72 Stück	1 Stück	L7 554009	
10 cm x 10 m	754103	03033589	36 Stück	1 Stück	L7 554010	
15 cm x 10 m	754107	03033595	24 Stück	1 Stück	L7 554011	
20 cm x 10 m	505689	03033603	18 Stück	1 Stück	L7 5689	









M.WARE FIX, VERBANDVLIES

m.ware fix für die individuelle Wundversorgung an Gelenken und bewegten, konturierten Körperpartien.

m.ware fix ist eine weiße Vliesfixierung, die sich den Körperpartien sehr gut anpasst und wird selbst von empfindlichen Patienten sehr gut vertragen. Mit 2-teiligem Splitliner.









• Vollflächige Verbandfixierung, insbesondere an Gelenken und bewegten Körperpartien

Klebemasse: hypoallergene Polyacrylate elastisches Polyestervlies Träger: • Farbe: weiss

Hauttyp: normale, sensible Haut

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 10 m	02512661	40 Stück	1 Stück	J8 752512	
15 cm x 10 m	02512655	20 Stück	1 Stück	J8 752514	

FIXOMULL STRETCH BSN

Luftdurchlässiges Klebevlies mit 2-teiligem Splitliner. Dieser Splitliner erleichtert die Applikation von Fixomull Stretch erheblich.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
mit PZN					-
10 cm x 2 m	08441442	12 Stück	1 Stück	G9 70022	
15 cm x 2 m	04539500	12 Stück	1 Stück	G9 2033	
5 cm x 10 m	04539517	24 Stück	1 Stück	G9 9084	
10 cm x 10 m	04539523	24 Stück	1 Stück	G9 9085	
15 cm x 10 m	04539546	24 Stück	1 Stück	G9 9086	
20 cm x 10 m	04539552	24 Stück	1 Stück	G9 9087	
30 cm x 10 m	04539569	24 Stück	1 Stück	G9 9088	
10 cm x 20 m	04919272	12 Stück	1 Stück	G9 47375	
15 cm x 20 m	04919289	12 Stück	1 Stück	G9 47376	
20 cm x 20 m	04919295	12 Stück	1 Stück	G9 47377	
ohne PZN	•		,		
5 cm x 10 m		24 Stück	1 Stück	G9 2036	
10 cm x 10 m		24 Stück	1 Stück	G9 2037	
15 cm x 10 m		24 Stück	1 Stück	G9 2038	
20 cm x 10 m		24 Stück	1 Stück	G9 2039	
10 cm x 20 m			12 Stück	G9 7259201	
15 cm x 20 m			12 Stück	G9 7259202	
20 cm x 20 m			12 Stück	G9 7259203	

FIXOMULL SKIN SENSITIVE BSN

Besonders sanfte und hautfreundliche Fixierung

Zur vollflächigen Verbandfixierung, mit geschnittener Abdeckfolie. Rolle in Faltschachtel, latexfrei.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 cm x 5 m	15190928	24 Stück	1 Stück	G9 79965-01	
10 cm x 2 m	15190880	12 Stück	1 Stück	G9 79965-04	
10 cm x 5 m	15190934	12 Stück	1 Stück	G9 79965-02	
15 cm x 5 m	15190940	12 Stück	1 Stück	G9 79965-03	

CURAPOR STERIL WUNDVERBAND LOHMANN & RAUSCHER

Gebrauchsfertiger Wundverband zur sterilen Erstversorgung und Verbandwechsel. Zuverlässiger Rundumverschluss, kein Wundverkleben, elastischer Vliesträger, in der praktischen Großpackung. Luft- und dampfdurchlässig, querdehnbar.









Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
weiß			`		
7 x 5 cm	10756905	100 Stück	5 Stück	L2 32902	
7 x 5 cm	10757170	600 Stück	50 Stück	L2 32897	
7 x 5 cm	10757069	600 Stück	100 Stück	L2 32890	
10 x 8 cm	10757052	100 Stück	5 Stück	L2 32903	
10 x 8 cm	10757075	300 Stück	50 Stück	L2 32891	
10 x 15 cm	10757081	300 Stück	50 Stück	L2 32892	
10 x 20 cm	10757106	450 Stück	50 Stück	L2 32893	
weiß, ohne PZN			,		
7 x 5 cm		600 Stück	100 Stück	L2 32912	
10 x 8 cm		300 Stück	50 Stück	L2 32913	
10 x 15 cm		300 Stück	50 Stück	L2 32914	
10 x 20 cm		450 Stück	50 Stück	L2 32915	
10 x 25 cm		250 Stück	50 Stück	L2 32916	
10 x 30 cm		250 Stück	50 Stück	L2 32917	
transparent					
7 x 5 cm	02913124	170 Stück	5 Stück	L2 13099	
7 x 5 cm	02913733	500 Stück	50 Stück	L2 13101	
10 x 8 cm	02913555	170 Stück	5 Stück	L2 13100	
10 x 8 cm	02913756	200 Stück	25 Stück	L2 13102	
10 x 15 cm	02914098	225 Stück	25 Stück	L2 13103	
10 x 20 cm	02914170	225 Stück	25 Stück	L2 13104	

COSMOPOR STERIL HARTMANN

Selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies und zentralem Wundkissen; die Wundkontaktschicht aus einem feinmaschigen Polyethylen-Netz verhindert ein Verkleben mit der Wunde; rasche Sekretableitung durch Drainageeffekt des Micro-Netzes; gute Saugkraft und Polsterwirkung; hautfreundlich durch hypoallergenen Polyacrylatkleber.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,2 x 5 cm	04960553	200 Stück	10 Stück	H2 9008336	
7,2 x 5 cm	04302005	1000 Stück	50 Stück	H2 9008003	
10 x 6 cm	04302011	675 Stück	25 Stück	H2 9008021	
10 x 8 cm	04302034	550 Stück	25 Stück	H2 9008067	
10 x 10 cm	10102150	200 Stück	25 Stück	H2 9008200	
15 x 6 cm	04302028	450 Stück	25 Stück	H2 9008049	
15 x 8 cm	04302040	350 Stück	25 Stück	H2 9008085	
15 x 15 cm	10102167	200 Stück	25 Stück	H2 9008230	
20 x 8 cm	04302057	300 Stück	25 Stück	H2 9008102	
20 x 10 cm	04302063	300 Stück	25 Stück	H2 9008129	
25 x 10 cm	04302086	200 Stück	25 Stück	H2 9008147	
35 x 10 cm	04302092	200 Stück	25 Stück	H2 9008165	

COSMOPOR E HARTMANN

Der selbsthaftende, sterile Wundverband für sicheren Wundschutz

Selbstklebender Wundverband aus weichem Trägervlies mit spezialbeschichtetem, nicht verklebendem Wundkissen; gute Saugkraft und Polsterwirkung; hautfreundlich durch hypoallergenen synthetischen Kautschuk-Kleber.

Zur postoperativen Wundversorgung, aber auch zur sterilen Versorgung von Bagatellverletzungen, z. B. im Rahmen der Ersten Hilfe; bei Patienten mit empfindlicher Haut.

Маве	UK	VE	REF	Preis VE
7,2 x 5 cm	1000 Stück	50 Stück	H2 9008700	
10 x 6 cm	675 Stück	27 x 25 Stück	H2 9008715	
10 x 8 cm	550 Stück	25 Stück	H2 9008730	
15 x 8 cm	350 Stück	25 Stück	H2 9008740	
20 x 8 cm	300 Stück	25 Stück	H2 9008750	
20 x 10 cm	300 Stück	25 Stück	H2 9008760	
25 x 10 cm	200 Stück	25 Stück	H2 9008770	
35 x 10 cm	200 Stück	25 Stück	H2 9008780	





CUTIPLAST PLUS STERIL SMITH & NEPHEW

Die Wasserdampfdurchlässigkeit beugt Hautmazerationen vor. Der hautfreundliche Kleber ist auch für sensible Haut geeignet. Die spezielle Beschichtung sorgt für einen atraumatischen Verbandwechsel und polstert die Wunde. Weich, anschmiegsam, latexfrei.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7 x 5 cm (4 x 2,5 cm Wundauflage)	09732638	150 Stück	5 Stück	L6 66801166	
7 x 5 cm (4 x 2,5 cm Wundauflage)	09732561	1100 Stück	110 Stück	L6 66801160	
10 x 7,8 cm (5,3 x 4,5 cm Wundauflage)	09732644	150 Stück	5 Stück	L6 66801167	
10 x 7,8 cm (5,3 x 4,5 cm Wundauflage)	09732578	440 Stück	55 Stück	L6 66801161	
15 x 7,8 cm (15,5 x 5,3 cm Wundauflage)	10325430		5 Stück	L6 66801599	
15 x 7,8 cm (15,5 x 5,3 cm Wundauflage)	09732590	440 Stück	55 Stück	L6 66801162	
19,8 x 10 cm (15,5 x 5,3 cm Wundauflage)	10325447		5 Stück	L6 66801600	
19,8 x 10 cm (15,5 x 5,3 cm Wundauflage)	09732609	385 Stück	55 Stück	L6 66801163	
24,8 x 10 cm (20 x 5,3 cm Wundauflage)	09732615	385 Stück	55 Stück	L6 66801164	
29,8 x 10 cm (25 x 5,3 cm Wundauflage)	09732621	385 Stück	55 Stück	L6 66801165	



CUTIPLAST STERIL SMITH & NEPHEW

Anschmiegsamer Vliesstoffverband – steril. Polsternd, luft- und wasserdampfdurchlässig. Hält auch an konturierten Körperteilen. Hautfreundlicher Polyacrylatkleber verhindert Hautreizungen. Hohe Saugfähigkeit. Atraumatischer Verbandwechsel durch nicht haftendes Wundkissen.

Маве	HerstellerNr	UK	VE	REF	Preis VE
7,2 x 5 cm (4 x 2,7 cm Wundauflage)	66076825	30 Stück	5 Stück	L6 76825	
7,2 x 5 cm (4 x 2.7 cm Wundauflage)	66001478	1000 Stück	100 Stück	G9 1478	
10 x 8 cm (6 x 4 cm Wundauflage)	66076826	30 Stück	5 Stück	L6 76826	
10 x 8 cm (6 x 4 cm Wundauflage)	66001473	400 Stück	50 Stück	G9 1473	
15 x 8 cm (11 x 4 cm Wundauflage)	66001474	400 Stück	50 Stück	G9 1474	
20 x 10 cm (16 x 5 cm Wundauflage)	66001475	350 Stück	50 Stück	G9 1475	
25 x 10 cm (20 x 5 cm Wundauflage)	66001476	350 Stück	50 Stück	G9 1476	
30 x 10 cm (25 x 5 cm Wundauflage)	66001477	350 Stück	50 Stück	G9 1477	



PRIMAPORE SMITH & NEPHEW

Hochaufnahmefähiger Vliesstoffverband zur Versorgung postoperativer Wunden – steril -

- Sicherer, anschmiegsamer Sitz
- Hohe Saugfähigkeit
- Nichthaftendes Wundkissen sorgt für eine ungestörte Wundheilung
- Hautfreundlicher Polyacrylat-Kleber verhindert Hautreizungen

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,2 x 5 cm (4 x 2,7 cm Wundauflage)	07478124	1800 Stück	100 Stück	L6 7133	
8,3 x 6 cm (6 x 3,5 cm Wundauflage)	02783006	600 Stück	50 Stück	L6 7135	
10 x 8 cm (5 x 4,5 cm Wundauflage)	07738855	200 Stück	20 Stück	L6 66000317	
15 x 8 cm (11 x 4 cm Wundauflage)	07738861	200 Stück	20 Stück	L6 66000318	
20 x 10 cm (14 x 5 cm Wundauflage)	07738878	200 Stück	20 Stück	L6 66000319	
25 x 10 cm (18 x 5 cm Wundauflage)	07738884	200 Stück	20 Stück	L6 66000320	











Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,5 x 5 cm	02512678	1000 Stück	50 Stück	J8 753107-B	
9 x 5 cm	02512684	800 Sück	50 Stück	J8 753109-B	
10 x 9 cm	02512690	500 Stück	25 Stück	J8 753110-B	
15 x 9 cm	02512709	400 Stück	25 Stück	J8 753115-B	

ASKINA SOFT STERIL B.BRAUN

Gebrauchsfertiger, hautfreundlicher Vliesstoffwundverband für die postoperative Primärund Folgeversorgung sezernierender Wunden nach Unfallverletzungen, chirurgischen Eingriffen oder einfach als sanfte Wundabdeckung.

- Für alle Formen der postoperativen, stationären und ambulanten Wundversorgung
- Neuartiges Wundpad mit mikrofeinem Gitternetz. Die saugfähige, nichthaftende Wundauflage garantiert eine hohe Polsterwirkung und ungestörte Wundheilung
- Kein Verkleben mit der Wunde durch das hydrophobe, microfeine Netz
- Besonders hautfreundlich durch hypoallergenen Polyacrylatkleber
- Elastischer Wundverband mit atmungsaktivem Vliesstoff
- Weiches, anschmiegsames Vliesmaterial, daher besonders gut anmodellierbar
- Abgerundete Ecken, dadurch kein lästiges Aufrollen des Verbandes

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 7,5 cm	08711137	900 Stück	50 Stück	H7 9086480	
9 x 5 cm	06645896	900 Stück	50 Stück	H7 9086501	
9 x 10 cm	06645904	600 Stück	50 Stück	H7 9086510	
9 x 15 cm	06645910	400 Stück	40 Stück	H7 9086528	
9 x 20 cm	06645927		30 Stück	H7 9086536	

URGOSTERILE

Urgosterile ist ein steriler Wundschnellverband für postoperative Wunden. Er klebt rundum, ist sehr hautfreundlich und lässt sich ohne Kleberückstände sanft von der Haut lösen. Das spezielle Schutzvlies verhindert ein Verkleben mit der Wunde. Sterilisiert mit Ethylenoxid

Маßе	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 7 cm (2,5 x 4 cm Wundauflage)		17165573	2400 Stück	50 Stück	L7 754087	
10 x 8 cm (4 x 5 cm Wundauflage)		17165596		50 Stück	L7 754086	
10 x 10 cm (5 x 5 cm Wundauflage)		17165604		50 Stück	L7 754085	
20 x 9 cm (15,8 x 4,5 cm Wundauflage)		07708096	440 Stück	20 Stück	L7 556911	
25 x 9 cm (19,4 x 4,5 cm Wundauflage)	505677/600047	07708104	320 Stück	20 Stück	L7 5677	
30 x 9 cm (23 x 4,5 cm Wundauflage)	556913	07708110	240 Stück	20 Stück	L7 5678	



LEUKOMED T BSN

Ein Wundverband, zwei Anwendungen: Leukomed T fixiert einerseits Katheter, Kanülen, Wundauflagen sowie medizinische Hilfsmittel wasser- und keimdicht. Andererseits werden nicht mehr sezernierende Wunden vor Reibung und Scherkräften geschützt. Hierdurch können auch dekubitusgefährdete Hautstellen entlastet werden. Durch die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie werden Feuchtigkeitsansammlungen verhindert und das Risiko von Mazerationen reduziert. Die hochflexible, wasserdichte Folie bietet einen sehr hohen Tragekomfort und sitzt auch an Gelenken und Extremitäten wie eine zweite Haut. Leukomed T ist steril und stellt einen zuverlässigen Schutz gegen Bakterien und Viren dar. Die abgerundeten Ecken gewährleisten eine sichere Fixierung. Die Transparenz ermöglicht eine kontinuierliche Inspektion der Wunde oder Fixierung. Das intuitive Applikationssystem mit dem roten Streifen gewährleistet eine unkomplizierte, schnelle Anwendung, auch mit Handschuhen. Leukomed T besteht aus einer transparenten und extradünnen Polyurethanfolie, vollflächig beschichtet mit Polyacrylatkleber.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,2 x 5 cm	01051011	190 Stück	5 Stück	G9 72381-03	
7,2 x 5 cm	01050951	500 Stück	50 Stück	G9 72381-00	
8 x 10 cm	01051028	190 Stück	5 Stück	G9 72381-04	
8 x 10 cm	01050974	300 Stück	50 Stück	G9 72381-01	
10 x 12,5 cm	05561022	180 Stück	5 Stück	G9 72381-11	
10 x 12,5 cm	05560985	400 Stück	50 Stück	G9 72381-08	
11 x 14 cm	01051034	180 Stück	5 Stück	G9 72381-05	
11 x 14 cm	01050997	400 Stück	50 Stück	G9 72381-02	
10 x 25 cm	07411166	400 Stück	5 Stück	G9 72381-15	
10 x 25 cm	05135354	400 Stück	50 Stück	G9 72381-14	
15 x 20 cm	05561039	190 Stück	5 Stück	G9 72381-12	
15 x 20 cm	05560991	400 Stück	50 Stück	G9 72381-09	
15 x 25 cm	05561045	180 Stück	5 Stück	G9 72381-13	
15 x 25 cm	05561016	400 Stück	50 Stück	G9 72381-10	





LEUKOMED T PLUS BSN

Leukomed T plus bietet nicht nur dem Anwender eine Vielzahl an Möglichkeiten, auch der Patient profitiert von den wasserund keimdichten Eigenschaften des sterilen Wundverbands. Dieser postoperative Folienverband mit seiner stark saugfähigen Wundauflage ermöglicht es dem Patienten, seine gewohnten Alltagsaktivitäten frühzeitig wieder aufzunehmen. Durch die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie werden Feuchtigkeitsansammlungen verhindert und das Risiko von Mazerationen reduziert. Die hochflexible, wasserdichte Folie bietet einen sehr hohen Tragekomfort und sitzt auch an Gelenken und Extremitäten wie eine zweite Haut. Leukomed T plus ist steril und bietet einen zuverlässigen Schutz gegen Bakterien und Keime. Die abgerundeten Ecken gewährleisten eine sichere Fixierung und verhindern ungewolltes Aufrollen. Das intuitive Applikationssystem mit dem roten Streifen gewährleistet eine unkomplizierte, schnelle Anwendung, auch wenn Handschuhe getragen werden.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,2 x 5 cm	01051198	190 Stück	5 Stück	G9 72382-06	
7,2 x 5 cm	01051040	400 Stück	50 Stück	G9 72382-00	
10 x 8 cm	01051206	180 Stück	5 Stück	G9 72382-07	
10 x 8 cm	01051063	300 Stück	50 Stück	G9 72382-01	
15 x 8 cm	01051092	300 Stück	50 Stück	G9 72382-02	
15 x 8 cm	01051212	180 Stück	5 Stück	G9 72382-08	
20 x 10 cm	05561051	400 Stück	50 Stück	G9 72382-14	

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
20 x 10 cm	05561068	180 Stück	5 Stück	G9 72382-15	
25 x 10 cm	01051100	180 Stück	5 Stück	G9 72382-09	
25 x 10 cm	01051117	400 Stück	50 Stück	G9 72382-03	
30 x 10 cm	01051086	180 Stück	5 Stück	G9 72382-10	
30 x 10 cm	01051146	400 Stück	50 Stück	G9 72382-04	
35 x 10 cm	01051057	180 Stück	5 Stück	G9 72382-11	
35 x 10 cm	01051175	400 Stück	50 Stück	G9 72382-05	





LEUKOMED HOSPITAL BSN

Hautfreundlicher Wundverband - elastisch, saugfähig, atmungsaktiv, latexfrei, einzeln steril eingesiegelt.

- Aus querelastischem Polyester-Vlies passt sich auch stark konturierten Körperpartien gut an
- Extra softe, saugfähige Wundauflage aus Viskose-Vlies mit Polypropylen beschichtet, verhindert das Verkleben mit der Wunde
- Rundum klebend mit guter Sofort- und Dauerklebkraft
- Anschmiegsam mit abgerundeten Ecken
- Hautfreundlich durch Beschichtung mit Polyacrylatkleber - rückstandsfrei zu entfernen
- Herausragende Wasserdampf- und Luftdurchlässigkeit des Trägermaterials

Маве	UK	VE	REF	Preis VE
7,2 cm x 5 cm	400 Stück	50 Stück	G9 72380-18	
10 cm x 8 cm	300 Stück	50 Stück	G9 72380-19	
15 cm x 8 cm	300 Stück	50 Stück	G9 72380-20	
10 cm x 20 cm	400 Stück	50 Stück	G9 72380-21	
10 cm x 25 cm	400 Stück	50 Stück	G9 72380-22	
10 cm x 30 cm	400 Stück	50 Stück	G9 72380-23	
10 cm x 35 cm	400 Stück	50 Stück	G9 72380-24	



LEUKOMED BSN

Steriler Wundverband aus querelastischem Polyestervlies, latexfrei und besonders anschmiegsam.



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,2 x 5 cm	01050922	180 Stück	5 Stück	G9 72380-07	
7,2 x 5 cm	01050690	400 Stück	50 Stück	G9 72380-00	
8 x 10 cm	01050939	180 Stück	5 Stück	G9 72380-08	
8 x 10 cm	01050715	300 Stück	50 Stück	G9 72380-01	
8 x 15 cm	01050945	180 Stück	5 Stück	G9 72380-09	
8 x 15 cm	01050738	300 Stück	50 Stück	G9 72380-02	
10 x 20 cm	01050744	180 Stück	5 Stück	G9 72380-10	
10 x 20 cm	01050827	400 Stück	50 Stück	G9 72380-03	
10 x 25 cm	01050721	180 Stück	5 Stück	G9 72380-11	
10 x 25 cm	01050856	400 Stück	50 Stück	G9 72380-04	
10 x 30 cm	01050833	180 Stück	5 Stück	G9 72380-12	
10 x 30 cm	01050879	400 Stück	50 Stück	G9 72380-05	
10 x 35 cm	01050862	180 Stück	5 Stück	G9 72380-13	
10 x 35 cm	01050891	400 Stück	50 Stück	G9 72380-06	



HANSAPLAST SENSITIVE BDF

- Für empfindliche Haut
- Besonders hautfreundliches & hypoallergenes Material (dermatologisch bestätigt)
- Schmerzlos zu entfernen
- Für Diabetiker geeignet

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
Hansaplast Sensitive, Meterware								
4 cm x 5 m	13576664	32 Stück	1 Stück	G9 48697				
6 cm x 5 m	13576670	24 Stück	1 Stück	G9 48698				
8 cm x 5 m	13576687	20 Stück	1 Stück	G9 48699				
Hansaplast Sensitive, Strips (Injektionspflaster)								
4 cm x 1,9 cm	13578249	3600 Stück	100 Stück	G9 48702				



HANSAPLAST UNIVERSAL BDF

- · Wasser- und schmutzabweisend
- Widerstandsfähiges Material
- Zur schnellen Versorgung von Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
Hansaplast Universal Injektionspflaster								
4 cm x 1,9 cm	01215346	3600 Stück	100 Stück	G9 48694				
Hansaplast Universal	Strips							
2,3 cm x 2,3 cm	01215286	10000 Stück	250 Stück	G9 48747				
1,9 cm x 7,2 cm	01215292	12000 Stück	100 Stück	G9 48691				
3 cm x 7,2 cm	01215263	5000 Stück	100 Stück	G9 48695				





Zur Fixierung von Wundauflagen und Kompressen

- Besonders flexibel und dehnbar
- Atmungsaktiv
- · Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 10 m	14420094	10 Stück	1 Stück	G9 48762	



HANSAPLAST KINDERPFLASTER BDF

Die Hansaplast Kinderpflaster zeigen die Lieblingscharaktere Ihrer Kinder und sind für alle kleineren Wunden bzw. Verletzungen geeignet. Sie schützen Kinderwunden vor Schmutz und Bakterien.

- Farben sind für Kinder ungefährlich
- Die nicht verklebende Wundauflage schützt und polstert die Wunde
- Starke Klebkraft
- Schmerzlos zu entfernen

Тур	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Hansaplast Big Pack Universal Kids 100 Strips	14420059	1000 Stück	100 Stück	G9 48717	

317



MEDIPORE + PAD 3M

Steriler Fertigverband mit Wundauflage

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 7,2 cm	01681143	400 Stück	50 Stück	S6 3562E	
6 x 10 cm	01681189	400 Stück	50 Stück	S6 3564E	
10 x 10 cm	01681203	200 Stück	25 Stück	S6 3566E	
10 x 15 cm	01681232	200 Stück	25 Stück	S6 3569E	
10 x 20 cm	01681249	200 Stück	8 x 25 Stück	S6 3570E	
10 x 25 cm	01681284	200 Sück	25 Stück	S6 3571E	
10 x 35 cm	01681367	200 Stück	25 Stück	S6 3573E	



TEGADERM + PAD 3M

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 7 cm	07590418	200 Stück	50 Stück	S6 3582	
6 x 10 cm	03100481	200 Stück	50 Stück	S6 3584	
9 x 10 cm	07590424	100 Stück	25 Stück	S6 3586	
9 x 15 cm	07590430	100 Stück	25 Stück	S6 3589	
9 x 20 cm	07590447		25 Stück	S6 3590	
9 x 25 cm	07590453		25 Stück	S6 3591	
9 x 35 cm	07590476		25 Stück	S6 3593	



FIXOMULL TRANSPARENT BSN

Wasser- & keimdichte Klebefolie zur vollflächigen Verbandfixierung, mit geschnittenem Abdeckpapier.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 cm x 10 m	03643158	12 Stück	1 Stück	G9 72216-00	
10 cm x 10 m	03643201	12 Stück	1 Stück	G9 72216-01	
15 cm x 10 m	03643218	12 Stück	1 Stück	G9 72216-02	
10 cm x 2 m	03643282	12 Stück	1 Stück	G9 72217	



FIXOMULL BSN

Luftdurchlässiger Klebemull zur vollflächigen Verbandfixierung, mit geschnittenem Abdeckpapier.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 10 m	01598695	24 Stück	1 Stück	G9 2110	
15 cm x 10 m	01598703	24 Stück	1 Stück	G9 2111	



HANSAPOR STERIL DUSCHPFLASTER BDF

- Steriles, wasserdichtes Duschpflaster
- Transparent und atmungsaktiv
- Für postoperative Wunden, Schnitt- und Schürfwunden

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 x 7 cm	14350057	250 Stück	25 Stück	G9 48757	
8 x 10 cm	14350063	250 Stück	25 Stück	G9 48758	

Service macht den Unterschied.



URGOSOFT

Urgosoft ist ein atmungsaktiver, anschmiegsamer Wundschnellverband. Er ist sehr hautfreundlich und lässt sich ohne Kleberückstände sanft ablösen. Der Verband läßt sich durch individuelles Zuschneiden optimal anpassen und somit sparsam verwenden.

Ma	Ве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 c	m x 5 m	601537	07563284	48 Stück	1 Stück	L7 2958	
6 c	m x 5 m	601538	07563290	32 Stück	1 Stück	L7 2957	
8 c	m x 5 m	502956	07563309	28 Stück	1 Stück	L7 2956	



CUTIPLAST SMITH & NEPHEW

Querelastischer Wundverband zur Versorgung sezernierender Wunden. Aus Polyestervlies für atraumatischen Verbandwechsel.

Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 5 m	66001464	02033015	18 Stück	1 Stück	G9 1464	
6 cm x 5 m	66001466	02033021	12 Stück	1 Stück	G9 1466	
8 cm x 5 m	66001468	02033038	9 Stück	1 Stück	G9 1468	



LEUKOPLAST SOFT WHITE WUNDSCHNELLVERBAND BSN

Ein Pflaster für anspruchsvolle Anwender sollte mehr als nur besonders hautverträglich sein. Das Sortiment von Leukplast Soft white ist auf die Anforderungen professioneller Anwender zugeschnitten.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 5 m	15424119	50 Stück	1 Stück	G9 7645000	
6 cm x 5 m	15424125	20 Stück	1 Stück	G9 7645001	
8 cm x 5 m	15424131	30 Stück	1 Stück	G9 7645002	



DERMAPLAST SOFT HARTMANN

Aus weichem, querelastischem Vliesstoff, mit hoher Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit; insbesondere zur Versorgung an konischen Körperteilen oder besonders empfindlichen Körperpartien bei sehr sensibler Haut.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 1,6 cm	16600110	15000 Stück	250 Stück	H2 5353812	
4 cm x 5 cm	16600050	32 Stück	1 Stück	H2 5353512	
6 cm x 5 m	16600067	32 Stück	1 Stück	H2 5353612	
8 cm x 5 m	16600073	24 Stück	1 Stück	H2 5353712	
Ø 2,2 cm	16600104	7200 Stück	200 Stück	H2 5353822	



CURAPLAST SENSITIVE LOHMANN & RAUSCHER

Weiches, anschmiegsames Vliespflaster bei sensibler Haut. Für den schnellen Verband in Klinik und Praxis. Im Spenderkarton.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 5 m	07366796	36 Stück	1 Stück	L2 30616	
6 cm x 5 m	07366804	40 Stück	1 Stück	L2 30617	
8 cm x 5 m	07366810	24 Stück	1 Stück	L2 30618	
Ø 2,3 cm	07632921	2400 Stück	100 Stück	L2 30626	



URGOSOFT INJEKTIONSPFLASTER

Die fertig geschnittenen Pflaster ersparen das umständliche Zuschneiden der Meterware. Sie besitzen ein Wundkissen mit Schutzvlies, das ein Verkleben mit der Wunde verhindert. Die abgerundeten Ecken von Urgosoft Injektionspflaster verhindern ein Aufrollen der Enden. Trägermaterial: weißes Vlies, Klebemasse: Polyacrylat-Kleber, Wundkissen: aus Viskose mit einem Schutzvlies aus Polyethylen. Nur zum Einmalgebrauch bestimmt.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2 x 4 cm	17419795	6000 Stück	500 Stück	L7 601535	
2 x 6 cm	02217347	3000 Stück	500 Stück	L7 601536	·



CURAPLAST SENSITIV INJEKTIONSPFLASTER LOHMANN & RAUSCHER

Fertige Pflasterabschnitte von der Rolle, ideal bei Blutabnahme, Injektionen etc.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2 x 4 cm	07378575	4000 Stück	250 Stück	L2 30625	



LEUKOPLAST SOFT WHITE INJEKTIONSPFLASTER BSN

Leukoplast Soft ist ein besonders hautfreundlicher Wundschnellverband für empfindliche Haut. Das Trägermaterial ist besonders anschmiegsam und passt sich den Körperkonturen an. Leukoplast Soft bietet einen hohen Tragekomfort.

Маве	PZN	VE	REF	Preis VE
1,9 x 4 cm	15424102	500 Stück	G9 7645026	



ASKINA INJEKTIONSPFLASTER B.BRAUN

Hypoallergenes Injektionspflaster

Anschmiegsames und hautfreundliches Injektionspflaster.

- Sehr hautfreundliches Injektionspflaster
- Bereits fertig geschnitten
- Ein Wundkissen mit Schutzvlies verhindert Wundverklebungen
- Strapazierfähig und zugfest
- Abgerundete Ecken sorgen für besseren Halt und verhindern ein Aufrollen der Enden

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2 x 4 cm	09915043	4000 Stück	250 Stück	H7 9082204	



LEUKOPLAST UNIVERSAL WUNDSCHNELLVERBAND BSN

Für Verletzungen unter feuchten oder schmutzigen Bedingungen.

- Wasser- und schmutzabweisend
- Hautfreundlich
- Atmungsaktiv

, and goal are											
Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE						
Leukoplast Universal Strips, wasserabweisend											
19 mm x 72 mm	13838302	36 x 100 Stück	100 Stück	G9 7646101							
28 mm x 72 mm	13838360	12 x 100 Stück	100 Stück	G9 7646100							
Ø 22 mm	13838377	12 x 250 Stück	250 Stück	G9 7646103							
Leukoplast Universal Meterware, wasserabweisend											
6 cm x 5 m	13838319	20 Stück	1 Stück	G9 7646106							
Leukoplast Universa	Leukoplast Universal Finger Strips										
19 mm x 120 mm	13838325	36 x 100 Stück	100 Stück	G9 7646107							
Leukoplast Universa	Leukoplast Universal Injektionspflaster										
19 mm x 40 mm	13838354	36 x 100 Stück	100 Stück	G9 7646108							




Service macht den Unterschied.





INJEKTIONSPFLASTER IN DER ABREISSPACKUNG





INJEKTIONSPFLASTER

Das neue, preiswerte Injektionspflaster

- Spenderpackung = 250 einzeln abreißbare Pflaster (20 x 40 mm) = doppelte Menge
- Aus freundlichem, hautfarbenem Vlies mit hypoallergenem Kleber

Die Abreißverpackung ermöglicht die hygienische Entnahme und vermeidet das Berühren mit den Fingern, welches bei geschütteter Ware nicht vermeidbar ist.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2 x 4 cm	02512862	33000 Stück	250 Stück	J8 2990	









LEUKOPLAST SOFT INJEKTIONSPFLASTER BSN

Für empfindliche Haut, besonders hautfreundlich, hoher Tragekomfort, passt sich den Körperkonturen an, latexfrei.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1,9 x 4 cm	13838443	3600 Stück	100 Stück	G9 7929705	

HANSAPLAST SOFT INJEKTIONSPFLASTER BDF

- Besonders hautfreundlicher, luft- und wasserdampfdurchlässiger Wundschnellverband
- Für empfindliche Haut
- Mit besonders anschmiegsamen Trägermaterial
- Latexfrei

1.0 v. 4 am 00757007 0000 040alv 100 040alv 00 40744		VE REF Preis VE	
1,9 x 4 cm 00757967 3600 Stück 100 Stück G9 48741	1,9 x 4 cm	100 Stück G9 48741	

SKIN-PREP HAUTSCHUTZTÜCHER SMITH & NEPHEW

SKIN-PREP Hautschutztücher verbessern die Hafteigenschaften von klebenden Verbänden. Bei Applikation auf intakter Haut hinterlässt SKIN-PREP nach dem Verdunsten der Flüssigkeit einen dünnen Film. Dieser Schutzfilm zwischen Haut und Kleber begünstigt einen schmerzarmen Verbandwechsel. Zudem hilft SKIN-PREP, Schäden oder Verletzungen der Haut beim Entfernen klebender Verbände vorzubeugen.

- Verbessert die Hafteigenschaften von klebenden Verbänden
- Ermöglicht einen schmerzarmen Verbandwechsel
- Minimiert Trauma beim Entfernen von klebenden Verbänden
- Eine Schicht ist ausreichend
- Wasserdicht
- · Latexfreie Formulierung

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7 x 3 cm	00837318	1000 Stück	50 Stück	L6 59420425	



HANSAPLAST CLASSIC BDF

- Qualitativ hochwertige Pflaster als Meterware oder Strips f
 ür die Versorgung verschiedenster Wunden
- Besonders geeignet für Arztpraxen, Pflegedienste und Großbetriebe
- Atmungsaktives Material
- Extra starke Klebekraft

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 5 m	07577553	32 Stück	1 Stück	G9 48688	
6 cm x 5 m	07577576	24 Stück	1 Stück	G9 48689	
8 cm x 5 m	07577582	20 Stück	1 Stück	G9 48690	



LEUKOPLAST CLASSIC WUNDSCHNELLVERBAND BSN

Für die schnelle Versorgung von Alltagsverletzungen.

- Atmungsaktiv
- Starke Haftkraft
- Robust und strapazierfähig


Ma	аве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 0	cm x 5 m	13838199	28 Stück	1 Stück	G9 7929600	
6 0	cm x 5 m	13838207	20 Stück	1 Stück	G9 7929601	
8 0	cm x 5 m	13838213	16 Stück	1 Stück	G9 7929602	




HANSAPLAST ELASTIC BDF



Atmungsaktives Material



Besonders flexibel, anschmiegsam und zuverlässig klebend







LEUKOPLAST ELASTIC WUNDSCHNELLVERBAND BSN

Für Wunden an konturierten und viel bewegten Körperteilen.

- Besonders flexibel
- Zuverlässige Haftkraft
- Atmungsaktiv

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE						
Leukoplast Elastic Fingerkuppenpflaster											
44 mm x 50 mm	13838236	1800 Stück	50 Stück	G9 7929800							
Leukoplast Elastic Fi	Leukoplast Elastic Finger Strips										
19 mm x 120 mm	13838242	3600 Stück	100 Stück	G9 7929801							
19 mm x 180 mm	13838259	3600 Stück	100 Stück	G9 7929802							
Leukoplast Elastic M	eterware		,								
4 cm x 5 m	13838265	28 Stück	1 Stück	G9 7929803							
6 cm x 5 m	13838271	20 Stück	1 Stück	G9 7929804							
8 cm x 5 m	13838288	16 Stück	1 Stück	G9 7929805							





HANSAPLAST SOFT BDF

- · Besonders hautfreundlich
- Anschmiegsam, querelastisch & luftdurchlässig
- Zur schnellen Versorgung von Schürfwunden sowie kleineren Schnitt- und Stichverletzungen
- Für empfindliche Haut
- Latexfrei

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 5 m	08861291	32 Stück	1 Stück	G9 48736	
6 cm x 5 m	08861345	24 Stück	1 Stück	G9 48737	
8 cm x 5 m	08861351	20 Stück	1 Stück	G9 48738	



LEUKOPLAST SOFT WUNDSCHNELLVERBAND BSN

Für die empfindliche Haut.

- Besonders hautfreundlich
- Hoher Tragekomfort
- · Passt sich den Körperkonturen an, latexfrei

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 5 m	13838383	28 Stück	1 Stück	G9 7929700	
6 cm x 5 m	13838408	20 Stück	1 Stück	G9 7929701	
8 cm x 5 m	13838414	16 Stück	1 Stück	G9 7929702	



HANSAPLAST SOFT STRIPS BDF

- Besonders hautfreundlich, latexfrei
- Anschmiegsam, querelastisch & luftdurchlässig
- Zur schnellen Versorgung von Schürfwunden sowie kleineren Schnittund Stichverletzungen
- Für empfindliche Haut

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1,9 x 7,2 cm	00757938	1000 Stück	100 Stück	G9 48739	
3,0 x 7,2 cm	00757950	1000 Stück	100 Stück	G9 48740	



LEUKOPLAST SOFT WUNDSTRIPS BSN

Für empfindliche Haut, besonders hautfreundlich, hoher Tragekomfort, passt sich den Körperkonturen an, latexfrei.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1,9 x 7,2 cm	13838420	3600 Stück	100 Stück	G9 7929703	
2,8 x 7,2 cm	13838437	3600 Stück	100 Stück	G9 7929704	







Vliesstoff-Fixierverband zur engumschließenden Applikation von Verweilkanülen; mit separatem Tupf-/Polsterkissen. Fein elastischer Vliesstoff, 100 % Polyester, hautverträglicher Polyacrylatkleber, einzeln steril eingesiegelt.

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2,5 x 12,5 cm, ohne Schlitz, hautfarben	02429629	2000 Stück	20 Stück	L2 30102	



OPSITE IV3000 SMITH & NEPHEW

Hochatmungsaktive, transparente Polyurethanfolie – steril

- Einfache Applikation "mit einer Hand" auch an schwierigen Körperstellen
- Verhindert die Ansammlung von Feuchtigkeit
- Sichere, dauerhafte Fixierung
- Hautfreundlicher Polyacrylatkleber rasterförmig aufgetragen
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, bis zu 8-fach höher als andere Filmprodukte
- Kontrolle der Punktionsstelle durch Transparenz der Folie
- Sichere Keim- und Bakterienbarriere



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Einhandapplikation					
6 x 7 cm	07478153	1800 Stück	100 Stück	L6 4007	
7 x 9 cm	07498902	2000 Stück	100 Stück	L6 4006	
10 x 12 cm	03412329	100 Stück	10 Stück	L6 66004005	
10 x 12 cm	07478176	400 Stück	50 Stück	L6 4008	

CURAFIX I.V. SOFT KANÜLENFIXIERPFLASTER LOHMANN & RAUSCHER

Curafix i.v. Soft besteht aus reinem Vliesstoff und lässt sich schnell und einfach applizieren. Das Wundkissen dient zur Aufnahme von Blut und Exsudat.* Besonders Kanülen mit Injektionsport können durch die Lochstanzung und den überlappenden Pflasterflügel sicher fixiert werden.* Zudem verfügt Curafix i.v. Soft über eine latexfreie Formulierung und ist hautfreundlich.**

*Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten.

**Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten und Literaturdaten.

Steril, einzeln eingesiegelt

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,5 x 6 cm	14212361	400 Stück	50 Stück	L2 33696	



Curafix i.v. Control besteht aus einer Vliesstoff- und Folienlamination. Das transparente Sichtfenster ermöglicht die Beobachtung und Kontrolle der Punktionsstelle ohne den Verband wechseln zu müssen. Besonders Kanülen mit Injektionsport können durch die Lochstanzung und den überlappenden Pflasterflügel sicher fixiert werden.* Zudem lässt sich Curafix i.v. Control rückstandsarm entfernen und ist hautfreundlich.**

*Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten.

**Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten und Literaturdaten.

Steril, einzeln eingesiegelt.

Тур	Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
mit Sichtfenster	7,5 x 6 cm K	14212378	400 Stück	50 Stück	L2 33697	



ASKINA SOFT I. V. B.BRAUN

Hypoallergener Fixierverband für Venenverweilkanülen

Ermöglicht eine sanfte und sichere Fixierung von Venenverweilkanülen

- Hoher Tragekomfort durch elastisches, atmungsaktives Vliesmaterial
- Steril, kontaminations- und Infektionsschutz durch saugfähige Wundauflage
- Separater Mehrschichttupfer zur Unterpolsterung des Kanülenkörpers
- Hypoallergener Kleber mit zuverlässiger Klebekraft
- Hoher Tragekomfort durch elastisches Vliesmaterial
- Kein Verkleben mit der Punktionsstelle
- Leichte und sichere Fixierung von Kanülen



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
8 x 6 cm	00427738	400 Stück	50 Stück	H7 9086919	



CURAFIX H BREITFLÄCHIGES FIXIERPFLASTER LOHMANN & RAUSCHER

Vliesstoff: weiß, 100 % Polyester, Polyurethanmembran mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 2 m	03295711	96 Stück	1 Stück	L2 138946	
15 cm x 2 m	07299634	96 Stück	1 Stück	L2 138940	
5 cm x 10 m	07299640	48 Stück	1 Stück	L2 138941	
10 cm x 10 m	07299657	24 Stück	1 Stück	L2 138942	
15 cm x 10 m	07299663	24 Stück	1 Stück	L2 138943	
20 cm x 10 m	07299686	16 Stück	1 Stück	L2 138944	
30 cm x 10 m	07299692	16 Stück	1 Stück	L2 138945	



CURATEST VLIESSTOFF TESTPFLASTER LOHMANN & RAUSCHER

Aus Polypropylen-Vlies, mit beschriftbarem Seitenrand, mit je 10 Testkammern, verwendbar wie ein Schnellverband, gut hautverträglich. Mit 10 Testkammern pro Streifen.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,5 x 12,5 cm	07666311	1200 Stück	50 Stück	L2 30054	



CURATEST-F FOLIEN TESTPFLASTER LOHMANN & RAUSCHER

Auf transparenter Trägerfolie, luftdurchlässig, wasserdicht. Haftet wie eine 2. Haut und ist ideal beim Duschen. Mit 10 Testkammern pro Streifen.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,5 x 12,5 cm	07666328	1200 Stück	50 Stück	L2 30062	



VECA-C / VECAFIX BD

Katheterfixierverbände



- Zur Fixierung des Katheters und zum Schutz der Punktionsstelle Service macht den Unterschied.
- Semipermeables Kathetervlies verhindert die Bildung einer feuchten Kammer
- Sterile Einzelverpackung, Einmalgebrauch

Die Verpackung des Veca-C Katheterverbandes enthält geringe Mengen Latex. Der Katheterfixierverband ist jedoch latexfrei.

Тур	Маßе	PZN	VE	REF	Preis VE
mit Sichtfenster	7,5 x 6,0 cm	14046454	50 Stück	14 392020	
ohne Sichtfenster	7,5 x 6,0 cm	04219735	50 Stück	14 392015	



CUTIMED SORBION SORBACT BSN

Cutimed Sorbion Sorbact wird verwendet zur Infektionsprophylaxe und bei sauberen, kontaminierten, kolonisierten oder infizierten Wunden mit starker bis übermäßiger Exsudation, wie z.B.:

- Dekubitus
- Postoperative Wunden
- Diabetisches Ulcus cruris
- Traumatische Wunden
- Vaskuläres Ulcus

Der Wundverband kann auch in der Kompressionstherapie verwendet werden. Verbandstandzeit: abhängig vom Zustand der Wunde, max. drei Tage

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 10 cm	10526387	12 x 12 Stück	12 Stück	G9 7269804	
20 cm x 10 cm	10526393	6 x 12 Stück	12 Stück	G9 7269805	
20 cm x 20 cm	10526401	4 x 12 Stück	12 Stück	G9 7269806	
30 cm x 20 cm	10526418	4 x 12 Stück	12 Stück	G9 7269807	











LEUKOMED I.V. BSN

Sterile Kanülenfixierung aus Polyestervlies mit Wundauflage und zusätzlichem Vliespad. Pflaster einzeln steril eingesiegelt.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
8 x 6 cm	04535703	400 Stück	50 Stück	G9 72389	

LEUKOMED I.V. FILM BSN

Verschiedene Formen und Größen gewährleisten eine sichere und dauerhafte Fixierung von zentralen und peripheren Venenkathetern und Kanülen mit und ohne Injektionsport. Die transparenten Leukomed I.V. film Fixierpflaster bieten eine hohe Therapiesicherheit bei einfacher und schneller Handhabung. Dank der Transparenz kann die Einstichstelle, während sie keim- und wasserdicht abgedeckt ist, jederzeit kontrolliert werden, ohne dass ein Verbandwechsel erforderlich ist. Durch die hohe Wasserdampfdurchlässigkeit der Folie werden Feuchtigkeitsansammlungen verhindert und das Risiko von Mazerationen reduziert. Die hochflexible, wasserdichte Folie bietet einen sehr hohen Tragekomfort und sitzt wie eine zweite Haut. Die aus Polyestervlies bestehenden Flügel sind querelastisch und daher sehr anschmiegsam. Sie sorgen für zusätzliche Stabilisierung in der Fixierung (gilt nicht für Best. Nr. 7239004). Leukomed I.V. film Fixierpflaster sind steril und bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Bakterien, Viren und Infektionen. Die abgerundeten Ecken und die zusätzlichen Fixierstreifen gewährleisten eine sichere Anwendung.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4,5 x 4,5 cm	07706909	500 Stück	50 Stück	G9 72390-04	
8 x 6 cm	04535726	400 Stück	50 Stück	G9 72390	
9 x 7 cm	07706967	300 Stück	50 Stück	G9 72390-05	

OMNISTRIP, STERIL HARTMANN

Hypoallergene Wundnahtstreifen aus hautfarbenem Vliesstoff mit Polyacrylat-Kleber, mit abgerundeten Ecken, extrem luft- und wasserdampfdurchlässig, keine Mazeration, sicher haftend, schmerzlos und ohne Rückstände zu entfernen, strahlenindifferent, temperaturund alterungsbeständig.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
3 mm breit, steril, eingesiegelt zu 5 Stück									
3 x 76 mm	00761638	1500 Stück	250 Stück	H2 5406813					
6 mm breit, st	teril, eingesie	egelt zu 6 Stück							
6 x 38 mm	00761644	1800 Stück	300 Stück	H2 5406823					
6 mm breit, st	teril, eingesie	egelt zu 3 Stück							
6 x 76 mm	00761650	900 Stück	150 Stück	H2 5406833					
6 mm breit, st	teril, eingesie	egelt zu 10 Stück							
6 x 101 mm	00761667	3000 Stück	500 Stück	H2 5406843					
12 mm breit,	steril, einges	iegelt zu 6 Stück							
12 x 101 mm	00761673	1800 Stück	300 Stück	H2 5406853					
25 mm breit,	steril, einges	iegelt zu 4 Stück							
25 x 127 mm	00761696	1200 Stück	200 Stück	H2 5406863					

LEUKOSTRIP SMITH & NEPHEW

Elastische Wundverschlußstreifen als Primär- und Sekundärverschluß in der großen und kleinen Chirurgie. Als Ersatz der Hautnaht.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
Leukostrip										
4,0 x 38 mm	07610374	1600 Stück	10 x 8 Stück	L6 66072954						
4,0 x 38 mm	03374362	1600 Stück	50 x 8 Stück	G9 2876						
6,4 x 76 mm	07610380	600 Stück	10 x 3 Stück	L6 2952						
6,4 x 76 mm	03374379	600 Stück	50 x 3 Stück	G9 2878						
6,4 x 102 mm	07610397	1000 Stück	10 x 5 Stück	L6 66072955						
6,4 x 102 mm	03374385	1000 Stück	50 x 5 Stück	G9 2879						
13 x 102 mm	07610405	1200 Stück	10 x 6 Stück	L6 2953						
13 x 102 mm	03374391	1200 Stück	50 x 6 Stück	G9 2880						
26 x 102 mm	03374416	400 Stück	25 x 4 Stück	G9 2881						
Leukostrip S										
4,0 x 38 mm	08828253	800 Stück	50 x 4 Stück	L6 66002882						
6,4 x 76 mm	08828276	600 Stück	50 x 3 Stück	L6 66002883						
38 x 4 mm (4 Stück) & 76 x 6,4 mm (3 Stück)	08828247	560 Stück	20 x 7 Stück	L6 66102872						





LEUKOSAN STRIP BSN

Für den sicheren Hautverschluss

Wundnahtstreifen sind eine etablierte Größe im Bereich des Wundverschlusses. Bei der Entwicklung von Leukosan Strip wurde besonderer Wert auf qualitativ hochwertige Materialien und eine dauerhafte und zugleich flexible Wundrandadaption gelegt. Das speziell gewirkte Material verringert das Risiko von Hautmazerationen und lässt die Feuchtigkeit hindurch. Die miteinander verwobenen Polyamidfäden garantieren die besondere Elastizität von Leukosan Strip. Diese intelligente Struktur passt sich den unterschiedlichen Heilungsstadien einer Wunde an. Der kräftige und zugleich hautfreundliche Kleber garantiert eine schnelle und sichere Adaption der Wundränder. Abgerundete Ecken verhindern das Aufrollen des Materials und sorgen für eine lange Haltbarkeit auf der Haut. Bei frühzeitiger Entfernung der Hautnaht bzw. -klammer kann durch Leukosan Strip das kosmetische Narbenergebnis verbessert werden. Leukosan Strips bestehen aus weißem oder hautfarbenem, mikroporösem Polyamidgewebe, beschichtet mit einem Acryl-Polymer-Kleber.





Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
weiß – Faltschachtel mit 10 Peelbeuteln, steril										
6 x 38 mm	06698303	160 Stück	10 x 3 Stück	G9 7262800						
6 x 75 mm	06698332	160 Stück	10 x 3 Stück	G9 7262802						
6 x 100 mm	06698349	160 Stück	10 x 10 Stück	G9 7262803						
12 x 100 mm	17875694	160 Stück	10 x 6 Stück	G9 7129204						
weiß – Faltschach	ntel mit 50 P	eelbeuteln, s	steril							
6 x 38 mm	06698378	200 Stück	50 x 6 Stück	G9 72629-00						
3 x 75 mm	06698384	200 Stück	50 x 5 Stück	G9 72629-01						
6 x 75 mm	06698390	200 Stück	50 x 3 Stück	G9 72629-02						
6 x 100 mm	06698409	200 Stück	50 x 10 Stück	G9 72629-03						
12 x 100 mm	06698415	200 Stück	50 x 6 Stück	G9 72629-04						
weiß – Faltschach	ntel mit 25 P	eelbeuteln, s	steril							
25 x 100 mm	06698421	100 Stück	25 x 4 Stück	G9 72629-05						
hautfarben – Kleii	npackung m	it 2 Peelbeu	teln, steril							
6 x 38 mm (6 Streifen) & 6 x 75 mm (3 Streifen)	10177320	32 Stück	16 x 9 Stück	G9 7262816						
hautfarben – Falts	schachtel mi	t 50 Peelbei	ıteln, steril							
6 x 38 mm	10407688	200 Stück	50 x 6 Stück	G9 72629-07						
6 x 75 mm	10407702	200 Stück	50 x 3 Stück	G9 72629-08						
12 x 100 mm	10407719	200 Stück	50 x 6 Stück	G9 72629-09						

TEGADERM CHG CHLORHEXIDINGLUCONAT I.V. FIXIERVERBAND 3M

- Anhaltende antimikrobielle Wirkung direkt an der Einstichstelle über einen Zeitraum von bis zu sieben Tagen
- Saugfähiges CHG Gelkissen nimmt kleinere Mengen Flüssigkeit rund um die Einstichstelle auf
- Transparentfolie über der Einstichstelle mit netzförmig aufgebrachtem Kleber: sichert und schützt den Katheter und erlaubt eine Ableitung der Feuchtigkeit der Haut
- Transparentfolie und das integrierte Gelkissen über der Einstichstelle erlauben erlaubt eine Beobachtung derselben ohne Verbandwechsel
- Vliesverstärkung für erhöhte Stabilität
- Laminierte Dokumentations- und Fixierstreifen bieten zusätzlichen Schutz
- Berührungsfreie Applikation durch seitliche Haltelaschen

Маßе	PZN	VE	REF	Preis VE
$7 \times 8,5$ cm (Gelpadgröße 2×2 cm)	05879209	25 Stück	S6 1660R	
8.5×11.5 cm (Gelpadgröße 3×4 cm)	05992271	25 Stück	S6 1657R	
10×12 cm (Gelpadgröße 3×4 cm)	05992294	25 Stück	S6 1658R	
$10 \times 15,5$ cm (Gelpadgröße 3×7 cm)	05992319	25 Stück	S6 1659R	



TEGADERM I.V. 3M

Steriler Transparentverband

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7 x 8,5 cm	04999874	400 Stück	100 Stück	S6 1633	
8,5 x 10,5 cm	00300245	200 Stück	50 Stück	S6 1635	



TEGADERM ROLL 3M

Unsteriler Transparentverband von der Rolle, der sich individuell zuschneiden und unkompliziert anwenden läßt.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 cm x 10 m	03816506	4 Stück	1 Stück	S6 16002	
10 cm x 10 m	03816512	4 Stück	1 Stück	S6 16004	
15 cm x 10 m	03816529	4 Stück	1 Stück	S6 16006	



TEGADERM FILM 3M

Steriler Transparentverband

Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4,4 x 4,4 cm	1622W	02094790	400 Stück	100 Stück	S6 1622 W	
6 x 7 cm	1624W5/1624NP	07194898	30 Stück	5 Stück	S6 1624P	
6 x 7 cm	1624W	02097989	400 Stück	100 Stück	S6 1625	
6 x 7 cm		02105513	400 Stück	100 Stück	S6 1623W	
10 x 12 cm	1626W5/1626NP	07194929	30 Stück	5 Stück	S6 1626P	
10 x 12 cm	1626W	02098411	200 Stück	50 Stück	S6 1626	
10 x 25 cm		02100361	80 Stück	20 Stück	S6 1627	
15 x 20 cm		02100378	80 Stück	10 Stück	S6 1628	
20 x 30 cm		02105542	80 Stück	10 Stück	S6 1629	

TEGADERM FOAM ADHESIVE 3M

Schaumverband mit Kleberand, für perfekten Halt insbesondere an Ferse, Vorfuß, Zehe und Sakrum. 3M Tegaderm Foam Adhesive ist ein dünner, stark absorbierender Schaumverband mit Superabsorber und feuchtigkeits-kontrollierender Schicht für schwach bis stark exsudierende Wunden. Sein besonders dünner Kleberand und das patentierte Speichenapplikationssystem ermöglichen eine passgenaue, einhändige Applikation auch an schwierigen Stellen.



- Reduziertes Risiko von Mazeration oder Wundaustrocknung durch intelligentes Exsudatmanagement
- Patentiertes Speichenapplikationssystem ermöglicht die Applikation mit nur einer Hand
- Perfekter Sitz auch an prominenten Stellen
- Sicherer Halt durch extradünnen Kleberand und hydrophilen Klebstoff

Маве	UK	VE	REF	Preis VE
6,9 x 6,9 cm	40 Stück	10 Stück	S6 90615	
6,9 x 7,6 cm	40 Stück	10 Stück	S6 90614	
8,8 x 8,8 cm	40 Stück	10 Stück	S6 90610	
10 x 11 cm	40 Stück	10 Stück	S6 90611	
13,9 x 13,9 cm	20 Stück	5 Stück	S6 90619	
14,3 x 14,3 cm	40 Stück	10 Stück	S6 90612	
14,3 x 15,6 cm	30 Stück	5 Stück	S6 90613	







STERI-STRIP WUNDVERSCHLUSSSTREIFEN 3M

Fertige, sterile Wundverschlussstreifen.

Ohne Nadel und Faden können Wunden geschlossen werden, mit sehr gutem kosmetischen Ergebnis.

Маßе	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
3 x 75 mm	R1540	04586066	200 x 5 Stück	50 x 5 Stück	S6 1540	
3 x 75 mm	1540P/1540NP-12	03328853	20 x 12 x 5 Stück	12 x 5 Stück	S6 1540-P	
6 x 38 mm	1542P	03211938	20 x 12 x 6 Stück	12 x 6 Stück	S6 1542-P	
6 x 75 mm	R1541	04586072	200 x 3 Stück	50 x 3 Stück	S6 1541	
6 x 75 mm	1541P/1541NP-12	03328876	20 x 12 x 3 Stück	12 x 3 Stück	S6 1541-P	
6 x 102 mm	R1546	04586095	200 x 10 Stück	50 x 10 Stück	S6 1546	
6 x 102 mm	1546P/1546NP-12	03328882	20 x 12 x 10 Stück	12 x 10 Stück	S6 1546-P	
12 x 100 mm	R1547	04586103	200 x 6 Stück	50 x 6 Stück	S6 1547	
12 x 100 mm	1547P	03328899	20 x 12 x 6 Stück	12 x 6 Stück	S6 1547-P	



STERI-STRIP BLENDTONE 3M

Unverstärkte, mikroporöse, hautfarbene Wundverschlussstreifen, hautfarben.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 x 75 mm	08754514	200 x 3 Streifen	50 x 3 Streifen	S6 B-1551	
12 x 100 mm	08754537	200 x 6 Streifen	50 x 6 Streifen	S6 B-1557	







LEUKOSAN ADHESIVE BSN

Leukosan Adhesive ist ein steriler, hochvisköser Hautkleber für den topischen Hautverschluss. Die ultrahohe Viskosität ermöglicht ein präzises Auftragen von Leukosan Adhesive und reduziert das Risiko eines versehentlichen Verlaufes des Hautklebers in unerwünschte Areale.

Der Hautkleber sorgt mit nur einer Klebschicht für eine schnelle und einfache Applikation und passt sich der Haut flexibel an. Für ein vielseitiges Einsatzspektrum verfügt Leukosan Adhesive über zwei Applikator-Aufsätze: Der feine Applikator ist für einen präzisen Wundverschluss geeignet, der Schwamm-Applikator für einen breiten Schutzfilm. Der Hautkleber polymerisiert durch die vorhandene Hautfeuchtigkeit innerhalb kurzer Zeit zu einem flexiblen Film, der die Wundränder sicher zusammenhält und die Wunde schützt. Zur leichten Dosierbarkeit wird Leukosan Adhesive in einer Aluminiumtube mit zwei Applikatoren geliefert, die je nach Wunde entweder einzeln oder nacheinander verwendet werden können.

Leukosan Adhesive besteht aus 2-Octyl- und n-Butyl-Cyanoacrylat-Monomeren, die zur besseren Sichtbarkeit leicht violett gefärbt sind.

Тур	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Beutel mit 1 Dosiertube und 2 Applikatoren, 0,7 ml	06437264	8 x 10 Beutel	10 Beutel	G9 72541-00	
Beutel mit 1 Dosiertube und 2 Applikatoren, 0,36 ml	08745863	8 x 10 Beutel	10 Beutel	G9 72541-01	

Chirurgisches Nahtmaterial wird in verschiedenen Fadenstärken hergestellt. Dabei werden zwei verschiedene Maßsysteme – das amerikanische USP-System (United States Pharmacopeia) und das metrische System – verwendet. Die Stärke des Fadens ist neben dem verwendeten Material ausschlaggebend für die Festigkeit einer chirurgischen Naht. Generell gilt, dass das Nahtmaterial stets so dünn wie möglich gewählt wird: Ziel ist also eine ausreichende Reißfestigkeit bei möglichst geringer Gewebsschädigung. Bei resorbierbarem Nahtmaterial hat die Dicke auch einen Einfluss auf den vom Körper zu leistenden Auflösungsprozess. - Die auf einer Verpackung aufgedruckte Fadenstärke ist immer die Mindestdicke, zumeist liegt die wirkliche Fadenstärke im jeweiligen oberen Milimeterbereich.

Alle anderen Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

USP 11-0 10-0 9-0 8-0 7-0 6-0 5-0 4-0 3-0 2-0 1-0 0	metrisch 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4	mm-Bereich 0,010-0,019 0,020-0,029 0,030-0,039 0,040-0,049 0,050-0,059 0,070-0,149 0,150-0,199 0,200-0,249 0,250-0,299 0,300-0,349 0,350-0,399 0,400-0,499 0,500-0,599
	_	-,, -
	_	-,, -
	,	
	-	
•	,	-,
•	-	-,,
_	-	-,
3+4	6	0,600-0,699
5	7	0,700-0,799
6	8	0,800-0,899
7	9	0,900-0,999
8	10	1,000-1,099



VICRYL RAPIDE, ETHICON

Resorbierbarer, geflochtener Synthetikfaden, ungefärbt, beschichtet, gute Knotengleiteigenschaften, sicherer Knotensitz, minimale Gewerbereaktion und Sägewirkung, schneller Reißkraftabfall, Resorptionszeit: 35 bis 42 Tage. Erhältliche Fadenstärken: metric 0,7 – 2,5; USP 6-0 bis 2-0.

Тур	Metric	USP	Länge	VE	REF	Preis VE
RB1-Plus, ungefärbt geflochten	1	5/0	0,70 m	36 Stück	14 V2130H	
RB1-Plus, ungefärbt geflochten	1,5	4/0	0,70 m	36 Stück	14 V2140H	
RB1-Plus, ungefärbt geflochten	2	3/0	0,70 m	36 Stück	14 V2150H	



VICRYL PLUS, ETHICON

Vicryl Plus ist ein steriles, antibakterielles Nahtmaterial für die Adaptation von Weichgewebe und/oder Ligaturen. Es kann u. a. in der Allgemeinchirurgie, Mikrochirurgie, Gastro-Intestinal-Chirurgie, Gynäkologie, Urologie und Orthopädie verwendet werden.

- Antibakteriell beschichtet mit Triclosan IRGACARE MP
- Polyglactin 910
- Resorbierbar
- Polyfil
- Synthetisch

Тур	Metric	USP	Länge	VE	REF	Preis VE
Plus, violett geflochten	3	2/0	0,70 m	36 Stück	14 VCP317H	
Plus, violett geflochten	2	3/0	3 x 0,45 m	36 Stück	14 VCP634H	
Plus, violett geflochten	3	2/0	3 x 0,45 m	36 Stück	14 VCP635H	

DERMABOND HAUTKLEBER, ETHICON

Dermabond ist ein topischer Hautkleber aus 2-Octyl-Cyanoacrylat, vorgesehen für die unkomplizierte Wundversorgung von Platzwunden und kleinen Inzisionen bis 4 cm Länge.

- · Schnell und preiswert
- Einfaches und präzises Auftragen
- Definierter Aushärtungsprozess des Klebers
- Mikrobielle Barriere zum Schutz vor Infektionen
- Lagerung bei Raumtemperatur

Тур	PZN	VE	REF	Preis VE
Ampullen mit je 0,35 ml	00492227	12 Stück	I4 AHVM12	
Ampullen mit je 0,5 ml	06341191	6 Stück	I4 AHV6	
Ampullen mit je 0,5 ml	02934669	12 Stück	14 AHV12	







ETHILON / ETHILON II / ETHICON

Monofiler, nicht resorbierbarer Synthetikfaden, blau/schwarz, hohe Reißfestigkeit, glatte Oberfläche, gute Knotengleiteigenschaften. Erhältliche Fadenstärken: metric 0,5 bis 3,5; USP 7-0 bis 0.



Тур	Metric	USP	Länge	VE	REF	Preis VE
FS2, schwarz monofil	1	5/0	0,45 m	36 Stück	I4 661H	
FS2, schwarz monofil	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	14 EH7145H	
FS2, schwarz monofil	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 653H	



PROLENE, ETHICON

Monofiler, nicht resorbierbarer Synthetikfaden, blau, hohe Reißfestigkeit, besonders glatte Oberfläche, nicht kapillar, hervorragende Gewebeverträglichkeit. Erhältliche Fadenstärken: metric: 0,5 bis 3,5; USP 7-0 bis 0.

Тур	Metric	USP	Länge	VE	REF	Preis VE
FS2, blau monofil	1	5/0	0,45 m	36 Stück	14 8661H	
FS2, blau monofil	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	14 EH7151H	
FS2, blau monofil	2	3/0	0,45 m	36 Stück	14 8665H	
FS2, blau monofil	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	14 8683H	
P3, blau monofil Multipass	1	5/0	0,45 m	36 Stück	14 8698H	
P3, blau monofil Multipass	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	14 8699H	
PS2, blau monofil	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	14 EH7168H	
PS2, blau monofil	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	14 8682H	
PS2, blau monofil Visi-Black	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 EH7291H	
PS2, blau monofil Multipass	2,0	3/0	0,45 m	36 Stück	14 8687H	



SERALON, SERAG WIESSNER

SERALON ist ein Polyamidfaden, der vergleichsweise zu herkömmlichem monofilem Nahtmaterial auffallend weich und geschmeidig ist. Sehr hohe Linear- und Knotenreißkraft bei feiner Ausmessung.

Тур	Metric	USP	Länge	VE	REF	Preis VE
V0071711, blau, monofil	0,7	6/0	0,50 m	2 x 12 Stück	I4 V0071711	
V0101712, blau, monofil	1	5/0	0,50 m	2 x 12 Stück	I4 V0101712	
V0151712, blau, monofil	1,5	4/0	0,50 m	2 x 12 Stück	I4 V0151712	
V0151713, blau, monofil	1,5	4/0	0,50 m	2 x 12 Stück	I4 V0151713	
V0151714, blau, monofil	1,5	4/0	0,50 m	2 x 12 Stück	I4 V0151714	
V015171M, blau, monofil	1,5	4/0	0,50 m	2 x 12 Stück	I4 V015171M	
V0201714, blau, monofil	2	3/0	0,50 m	2 x 12 Stück	I4 V0201714	
V0201715, blau, monofil	2	3/0	0,50 m	2 x 12 Stück	I4 V0201715	





SERAFIT, SERAG WIESSNER

SERAFIT ist ein geflochtener resorbierbarer Faden, der sich durch seine hervorragende Geschmeidigkeit, die gute Gleitfähigkeit sowie die minimale Sägewirkung auszeichnet. Er lässt sich vor allem im blut- und sekretreichen Milieu zuverlässig knüpfen und gewährleistet einen sicheren Knotensitz.

Тур	Metric	USP	Länge	VE	REF	Preis VE
6015131L, violett, multifil	1,5	4/0	0,45 m	2 x 12 Stück	I4 6015131L	
60153276, violett, multifil	1,5	4/0	0,70 m	2 x 12 Stück	I4 60153276	



DAFILON, B.BRAUN

Dafilon ist indiziert für den Hautverschluss als Einzelknopf- oder Intracutannaht und zur Fixierung von Drainagen und Kathetern sowie dentalen Indikationen. Fadenaufbau monofil, Farbe: blau, ungefärbt. Material Polyamid 6/6.6, Beschichtung keine. Stärke 11/0 bis 2, nicht resorbierbar.

Тур	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF	Preis VE
C0936243, blau, monofi	DSMP 19	2	3/0	0,45 m	36 Stück	14 C0936243	



DAFILON HAUT-NAHTSET, B.BRAUN

Set bestehend aus 4 x 6 Nadel-Faden Kombinationen Dafilon:

- Nadel: DS 16 USP: 4/0 Metric: 1,5 Fadenlänge: 45 cm
- Nadel: DS 19 USP: 4/0 Metric: 1,5 Fadenlänge: 45 cm
- Nadel: DS 24 USP: 3/0 Metric: 2,0 Fadenlänge: 45 cm
- Nadel: DS 30 USP: 2/0 Metric: 3,0 Fadenlänge: 45 cm

Тур	VE	REF	Preis VE
Dafilon Haut-Naht-Set	24 Stück	I4 B0995100	



MOPYLEN, RESORBA

Synthetisch monofil nicht-resorbierbar, blau. Verfügbare Fadenstärken: USP 2 bis 10/0.

Тур	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF	Preis VE
7156, blau, monofil	DSM 13	1	5/0	0,45 m	36 Stück	I4 7156	
7148, blau, monofil	DS 18	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	14 7148	
71513, blau, monofil	DSM 18	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 71513	
7149, blau, monofil	DS 18	2	3/0	0,45 m	36 Stück	14 7149	
71514, blau, monofil	DSM 18	2	3/0	0,45 m	36 Stück	I4 71514	



RESOLON, RESORBA

Synthetisch monofil nicht-resorbierbar, blau. Verfügbare Fadenstärken: USP 1 bis 7/0.

Тур	Nadel	Metric	USP	Länge	VE	REF	Preis VE
88141, blau, monofil	DS 16	1	5/0	0,45 m	36 Stück	14 88141	
88155, blau, monofil	DSM 16	1	5/0	0,45 m	36 Stück	I4 88155	
88144, blau, monofil	DS 18	1,5	4/0	0,45 m	36 Stück	I4 88144	
88146, blau, monofil	DS 18	2	3/0	0,45 m	36 Stück	14 88146	



PGA RESOQUICK, RESORBA

Synthetisch geflochten resorbierbar, ungefärbt, beschichtet. Knotenreißfestigkeit 50 %: 5 - 6 Tage. Massenresorption: ca. 42 Tage.

Verfügbare Fadenstärken: USP 2 bis 9/0.

Тур	Nadel	Metric	USP	Länge	Hersteller-Nr.	VE	REF	Preis VE
PR30203, ungefärbt, geflochten	HR 17	1	5/0	0,70 m	PRN30203	24 Stück	14 PR30203	
PR30204, ungefärbt, geflochten	HR 17	1,5	4/0	0,70 m	PRN30204	24 Stück	14 PR30204	
PR30205, ungefärbt, geflochten	HR 17	2	3/0	0,70 m	PRN30205	24 Stück	14 PR30205	





CUTICERIN SMITH & NEPHEW

Eucerinhaltige, salbenbeschichtete Kunstseidengaze für flächige, sezernierende Wunden, steril.

- Verklebt nicht mit der Wunde
- Ermöglicht schmerzlosen Verbandwechsel
- Luft- und sekretdurchlässig
- Definierte Maschenweite

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,5 x 7,5 cm	03744758	120 Stück	10 Stück	L6 45562	
7,5 x 7,5 cm	03182384	300 Stück	50 Stück	L6 45560	
20 x 40 cm	08706892	150 Stück	25 Stück	L6 66045502	



CUTICELL CLASSIC BSN

Cuticell Classic ist die wirtschaftliche Alternative in der klassischen Versorgung exsudierender Wunden. Die sterile Salbenkompresse ist mit Weichparaffin imprägniert, um ein Verkleben mit der Wunde weitgehend zu verhindern und einen schmerzarmen Verbandwechsel zu gewährleisten. Cuticell Classic ist latexfrei, luft- und sekretdurchlässig und gewährleistet Wundruhe. Die Imprägnierung unterstützt darüber hinaus das feuchte Wundmilieu. Cuticell Classic besteht aus offen gewebter Baumwollgazen, die mit Weichparaffin imprägniert ist.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 cm x 5 cm	04979067	120 Stück	5 Stück	G9 72538-00	
5 cm x 5 cm	04979073	600 Stück	50 Stück	G9 72538-01	
10 cm x 10 cm	04979096	600 Stück	10 Stück	G9 72538-02	
10 cm x 10 cm	04979104	600 Stück	100 Stück	G9 72538-03	
40 cm x 10 cm	04979110	300 Stück	10 Stück	G9 72538-04	



JELONET SMITH & NEPHEW

Paraffinbeschichtete Baumwollgaze für flächige, sezernierende Wunden, steril.

- Verhindert das Verkleben mit der Wundfläche und garantiert einen ungehinderten Exsudatfluss nach außen
- Schmerzlindernd durch Beschichtung aus Weichparaffin
- Atraumatischer Verbandwechsel

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	03039534	600 Stück	50 Stück	L6 7403	
10 x 10 cm	02782432	120 Stück	10 Stück	L6 7404	
10 x 10 cm	02782449	900 Stück	100 Stück	L6 7409	
10 x 40 cm	02782426	60 Stück	10 Stück	L6 7459	
10 cm x 7 m	02782389	6 Stück	1 Stück	L6 66007477	
15 cm x 2 m	03039540	48 Stück	12 Stück	L6 7415	





BACTIGRAS SMITH & NEPHEW

Antiseptischer Paraffingazeverband – steril

- Enthält Chlorhexidin, das gegen eine Vielzahl von Bakterien wirksam ist
- Reduziert das Infektionsrisiko
- Schmerzlindernd und nicht klebend

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	08407362	600 Stück	50 Stück	L6 7456	
10 x 10 cm	08407379	120 Stück	10 Stück	L6 7457	
15 x 20 cm	08407385	120 Stück	10 Stück	L6 7461	
15 x 100 cm	08752679	48 Stück	12 Stück	L6 66007505	



ALLEVYN THIN SMITH & NEPHEW

Selbsthaftende Schaumstoff-Wundauflage mit Superabsorbern für schwach bis mäßig nässende Wunden – steril.

- Bakterien- und wasserdicht
- Schmerzarmer Verbandwechsel
- · Auch für empfindliche Umgebungshaut geeignet
- Anschmiegsam, zuschneidbar
- Verbandliegezeit bis zu sieben Tagen

Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 6 cm	66012615	03126902	100 Stück	10 Stück	G9 47576	
10 x 10 cm	66012616	03126919	100 Stück	5 Stück	G9 47578	
15 x 15 cm	66045124	03126931	48 Stück	3 Stück	L6 66045124	
15 x 20 cm	66047579	03126925	48 Stück	3 Stück	G9 47579	



ALLEVYN GENTLE SMITH & NEPHEW

Sanft haftender Wundverband aus Polyurethanschaum mit Soft-Gel Beschichtung für mäßig bis stark nässende Wunden – steril.

• Anschmiegsam und polsternd für bei

- Schmerzarmer Verbandwechsel
- Minimiertes Risiko von Hautmazerationen
- Sanfte Haftung erleichtert Sekundärfixierung
- Anschmiegsam und polsternd für hohen Patientenkomfort
- Bakterien- und wasserdicht
- Verbandliegezeiten bis zu sieben Tagen

Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	66802135	06087367	30 Stück	5 Stück	L6 66800242	
10 x 10 cm	66802136	06087373	30 Stück	5 Stück	L6 66800243	
10 x 20 cm	66802137	06087396	30 Stück	5 Stück	L6 66800244	
15 x 15 cm	66802138	06087404	30 Stück	5 Stück	L6 66800245	
20 x 20 cm	66802139	06087410	30 Stück	5 Stück	L6 66800246	
ohne PZN						
5 x 5 cm			60 Stück	10 Stück	L6 66802128	
10 x 10 cm			60 Stück	10 Stück	L6 66802129	
10 x 20 cm			40 Stück	10 Stück	L6 66802130	
15 x 15 cm			40 Stück	10 Stück	L6 66802131	
20 x 20 cm			20 Stück	10 Stück	L6 66802132	



ALLEVYN GENTLE BORDER SMITH & NEPHEW

Haftender Wundverband aus Polyurethanschaum mit Silikon-Gel Beschichtung für mäßig bis stark nässende Wunden – steril.

- Schmerzarmer Verbandwechsel, besonders geeignet für empfindliche Haut
- Minimiertes Risiko von Hautmazerationen
- Keine sekundäre Fixierung notwendig
- Anschmiegsam und polsternd für hohen Patientenkomfort
- Bakterien- und wasserdicht
- Verbandliegezeiten bis zu sieben Tagen



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Allevyn Gentle Border					
7,5 x 7,5 cm	06087427	30 Stück	5 Stück	L6 66800259	
10 x 10 cm	06087456	30 Stück	5 Stück	L6 66800260	
10 x 20 cm	07751904	30 Stück	5 Stück	L6 66800901	
12,5 x 12,5 cm	06087433	30 Stück	5 Stück	L6 66800262	
17,5 x 17,5 cm	06087462	30 Stück	5 Stück	L6 66800263	
Allevyn Gentle Border, ohne P	ZN				
7,5 x 7,5 cm		300 Stück	10 Stück	L6 66800269	
10 x 10 cm		100 Stück	10 Stück	L6 66800270	
10 x 20 cm			10 Stück	L6 66800900	
12,5 x 12,5 cm			10 Stück	L6 66800272	
17,5 x 17,5 cm			10 Stück	L6 66800273	
Allevyn Gentle Border Sacrun	, ohne PZN	,			
16,8 x 17,1 cm			6 Stück	L6 66800897	
Allevyn Gentle Border Multisi	te, ohne PZN				
17,1 x 17,9 cm			10 Stück	L6 66800959	



ALLEVYN SCHAUMVERBAND HAFTEND, **SMITH & NEPHEW**

- Hydrozellulärer, adhesiver Wundverband steril -
- Exzellente Trageeigenschaften der selbsthaftenden Wundauflage
- Hohe Absorptionsfähigkeit
- Bakterien- und wasserundurchlässig
- Wundheilungsfördernd durch feuchte Wundumgebung
- Bei sekundärer Wundheilung oberflächlicher, mäßig bis stark exsudierender Wunden wie z. B. Dekubitus, Ulcus cruris, Verbrennungen 1. und 2. Grades, Traumata und Spalthautentnahmestellen.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Allevyn Schaumverband ha	ftend				
7 x 8 cm	09686542	144 Stück	12 Stück	L6 66801111	
12 x 13 cm	09686559	144 Stück	12 Stück	L6 66801112	
13 x 22 cm	09686565	72 Stück	12 Stück	L6 66801113	
17 x 18 cm	09686571	96 Stück	12 Stück	L6 66801114	
22 x 23 cm	09686588	72 Stück	12 Stück	L6 66801115	
Allevyn Adhesive Schaumve	erband haftend	·			
7,5 x 7,5 cm	16222116	30 Stück	3 Stück	L6 66000348	
7,5 x 7,5 cm	16222122	300 Stück	10 Stück	L6 66800009	
12,5 x 12,5 cm	16222139	120 Stück	10 Stück	L6 66800010	
Allevyn Adhesive Schaumve	erband haftend - ohne PZN				
12,5 x 12,5 cm		30 Stück	3 Stück	L6 66000349	







DURAMAX SMITH & NEPHEW

Superabsorbierende Wundauflage

DURAMAX superabsorbierender Wundverband ist für die Behandlung sehr stark exsudierender Wunden, wie z.B.

- Dekubitalgeschwüre
- Arterielle Ülcera
- Ulcera cruris venosa

- Diabetische Ulcera
- Sekundär heilende postoperative Wunden
- Laparotomiewunden
- Fisteln
- Oberflächliche Verbrennungen zweiten Grades indiziert

ш	IVIADE	PZN	UN	VE	NEF	Preis ve
	10 x 10 cm	09764420	360 Stück	10 Stück	L6 66801170	
	10 x 20 cm	09764437	340 Stück	10 Stück	L6 66801171	
	20 x 20 cm	09764443	300 Stück	10 Stück	L6 66801172	
	20 x 30 cm	09764466	180 Stück	10 Stück	L6 66801173	



ALLEVYN AG GENTLE BORDER SMITH & NEPHEW

Sanft haftender Wundverband aus Polyurethanschaum mit integrierten Silberpartikeln für infektionsgefährdete und infizierte Wunden mit mäßiger bis starker Exsudation bei empfindlicher Haut - steril.

- Antimikrobielle Wirkung bis zu sieben Tagen
- Wirksam gegen ein breites Spektrum von Erregern
- Flächige Silikon-Gel-Beschichtung inklusive Haftrand für sanften, sicheren Halt
- Keine zusätzliche Fixierung notwendig
- Für empfindliche Umgebungshaut

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,5 x 7,5 cm	03296142	300 Stück	10 Stück	L6 66800436	
10 x 10 cm	03296159	100 Stück	10 Stück	L6 66800437	
12,5 x 12,5 cm	03296194	120 Stück	10 Stück	L6 66800438	
17,5 x 17,5 cm	03296202	80 Stück	10 Stück	L6 66800439	







- Transparenter Wundverband aus Polyurethan-Folie mit Applikationshilfe
- Steril (Opsite Flexifix unsteril nur zur Fixierung)
- Einfache und sichere Handhabung
- Idealfeuchtes, schmerzarmes Wundklima
- Langanhaltende Haftung bei hautschonenden Klebeeigenschaften
- Wundkontrolle durch Transparenz des Folienverbandes
- Exakte Positionierung und Wunddokumentation durch Folienträger mit Gitterstruktur
- Problemlose, schmerzarme Entfernung
- Atmungsaktiv, bakterien- und wasserundurchlässig

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
Opsite Inzisionsfolie	Opsite Inzisionsfolie								
10 x 14 cm	08408574	200 Stück	50 Stück	L6 4975					
14 x 25 cm	08869157	120 Stück	20 Stück	L6 4967					
15 x 28 cm	08869163	60 Stück	10 Stück	L6 4986					
28 x 30 cm	08869186	60 Stück	10 Stück	L6 4987					
45 x 55 cm	02142129	40 Stück	10 Stück	L6 4989					
Opsite Flexigrid									
6 x 7 cm	03833539	1800 Stück	100 Stück	L6 4628					
10 x 12 cm	03722283	80 Stück	10 Stück	L6 4629					
10 x 12 cm	03722308	500 Stück	50 Stück	L6 4630					
15 x 20 cm	03722314	100 Stück	10 Stück	L6 4631					
12 x 25 cm	03722320	200 Stück	20 Stück	L6 4632					
Opsite Flexifix									
5 cm x 1 m	00680325	72 Stück	6 Stück	L6 66030569					
5 cm x 10 m	07478012	24 Stück	1 Stück	L6 66000040					
10 cm x 1 m	00680331	72 Stück	6 Stück	L6 66030570					
10 cm x 10 m	07478029	12 Stück	1 Stück	L6 66000041					
15 cm x 10 m	08653144	12 Stück	1 Stück	L6 66000375					
Opsite Flexifix Gentle	е								
2,5 cm x 5 m	09897121	12 Stück	1 Stück	L6 66801195					
5 cm x 5 m	09897138	24 Stück	1 Stück	L6 66801196					
10 cm x 5 m	09897144	12 Stück	1 Stück	L6 66801197					







INTRASITE GEL SMITH & NEPHEW

- Hydrogel-Wundverband zur Wundreinigung im Applikationsspender
- Steril
- Schnelle Rehydrierung von nekrotischem Gewebe
- Absorption von Nekrosen, Belägen und überschüssigen Exsudat
- Unterstützt die idealfeuchte Wundheilung
- Hohe Therapiesicherheit
- Wundreinigung von sekundärheilenden, flachen und tiefen Wunden (z. B. Dekubitus, Ulcus cruris), postoperative Wunden etc.

Inhalt	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
8 g	07537252	40 Stück	10 Stück	L6 7308	
15 g	07537269	40 Stück	10 Stück	L6 7311	
25 g	07537275	40 Stück	10 Stück	L6 7313	

ALGISITE M SMITH & NEPHEW

Alginatverband zur Unterstützung der schnellen Heilung

Ist eine Kalziumalginat-Wundauflage, die nach Aufnahme von Wundexsudat ein weiches strukturstabiles Gel bildet und damit die feuchte Wundheilung unterstützt. ALGISITE M verklebt nicht mit der Wunde und sorgt durch seine hohe Faserstabilität für ein schmerzarmes Entfernen des Verbandes. Die hervorragende Anpassungsfähigkeit an alle Wundkonturen bietet hohen Tragekomfort. Eine Verbandliegezeit von bis zu sieben Tagen unterstützt Sie bei der wirtschaftlichen Versorgung.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	08798664	200 Stück	10 Stück	L6 66000519	
10 x 10 cm	08798670	100 Stück	10 Stück	L6 66000520	
15 x 20 cm	08818533	100 Stück	10 Stück	L6 66000521	
2 x 30 cm	08818556	200 Stück	5 Stück	L6 66000522	



OPSITE POST-OP VISIBLE SMITH & NEPHEW

Folienverband mit durchsichtiger Wundauflage

OPSITE Post-OP Visible ist ein postoperativer Wundverband mit einem einzigartigen wabenförmigen Wundkissen, das den direkten Blick auf die Wunde ohne Verbandwechsel ermöglicht. Darüber hinaus verhindert die bakteriendichte Folie das Eindringen von Keimen von außen (auch MRSA) und schützt so vor Sekundärinfektionen. Die transparente, wasserdichte Folie ermöglicht dem Patient zudem das Duschen. Eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit verhindert Feuchtigkeitsansammlungen und beugt so Hautmazerationen vor. Der besonders hautfreundliche Kleber reduziert die Gefahr von Hautreizungen. Die Elastizität der Folie vermindert zusätzlich das Risiko von Spannungsblasen.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 x 8 cm	03725117	240 Stück	20 Stück	L6 66800136	
15 x 10 cm	00919306	200 Stück	20 Stück	L6 66800137	
20 x 10 cm	00919329	120 Stück	20 Stück	L6 66800138	
25 x 10 cm	00919335	200 Stück	20 Stück	L6 66800139	
30 x 10 cm	03726424	120 Stück	20 Stück	L6 66800140	
35 x 10 cm	03726447	120 Stück	20 Stück	L6 66800141	



ACTICOAT FLEX 3 SMITH & NEPHEW

Antimikrobielle Wundauflage mit hochdosierter, kontinuierlicher Silberfreiset-

ACTICOAT Flex 3 ist ein antimikrobieller Wundverband und basiert auf einem patentierten Verfahren der Silberaufbringung. ACTICOAT Flex 3 kann schnell und hochdosiert Silber freisetzen und bildet eine bis zu drei Tagen wirksame Barriere gegen bakterielle Kontamination. Er ist wirksam gegen pathogene Mikroorganismen und reduziert so das Risiko einer Infektion. ACTICOAT Flex 3 unterstützt so eine schnelle Wundheilung. ACTICOAT Flex 3 passt sich den Bewegungen des Patienten und komplexen Wundsituationen an. Dies führt zu einem hohen Tragekomfort. Zugleich minimiert die verklebungsarme Oberfläche die Schmerzen bei Verbandwechseln.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	05372835	100 Stück	5 Stück	L6 66800396	
10 x 10 cm	05372841	50 Stück	5 Stück	L6 66800398	
10 x 10 cm	05372858	240 Stück	12 Stück	L6 66800399	
10 x 20 cm	05372864	240 Stück	12 Stück	L6 66800409	
10 x 120 cm	05372893	24 Stück	6 Stück	L6 66800435	
20 x 40 cm	05372870	120 Stück	6 Stück	L6 66800419	
40 x 40 cm	05372887	30 Stück	6 Stück	L6 66800432	





ALLEVYN GENTLE BORDER LITE SMITH & NEPHEW

Sanft haftender, hochflexibler Wundverband mit einer Silikon-Gel-Beschich-

ALLEVYN Gentle Border Lite ist ein sanft haftender, hochflexibler Wundverband

Gel-Beschichtung. Der absorbierende Schaumkern unterstützt die Versorgung von Wunden mit schwacher bis mäßiger Exsudation. Die zuverlässige Haftung des anschmiegsamen und polsternden Verbandes benötigt keine Sekundärfixierung. ALLEVYN Gentle Border Lite ist auch für empfindliche Haut sehr gut geeignet. Die wasser- und keimdichte Außenfolie bietet sicheren Schutz vor bakterieller Kontaminationen von außen und erlaubt dem Patienten zu duschen.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	09431196	60 Stück	10 Stück	L6 66800833	
5,5 x 12 cm	09431233	60 Stück	10 Stück	L6 66800836	
7,5 x 7,5 cm	09431210	60 Stück	10 Stück	L6 66800834	
8 x 15 cm	09431256	60 Stück	10 Stück	L6 66800837	
10 x 10 cm	09431227	60 Stück	10 Stück	L6 66800835	
15 x 15 cm	09431204	60 Stück	10 Stück	L6 66800840	





DURAFIBER SMITH & NEPHEW

Absorbierende, gelbildende Wundauflage

DURAFIBER kann für die Versorgung von chronischen und akuten Wunden, Vollhaut-/Teilhautwunden oder flachen, granulierenden exsudierenden Wunden eingesetzt werden, wie zum Beispiel:

- Beingeschwüre
- Druckgeschwüre
- Diabetischen Geschwüre
- Chirurgische Wunden
- Sekundär heilende Wunden
- Hautentnahmestellen
- Fistelgänge und untertunnelte Wunden
- Verbrennungen zweiten Grades
- Traumatische Wunden
- Wunden die zur Blutung neigen, wie z.B.
 Wunden die chirurgisch oder mechanisch debridiert wurden

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	00283015	200 Stück	10 Stück	L6 66800029	
10 x 10 cm	00283156	200 Stück	10 Stück	L6 66800030	
15 x 15 cm	00283185	60 Stück	5 Stück	L6 66800031	
2 x 45 cm	03425993	60 Stück	5 Stück	L6 66800033	



ALLEVYN LIFE SMITH & NEPHEW

ALLEVYN Life ist die neue Generation von Silikonschaumverbänden. ALLEVYN Life wurde für ein erhöhtes Wohlbefinden von Patienten im Alltag mit einer Wunde entwickelt. Der Verband besitzt einen mehrlagigen Aufbau aus einem hydrozellulären Schaumkissen, das für ein ideal-feuchtes Wundmileu sorgt und somit eine schnelle Heilung fördert. Die hoch atmungsaktive äußere Folie lässt überschüssiges Exsudat nach Außen abdampfen. Die bakteriendichte Außenfolie hilft, eine bakterielle Kontamination der Wunde zu verhindern. Sie ermöglicht zudem dem Patienten zu duschen. Das neue Verbanddesign mit dem breiten Haftrand sorgt für einen sicheren Sitz des Verbandes und minimiert das Risiko des Verrutschens. Dies kann vorzeitige Verbandwechsel vermeiden und gibt dem Patienten in der Öffentlichkeit ein sicheres Gefühl.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10,3 x 10,3 cm	09634019	100 Stück	10 Stück	L6 66801067	
12,9 x 12,9 cm	09634031	50 Stück	10 Stück	L6 66801068	
15,4 x 15,4 cm	09634048	60 Stück	10 Stück	L6 66801069	
21 x 21 cm	09634060	40 Stück	10 Stück	L6 66801070	



SECURA REIZFREIER HAUTSCHUTZ APPLIKATOR SMITH & NEPHEW

Hautschutz zur Pflege des Wundrandes und der Wundumgebungshaut

SECURA ist ein steriles, reizfreies Hautschutzprodukt, das beim Auftragen einen dünnen Schutzfilm auf der Haut bildet. Der Film hilft, sowohl intakte als auch beschädigte Haut vor Irritationen durch Flüssigkeiten und vor Trauma durch Entfernen von Verbänden zu schützen.

- Langanhaltende Barriere von bis zu 4 Tagen, d. h. zuverlässiger Schutz auch bei längeren Verbandliegezeiten
- Wasserdicht für eine sichere Barriere gegenüber Flüssigkeiten, z. B. Verdauungssäfte, Inkontinenz oder Wundexsudat
- Alkoholfreie Formulierung reduziert die Wahrscheinlichkeit des Brennens bei Applikation auf geschädigter Haut
- Kurze Trocknungszeit von unter 30 Sekunden
- Anwendbar bei Erwachsenen, Kindern und reifgeborenen Säuglingen ab dem ersten Lebensmonat

Inhalt	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1 ml	09384858	20 x 5 Stück	5 Stück	L6 66800789	
1 ml	09384864		25 Stück	L6 66800790	
3 ml	09384769		5 Stück	L6 66800787	
3 ml	09384835		25 Stück	L6 66800788	



ALLEVYN SCHAUMVERBAND NICHT HAFTEND, TRACHEOSTOMY / FERSE SMITH & NEPHEW

Nichthaftender, hydrozellulärer Wundverband - steril -

- Vielseitig, sehr anschmiegsam
- Extrem hohes Absorptionsvermögen durch hydrozellolöses Schaummaterial
- Reduziert die Häufigkeit aufwendiger Verbandwechsel
- Kein Verkleben mit der Wundfläche, atraumatischer Verbandwechsel
- Kann bis zu 7 Tagen auf der Wunde bleiben
- Erhaltung eines idealen, feuchten Wundmilieus
- Polstereffekt des Schaummaterials

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
Allevyn Schaumverband, nicht haftend										
4,5 x 5,5 cm	09686594	72 Stück	12 Stück	L6 66801116						
9 x 11 cm	09686602	72 Stück	12 Stück	L6 66801117						
9 x 21 cm	09686619	72 Stück	12 Stück	L6 66801118						
14 x 16 cm	09686625	72 Stück	12 Stück	L6 66801119						
19 x 21 cm	09686631	72 Stück	12 Stück	L6 66801120						
Allevyn Schaumverb	and, nicht haftend, oh	ne PZN								
10 x 20 cm		70 Stück	10 Stück	L6 66800020						
Allevyn Tracheostom	у									
9 x 9 cm	07524640	80 Stück	10 Stück	L6 66007640						
Allevyn Schaumverb	Allevyn Schaumverband Ferse, nicht haftend									
10,5 x 13,5 cm	09686648	42 Stück	7 Stück	L6 66801121						
Allevyn Schaumverb	Allevyn Schaumverband Ferse, nicht haftend, ohne PZN									
10,5 x 13,5 cm		30 Stück	5 Stück	L6 66007630						



CUTIMED SILTEC BSN

Superabsorbierender Silikon-Schaumverband, nicht haftend.

Zur Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden Wunden, einzeln steril eingesiegelt, in Faltschachtel.

	Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
	5 x 6 cm	07337659	120 Stück	12 Stück	G9 7328505	
ſ	10 x 10 cm	07337984	120 Stück	12 Stück	G9 7328506	
	10 x 20 cm	07337990	120 Stück	12 Stück	G9 7328507	
Γ	15 x 15 cm	07338015	120 Stück	12 Stück	G9 7328508	
	20 x 20 cm	07338044	60 Stück	6 Stück	G9 7328509	



REF 73231-01

CUTIMED HYDROCONTROL BSN

Cutimed HydroControl ist ein feuchtigkeitsregulierender absorbierender Hydropolymerverband. Er besteht aus einer innovativen Kombination von leistungsstarker Hydropolymer-Matrix, einer atmungsaktiven Polyurethan-Folie und einer flexiblen Porenstruktur, den sogenannten Flexiporen. Die Kombination dieser Produktkomponenten sorgt für eine einzigartige und leistungsstarke 4-fach Strategie des Wundverbands, die den Heilungsprozess selbst bei trockenen oder stagnierenden Wunden erfolgreich unterstützt:

- Hohes Stimulationspotenzial: Stimulierung der Wunde und Unterstützung des autolytischen Débridements durch osmotischen Effekt.
- Exzellentes Exsudatmanagement: Schnelle Aufnahme, vertikale Absorption und sicheres Einschließen des Wundexsudats.
- Perfekte Feuchtigkeitsbalance: Idealfeuchtes Wundmilieu zur F\u00f6rderung von Granulation und Epithelisierung.
- Innovatives Produktkonzept: Dünn, selbsthaftend, zuschneidbar und einzigartig im Design für eine einfache Anwendung und einen höheren Patientenkomfort.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4,5 x 4,5 cm	11029596	300 Stück	10 Stück	G9 73231-00	
7,5 x 7,5 cm	11029604	300 Stück	10 Stück	G9 73231-01	
10 x 10 cm	11029567	100 Stück	10 Stück	G9 73231-02	
15 x 15 cm	11029610	50 Stück	5 Stück	G9 73231-03	









CUTIMED SILTEC PLUS BSN

Cutimed Siltec Plus ist ein hochabsorbierender Schaumverband zur effektiven Behandlung chronischer Wunden – speziell für schwache bis mäßig starke Exsudatmengen. Sein Silikonfilm mit dem Plus an Haftung zeichnet sich durch eine stärkere Anfangshaftung für eine einfache und zuverlässige Applikation des Schaumverbands aus und ist deshalb auch für schwer zugängliche Wunden geeignet. So werden Anwender durch den "Dritte-Hand-Effekt" beim Anlegen der Sekundärfixierung effektiv entlastet. Des Weiteren schützt der Silikonfilm bei Cutimed Siltec Plus neu gebildetes Gewebe und verhindert, dass der Verband mit der exsudierenden Wunde verklebt. Kombiniert mit der speziellen Cutimed Siltec-Schaumstruktur mit Superabsorber Technologie zeichnet sich Cutimed Siltec Plus durch ein schnelles und zuverlässiges Exsudatmanagement aus.

"Dritte-Hand-Effekt" erleichtert die Applikation, besonders bei schwer zugänglichen Wunden

- Sicherer Exsudateinschluss, auch unter Kompression
- Atraumatischer und schmerzarmer Verbandwechsel

Cutimed Siltec Plus besteht aus einem Polyurethanschaum mit einem stark-haftenden Silikonfilm für eine effektive Anfangshaftung.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 6 cm	10204212	120 Stück	12 Stück	G9 7328806	
10 x 10 cm	10204229	120 Stück	12 Stück	G9 7328807	
15 x 15 cm	10204241	120 Stück	12 Stück	G9 7328809	

CUTIMED SILTEC HEEL 3D BSN

- Anatomisch geformt für eine zeitsparende und einfache Applikation
- Extra dicker Schaum (7 mm) polstert die Wunde und unterstützt die Druckentlastung
- Fixierung notwendig
- Zuschneidbar

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
16 x 24 cm	07342353	4 x 6 Stück	6 Stück	G9 7328602	

CUTIMED SILTEC SORBACT BSN

Hochabsorbierender, antimikrobieller Schaumverband mit Silikon-Haftrand zur Behandlung exsudierender, infektgefährdeter und infizierter Wunden, einzeln steril eingesiegelt, latexfrei, in Faltschachtel

Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,5 x 7,5 cm	7325107	07342672	10 x 12 Stück	12 Stück	G9 7992907	
7 x 10 cm		13574429	10 x 12 Stück	12 Stück	G9 7325119	
10 x 10 cm		13574412	10 x 12 Stück	12 Stück	G9 7325117	
12,5 x 12,5 cm	7325108	07342689	10 x 12 Stück	12 Stück	G9 7992908	
15 x 15 cm	7325109	07343140	10 x 12 Stück	12 Stück	G9 7992909	
17,5 x 17,5 cm	7325110	07343157	10 x 6 Stück	6 Stück	G9 7992910	
ohne PZN						
7,5 x 7,5 cm			10 x 10 Stück	10 Stück	G9 7325100	
12,5 x 12,5 cm			10 x 10 Stück	10 Stück	G9 7325101	
15 x 15 cm			10 x 10 Stück	10 Stück	G9 7325102	

CUTIMED SILTEC B BSN

 $Superabsorbierender \ Silikon-Schaumverband, \ mit\ Haftrand.$

Zur Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden Wunden, latexfrei, einzeln steril eingesiegelt, in Faltschachtel.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,5 x 7,5 cm	07340650	120 Stück	12 Stück	G9 7328407	
10 x 10 cm	10204198	120 Stück	12 Stück	G9 7328412	
10 x 22,5 cm	10204206	120 Stück	12 Stück	G9 7328413	
12,5 x 12,5 cm	07340791	120 Stück	12 Stück	G9 7328408	
15 x 15 cm	07340816	120 Stück	12 Stück	G9 7328409	
17,5 x 17,5 cm	07340822	60 Stück	6 Stück	G9 7328410	
22,5 x 22,5 cm	07341253	60 Stück	6 Stück	G9 7328411	
ohne PZN					
7,5 x 7,5 cm			10 Stück	G9 7328400	
10 x 10 cm			10 Stück	G9 7328405	
12,5 x 12,5 cm			10 Stück	G9 7328401	



VARIHESIVE EXTRA DÜNN CONVATEC

Hydrokolloidverband, Primär- und Sekundärverband.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 10 cm	03892677	45 x 10 Stück	10 Stück	H7 3892677	
5 x 20 cm	03892683	45 x 10 Stück	10 Stück	H7 3892683	
7,5 x 7,5 cm	03892648	30 x 5 Stück	5 Stück	H7 3892648	
10 x 10 cm	03892654	30 x 5 Stück	5 Stück	H7 3892654	
15 x 15 cm	03892660	30 x 5 Stück	5 Stück	H7 3892660	



VARIHESIVE E CONVATEC

Hydrokolloidverband, Primär- und Sekundärverband.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 x 10 cm	07522807	20 x 10 Stück	10 Stück	H7 7522807	
10 x 10 cm	07522813	5 x 20 Stück	20 Stück	H7 7522813	





VARIHESIVE E BORDER CONVATEC

Hydrokolloid Verband zur Versorgung von problematischen Körperstellen.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 x 10 cm (6 x 6 cm Wundauflage)	04474700	30 x 5 Stück	5 Stück	H7 4474700	
14 x 14 cm (10 x 10 cm Wundauflage)	04474717	30 x 5 Stück	5 Stück	H7 4474717	



KALTOSTAT CONVATEC

Alginatverband

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	06965365	60 x 10 Stück	10 Stück	H7 6965365	
7,5 x 12 cm	06965313	30 x 10 Stück	10 Stück	H7 6965313	
10 x 20 cm	06965336	10 x 10 Stück	10 Stück	H7 6965336	
15 x 25 cm	07511318	34 x 10 Stück	10 Stück	H7 7511318	
Tamponade 2 g	06965359	24 x 5 Stück	5 Stück	H7 6965359	



COMFEEL PLUS HYDROKOLLOIDVERBAND COLOPLAST

Comfeel Plus ist ein besonders anpassungsfähiger und hautfreundlicher Hydrokolloidverband. Er besteht aus einer selbsthaftenden Hydokolloidmatrix in die stark quellfähige Natrium-Carboxymethylcellulose (CMC) und Calciumalginat eingebettet sind. Steril.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
Comfeel Plus Flexibel									
4 x 6 cm	12342349	32 x 10 Stück	10 Stück	H7 33146					
10 x 10 cm	12342355	12 x 10 Stück	10 Stück	H7 33110					
Comfeel Plus Transpa	rent			•					
5 x 7 cm	12342415	32 x 10 Stück	10 Stück	H7 33530					
10 x 10 cm	12342438	24 x 10 Stück	10 Stück	H7 33533					













BIATAIN SCHAUMVERBAND COLOPLAST

Der Biatain Schaumverband bietet aufgrund seiner kapillaren 3-D-Polymerstruktur exzellentes Exsudatmanagement. Das Exsudat wird von dem Polyurethanschaum schnell aufgenommen, vertikal von der Wunde weggeleitet und sicher im weichen und flexiblen Verband gespeichert.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
nicht-haftend									
5 x 7 cm	06156387	24 x 10 Stück	10 Stück	H7 6105					
10 x 10 cm	00568232	24 x 10 Stück	10 Stück	H7 3410					
15 x 15 cm	00568249	16 x 5 Stück	5 Stück	H7 3413					
20 x 20 cm	00975546		5 Stück	H7 975546					
selbst-haftend									
7,5 x 7,5 cm	04636054	32 x 10 Stück	10 Stück	H7 3462					
12,5 x 12,5 cm	01146898	24 x 10 Stück	10 Stück	H7 3420					
17 x 17 cm	01883355	16 x 5 Stück	5 Stück	H7 3483					
sanft-haftend									
10 x 10 cm	04474166	48 x 5 Stück	5 Stück	H7 3470					

BIATAIN AG SCHAUMVERBAND COLOPLAST

Biatain Ag Schaumverband ist ein antibakterieller Verband mit ionischem Silber, der ein optimales Wundheilungsmilieu schafft und erhält. Er basiert auf der bewährten 3-D-Polymerstruktur von Biatain und enthält zusätzlich homogen verteilte antibakteriell wirksame Silberkomplexe.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
nicht-haftend								
10 x 10 cm	06155028	48 x 5 Stück	5 Stück	H7 9622				
selbst-haftend								
12,5 x 12,5 cm	06155695	48 x 5 Stück	5 Stück	H7 9632				

BIATAIN SILICONE COLOPLAST

Biatain Silicone ist ein weicher, flexibler Schaumverband mit hohem Absorptionsvermögen und sanfter Silikonhaftung. Biatain Silicone kann bei einem breiten Spektrum an exsudierenden Wunden eingesetzt werden und ist daher eine wirtschaftliche Lösung für eine Vielzahl an exsudierenden Wunden

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,5 x 7,5 cm	03875348	32 x 10 Stück	10 Stück	H7 334343	
10 x 10 cm	03879292	24 x 10 Stück	10 Stück	H7 334353	
12,5 x 12,5 cm	03879702	24 x 10 Stück	10 Stück	H7 334363	
15 x 15 cm	03879731	24 x 5 Stück	5 Stück	H7 334373	
17,5 x 17,5 cm	03880585	16 x 5 Stück	5 Stück	H7 334383	

CUTIMED GEL BSN

Nekrosen oder Fibrinbeläge sind häufig auftretende Barrieren im Heilungsverlauf chronischer Wunden. Neben dem mechanischen oder chirurgischen Débridement können Wundbeläge auch autolytisch, d.h. durch Unterstützung des Selbstreinigungsprozesses, entfernt werden. Der Vorteil liegt in der gewebeschonenden Art dieses Verfahrens. Cutimed Gel ist ein transparentes, amorphes Hydrogel zur Behandlung nekrotischer und fibrinöser Beläge chronischer Wunden. Das Gel gibt kontinuierlich Feuchtigkeit an die Wunde ab und führt so zu einem wirksamen und zugleich gewebeschonenden Débridement. Die hohe Gelstabilität und Viskosität ermöglichen eine gute Applikation und einen sicheren Verbleib des Gels in der Wunde. Cutimed Gel kann mit physiologischer Kochsalz- oder Ringerlösung aus dem Wundbett gespült werden. Cutimed Gel besteht aus Carbomer 940, gereinigtem Wasser, Glycerin, Natriumhydroxid und EDTA Natrium.

Inhalt	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
8 g	02879485	80 Stück	10 Stück	G9 72610-00	
15 g	06438447	108 Stück	1 Stück	G9 72610-03	
15 g	02880040	80 Stück	10 Stück	G9 72610-01	
25 g	02880057	80 Stück	10 Stück	G9 72610-02	







Haftende, sterile Silikon Wundauflage aus feingestricktem Cellulose-Acetat-Netz mit einer weichen Silikonbeschichtung als Primärverband. Die offene Netzstruktur verklebt nicht mit der Wunde und haftet nicht am Wundgrund. Es verrutscht nicht und gewährleistet einen atraumatischen Verbandwechsel.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,6 x 5 cm	06579892	50 Stück	10 Stück	J7 TCH501	
7,6 x 11 cm	06579900	50 Stück	10 Stück	J7 TCH502	
12,7 x 15 cm	06579917	50 Stück	10 Stück	J7 TCH503	
20 x 32 cm	06579923		5 Stück	J7 TCH504	

ADAPTIC 3M

Ist eine nicht-haftende, wirkstofffreie, feuchte Wundauflage.

- Trockene bis stark sezernierende Wunden wie Ulcus cruris, Dekubitus und diabetisches Fußsyndrom
- Verbrennungen 1. und 2. Grades
- Schürfwunden
- Chirurgische Nähte
- Öl-Wasser-Emulsion verhindert ein Verkleben mit dem Wundgrund

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,6 x 7,6 cm	01228159	30 Stück	10 Stück	J7 2012Z	
7,6 x 7,6 cm	04589188	600 Stück	50 Stück	J7 2012	
7,6 x 20,3 cm	03135309	108 Stück	36 x 3 Stück	J7 2013	
7,6 x 20,3 cm	02252562	144 Stück	24 Stück	J7 2015	
7,6 x 20,3 cm	01228165	600 Stück	10 Stück	J7 2015Z	
12,7 x 22,9 cm	06641036	72 Stück	12 Stück	J7 2019	



NU-GEL 3M


Hydrogel mit Alginat zum sanften Lösen von Nekrosen und Fibrinbelägen.

Inhalt	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
15 g	00165468	45 Stück	3 Stück	J7 MNG415N	
15 g	07222554	40 Stück	10 Stück	J7 MNG415	



CAVILON HAUTSCHUTZFILM 3M

Reizfreier Hautschutzfilm



Medizinbedarf

Service macht den Unterschied.



ACTISORB SILVER 220 3M

Ist die Silber-Aktivkohle-Auflage für die Reinigung von infizierten, infektionsgefährdeten sowie übelriechenden Wunden.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
9,5 x 6,5 cm	01098768	50 Stück	10 Stück	J7 MAS065-10	
10,5 x 10,5 cm	01098774	50 Stück	10 Stück	J7 MAS105-10	
19 x 10,5 cm	01098780	50 Stück	10 Stück	J7 MAS190-10	









Die Calciumalginat-Fasern der Sorbalgon Kompressen bilden in Kombination mit den Natriumsalzen aus Blut und Sekreten ein hydrophiles, nicht verklebendes Gel, das die Wunde in engem Wundkontakt ausfüllt, Keime einschließt und ein heilungsförderndes Mikroklima schafft. So eignet sich Sorbalgon zur Versorgung aller äußerlichen Wunden, speziell blutender und sezernierender Wunden, wie zum Beispiel bei Ulcus cruris venosum, Dekubitus, Abszessen, Furunkeln und Verbrennungen. Auch bei schwierig zu versorgenden Wunden in der Unfall- und Tumorchirurgie kommen die Calciumalginat-Kompressen zum Einsatz. Ausgezeichnete Tamponierbarkeit. Einzeln, steril verpackt.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	17834376	28 x 10 Stück	10 Stück	H2 9990110	
10 x 10 cm	17834399	18 x 10 Stück	10 Stück	H2 9990130	
10 x 20 cm	17834413	12 x 5 Stück	5 Stück	H2 9990140	

PERMAFOAM CLASSIC HARTMANN

PermaFoam Classic ist ein Schaumverband, bestehend aus einem hydrophilen Polymer in dreidimensionaler Struktur, der wirksam Wundexsudat aufnimmt und für ein feuchtes Wundmilieu sorgt. Die Ausführungen mit Kleberand haben eine umlaufende Fläche, die mit Polyacrylat-Kleber beschichtet ist. Einzeln, steril verpackt.

Маßе	PZN	VE	REF	Preis VE
PermaFoam Classic				
10 x 10 cm	15744545	10 Stück	H2 8820003	
15 x 15 cm	15744551	10 Stück	H2 8820010	
20 x 10 cm	15744568	10 Stück	H2 8820020	
20 x 20 cm	15744574	10 Stück	H2 8820030	
Ø 6 cm rund	15744539	10 Stück	H2 8820040	
PermaFoam Classic Tra	acheostomy		,	
8 x 8 cm	15744580	10 Stück	H2 8820050	
PermaFoam Classic Bo	order			
10 x 10 cm	15744597	10 Stück	H2 8820060	
15 x 15 cm	15744611	10 Stück	H2 8820070	
30 x 10 cm	15744491	10 Stück	H2 8820080	
PermaFoam Classic Co	ncave			
16.5 x 18 cm	15744605	10 Stück	H2 8820090	
PermaFoam Classic Sa	ocral			
18 x 18 cm	15744516	10 Stück	H2 8820110	
22,5 x 22,5 cm	15744522	10 Stück	H2 8820120	



HYDROCOLL HARTMANN

Zur Behandlung von schwach bis mittelstark sezernierenden Wunden mit schlechter Heilungstendenz und langwierigem Granulationsaufbau. Einzeln steril verpackt.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE		
Hydrocoll							
5 x 5 cm	01690633	20 x 10 Stück	10 Stück	H2 9007401			
7,5 x 7,5 cm	01690656	20 x 10 Stück	10 Stück	H2 9007421			
10 x 10 cm	04419865	20 x 10 Stück	10 Stück	H2 9007461			
15 x 15 cm	04419871	16 x 5 Stück	5 Stück	H2 9007481			
20 x 20 cm	07547658	16 x 5 Stück	5 Stück	H2 9007491			
Hydrocoll thi	n						
7,5 x 7,5 cm	01690751	20 x 10 Stück	10 Stück	H2 9007571			
10 x 10 cm	07547670	20 x 10 Stück	10 Stück	H2 9007581			
15 x 15 cm	07547687	16 x 5 Stück	5 Stück	H2 9007601			
Hydrocoll co	Hydrocoll concave						
8 x 12 cm	01690745	20 x 10 Stück	10 Stück	H2 9007561			













HYDROCLEAN HARTMANN

Das interaktive Wundkissen mit dem Saug-Spül-Mechanismus.

HydroClean gibt bis zu drei Tage Ringerlösung an die Wunde ab. Da die Wundauflage gleichzeitig Wundexsudat aufnimmt, setzt eine interaktive und kontinuierliche Wundspülung ein. Steril, einzeln eingesiegelt.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
3 cm, rund	12440721	60 Stück	10 Stück	H2 6090010	
4 x 8 cm	11692975	60 Stück	10 Stück	H2 6092220	
7,5 x 7,5 cm	00127433	60 Stück	10 Stück	H2 6092260	
10 x 10 cm	00127456	60 Stück	10 Stück	H2 6092280	
10 x 17 cm	13649386	60 Stück	10 Stück	H2 6092320	
8 x 14 cm oval	13649363	60 Stück	10 Stück	H2 6092300	
Ø 4 cm	00127404	60 Stück	10 Stück	H2 6092200	
Ø 5,5 cm	00127410	60 Stück	10 Stück	H2 6092240	



HYDROCLEAN CAVITY KOMPRESSEN HARTMANN

HydroClean cavity gibt bis zu drei Tage Ringerlösung an die Wunde ab, wenn es zusätzlich mit einem HydroClean Wundkissen abgedeckt oder mit einem Filmverband fixiert wird. Da die Wundauflage gleichzeitig Wundexsudat aufnimmt, setzt eine interaktive und kontinuierliche Wundspülung ein.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm, rund	00127462	60 Stück	10 Stück	H2 6090020	
4 x 8 cm	11693182	60 Stück	10 Stück	H2 6090040	
7,5 x 7,5 cm	00127491	60 Stück	10 Stück	H2 6090080	



Der hydrophile Schaumstoffverband, der trockene Wunden feucht und feuchte Wunden trocken hält.

Schaumstoffverband mit wundseitig netzförmiger Hydrogel-Schicht und wasserdampfdurchlässiger, flüssigkeits- und keimdichter Polyurethan-Deckfolie; der saugfähige Schaumstoff nimmt überschüssiges Wundexsudat schnell auf, ohne die Wunde auszutrocknen; bei relativ trockenen Wunden gibt das Hydrogel Feuchtigkeit ab und unterstützt die Bildung und Aufrechterhaltung des feuchten Wundmilieus, wodurch Granulation und Epithelisierung gefördert werden; die Wundauflage ist weich und geschmeidig, verfügt über eine gute Polsterwirkung und kann schmerzarm entfernt werden; in verschiedenen Ausführungen und Zuschnitten erhältlich.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
HydroTac					
6 cm Ø	03451128	40 Stück	10 Stück	H2 6858490	
5 x 7,5 cm	12801685	120 Stück	10 Stück	H2 6859050	
10 x 10 cm	03451312	40 Stück	10 Stück	H2 6858320	
HydroTac Comfort					
8 x 8 cm (3,5 x 3,5 cm Wundauflage)	03452636	60 Stück	10 Stück	H2 6858100	
12,5 x 12,5 cm (7,5 x 7,5 cm Wundauflage)	03452688	60 Stück	10 Stück	H2 6858150	





ATRAUMAN SILICONE HARTMANN

Atrauman Silicone ist eine Wundkontaktschicht, bestehend aus einem Polyethylenterephthalat (PET)-Netz als Trägermaterial, das mit Silikongel beidseitig beschichtet ist. Diese Wundkontaktschicht dient der atraumatischen Wundbehandlung und wirkt einem Verkleben mit der Wunde entgegen. Sie ist dünn, weich, zuschneidbar und drapierfähig und durch die offene Netzstruktur durchlässig für Exsudat.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,5 x 10 cm	11666096	40 Stück	10 Stück	H2 4995620	
10 x 20 cm	11666104	80 Stück	10 Stück	H2 4995640	
20 x 30 cm	10554308	20 Stück	5 Stück	H2 4995650	



COSMOPOR SILICONE HARTMANN

Der sterile Wundschnellverband mit Silikon-Haftschicht zur sanften und zugleich sicheren Wundabdeckung bei empfindlicher und geschädigter Haut.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,2 x 5 cm	17417810	100 Stück	5 Stück	H2 9011110	
7,2 x 5 cm	17417750	200 Stück	10 Stück	H2 9011060	
7,2 x 5 cm	17417690	500 Stück	25 Stück	H2 9011010	
7,2 x 5 cm	17417684	800 Stück	50 Stück	H2 9011000	
10 x 8 cm	17417767	220 Stück	10 Stück	H2 9011070	
10 x 8 cm	17417715	500 Stück	25 Stück	H2 9011020	
15 x 8 cm	17417773	200 Stück	10 Stück	H2 9011080	
15 x 8 cm	17417721	450 Stück	25 Stück	H2 9011030	
20 x 10 cm	17417796	200 Stück	10 Stück	H2 9011090	
20 x 10 cm	17417738	300 Stück	25 Stück	H2 9011040	



HYDROSORB HARTMANN

Der transparente, hydrozelluläre Gel-Verband für die feuchte Wundbehandlung. Hydrosorb schafft sofort ein feuchtes Wundmilieu und eignet sich deshalb besonders zur Versorgung chronischer Wunden.

Маве	Hersteller-Nr.	UK	VE	REF	Preis VE
20 x 20 cm	9008551	15 Stück	3 Stück	H2 9008521	



HYDROSORB GEL HARTMANN

Amorphes Hydrogel in Spritzen zur feuchten Wundbehandlung.

Тур	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Spritzen a 8 g	04084784	50 Stück	5 Stück	H2 9008431	
Spritzen a 15 g	03694836	100 Stück	10 Stück	H2 9008441	





TABOTAMP GAZESTREIFEN JOHNSON & JOHNSON

Resorbierbares Hämostyptikum aus oxidierter regenerierter Cellulose.

• Zum Stillen kapillarer, venöser und kleiner arterieller Blutungen

Маве	PZN	VE	REF	Preis VE
1,25 x 5 cm	02484628	10 Stück	J7 1906	
5 x 7,5 cm	02484580	10 Stück	J7 1903	













DEBRISOFT PAD LOHMANN & RAUSCHER

Debrisoft ist eine schnelle, einfache und schmerzarme Methode des Debridements, die schnell mit sichtbaren Ergebnissen überzeugt. Es ermöglicht eine zuverlässige Entfernung von Debris und Exsudat aus einer Wunde sowie Schuppen und Keratosen von der umliegenden Haut. Bereits neu eingewachsenes Granulationsgewebe und Epithelzellen werden geschont. Steril einzeln eingesiegelt.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 x 10 cm	13155158	50 Stück	5 Stück	L2 34321	

VLIWAKTIV LOHMANN & RAUSCHER

Sterile Aktivkohle-Saugkompresse. Ideale Kombination einer nicht verklebenden Saugkompresse mit einem geruchs- und bakterienabsorbierenden Wundverband; zur Versorgung infizierter, eiternder Wunden mit unangenehmer Geruchsentwicklung wie zum Beispiel Ulcus cruris, Dekubitus oder Analfisteln. Eine hautfreundliche, atmungsaktive Vliesumhüllung fördert die Weiterleitung des Exsudats in den Saugkern. Bakterien und Gerüche werden in Vliwaktiv gebunden. Der Wäscheschutz verhindert den Durchtritt von Wundexsudat.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 x 10 cm	04464280	400 Stück	20 Stück	L2 20254	
10 x 20 cm	04464297	200 Stück	20 Stück	L2 20255	

VLIWAKTIV AG LOHMANN & RAUSCHER

Aktivkohle-Saugkompresse, Tamponade mit Silber.

Eine hautfreundliche, atmungsaktive Vliesumhüllung fördert die Weiterleitung des Exsudats in den Saugkern. Die Aktivkohle besitzt die Eigenschaft, Bakterien zu adsorbieren. Der flüssigkeitshemmende Wäscheschutz verhindert in hohem Maße das Durchdringen von Exsudat.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
Aktivkohle-Tamponad	Aktivkohle-Tamponade mit Silber								
6,5 x 10 cm	04862796	300 Stück	10 Stück	L2 20700					
10 x 10 cm	04862804	300 Stück	10 Stück	L2 20701					
10 x 15 cm	04862827	340 Stück	10 Stück	L2 20702					
Aktivkohle-Saugkomp	resse mit Silber								
10 x 10 cm	04862833	150 Stück	10 Stück	L2 20705					
10 x 20 cm	04862856	110 Stück	10 Stück	L2 20706					

SUPRASORB A LOHMANN & RAUSCHER

Sorgt für saubere Wundverhältnisse bei stark exsudierenden Wunden. Mit starker Saugkraft von Calciumalginat aus natürlichen Braunalgen.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
Kompresse								
10 x 20 cm	00432946	100 Stück	10 Stück	L2 20442				
Tamponade, 2 Gra	Tamponade, 2 Gramm							
30 cm	00432952	50 Stück	5 Stück	L2 20445				

SUPRASORB A PRO LOHMANN & RAUSCHER

Suprasorb A Pro enthält neben den Calciumalginat-Fasern jetzt auch Zellulose Fasern - diese wirken verstärkend und stabilisierend und erhöhen die Performance des Produktes. Bei der Aufnahme von Wundexsudat werden Natriumionen mit Calciumionen ausgetauscht und so ein Gel erzeugt. In dieses Gel werden Bakterien und Zelltrümmer eingeschlossen und ein feuchtes Wundklima aufrechterhalten. Steril, einzeln eingesiegelt.

Маве	PZN	VE	REF	Preis VE				
Kompresse								
5 x 5 cm	16760411	10 Stück	L2 33932					
10 x 10 cm	16760428	10 Stück	L2 33933					
10 x 20 cm	16760434	5 Stück	L2 33934					
Tamponade								
2 x 45 cm	16760440	5 Stück	L2 33935					

SUPRASORB P LOHMANN & RAUSCHER

Steriler PU-Schaumverband saugt Wundexsudat schnell und sicher auf bei mittel exsudierenden Wunden.

- Guter Wundgrund-Kontakt
- · Bakterien- und flüssigkeitsabweisend
- Überschüssiger Wasserdampf verdunstet



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
nicht selbstklebend								
7,5 x 7,5 cm	07402291	80 Stück	8 Stück	L2 N121904				
10 x 10 cm	07402345	80 Stück	8 Stück	L2 N121905				
selbstklebend								
7,5 x 7,5 cm	07402368	80 Stück	8 Stück	L2 N121907				
10 x 10 cm	07402351	80 Stück	8 Stück	L2 N121906				

SUPRASORB F FOLIEN-WUNDVERBAND LOHMANN & RAUSCHER

Suprasorb F ist ein selbstklebender, transparenter Wundverband, der sich herausfordernden Körperkonturen flexibel anpasst und einen hohen Tragekomfort bietet. Der transparente Folienverband ermöglicht eine einfache Wundkontrolle und schützt frisches Epithelgewebe vor äußeren Einflüssen wie Keimen und Flüssigkeit. Suprasorb F hält ein feuchtes Wundmilieu aufrecht und unterstützt somit die Wundheilung. Suprasorb F gibt es als sterilen Folien-Wundverband und als unsterilen Folienverband von der Rolle.



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
steril, einzeln eingesi	steril, einzeln eingesiegelt								
5 x 7 cm	00432998	380 Stück	10 Stück	L2 20460					
10 x 12 cm	00433012	100 Stück	10 Stück	L2 20462					
gerollt, unsteril									
10 cm x 1 m	01806248	16 Stück	1 Stück	L2 20467					
10 cm x 10 m	02650185	16 Stück	1 Stück	L2 20468					
15 cm x 10 m	02650191	10 Stück	1 Stück	L2 20469					

SUPRASORB H HYDROKOLLOID VERBAND LOHMANN & RAUSCHER

Hydrokolloid-Verband. Suprasorb H ist ein hypoallergener Verband, der die Wundheilung fördert und ein feuchtes Wundmilieu schafft. Suprasorb H bindet Exsudat und Gewebetrümmer in ein Gel, welches die saugfähige Hydrokolloidschicht in Verbindung mit dem Wundexsudat bildet. Das Gel bietet zum einen günstige Bedingungen für ein feuchtes Wundmilieu und zum anderen verhindert es, dass bei Erneuerung des Verbandes neugebildetes Gewebe geschädigt wird. Steril, einzeln eingesiegelt.

- Minimiert das Risiko für Schädigungen der gesunden Wundumgebungshaut
- Optimale feuchte Wundumgebung
- Tragen von bis zu sieben Tagen



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Standard		'	,		
10 x 10 cm	15563298	660 Stück	10 Stück	L2 108830	
15 x 15 cm	15563306	50 Stück	5 Stück	L2 108831	
20 x 20 cm	15563312	50 Stück	5 Stück	L2 108832	
Dünn				•	•
5 x 5 cm	15563329	1650 Stück	10 Stück	L2 108860	
5 x 10 cm	15563335	480 Stück	10 Stück	L2 108861	
5 x 20 cm	15563341	250 Stück	10 Stück	L2 108862	
10 x 10 cm	15563358	720 Stück	10 Stück	L2 108863	
15 x 15 cm	15563364	50 Stück	5 Stück	L2 108864	
20 x 20 cm	15563370	50 Stück	5 Stück	L2 108865	
Border				•	•
14 x 14 cm	15563387	200 Stück	5 Stück	L2 108866	
Sacrum			,		•
14 x 16 cm	15563393	200 Stück	5 Stück	L2 108867	

SUPRASORB P + PHMB LOHMANN & RAUSCHER

Antimikrobieller PU Schaumverband

Suprasorb P + PHMB mit perforierter Wundkontaktschicht besticht durch eine zuverlässige Exsudataufnahme. Das im Schaum eingelagerte PHMB wirkt sowohl im Verband als auch in der Wunde. Aus diesem Grunde ist Suprasorb P + PHMB als Medizinprodukt der Klasse III eingestuft. Das Material ist weich und anschmiegsam. Die besondere Oberflächenbeschaffenheit der Wundkontaktschicht von Suprasorb P + PHMB ist sanft zu leicht verletzlichen Oberflächen wie zu heilenden Wunden. Die semipermeable PU-Trägerschicht erhält ein feuchtes Wundmilieu. Er ist bakterien- und wasserdicht. Suprasorb P + PHMB ist für die Anwendung unter Kompressionsverbänden geeignet.



Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 x 10 cm	11596800	100 Stück	10 Stück	L2 34542	
10 x 20 cm	11596817	50 Stück	5 Stück	L2 34543	
15 x 15 cm	11596823	50 Stück	5 Stück	L2 34544	
20 x 20 cm	11596846	50 Stück	5 Stück	L2 34545	



Zur Keimreduktion infizierter Wunden, einzeln steril eingesiegelt.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Saugkompresse	1	OI.	1.5		
7 x 9 cm	07343275	16 x 6 Stück	6 Stück	G9 7216103	
7 x 9 cm	07343281	2 x 42 Stück	42 Stück	G9 72161-02	
10 x 10 cm	07346948	2 x 42 Stück	42 Stück	G9 72162-02	
10 x 20 cm	07347161	2 x 24 Stück	24 Stück	G9 72163-01	
	, ohne PZN, ohne de		24 Stuck	us /2103-01	
7 x 9 cm	, office i Ziv, office u	cutsone oprache	40 Stück	G9 72161-00	
10 x 10 cm			5 Stück	G9 72162-01	
10 x 10 cm			40 Stück	G9 72162-01	
	ahna D7N mit day	stacher Chroche	40 Stuck	G9 /2102-00	
7 x 9 cm	, ohne PZN, mit deu	nscher Sprache	40 Stück	CO 70161 00	
7 x 9 cm 10 x 10 cm				G9 72161-08	
			40 Stück	G9 72162-11	
Gelkompressen	07050404		00 4001" 1	00 =001100	
7,5 x 7,5 cm	07353434		36 x 12 Stück		
7,5 x 15 cm	07353440		20 x 12 Stück		
15 x 20 cm	15637884	8 x 6 Stück	6 Stück	G9 7261115	
	ohne PZN, ohne de	utsche Sprache			
7,5 x 15 cm			10 Stück	G9 72611-01	
7,5 x 7,5 cm			10 Stück	G9 72611-00	
Gelkompressen,	ohne PZN, mit deu	tscher Sprache			
7,5 x 7,5 cm			10 Stück	G9 72611-10	
7,5 x 15 cm			10 Stück	G9 72611-11	
Kompressen					
4 x 6 cm	07347215	24 x 6 Stück	6 Stück	G9 7216403	
4 x 6 cm	07348031	6 x 42 Stück	42 Stück	G9 7216402	
9 cm x 7 cm	07348657	6 x 42 Stück	42 Stück	G9 7216502	
9 cm x 7 cm	07348640	4 x 6 Stück	6 Stück	G9 7216503	
Tamponade	I		ı		
2 x 50 cm	07351731	6 x 24 Stück	24 Stück	G9 7216602	
5 x 200 cm	07351808	6 x 12 Stück	12 Stück	G9 7216701	
Tupfer	ı				1
walnussgroß	07351814	6 x 75 Stück	75 Stück	G9 7216801	





KERLIX AMD VERBÄNDE COVIDIEN

- Enthalten PHMB (Polyhexamethylenbiguanid)
- Resistent gegen bakterielle Verkeimung im Verband
- Reduziert das Eindringen von Bakterien in den Verband
- Breites Wirksamkeitsspektrum bietet Schutz vor gram-, gram+ und Pilz-/Hefe-Mikroorganismen einschließlich MRSA und VRE
- Reduziert die Kreuzkontamination zwischen Patient, Arzt und Umgebung
- Verwendbar als Primär- oder Sekundärverband
- Hypoallergen

Маве	UK	VE	REF	Preis VE
11, 4 cm x 3,7 m	60 Stück	1 Stück	H7 3331	
11,4 cm x 3,7 m, Softpack	100 Stück	1 Stück	H7 3332	



ATRAUMAN HARTMANN

Wirkstofffreie, nicht sensibilisierende Salbenkompressen aus hydrophobem Polyestertüll, steril, einzeln eingesiegelt.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	04889826	40 x 10 Stück	10 Stück	H2 4995107	
7,5 x 10 cm	03829302	20 x 10 Stück	10 Stück	H2 4995135	
Anstaltspackungen					
5 x 5 cm	04889832	16 x 50 Stück	50 Stück	H2 4995508	
7,5 x 10 cm	04889849	8 x 50 Stück	50 Stück	H2 4995535	
10 x 20 cm	03829331	5 x 30 Stück	30 Stück	H2 4995368	



ATRAUMAN AG HARTMANN

Silberhaltige Salbenkompresse mit antibakteriellen Eigenschaften

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	02813842	12 x 10 Stück	10 Stück	H2 4995711	
10 x 10 cm	02813807	12 x 10 Stück	10 Stück	H2 4995731	
10 x 20 cm	02813150	6 x 10 Stück	10 Stück	H2 4995751	



GRASSOLIND NEUTRAL HARTMANN

Wirkstofffreie Salbenkompressen aus weitmaschigem, luft- und sekretdurchlässigem Baumwollgewebe, imprägniert mit einer neutralen Salbenmasse, die durch ihren reichhaltigen Auftrag auch bei starker Exsudation nicht ausgewaschen wird; leicht zuschneidbar. Die Salbenmasse enthält: weißes Vaselin, Diglycerinester von Mono- und Dicarbonfettsäuren, synthetisches Wachs.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	03245618	40 x 10 Stück	10 Stück	H2 4993109	
7,5 x 10 cm	03245624	20 x 10 Stück	10 Stück	H2 4993136	
10 x 10 cm	03245630	20 x 10 Stück	10 Stück	H2 4993145	
Anstaltspackungen					
5 x 5 cm	03245647	12 x 50 Stück	50 Stück	H2 4993501	
7,5 x 10 cm	03245653	6 x 50 Stück	50 Stück	H2 4993533	
10 x 10 cm	03245699	4 x 50 Stück	50 Stück	H2 4993541	
10 x 20 cm	03245676	5 x 30 Stück	30 Stück	H2 4993367	



URGOCELL SILVER

UrgoCell Silver ist eine absorbierende, nicht haftende Polyurethan-Schaumstoffkompresse mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix (Ag = Silbersalz) und atmungsaktivem Vliesstoffträger aus Polyurethan. Anwendungsgebiete: Exsudierende Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion, akute Wunden und chronische Wunden.



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 x 6 cm	06877394	120 Stück	10 Stück	L7 513002	
10 x 12 cm	04667379	120 Stück	10 Stück	L7 507592	
15 x 20 cm	04667385	50 Stück	5 Stück	L7 517595	





URGOCLEAN

Hydroreinigende, absorbierende, nicht okklusive Polyacrylatwundauflage mit mikroadhäsiver TLC-Wundheilungsmatrix, für mäßig exsudierende Wunden.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 x 6 cm	08456260	180 Stück	10 Stück	L7 506448	
10 x 12 cm	08456277	120 Stück	10 Stück	L7 506449	
15 x 20 cm	08456308	80 Stück	10 Stück	L7 506450	



URGOSTART

Absorbierende Polyurethan-Schaumstoffkompresse mit mikroadhäsiver TLC-NOSF-Wundheilungsmatrix und schützendem Polyurethan-Träger.


- Verkürzung der Heilungsdauer von Unterschenkel- und Druckulzera durch die TLC-NOSF-Wundheilungsmatrix
- Wirtschaftliche Wundtherapie
- Verbesserte Lebensqualität für die Patienten
- Wirksames Exsudatmanagement und Schutz vor Mazeration
- Atraumatischer und schmerzfreier Verbandwechsel

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 x 6 cm	07750247	300 Stück	10 Stück	L7 506467	
10 x 12 cm	07750253	240 Stück	10 Stück	L7 506468	
10 x 12 cm	07750276	80 Stück	20 Stück	L7 506469	
15 x 20 cm	07750282	40 Stück	5 Stück	L7 506470	



URGOTÜL

UrgoTül extra flexible Gazewundauflage mit einem Polyestergitter mit TLC-Wundheilungsmatrix. Anwendungsgebiete: Akute Wunden und chronische Wunden sowie Wunden als Folge der Erbkrankheit Epidermolysis bullosa. Durch seine Flexibilität und sehr gute Anpassungsfähigkeit ist UrgoTül besonders geeignet zur Abdeckung zerklüfteter Wunden, zur Behandlung an schwierigen Lokalisationen sowie zum Tamponieren tiefer Wunden.





URGOTÜL SILVER

UrgoTül Silver ist eine antibakterielle Gazewundauflage mit einem Polyestergitter mit TLC-Ag-Wundheilungsmatrix (Ag = Silbersalz). Anwendungsgebiete: Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion, akute Wunden und chronische Wunden.



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	05046461	300 Stück	10 Stück	L7 509360	
5 x 5 cm	01686904	360 Stück	60 Stück	L7 518515	
10 x 12 cm	04667356	160 Stück	10 Stück	L7 507588	
10 x 12 cm	06607909	360 Stück	60 Stück	L7 517590	
15 x 20 cm	04667362	70 Stück	5 Stück	L7 507591	



AQUACEL AG FOAM CONVATEC

Vereint Komfort und Aufnahmekapazität eines Schaumverbandes mit der Kraft von Silberionen und den heilungsfördernden Eigenschaften der gelbildenden AQUACEL Ag-Wundkontaktschicht.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
adhäsiv								
8 x 8 cm (5,5 x 5,5 cm Wundkissen)	08746532		10 Stück	H7 420805				
10 x 10 cm (7 x 7 cm Wundkissen)	02931180	180 Stück	10 Stück	H7 420681				
nicht-adhäsiv	nicht-adhäsiv							
5 x 5 cm	09060191		10 Stück	H7 420639				



AQUACEL FOAM CONVATEC

Steriler Hydrofiber Schaumverband, der aus einer wasserdichten Aussenschicht aus Polyurethanfilm und einem mehrlagigen saugfähigen Wundkissen besteht. Der Verband ist in verschiedenen adhäsiven und nicht-adhäsiven Ausführungen erhältlich. Die adhäsiven Ausführungen verfügen über einen Silikonhaftrand. Das mehrlagige Wundkissen besteht aus einer Lage Polyurethanschaum und einer nicht-gewebten Wundkontaktschicht aus Hydrofiber - Technologie (Natriumcarboxymethylzellulose).

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
adhäsiv			•		
8 x 8 cm (5,5 x 5,5 cm Wundkissen)	08746495	180 Stück	10 Stück	H7 420804	
10 x 10 cm (7 x 7 cm Wundkissen)	09508533	180 Stück	10 Stück	H7 420680	
10 x 20 cm (6 x 15 cm Wundkissen)	10818256		5 Stück	H7 421150	
12,5 x 12,5 cm (8,5 x 8,5 cm Wundkissen)	09060340	180 Stück	10 Stück	H7 420619	
17,5 x 17,5 cm (13,5 x 13,5 cm Wundkissen)	09060392		10 Stück	H7 420621	
adhäsiv, ohne PZN					
10 x 10 cm (7 x 7 cm Wundkissen)		200 Stück	10 Stück	H7 420680-0HNE	
12,5 x 12,5 cm (8,5 x 8,5 cm Wundkissen)			10 Stück	H7 420619-OHNE	
nicht adhäsiv					
5 x 5 cm	08999782	100 Stück	10 Stück	H7 420631	
10 x 10 cm	08999799	180 Stück	10 Sück	H7 420633	
15 x 15 cm	08999807		5 Stück	H7 420635	
15 x 20 cm	08999859		5 Stück	H7 420637	
20 x 20 cm	08999836		5 Stück	H7 420636	
nicht adhäsiv, ohne PZN		•	•		
10 x 10 cm			10 Stück	H7 420633-0HNE	




CICA-CARE SILIKONGELPLATTEN SMITH & NEPHEW

Außerordentliche Haftwirkung

- Macht Tape oder Binden überflüssig
- Schmerzlose Entfernung und einfaches Auswechseln
- Kann dort eingesetzt werden, wo Druck nicht möglich ist
- Abziehbare Folie ermöglicht einfaches und schnelles Positionieren auf der gewünschten Stelle
- Kann gewaschen und erneut verwendet werden

Findet breite Anwendung bei der Reduzierung hypertropher und keloider Narben. Zur Benutzung über geschlossenen Wunden!







AQUACEL HYDROSORPTION TAMPONADE CONVATEC

Hydrofibe Tamponade, steril.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2 x 45 cm	07252288	20 x 5 Stück	5 Stück	H7 6177904	
ohne PZN					
2 x 45 cm			5 Stück	H7 6177904-0HNE	



AQUACEL EXTRA CONVATEC

Wundauflage mit Verstärkungsfasern. Hydrofiber Wundverband für stark exsudierende Wunden, steril.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	09078831	20 x 10 Stück	10 Stück	H7 420671	
10 x 10 cm	09078848	20 x 10 Stück	10 Stück	H7 420672	
15 x 15 cm	09078854	20 x 5 Stück	5 Stück	H7 420673	
ohne PZN					
5 x 5 cm		20 x 10 Stück	10 Stück	H7 420671-0HNE	
10 x 10 cm		20 x 10 Stück	10 Stück	H7 420672-0HNE	
15 x 15 cm		20 x 5 Stück	5 Stück	H7 420673-0HNE	



AQUACEL AG PLUS CONVATEC

AQUACEL Ag+ Wundverbände sind antimikrobielle Primärverbände zur Anwendung bei infizierten oder infektionsgefährdeten Wunden. AQUACEL Ag+ Wundverbände kombinieren die bewährte Hydrofiber -Technologie und die Ag+ Technologie – eine einzigartige silberionenhaltige Formulierung gegen Biofilm. AQUACEL Ag+ Wundverbände sind als AQUACEL Ag+ Extra und als AQUACEL Ag+ Tamponade erhältlich.

Sie wurden konzipiert, um die 3 Feinde der Wundheilung zu bekämpfen: Exsudation, Infektion und Biofilm. Ein AQUACEL Ag+ Wundverband besteht aus 2 Lagen Hydrofiber, die mit Verstärkungsfasern vernäht sind.


Auch die AQUACEL Ag+ Tamponade ist mit Verstärkungsfasern vernäht.

Маßе	PZN	VE	REF	Preis VE
Aquacel Ag+ Extra Wundauflag	e			
5 x 5 cm	10203856	10 Stück	H7 413566	
10 x 10 cm	10203810	10 Stück	H7 413567	
15 x 15 cm	10203827	5 Stück	H7 413568	
20 x 30 cm	10203833	5 Stück	H7 413569	
Aquacel Ag+ Tamponade				
1 x 45 cm	10203773	5 Stück	H7 413570	
2 x 45 cm	10203804	5 Stück	H7 413571	



AQUACEL AG CONVATEC

Antimikrobielle hydrofibe Tamponade, steril.









MEFIX FIXIERVLIES

Hautfreundliches Fixiervlies, luftdurchlässig und dehnbar. Zur vollflächigen Fixierung aller Verbände. Bindemittelfreies Polyestervlies mit Polyacrylatkleber auf Basis einer Wasseremulsion.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2,5 cm x 10 m	03042795	40 Stück	40 Stück	K7 310250	
5 cm x 10 m	03042803	40 Stück	1 Stück	K7 310500	
10 cm x 10 m		20 Stück	1 Stück	K7 311000	
10 cm x 11 m	04518142	20 Stück	1 Stück	K7 311090	
15 cm x 10 m		15 Stück	1 Stück	K7 311500	
15 cm x 11 m	04518159	22 Stück	22 Stück	K7 311590	
20 cm x 10 m	03042849	10 Stück	1 Stück	K7 312000	





MEPORE

Wundverband zum Abdecken und Schützen von leicht bis mittelstark sezernierenden Wunden. Hautfreundlicher Polyacrylatkleber. Ideal geeignet zur Erstversorgung und als Folgeverband. Steril.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 x 7 cm		8 x 60 Stück	60 Stück	K7 670800	
7 x 8 cm	02839847	12 x 55 Stück	55 Stück	K7 670700	
10 x 9 cm		8 x 50 Stück	50 Stück	K7 670900	
15 x 9 cm		8 x 50 Stück	50 Stück	K7 671000	
11 x 10 cm	04608253	7 x 40 Stück	40 Stück	K7 671500	
11 x 15 cm	04608276	7 x 40 Stück	40 Stück	K7 671600	
20 x 9 cm	03137403	6 x 30 Stück	30 Stück	K7 671100	
25 x 9 cm	03137432	6 x 30 Stück	30 Stück	K7 671200	
30 x 9 cm	03137455	9 x 30 Stück	30 Stück	K7 671300	
35 x 9 cm	03852732	6 x 30 Stück	6 x 30 Stück	K7 671400	





MEPORE PRO

Wasserfester, selbstklebender Folienverband. Zum Abdecken und Schützen von leicht bis mittelstark sezernierenden Wunden. Ermöglicht das Duschen und Baden. Verhindert die Wundkontamination. Steril.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 x 7 cm	00755371	8 x 60 Stück	60 Stück	K7 670820	
10 x 9 cm	04656654	8 x 40 Stück	40 Stück	K7 670920	
15 x 9 cm	04656683	8 x 40 Stück	40 Stück	K7 671020	
20 x 9 cm	00755431	6 x 30 Stück	30 Stück	K7 671120	
25 x 9 cm	00755454	8 x 30 Stück	8 x 30 Stück	K7 671220	
30 x 9 cm	00755477	9 x 30 Stück	9 x 30 Stück	K7 671320	





MEPITEL

- Nicht haftender Silikonnetzverband für granulierende Wunden, sterii
- Atraumatischer, nahezu schmerzfreier Verbandwechsel
- Kann in Einzelfällen bis zu 14 Tagen auf der Wunde verbleiben

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 7 cm	02818443	5 x 5 Stück	5 Stück	K7 290500	
5 x 7 cm		5 x 10 Stück	5 x 10 Stück	K7 290510	
7,5 x 10 cm		4 x 10 Stück	10 Stück	K7 290710	
8 x 10 cm	02818472	10 x 5 Stück	5 Stück	K7 290700	
12 x 15 cm	02818503	12 x 5 Stück	5 Stück	K7 291000	
20 x 30 cm	04660472	6 x 5 Stück	6 x 5 Stück	K7 292005	





MEPITEL ONE

Hoch transparente, einseitig beschichtete Wundkontaktauflage, die eine Begutachtung der Wunde ermöglicht, ohne den Verband entfernen zu müssen. Mepitel One ist ein schonendes, einseitiges Wunddistanzgitter mit Safetac, der originalen Kontaktschicht mit Silikonhaftung, die die Schmerzen beim Verbandswechsel minimiert. Es liegt sanft auf der Haut auf, ohne mit der feuchten Wunde zu verkleben, sodass Sie den Verband ganz leicht entfernen können, ohne die Haut zu beschädigen. Dadurch ist der Verbandswechsel für Ihre Patienten weniger schmerzhaft. Steril, einzeln verpackt

Маве	PZN	VE	REF	Preis VE
5 x 7,5 cm	03089727	7 x 10 Stück	K7 289100	
7,5 x 10 cm	03090015	10 Stück	K7 289300	
10 x 18 cm	09504759	7 x 10 Stück	K7 289500	
13 x 15 cm	14333113	10 x 5 Stück	K7 289470	





MEPILEX

Silikonbeschichteter, absorbierender Schaumverband. Weicher Polyurethanschaum absorbiert überschüssiges Wundexsudat und eignet sich gut zum Abdecken flacher, exsudierender Wunden. Einzigartige Silikonbeschichtung (Safetac-Technologie) schützt die Wundränder sowie das empfindliche Gewebe und ermöglicht atraumatische Verbandwechsel. Steril.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	09313054	8 x 5 Stück	8 x 5 Stück	K7 294015	
10 x 10 cm		14 x 5 Stück	5 Stück	K7 294100	
10 x 12 cm	01603338	10 x 5 Stück	5 Stück	K7 294150	
10 x 20 cm		9 x 5 Stück	5 Stück	K7 294200	
12 x 20 cm	01603350	10 x 5 Stück	5 Stück	K7 294250	
15 x 15 cm		5 x 5 Stück	5 Stück	K7 294300	
15 x 17 cm	01603373	5 x 5 Stück	5 Stück	K7 294350	
20 x 22 cm	01603404	4 x 5 Stück	5 Stück	K7 294450	





MEPILEX BORDER

Selbsthaftender, silikonbeschichteter Schaumverband. Der Polyurethanschaumverband absorbiert überschüssiges Wundexsudat. Die einzigartige Silikonbeschichtung (Safetac-Technologie) gewährleistet eine sanfte und sichere Fixierung. Mepilex Border schützt gleichzeitig die Wundumgebung sowie das empfindliche Gewebe und ermöglicht schmerzarme und atraumatische Verbandwechsel. Steril.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,5 x 7,5 cm		14 x 5 Stück	5 Stück	K7 295200	
7,5 x 7,5 cm	09062712	8 x 10 Stück	10 Stück	K7 295255	
10 x 10 cm		10 x 5 Stück	5 Stück	K7 295300	
10 x 10 cm	09062729	7 x 10 Stück	10 Stück	K7 295355	
15 x 15 cm			5 Stück	K7 295400	
15 x 15 cm	09062735		10 x 10 Stück	K7 295455	
15 x 20 cm	09062741	12 x 10 Stück	10 Stück	K7 295655	







MEPILEX BORDER SACRUM

Schaumverband mit fünf Schichten für die Dekubitusprävention und die Behandlung von Wunden im Sakralbereich. Mepilex Border wurde für eine große Bandbreite von exsudierenden Wunden entwickelt, z. B. Dekubitus, Fußgeschwüre sowie traumatische Wunden (beispielsweise Hautabrisse) und chirurgische Wunden.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
16 x 20 cm	17871466	5 x 5 Stück	5 x 5 Stück	K7 282060	
22 x 25 cm	17871472	5 x 5 Stück	5 x 5 Stück	K7 282460	





MEPILEX BORDER FLEX

Hochgradig anpassungsfähiger Schaumverband mit Superabsorber und Flex-Technologie. Mepilex Border Flex ist ein besonders flexibler und angenehm zu tragender haftender Schaumverband. Er verfügt über ein hohes Flüssigkeitsaufnahmevermögen und ist für verschiedene Exsudatarten, auch visköses, geeignet. Die Flex-Technologie bietet 360°-Flexibilität, um sich an Körperbewegungen anpassen zu können und eine vorzeitige Ablösung zu verhindern. Die Kombination aus Flexibilität und Fluidhandling sorgt dafür, dass der Verband länger getragen werden kann. Steril.

Маве	PZN	VE	REF	Preis VE
7,5 x 7,5 cm	12595984	6 x 10 Stück	K7 595260	
7,8 x 10 cm, oval	14412143	5 Stück	K7 583500	
10 x 10 cm	12596009	7 x 10 Stück	K7 595360	
12,5 x 12,5 cm	12596015	8 x 10 Stück	K7 595060	
13 x 16 cm, oval	14412195	5 Stück	K7 583300	
15 x 15 cm	12596021	10 x 10 Stück	K7 595411	
15 x 19 cm, oval	14412203	5 Stück	K7 583400	
15 x 20 cm	12596038	10 Stück	K7 595611	
ohne PZN				
7,5 x 7,5 cm		10 x 5 Stück	K7 595250	
10 x 10 cm		10 x 5 Stück	K7 595350	
12,5 x 12,5 cm		10 x 5 Stück	K7 595050	





MEPILEX BORDER FLEX LITE

Haftet - wirklich. Flexibel - überall.

All-in-One-Verband für nicht bis mäßig exsudierende Wunden, der so konzipiert ist, dass er sicher auf der Wunde haften bleibt und sich einzigartig anpasst. Steril, einzeln verpackt.

- Die innovative 360° Flex Technologie bietet ausgezeichnete Flexibilität in alle Richtungen, was die Belastung der Haut reduziert, den Komfort erhöht und vorzeitiges Ablösen verhindert.
- Bis zu 77 % bessere Anpassungsfähigkeit als Mepilex Border Lite.
- Exsudat-Kontroll-Punkte auf der Außenfolie zur Beobachtung, Dokumentation und Kontrolle von Exsudatausbreitung, zur Vermeidung unnötiger Verbandwechsel.

Маßе	PZN	VE	REF	Preis VE
4 x 5 cm	16226491	7 x 10 Stück	K7 581060	
5 x 12,5 cm	16226522	13 x 5 Stück	K7 581100	
7,5 x 7,5 cm	16226516	14 x 5 Stück	K7 581260	
10 x 10 cm	16226539	10 x 5 Stück	K7 581360	
15 x 15 cm	16226545	10 x 5 Stück	K7 581500	
ohne PZN				
4 x 5 cm		7 x 10 Stück	K7 581050	
7,5 x 7,5 cm		14 x 5 Stück	K7 581250	
10 x 10 cm		10 x 5 Stück	K7 581350	









MEPILEX LITE

Dünner, silikonbeschichteter Silikonverband. Mepilex Lite ist für die Anwendung bei einer Vielzahl von nicht bis leicht exsudierenden Wunden geeignet, wie z. B. Fuß- und Druckgeschwüren, thermischen Verletzungen und Epidermolysis Bullosa. Es kann zum Schutz geschädigter und verletzlicher Haut eingesetzt werden. Steril.

Маßе	UK	VE	REF	Preis VE
6 x 8,5 cm	14 x 5 Stück	14 x 5 Stück	K7 284000	
7,5 x 8,5 cm	14 x 5 Stück	14 x 5 Stück	K7 284010	
10 x 10 cm	10 x 5 Stück	10 x 5 Stück	K7 284100	
12,5 x 12,5 cm	10 x 5 Stück	5 Stück	K7 284110	
15 x 15 cm	10 x 5 Stück	5 Stück	K7 284300	
17,5 x 17,5 cm	7 x 5 Stück	5 Stück	K7 284310	
20 x 50 cm	6 x 4 Stück	6 x 4 Stück	K7 284500	













MEPILEX TRANSFER

Drainagefähiger Silikonverband. Der dünne, durchlässige Polyurethan-Schaumverband dient insbesondere zum Abdecken großer Haut- und Wunddefekte. Die einzigartige Silikonbeschichtung (Safetac-Technologie) schützt das empfindliche Gewebe und ermöglicht atraumatische und schmerzarme Verbandwechsel. Steril.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 x 12 cm	04047932	10 x 5 Stück	5 Stück	K7 294700	
15 x 20 cm	02523541	8 x 5 Stück	5 Stück	K7 294800	
20 x 50 cm	09891673	6 x 4 Stück	6 x 4 Stück	K7 294502	



MEPILEX BORDER AG

Antimikrobieller Schaumverband für mäßig bis stark exsudierende Wunden

Der All-in-one-Schaumverband mit Silber hat eine schnelle und lang anhaltende antimikrobielle Wirksamkeit, mit der die Keimbelastung gesenkt wird. Sie können den Verband für mäßig bis stark exsudierende Wunden wie Bein- und Fußgeschwüre, Dekubitus, maligne Wunden und Verbrennungen zweiten Grades verwenden. Steril.

Маßе	PZN	VE	REF	Preis VE
7 x 7,5 cm	01410438	14 x 5 Stück	K7 395260	
10 x 12,5 cm	01416949	10 x 5 Stück	K7 395360	
17 x 20 cm	01432291	8 x 5 Stück	K7 395660	

MEPILEX AG STERIL

Mepilex Ag kombiniert die Eigenschaften der Safetac Technologie mit den antimikrobiellen Eigenschaften des Silbers. Mepilex Ag hat eine schnelle und lang-anhaltende Wirkung. Mepilex Ag verklebt nicht mit der Wunde und haftet sanft auf der wundumgebenden Haut, so dass der Verband atraumatisch und schmerzarm entfernt werden kann. Verringert Trauma und Schmerz, weil der Verband nicht mit dem feuchten Wundgrund verklebt, der Verband beim Entfernen keine Epithelzellen abzieht, der Verband die Wundränder versiegelt, um Mazeration vorzubeugen. Reduziert die Bakterienlast, inaktiviert wundspezifische Erreger innerhalb von 30 Minuten, inaktiviert wundspezifische Erreger bis zu sieben Tage, inaktiviert ein breites Spektrum an wundspezifischen Erregern, darunter auch MRSA.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 x 10 cm		14 x 5 Stück	5 Stück	K7 287110	
10 x 10 cm	09062681	8 x 10 Stück	8 x 10 Stück	K7 287050	
10 x 20 cm	02227239	9 x 5 Stück	9 x 5 Stück	K7 287210	
15 x 15 cm	02227274	5 x 5 Stück	5 x 5 Stück	K7 287310	
20 x 20 cm	02230968	4 x 5 Stück	4 x 5 Stück	K7 287410	
20 x 50 cm	01235461	5 x 2 Stück	5 x 2 Stück	K7 287510	

MEPILEX XT

Mepilex XT ist ein weicher und äußerst anpassungsfähiger Schaumverband, der ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhält. Dank der wundseitigen Kanäle werden alle Arten von Exsudat effektiv aufgenommen. Safetac versiegelt die Wundränder, verhindert das Austreten von Exsudat auf die wundumgebende Haut und minimiert so das Mazerationsrisiko. Safetac ermöglicht zudem einen Verbandwechsel, ohne dass die Wunde oder die umgebende Haut geschädigt oder der Patient zusätzlichen Schmerzen ausgesetzt wird. Steril.

Маßе	PZN	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	11303838	8 x 5 Stück	K7 211015	
10 x 10 cm	07052336	14 x 5 Stück	K7 211100	
10 x 20 cm	07052342	9 x 5 Stück	K7 211200	
15 x 15 cm	07052359	5 x 5 Stück	K7 211300	
20 x 20 cm	07052365	4 x 5 Stück	K7 211400	

MELOLIN SMITH & NEPHEW

Verklebungsarme, saugfähige Kompresse.

Die verklebungsarme Wundauflage besteht aus einem Baumwoll-Polyestergemisch mit hoher Saugfähigkeit. Die wundseitige Polyesterbeschichtung vermindert das Risiko des Verklebens mit der Wunde und sorgt so für einen schmerzarmen Verbandwechsel.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	02782337	2400 Stück	100 Stück	L6 66974940	
10 x 10 cm	03170748	120 Stück	10 Stück	L6 66974933	
10 x 10 cm	02782343	1200 Stück	100 Stück	L6 66974941	
20 x 10 cm	02782366	600 Stück	100 Stück	L6 66974939	







MEDIWARE AUGENKLAPPE / UHRGLASVERBAND

Rundum mit Klebezone, sog. Uhrglasverband.

Der Schutz vor Austrocknung des Auges bei der Intensivüberwachung, erleichtert dem Patienten auch die Kontaktaufnahme, ideal zur Pupillenkontrolle, einzeln hygienisch verpackt.

Тур	PZN	VE	REF	Preis VE
Augenklappe	11249033	10 Stück	B6 9030	





PRO-OPHTA AUGENVERBAND S LOHMANN & RAUSCHER

Gebrauchsfertiger, elastischer Uhrglasverband mit einer transparenten, gewölbten runden Scheibe. Unsteril, einzeln eingesiegelt.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
72 x 100 mm	07202161	200 Stück	1 Stück	L2 34240	
72 x 100 mm	07202178	600 Stück	50 Stück	L2 34241	
78 x 114 mm	07202184	120 Stück	1 Stück	L2 34243	
78 x 114 mm	07202190	600 Stück	50 Stück	L2 34244	





EYCOPAD AUGENKOMPRESSEN, UNSTERIL HARTMANN

Augenkompressen aus Watte mit Mullumhüllung aus reiner Baumwolle; besonders weich und saugfähig; verfügen über eine lang anhaltende, gute Polsterwirkung.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
56 x 70 mm	02733327	105 x 5 Stück	5 Stück	H2 4156200	
56 x 70 mm	02733356	15 x 50 Stück	50 Stück	H2 4156503	
70 x 85 mm	02733362	15 x 50 Stück	50 Stück	H2 4176509	



Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
56 x 70 mm	02733304	12 x 25 Stück	25 Stück	H2 4155407	
70 x 85 mm	02733310	12 x 25 Stück	25 Stück	H2 4175403	



YPSIMED AUGENKLAPPE

Zum Schutz des Augenverbandes.

Тур	Farbe	UK	VE	REF	Preis VE
oval, mit Gummiband	schwarz	100 Stück	1 Stück	H1 138298	



CUTISOFT BSN

Vlieskompressen, steril.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE						
steril, zu 2 Stück eing	steril, zu 2 Stück eingesiegelt										
5 x 5 cm	04894879	20 x 50 x 2 Stück	50 x 2 Stück	G9 45847							
7,5 x 7,5 cm	04894885	16 x 50 x 2 Stück	50 x 2 Stück	G9 45848							
10 x 10 cm	04894891	12 x 50 x 2 Stück	50 x 2 Stück	G9 45849							
unsteril											
5 x 5 cm	04894833	70 x 100 Stück	100 Stück	G9 45844							
7,5 x 7,5 cm	04894856	40 x 100 Stück	100 Stück	G9 45845							
10 x 10 cm	04894862	30 x 100 Stück	100 Stück	G9 45846							



CUTISORB BSN

Saugkompresse für stark sezernierende Wunden

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
steril, einzeln eingesiegelt									
10 x 10 cm	10555868	16 x 25 Stück	25 Stück	G9 9762					
10 x 20 cm	10556046	10 x 25 Stück	25 Stück	G9 9763					
15 x 25 cm	10556052	9 x 15 Stück	15 Stück	G9 9764					
20 x 20 cm	10556112	6 x 25 Stück	25 Stück	G9 9765					
20 x 40 cm	10556075	8 x 12 Stück	12 Stück	G9 9766					
unsteril									
10 x 10 cm	02536868	9 x 100 Stück	100 Stück	G9 9767					
10 x 20 cm	02536880	6 x 100 Stück	100 Stück	G9 9768					
15 x 25 cm	02536905	2 x 100 Stück	100 Stück	G9 9769					
20 x 20 cm	02536928	3 x 100 Stück	100 Stück	G9 9770					
20 x 40 cm	02536940	3 x 50 Stück	50 Stück	G9 9771					



VLIWASOFT LOHMANN & RAUSCHER

Weiche und anschmiegsame Universalkompresse aus 4-fach bzw. 6-fach gelegtem, feinporigem, nicht faserndem Vliesstoff mit gutem Saugverhalten. Wundfreundlich durch geringe Verklebungsneigung.

M-0-	DZN	LUZ	\/F	DEE	D: - V/					
Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
4-lagig, steril										
5 x 5 cm	06325565	20 x 75 x 2 Stück	75 x 2 Stück	L2 12076						
7,5 x 7,5 cm	06325571	20 x 75 x 2 Stück	75 x 2 Stück	L2 12082						
10 x 10 cm	06325588	20 x 75 x 2 Stück	75 x 2 Stück	L2 12065						
10 x 20 cm	06325594	10 x 75 x 2 Stück	75 x 2 Stück	L2 12071						
4-lagig, unsteril										
5 x 5 cm	03806910	50 x 100 Stück	100 Stück	L2 12075						
7,5 x 7,5 cm	03806927	25 x 100 Stück	100 Stück	L2 12081						
10 x 10 cm	03806933	20 x 100 Stück	100 Stück	L2 12064						
10 x 20 cm	03806956	10 x 100 Stück	100 Stück	L2 12070						
6-lagig, steril										
5 x 5 cm	08900878	20 x 50 x 2 Stück	50 x 2 Stück	L2 12079						
7,5 x 7,5 cm	08900884	20 x 50 x 2 Stück	50 x 2 Stück	L2 12085						
10 x 10 cm	08900890	20 x 50 x 2 Stück	50 x 2 Stück	L2 12068						
6-lagig, unsteril			•							
5 x 5 cm	08900915	50 x 100 Stück	100 Stück	L2 12078						
7,5 x 7,5 cm	08900921	20 x 100 Stück	100 Stück	L2 12084						
10 x 10 cm	08900938	20 x 100 Stück	100 Stück	L2 12067						
10 x 20 cm	08900944	10 x 100 Stück	100 Stück	L2 12072						





VLIWASOFT STOMA LOHMANN & RAUSCHER

Vliesstoffkompresse zur Wundreinigung und Wundversorgung im Stomabereich. Unsteril, 4-lagig, im Papierbeutel.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 x 10 cm	02269284	2000 Stück	100 Stück	L2 12787	









MEDICOMP VLIESKOMPRESSEN HARTMANN

Die Vliesstoffkompressen mit der Mullstruktur

Die Vlieskompressen von Medicomp bestehen aus einer Mischung von Viskose- und Polyesterfasern. Der Viskoseanteil beträgt zwischen 67 % und 70 %, der verbleibende Anteil besteht aus Polyesterfasern. Die Kompressen sind frei von Bindemitteln und optischen Aufhellern, luftdurchlässig und vierfach gelegt sowie in verschiedenen Größen erhältlich. Die Kompressen können auseinandergefaltet werden, wenn ein größeres Format benötigt wird.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
4-fach, unsteril									
5 x 5 cm	04783832		24 x 100 Stück	H2 4218217					
7,5 x 7,5 cm	04783849	24 x 100 Stück	100 Stück	H2 4218237					
10 x 10 cm	04783855	12 x 100 Stück	100 Stück	H2 4218252					
10 x 20 cm	04783861		6 x 100 Stück	H2 4218271					
6-fach, unsteril				,	,				
5 x 5 cm	04783915		24 x 100 Stück	H2 4218314					
7,5 x 7,5 cm	04783921	12 x 100 Stück	100 Stück	H2 4218334					
10 x 10 cm	04783938		12 x 100 Stück	H2 4218352					
10 x 20 cm	04783944		6 x 100 Stück	H2 4218378					
4-fach, steril					•				
10 x 10 cm	16585445	40 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H2 4110641					
7,5 x 7,5 cm	16585439	40 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H2 4110720					
5 x 5 cm	16585391	50 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H2 4110741					
10 x 20 cm	16585468		15 x 25 x 2 Stück	H2 4110752					
6-fach, steril					•				
7,5 x 7,5 cm			25 x 2 Stück	H2 411076					
10 x 10 cm	16585451	24 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H2 4110771					
5 x 5 cm	16585422	30 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H2 4110781					
10 x 20 cm	16585474	9 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H2 4110792					

MEDICOMP DRAIN SCHLITZKOMPRESSEN HARTMANN

Die Vliesstoffkompressen mit der Mullstruktur

Die Vlieskompressen von Medicomp bestehen aus einer Mischung von Viskose- und Polyesterfasern. Der Viskoseanteil beträgt zwischen 67 % und 70 %, der verbleibende Anteil besteht aus Polyesterfasern. Die Kompressen sind frei von Bindemitteln und optischen Aufhellern, luftdurchlässig und vierfach gelegt sowie in verschiedenen Größen erhältlich. Die Kompressen können auseinandergefaltet werden, wenn ein größeres Format benötigt wird.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,5 x 7,5 cm	16585497	12 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H2 4215330	
10 x 10 cm	16585505	8 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H2 4215350	

BEESANA VLIES-SCHLITZKOMPRESSEN

Schlitzkompressen zur äußeren Wundversorgung

Vliesstoff aus 67 % Viskose und 33 % Polyester. Mit Y-Schnitt. Steril.

Тур	Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
steril						
4-fach, 30 g	5 x 5 cm	01364684	27 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H1 1232	
4-fach, 30 g	7,5 x 7,5 cm	01364678	128 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H1 1234	
4-fach, 30 g	10 x 10 cm	01364661	16 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H1 1233	





BEESANA SAUGKOMPRESSEN

Saugkompressen zur äußeren Wundversorgung für hohe Flüssigkeitsaufnahme

100% Zellulose als Saugkern, mit besonders weicher, rundum geschlossener Vliesstoffhülle. Sehr wundfreundlich, da der Vliesstoff das Verkleben mit der Wunde verhindert, bei enormer Saugfähigkeit. Blaue Oberseite mit hydrophober Sperrschicht gegen Durchnässen und Kontamination von Wäsche und Kleidung. Unsteril, im Polybeutel. Unsterile Varianten sind sterilisierbar mit EO, Wasserdampf oder E-Beam.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
unsteril im Polybeutel					
10 x 10 cm	01363816	64 x 25 Stück	25 Stück	H1 122700	
10 x 20 cm	07607202	40 x 25 Stück	25 Stück	H1 122800	
15 x 25 cm	00137727	12 x 25 Stück	12 x 25 Stück	H1 123100	
20 x 20 cm	08696337	12 x 25 Stück	12 x 25 Stück	H1 122900	
20 x 40 cm	08442499	6 x 25 Stück	25 Stück	H1 123000	



VERBANDMULL ZZ HARTMANN

Verbandmull EN 14079; erhältlich in Zickzack-Lagen, 8-fach auf 10 cm Breite gelegt und als Meterware in Stücken zu 40 m.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10/80 cm x 1 m	01083703	50 Stück	1 Stück	H2 2064027	
10/80 cm x 2 m	01083726	30 Stück	1 Stück	H2 2064036	
10/80 cm x 5 m	01083732	15 Stück	1 Stück	H2 2064054	
10/80 cm x 10 m	01083749	8 Stück	1 Stück	H2 2064063	
10/80 cm x 40 m	01902302	4 Stück	1 Stück	H2 2064072	



WATTE HARTMANN

Тур	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
50 g	01084915	20 Stück	1 Stück	H2 1101220	
100 g	01084921	12 Stück	1 Stück	H2 1101239	
400 g	03478535	18 Stück	1 Stück	H2 1101293	





UNIVERSALKOMPRESSEN ZEMUKO LOHMANN & RAUSCHER

Weiche Universalkompresse aus Vliesstoff und hochgebleichtem Zellstoff. Ideal für stark sezernierende Wunden, Saugeinlage, Salbenverbände oder zum Polstern. Ideal von der Rolle abschneidbar. 67 % Viskose, 33 % Polyester, hochgebleichter Zellstoff. Gerollt im Folienbeutel.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE						
gerollt, im Folienbeutel											
10 cm x 10 m	01144008	20 Stück	1 Stück	L2 23502							
15 cm x 10 m	01144014	16 Stück	1 Stück	L2 23503							
28 cm x 10 m	01311423	10 Stück	1 Stück	L2 23602							
nahtlos, gerollt, im Folie	nahtlos, gerollt, im Folienbeutel										
10 cm x 10 m	01144095	20 Stück	1 Stück	L2 23702							



GAZIN VERBANDMULL LOHMANN & RAUSCHER

8-fach gelegt, auf 10 cm Breite

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10/80 cm x 5 m	01083689	36 Stück	1 Stück	L2 12004	
10/80 cm x 10 m	01185993	24 Stück	1 Stück	L2 12005	
10/80 cm x 10 m	04855187	22 Stück	1 Stück	L2 12006	
10/80 cm x 40 m	01913932	6 Stück	1 Stück	L2 12007	



MULLRO VERBANDMULL HARTMANN

Gerollter Verbandmull EN 14079, 20fädig, 80 cm breit, 8-fach auf 10 cm Breite gelegt.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 5 m	02700919	12 Stück	12 Stück	H2 2094052	
10 cm x 10 m	02700925	12 Stück	1 Stück	H2 2094067	
10 cm x 20 m	02708186	8 Stück	2 Stück	H2 2094094	



ASKINA BRAUNCEL ZELLSTOFFTUPFER B.BRAUN

Unsterile Zellstofftupfer von der Rolle aus 100 % chlorfrei gebleichtem Verbandzellstoff nach DAB. Zur Hautreinigung vor Injektionen und als Saugpolster. Einfach und sauber abzureißen. Tupfergröße: 4 x 5 cm, gebrauchsfertig vorgestanzt.

Тур	Packungsform	PZN	VE	REF	Preis VE
4 x 5 cm, unsteril	1 Rolle mit 500 Tupfern	08473637	16 Rollen	H7 9051015	





ZELLETTEN LOHMANN & RAUSCHER

Tupfer aus Zellstoff DAB

Маве	Packungsform	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 4 cm, im Klarsichtspender	1 Rolle mit 300 Tupfern	02292805	20 Rollen	1 Rolle	L2 13349	
5 x 4 cm, im Folienbeutel	2 Rollen mit 500 Tupfern	07706016	12 Rollen	2 Rollen	L2 13356	
5 x 4 cm, vorsterilisiert	1 Rolle mit 500 Tupfern	15586170	20 Rollen	1 Rolle	L2 13353	

ZELLSTOFFTUPFER URGO

Unsterile Tupfer aus sauerstoffgebleichtem Zellstoff nach DIN 19310 mit einem sehr hohen Absorptionsvermögen.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 x 5 cm	08629909	16000 Stück	2 x 500 Stück	L7 510718	











ZELLTIP ZELLSTOFFTUPFER

- Rein weiß
- Medizinische Qualität
- Stark saugend
- Unsteril

Mehrwertpackung = Ihr Preisvorteil!



Тур	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 x 5 cm, unsteril	02512968	12 x 2 x 520 Stück	2 x 520 Stück	G6 0801	



ZellTip

ZELLTIP TUPFERDISPENSER

Kunststoffbox mit Abdeckhaube und Aufdruck, ohne Inhalt.

Тур	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Tupferbox, leer	02512974	27 Stück	1 Stück	G6 0802	

<u>ZellTip</u>

ZELLTIP TUPFERBOX, LEER

weiß, rund, mit transparentem Deckel passend für Zelltip, Purzellin, Zelletten, etc.

Тур	VE	REF	Preis VE
Tupferbox, leer	1 Stück	G6 0803	



PUR ZELLIN HARTMANN

Tupfer auf der Rolle, in Tiefziehpackung.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 x 5 cm, steril	03548112	16 x 500 Stück	500 Stück	H2 1432530	
4 x 5 cm, unsteril	03548129	16 x 500 Stück	500 Stück	H2 1432130	

PUR ZELLIN BOX HARTMANN

Kunststoffbox, ohne Inhalt

Тур	PZN	VE	REF	Preis VE
Pur Zellin Box, leer	01479306	1 Stück	H2 9968573	





MULLKOMPRESSEN, UNSTERIL MAIMED

Тур	Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
8-fach	5 x 5 cm	08888700	100 x 100 Stück	100 Stück	H1 0720	
8-fach	7,5 x 7,5 cm	08888717	10 x 100 Stück	100 Stück	H1 0723	
8-fach	10 x 10 cm	08888723	10 x 100 Stück	100 Stück	H1 0726	
12-fach	5 x 5 cm	08888746	10 x 100 Stück	100 Stück	H1 0721	
12-fach	7,5 x 7,5 cm	08888752	10 x 100 Stück	100 Stück	H1 0724	
12-fach	10 x 10 cm	08888769	10 x 100 Stück	100 Stück	H1 0727	
16-fach	5 x 5 cm	08888781	10 x 100 Stück	100 Stück	H1 0722	



ES KOMPRESSEN, UNSTERIL HARTMANN

Aus Verbandmull DIN EN 14079, 17-fädig, mit eingeschlagenen Schnittkanten (= ES); auch mehrfach aufgeklappt in größeren Formaten verwendbar, ohne dass störende Randfäden auftreten; gute Saugfähigkeit, luftdurchlässig, weich und geschmeidig; erhältlich in verschiedenen Lagen.

Тур	Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
8-fach	5 x 5 cm	01447157	35 x 100 Stück	100 Stück	H2 4018217	
8-fach	7,5 x 7,5 cm	01447192	10 x 100 Stück	100 Stück	H2 4018235	
8-fach	10 x 10 cm	01447223	10 x 100 Stück	100 Stück	H2 4018253	
12-fach	5 x 5 cm	01447163	30 x 100 Stück	100 Stück	H2 4018316	
12-fach	7,5 x 7,5 cm	01447200	10 x 100 Stück	100 Stück	H2 4018333	
12-fach	10 x 10 cm	01447246	10 x 100 Stück	100 Stück	H2 4018351	
12-fach	10 x 20 cm	01808997	10 x 100 Stück	100 Stück	H2 4018379	
16-fach	10 x 10 cm	01447252	10 x 100 Stück	100 Stück	H2 4018456	



GAZIN MULLKOMPRESSEN, UNSTERIL LOHMANN & RAUSCHER

Aus Verbandmull DIN EN 14079, alle Schnittkanten innen, daher keine Randfäden; im Papierbeutel; sterilisierbar, 17-fädig.

Тур	Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
8-fach	5 x 5 cm	03959358	10 x 100 Stück	100 Stück	L2 18500	
8-fach	7,5 x 7,5 cm	03959387	10 x 100 Stück	100 Stück	L2 18503	
8-fach	10 x 10 cm	03959418	10 x 100 Stück	100 Stück	L2 18506	
12-fach	5 x 5 cm	03959364	10 x 100 Stück	100 Stück	L2 18501	
12-fach	7,5 x 7,5 cm	03959393	10 x 100 Stück	100 Stück	L2 18504	
12-fach	10 x 10 cm	03959424	10 x 100 Stück	100 Stück	L2 18507	



MULLKOMPRESSEN, UNSTERIL URGO

Mullkompressen aus 100 % Baumwolle.

Тур	Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
8-fach	5 x 5 cm	602701	06187904	50 x 100 Stück	100 Stück	L7 0729	
8-fach	7,5 x 7,5 cm	602702	06187910	50 x 100 Stück	100 Stück	L7 0730	
8-fach	10 x 10 cm		06187927	20 x 100 Stück	100 Stück	L7 0731	
8-fach	10 x 20 cm		01103736	5 x 100 Stück	100 Stück	L7 0728	







SCHLINGGAZETUPFER MAIMED

- Tupfer aus reinem Verbandmull
- 100 % Baumwolle
- Hohes Absorptionsvermögen
- Mit elastischem inneren Ring
- 20-fädigNach DIN EN 14079
- Unsteril





Тур	Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Haselnussgross Gr. 1	10 x 10 cm	00120023	30 x 500 Stück	500 Stück	H1 956	
Wallnussgross Gr. 2	15 x 16 cm	08888893	12 x 500 Stück	500 Stück	H1 957	
Pflaumengross Gr. 3	20 x 20 cm	08888901	10 x 500 Stück	500 Stück	H1 958	
Eigross Gr. 4	25 x 26 cm	08888918	6 x 500 Stück	500 Stück	H1 959	

PAGASLING SCHLINGGAZE TUPFER HARTMANN

Schlinggazetupfer aus Verbandmull DIN EN 14079, 20-fädig; der aus nur einem Mullstück gefertigte Tupfer ist so verschlungen, dass die Schnittkanten sicher im Inneren liegen; mit hohem Absorptionsvermögen.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
steril								
Pflaumengroß Gr.3	11113397	8 x 80 Stück	20 x 4 Stück	H2 4812741				
Pflaumengroß Gr.3	11113405	8 x 100 Stück	20 x 5 Stück	H2 4812849				
Pflaumengroß Gr.3	11113411	3 x 360 Stück	18 x 20 Stück	H2 4814142				
Extragroß Gr.5	11113434		3 x 18 x 10 Stück	H2 4814003				
Eigroß Gr.4	11113428	3 x 180 Stück	18 x 10 Stück	H2 4814099				
unsteril				,				
Haselnußgroß Gr.1	03509282	6 x 1000 Stück	1000 Stück	H2 4812900				
Walnußgroß Gr.2	03509299	6 x 1000 Stück	1000 Stück	H2 4812938				
Pflaumengroß Gr.3	03509307		2 x 500 Stück	H2 4812947				
Eigroß Gr.4	03509313		4 x 250 Stück	H2 4812992				

GAZIN TUPFER LOHMANN & RAUSCHER

- Aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- 20-fädig
- Hohes Absorptionsvermögen
- Steril
- Ohne Röntgenkontraststreifen

Тур	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Pflaumengross, zu 2 + 2 verpackt	01237595	10 x 100 Stück	100 Stück	L2 14961	
Pflaumengross, zu 2 + 3 verpackt	01232215	10 x 125 Stück	125 Stück	L2 14962	



URGOTUPFER

Sterile und unsterile Schlinggazetupfer zur äußeren Wundversorgung. Gebrauchsfertig, 20-fädig, aus Verbandmull nach DIN EN 14079. 100 % Baumwolle.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
unsteril					
15 x 16 cm, wallnussgroß	08888568	12 x 500 Stück	500 Stück	L7 510701	
20 x 20 cm, pflaumengroß	08869625	10 x 500 Stück	500 Stück	L7 510700	
25 x 26 cm, eigroß	08888574	6 x 500 Stück	500 Stück	L7 510702	
steril					
20 x 20 cm (2+2), pflaumengroß	08888580	8 x 200 Stück	200 Stück	L7 510703	
20 x 20 cm (2+3), pflaumengroß	00091853	9 x 200 Stück	200 Stück	L7 510705	



ASKINA MULLKOMPRESSEN B.BRAUN

Mullkompressen aus Verbandmull mit eingeschlagenen Schnittkanten. Für alle Arten der klassischen Wundversorgung, als Salben- oder Medikamententräger 100 % Baumwolle, 100 % chlorfrei gebleicht, nach DIN 14079 - VM 17, Ph. Eur.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE	
8-fach, steril						
5 x 5 cm	06874467	12 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H7 9031200N		
7,5 x 7,5 cm	06874473	10 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H7 9031219		
10 x 10 cm	06874496	12 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H7 9031227		
8-fach, unsteril						
5 x 5 cm	06874510	30 x 100 Stück	100 Stück	H7 9031308		
7,5 x 7,5 cm	06874527	20 x 100 Stück	100 Stück	H7 9031316		
10 x 10 cm	06874533	10 x 100 Stück	100 Stück	H7 9031324		



ASKINA SCHLINGGAZETUPFER B.BRAUN

- Zur hygienischen Reinigung und Desinfektion von Wunden
- Aus Verbandmull nach DIN 61630 VM 20, Ph. Eur.
- 20-fädig ohne Röntgenkontrastfaden
- 100 % Baumwolle

Тур	PZN	VE	REF	Preis VE
Pflaumengroß, steril	06158593	20 x 2 x 2 Stück	H7 9016007	
Pflaumengroß, steril	06158601	16 x 20 Stück	H7 9016015	
Pflaumengroß, unsteril	06158618	2 x 500 Stück	H7 9016023	





MULLKOMPRESSEN STERIL, MAIMED

Steril, 2 Kompressen im Peelpack, 8-fach.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	08888858	84 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H1 0770-50	
7,5 x 7,5 cm	08888864	60 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H1 0773-50	
10 x 10 cm	08888870	40 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H1 0776	



CUTISOFT COTTON KOMPRESSEN STERIL BSN

Sterile Kompresse aus 100 % Baumwolle nach DIN EN 14079, 17-fädig, alle Schnittkanten innen.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE	
8-fach, steril						
5 x 5 cm	01563389	120 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	G9 72226-03		
7,5 x 7,5 cm	01563395	80 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	G9 72226-04		
10 x 10 cm	01563403	32 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	G9 72226-05		
12-fach, steril						
10 x 10 cm	06477832		20 x 5 Stück	G9 72623-06		



TOPPER 8, MEHRZWECKKOMPRESSEN 3M UNSTERIL

4-lagig in einer Kreuzfalzfaltung (1/4 Falz).

Chlorfrei gebleichte 65 % reine Zellulose-/ Viskosefasern und 35 % Polyesterfasern.

Die Reinheit entspricht den Anforderungen gem. DIN EN 1644-1:1997-04.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	03420464	50 x 100 Stück	100 Stück	J7 50405	
5 x 5 cm	03420292	42 x 200 Stück	200 Stück	J7 53405N	
7,5 x 7,5 cm	03420470	56 x 100 Stück	100 Stück	J7 50407	
7,5 x 7,5 cm	03420300	28 x 200 Stück	200 Stück	J7 53407	
10 x 10 cm	03420487	40 x 100 Stück	100 Stück	J7 50410	
10 x 10 cm	03420317	20 x 200 Stück	200 Stück	J7 53410	
10 x 20 cm	03420323	10 x 200 Stück	200 Stück	J7 53420	



TOPPER 12, MEHRZWECKKOMPRESSEN 3M UNSTERIL

6-lagig in einer C-Faltung, längs.

Chlorfrei gebleichte 65 % reine Zellulose-/ Viskosefasern und 35 % Polyesterfasern.

Die Reinheit entspricht den Anforderungen gem. DIN EN 1644-1:1997-04.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	03420381	33 x 200 Stück	200 Stück	J7 53605	
7,5 x 7,5 cm	03420398	28 x 200 Stück	200 Stück	J7 53607	
10 x 10 cm	03420406	15 x 200 Stück	200 Stück	J7 53610	



TOPPER 8, MEHRZWECKKOMPRESSEN 3M STERIL

4-lagig in einer Kreuzfalzfaltung (1/4 Falz).

Chlorfrei gebleichte 65 % reine Zellulose-/ Viskosefasern und 35 % Polyesterfasern. Die Reinheit entspricht den Anforderungen gem. DIN EN 1644-1:1997-04.

Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	TS8052	08821245	2880 Stück	60 x 2 Stück	J7 12405	
7,5 x 7,5 cm	TS8072	03420352	3600 Stück	50 x 2 Stück	J7 12407	
10 x 10 cm	TS8102	08821251	2400 Stück	75 x 2 Stück	J7 12410	



TOPPER 12, MEHRZWECKKOMPRESSEN 3M STERIL

6-lagig in einer C-Faltung, längs.

Chlorfrei gebleichte 65 % reine Zellulose-/ Viskosefasern und 35 % Polyesterfasern. Die Reinheit entspricht den Anforderungen gem. DIN EN 1644-1:1997-04.

Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	TS1052	08821280	2160 Stück	45 x 2 Stück	J7 12605	
7,5 x 7,5 cm	TS1072	08821297	2880 Stück	40 x 2 Stück	J7 12607	
10 x 10 cm	TS1102	08821305	2240 Sück	70 x 2 Stück	J7 12610	



CUTISOFT COTTON KOMPRESSEN UNSTERIL BSN

Unsterile Kompresse aus 100 % Baumwolle nach DIN EN 14079, 17-fädig, alle Schnittkanten innen, 8-fach.

Маßе	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	7222300	01499349	30 x 100 Stück	100 Stück	G9 47634	
7,5 x 7,5 cm	7222301	01499355	20 x 100 Stück	100 Stück	G9 47635	
10 x 10 cm	7222302	01499361	10 x 100 Stück	100 Stück	G9 47636	
10 x 20 cm	7222303	03896853	10 x 100 Stück	100 Stück	G9 72223-03	



367



Gazin'

ES-KOMPRESSEN, STERIL HARTMANN

Steril

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
8-fach	8-fach									
5 x 5 cm	01407100	3600 Stück	5 x 2 Stück	H2 4016211						
5 x 5 cm	01407057	3000 Stück	25 x 2 Stück	H2 4017218						
7,5 x 7,5 cm	01407117	2400 Stück	5 x 2 Stück	H2 4016238						
7,5 x 7,5 cm	16875893	600 Stück	5 x 2 Stück	H2 2050030						
7,5 x 7,5 cm	01407063	2250 Stück	25 x 2 Stück	H2 4017236						
10 x 10 cm	16875901	600 Stück	5 x 2 Stück	H2 2050040						
10 x 10 cm	01407086	1500 Stück	25 x 2 Stück	H2 4017254						
10 x 10 cm	01407123	1600 Stück	5 x 2 Stück	H2 4016256						
10 x 20 cm	01407146	1000 Stück	5 x 2 Stück	H2 4016453						
10 x 20 cm	01407092	750 Stück	25 x 2 Stück	H2 2050120						
12-fach										
5 x 5 cm	06453760	1000 Stück	20 x 5 Stück	H2 4755004						
7,5 x 7,5 cm	06453984	1000 Stück	10 x 10 Stück	H2 4755044						
7,5 x 7,5 cm	06454096	1000 Stück	5 x 20 Stück	H2 4755054						
7,5 x 7,5 cm	06453932	1000 Stück	20 x 5 Stück	H2 2050140						
10 x 10 cm	06454127	1000 Stück	10 x 10 Stück	H2 4755074						
10 x 10 cm	06454133	1000 Stück	5 x 20 Stück	H2 4755081						
10 x 10 cm	06454110	1000 Stück	20 x 5 Stück	H2 4755069						
10 x 20 cm	06454239	1000 Stück	20 x 5 Stück	H2 4755094						

GAZIN MULLKOMPRESSEN, STERIL LOHMANN & RAUSCHER

Steril-Kompressen aus Verbandmull DIN EN 14079, 17-fädig, alle Schnittkanten innen.

Steril-Kompressen aus Verbandmull DIN EN 14079, 17-fädig, alle Schnittkanten innen.									
Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
8-fach									
5 x 5 cm	03448965	600 Stück	5 x 2 Stück	L2 13600					
5 x 5 cm	03449002	600 Stück	25 x 2 Stück	L2 13610					
5 x 5 cm	03449048	1800 Stück	50 x 2 Stück	L2 13620					
7,5 x 7,5 cm	03448971	540 Stück	5 x 2 Stück	L2 13601					
7,5 x 7,5 cm	03449019	500 Stück	25 x 2 Stück	L2 34260					
7,5 x 7,5 cm	03449054	1800 Stück	50 x 2 Stück	L2 13621					
7,5 x 7,5 cm	03777545	1200 Stück	10 x 10 Stück	L2 13646					
10 x 10 cm	03448988	560 Stück	5 x 2 Stück	L2 13602					
10 x 10 cm	03449025	900 Stück	25 x 2 Stück	L2 34261					
10 x 10 cm	03449060	2000 Stück	50 x 2 Stück	L2 34263					
10 x 10 cm	03777522	1500 Stück	30 x 10 Stück	L2 11583					
10 x 10 cm	01561031	1000 Stück	20 x 5 Stück	L2 11586					
10 x 10 cm	01561048	1000 Stück	20 x 5 Stück	L2 11624					
10 x 20 cm	03448994	320 Stück	5 x 2 Stück	L2 13603					
10 x 20 cm	03449031	500 Stück	25 x 2 Stück	L2 13613					
10 x 20 cm	03449077	800 Stück	50 x 2 Stück	L2 13623					
8-fach, ohne PZN				,					
10 x 10 cm		900 Stück	25 x 2 Stück	L2 13612					
10 x 10 cm		2000 Stück	50 x 2 Stück	L2 13622					
12-fach									
7,5 x 7,5 cm	08788915	800 Stück	20 x 5 Stück	L2 13696					
10 x 10 cm	08788921	600 Stück	20 x 5 Stück	L2 13642					
10 x 10 cm	01163684	1000 Stück	5 x 20 Stück	L2 25967					
10 x 10 cm	01511702	1600 Stück	80 Stück	L2 13692					
5 x 5 cm	04957551	2100 Stück	20 x 5 Stück	L2 13695					



Service macht den Unterschied.



MULLKOMPRESSEN, STERIL URGO

Urgo Mullikompressen sind universell einsetzbar und zur äußeren Wundversorgung unverzichtbar. Das Material besteht aus 100 % Baumwolle und ist 8-fach gelegt. Die sterilen Mullkompressen sind zu je 2 Stück eingesiegelt.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	07237840	1500 Stück	25 x 2 Stück	L7 0732	
7,5 x 7,5 cm	07237857	1500 Stück	25 x 2 Stück	L7 0733	
10 x 10 cm	07237863	1500 Stück	25 x 2 Stück	L7 0734	











VLIWASORB PRO LOHMANN & RAUSCHER

- Steriler superabsorbierender Wundverband für stark exsudierende Wunden
- Weich, wundfreundlich
- Mit Wäscheschutz
- Einzeln eingesiegelt

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 x 10 cm	10792516	300 Stück	10 Stück	L2 32645	
12,5 x 12,5 cm	10792491	300 Stück	10 Stück	L2 32646	
12,5 x 22,5 cm	10792522	350 Stück	10 Stück	L2 32647	
22 x 22 cm	10792539	260 Stück	10 Stück	L2 32648	

VLIWASORB LOHMANN & RAUSCHER

Steriler superabsorbierender Wundverband. Superabsorber nehmen ein Vielfaches ihres Eigengewichts an Flüssigkeit auf und geben das gebundene Exsudat auch unter mechanischem Druck kaum wieder ab. So werden die Wundränder vor Mazeration geschützt. Vliwasorb kann ausgezeichnet unter Kompressionsverbänden eingesetzt werden. Polyethylen, Polypropylen, Zellulose, Natriumpolyacrylat (Superabsorber). Steril, einzeln eingesiegelt.

Маßе	UK	VE	REF	Preis VE
10 x 10 cm	360 Stück	10 Stück	L2 24501	

ZETUVIT HARTMANN

Wundfreundliche Saugkompressen aus vier aufeinander abgestimmten Materialschichten: seidenweiche Umhüllung aus nicht verklebendem Zweischicht-Vlies, Saugkörper aus weichen Zellstoffflocken, Tissuelage zur Sekretverteilung und feuchtigkeitsabweisende Lage aus Polypropylenvlies auf der Rückseite der Kompresse als Kontaminationsschutz; eine Farbmarkierung kennzeichnet die Rückseite, um Applikationsfehler zu vermeiden.

Маßе	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
steril - einzeln	steril - einzeln eingesiegelt									
10 x 10 cm	4137084	02724334	9 x 25 Stück	25 Stück	H2 4137084					
10 x 20 cm	4137093	02724340	9 x 25 Stück	25 Stück	H2 4137093					
13,5 x 25 cm	413705/4	02724357		10 x 10 Stück	H2 4137054					
20 x 20 cm	413703/5	02724363	7 x 15 Stück	15 Stück	H2 4137035					
20 x 40 cm	413704/4	03242689	8 x 5 Stück	5 Stück	H2 4137044					
steril - einzeln	eingesiegelt, o	hne PZN								
10 x 10 cm				25 Stück	H2 4137017					
10 x 20 cm			9 x 25 Stück	25 Stück	H2 4137026					
unsteril - Anst	altspackung				,					
10 x 10 cm	413801/6	01905507	12 x 30 Stück	30 Stück	H2 4138016					
10 x 20 cm	413802/5	01905513	4 x 30 Stück	30 Stück	H2 4138025					
13,5 x 25 cm	413805/2	01905536	8 x 30 Stück	30 Stück	H2 4138052					
20 x 20 cm	413803/4	01981661	4 x 30 Stück	30 Stück	H2 4138034					

ZETUVIT E HARTMANN

Saugkompresse für den Einmalgebrauch

Zetuvit E steril/unsteril ist eine unsterile Saugkompresse für den Einmalgebrauch, die aus glattfaserigen Zellstoffflocken besteht. Ihre Rückseite weist eine hydrophobe Vliesschicht auf, die feuchtigkeitsabweisend und luftdurchlässig ist, und sie ist umhüllt von einer Zellstofflage zur Sekretverteilung. Das gesamte Produkt ist von einem nicht verklebenden, hydrophilen Vlies umgeben. Die wundabgewandte Seite ist durch einen blauen Streifen gekennzeichnet.

Маве	VE	REF	Preis VE
unsteril			
10 x 10 cm	12 x 50 Stück	H2 4138600	
10 x 20 cm	4 x 50 Stück	H2 4138610	
15 x 25 cm	3 x 50 Stück	H2 4138630	
20 x 20 cm	4 x 50 Stück	H2 4138640	
20 x 40 cm	4 x 30 Stück	H2 4138660	
steril			
10 x 10 cm	9 x 25 Stüück	H2 4137700	
10 x 20 cm	9 x 25 Stück	H2 4137710	
15 x 25 cm	10 x 25 Stück	H2 4137730	
20 x 20 cm	7 x 15 Stück	H2 4137740	
20 x 40 cm	6 x 10 Stück	H2 4137760	



Saugkompresse mit Durchlaufschutz

Маßе	PZN	Hersteller-Nr.	UK	VE	REF	Preis VE		
steril - einzeln e	steril - einzeln eingesiegelt							
10 x 10 cm	00809575	20320	16 x 25 Stück	25 Stück	L2 20320			
10 x 20 cm	05855605	30451	10 x 30 Stück	30 Stück	L2 30451			
15 x 25 cm	05855663	20320	8 x 30 Stück	30 Stück	L2 30453			
20 x 40 cm	00809635	20326	8 x 12 Stück	12 Stück	L2 20326			
20 x 20 cm	05855686	20320	4 x 30 Stück	30 Stück	L2 30454			
20 x 25 cm	05855692	20320	5 x 30 Stück	30 Stück	L2 30455			
unsteril - in Falt	schachtel							
10 x 10 cm	02232708	30430	36 x 25 Stück	25 Stück	L2 20350			
10 x 10 cm	00809641	20340	9 x 100 Stück	100 Stück	L2 20340			
10 x 20 cm	02232826	30431	18 x 25 Stück	25 Stück	L2 20351			
10 x 20 cm	00809658	20341	6 x 100 Stück	100 Stück	L2 20341			
20 x 20 cm	02232855	30434	8 x 25 Stück	25 Stück	L2 20354			
20 x 20 cm	00809687	20344	3 x 100 Stück	100 Stück	L2 20344			
unsteril - im Pa	unsteril - im Papierbeutel							
20 x 40 cm	00809701	20346	3 x 50 Stück	50 Stück	L2 20346			
20 x 40 cm	02232884	20346	8 x 25 Stück	25 Stück	L2 30436			



VLIWAZELL PRO LOHMANN & RAUSCHER

Vliwazell Pro ist eine Saugkompresse mit superabsorbierenden Eigenschaften zur Versorgung von mittel bis sehr stark exsudierenden Wunden, auch unter Kompression. Durch eine schnelle Aufnahme und einer gleichmäßigen Verteilung von Exsudat wird das Risiko von Mazerationen der Wunde und Wundumgebung reduziert.*

Die sehr hohe Absorptionskapazität ermöglicht lange Verbandwechselintervalle mit langen Wundruhephasen.*

Des Weiteren besitzt Vliwazell Pro einen formstabilen Kern, welcher auch bei vertikaler Anwendung formbeständig bleibt. Zusätzlich werden Kleidung und Bettwäsche durch den praktischen Wäscheschutz vor Durchnässung geschützt.

*Die genannten Eigenschaften beziehen sich auf bisher vorliegende In-vitro-Daten. Steril, einzeln eingesiegelt.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 x 10 cm	14005142	240 Stück	10 Stück	L2 109460	
10 x 20 cm	14005159	120 Stück	10 Stück	L2 109461	
15 x 20 cm	14005165	80 Stück	10 Stück	L2 109462	
20 x 25 cm	14005171	100 Stück	10 Stück	L2 109463	
20 x 40 cm	14005188	100 Stück	10 Stück	L2 109464	



VLIWASOFT SCHLITZKOMPRESSEN LOHMANN & RAUSCHER

Weiche und sehr saugstarke Vliesstoffkompresse aus Viskose und Polyester, steril, paarweise eingesiegelt. Mit Y-Schnitt.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,5 x 7,5 cm	06868768	20 x 50 x 2 Stück	50 x 2 Stück	L2 12099	
10 X 10 cm	06868774	20 x 50 x 2 Stück	50 x 2 Stück	L2 12098	







ZETUVIT PLUS HARTMANN

Besonders saugfähige, wundfreundliche Saugkompressen mit einem speziellen Saugkörper aus weichen Zellstoff-Flocken und hoch speicherfähigem Superabsorber, umhüllt von einem flüssigkeitsverteilenden Vlies; wasserabweisendes, luftdurchlässiges Spezialvlies auf der wundabgewandten Seite als Kontaminationsschutz, das zur Vermeidung von Applikationsfehlern grün eingefärbt ist. Außen-Umhüllung aus seidenweichem, nicht verklebendem Zweischicht-Vlies, das durch seine Kapillarwirkung Sekrete rasch in den Saugkörper weiterleitet. Weich und luftdurchlässig, leicht zu drapieren, mit hoher Polsterwirkung.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 x 10 cm	02536259	6 x 10 Stück	10 Stück	H2 4137101	
10 x 20 cm	02536265	6 x 10 Stück	10 Stück	H2 4137111	
15 x 20 cm	11554730	6 x 10 Stück	10 Stück	H2 4137127	
20 x 25 cm	02536644	6 x 10 Stück	10 Stück	H2 4137131	
20 x 40 cm	11874914	5 x 10 Stück	10 Stück	H2 4137150	

ZETUVIT PLUS SILICONE HARTMANN

Die Superabsorber-Wundauflage mit Silikon-Wundkontaktschicht

Zetuvit Plus Silicone ist zur Behandlung einer Vielzahl von mittelstark bis stark exsudierenden Wunden geeignet. Dies schließt Akutwunden (z.B. Traumwunden, Post-OP-Wunden) und chronische Wunden (z.B. Ulzera, Dekubiti, Tumorwunden, Diabetisches Fußsyndrom).

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
steril, einzeln einge	esiegelt				
8 x 8 cm	13231830	120 Stück	10 Stück	H2 4138100	
12,5 x 12,5 cm	13231853	60 Stück	10 Stück	H2 4138200	
10 x 20 cm	13231994	60 Stück	10 Stück	H2 4138300	
20 x 20 cm	13232002	60 Stück	10 Stück	H2 4138400	
20 x 25 cm	13232019	60 Stück	10 Stück	H2 4138500	



Die neue Superabsorber-Wundauflage mit Silikonhaftrand. Machen Sie Zetuvit Plus Silicone Border zu Ihrer ersten Wahl und reduzieren Sie vermeidbare Risiken im Exsudatmanagement.

Trägerfolie

- Transparenter Rand Duschfest
- Atmungsaktiv

• Entwickelt, um die Sichtbarkeit der Wundumgebungshaut zu gewährleisten

•	Zuschneidba	u
---	-------------	---

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 x 10 cm	14022353	120 Stück	10 Stück	H2 4139100	
12,5 x 12,5 cm	14022376	60 Stück	10 Stück	H2 4139200	
17,5 x 17,5 cm	14022382	60 Stück	10 Stück	H2 4139300	
15 x 25 cm	14022399	60 Stück	10 Stück	H2 4139400	
20 x 25 cm	14022407	60 Stück	10 Stück	H2 4139500	





PEHA SCHLITZKOMPRESSEN HARTMANN

Aus Verbandmull DIN EN 14079, 17-fädig, 12-fach, mit Y-Schnitt; gute Saugfähigkeit, luftdurchlässig, weich und geschmeidig.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
7,5 x 7,5 cm	02725032	10 x 25 x 2 Stück	25 x 2 Stück	H2 4015032	
10 x 10 cm	02343744	18 x 20 x 2 Stück	20 x 2 Stück	H2 4015050	





ASKINA PAD S B.BRAUN

Gebrauchsfertige Schlitzkompresse

Gebrauchsfertige Schlitzkompresse mit Lochstanzung zur Wundversorgung von Kathetern sowie Draht- und Nagelextensionen

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	00323536	54 x 30 Stück	30 Stück	H7 9024050	
7,5 x 7,5 cm	00323542	36 x 30 Stück	30 Stück	H7 9024069	





MESOFT

Kompressen aus Vliesstoff sind die kostensparende Alternative zu konventionellen Mull-kompressen. Hohe Saugfähigkeit, Weichheit und Partikelarmut sind Haupteigenschaften und werden vor allem zur Absorption, Desinfektion und Polsterung eingesetzt. Im Vergleich zu Mullkompressen absorbiert Mesoft mindestens 50 % mehr Flüssigkeit oder Exsudat. Die Produktionstechnologie und die Mischung von Fasern resultieren in einem sehr weichem Produkt.

Маве	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	80 x 100 Stück	80 x 100 Stück	K7 157000	
7,5 x 7,5 cm	60 x 100 Stück	60 x 100 Stück	K7 157100	
10 x 10 cm	60 x 100 Stück	100 Stück	K7 157300	



TOPPER SCHLITZKOMPRESSEN 3M

Topper Kompressen sind einzigartige weiche Vliesstoff-Kompressen aus Viskose und in verschiedenen Größen zum Einmalgebrauch erhältlich. Einzeln, steril.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	04784375	1800 Stück	20 x 5 Stück	J7 MCKK100	
7,5 x 7,5 cm	04515988	1200 Stück	50 x 2 Stück	J7 12507	
10 x 10 cm	04516002	1600 Stück	50 x 2 Stück	J7 12510	



METALLINE KOMPRESSEN LOHMANN & RAUSCHER

Bei Drainagen ist eine schnelle und situationsgerechte Wundversorgung erforderlich. Mit Metalline Drain-Kompressen und Tracheo-Kompressen bewähren sich in diesem Indikationsbereich die für Metalline typischen Besonderheiten wie rasches Ableiten von Exsudat. Metalline verringert das Risiko einer Wundverklebung und ermöglicht so atraumatische und schmerzfreie Verbandwechsel.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
steril, einzeln eingesie	steril, einzeln eingesiegelt, für Verordnung und OTC								
8 x 10 cm	00635336	560 Stück	10 Stück	L2 23083					
10 x 12 cm	00635359	300 Stück	10 Stück	L2 23084					
steril, einzeln eingesie	gelt, für OP, Ambulanz	und Praxis, im Spender	karton	•					
8 x 10 cm	01495707	600 Stück	50 Stück	L2 23081					
10 x 12 cm	01495713	300 Stück	50 Stück	L2 23082					
10 x 20 cm	03036820	300 Stück	50 Stück	L2 23087					





METALLINE DRAIN- UND TRACHEO-KOMPRESSEN LOHMANN & RAUSCHER

Mehrschichtige Spezialkompressen aus 100 % Viskose (verfestigt mit Acrylatbinder), obere Schicht der Kompresse ist aluminiumbedampft, steril, einzeln eingesiegelt, im Spenderkarton.

Тур	Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Drain-Kompresse	6 x 7 cm	02072713	12 x 50 Stück	50 Stück	L2 23093	
Tracheo-Kompresse	8 x 9 cm	02072736	12 x 50 Stück	50 Stück	L2 23094	















SOLVALINE N LOHMANN & RAUSCHER

Wundkompresse, verklebungsarm

Solvaline N Kompressen bestehen aus einem hoch saugfähigem Viskose/Polyester Kern, der beidseitig mit einer fein perforierten Polyethylen-Folie bedeckt ist. Wundexsudat wird durch die Perforation der Polyethylen-Folie schnell aufgenommen. Solvaline N ist verklebungsarm und ermöglicht so einen schmerzarmen und atraumatischen Verbandwechsel. Durch den Folienauftrag auf der Ober- und Unterseite der Kompresse kann Solvaline N beidseitig auf die Wunde aufgelegt werden und erhöht somit die Sicherheit für Patient und Anwender.

Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
unsteril									
5 x 5 cm	280000	07593285	9000 Stück	200 Stück	L2 31840				
10 x 10 cm	280001	07593598	900 Stück	150 Stück	L2 31841				
10 x 20 cm	280002	07593687	1500 Stück	50 Stück	L2 31842				
steril, einzeln ei	ngesiegelt								
5 x 5 cm	280008	07600737	2700 Stück	25 Stück	L2 31834				
5 x 5 cm	280004	07597716	2700 Stück	100 Stück	L2 31830				
10 x 10 cm	280009	07600766	720 Stück	10 Stück	L2 31835				
10 x 10 cm	280005	07597745	1200 Stück	100 Stück	L2 31831				
10 x 20 cm	280006	07598791	600 Stück	50 Stück	L2 31832				

ASKINA FINGER BOB B.BRAUN

Der patente Fingerfixierverband mit dem pfiffigen Dreh. Die innovative Wirkstruktur sorgt in Sekundenschnelle für eine sichere Fixierung des Verbandes am Finger.

- Für die Fixierung von Wundauflagen am Finger
- In Sekunden applizierbarer Verband
- Für jede Fingergröße und -stärke geeignet
- Allergisch unbedenkliches Material
- Baumwoll-Viskose-Mischung

Тур	Farbe	Länge	Durchmesser	PZN	UK	VE	REF	Preis VE	
Standard									
Standard	weiß	180 mm	12 mm	06965023	72 Stück	6 Stück	H7 9044027		
Standard	weiß	180 mm	12 mm	06874705	2500 Stück	50 Stück	H7 9044000		
Standard	farbig	180 mm	12 mm	06965017	72 Stück	6 Stück	H7 9044035		
Standard	farbig	180 mm	12 mm	06874711	2700 Stück	50 Stück	H7 9044019		
Large	Large								
Large	farbig	220 mm	17 mm	00050653	1350 Stück	25 Stück	H7 9044159		

ELASTOFIX BSN

Netzschlauchverband, Anstaltspackung, 25 m Länge

Тур	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Gr. A für kleine Extremitäten + Finger	01647583	20 Stück	1 Stück	G9 2140	
Gr. B für große Extremitäten + kleine Kopfverbände	01647608	20 Stück	1 Stück	G9 2141	
Gr. C für kleine bis mittlere Rümpfe	01647614	10 Stück	1 Stück	G9 2142	
Gr. D für große Rümpfe	01647620	10 Stück	1 Stück	G9 2143	

STÜLPA-FIX HARTMANN

Hochelastischer Netzschlauchverband mit hohem Baumwollanteil; ohne komplizierte Verbandtechniken schnell und einfach anzulegen; sichere und dauerhafte Fixierung; lässt sich an jeder beliebigen Stelle durchtrennen, ohne weiter einzureißen oder auszufransen; sterilisierbar (Dampf A 134 °C). 68 % Baumwolle, 24 % Polyamid und 8 % Elastan.

Тур	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Gr. 1 für Finger	02175399	19 Stück	1 Stück	H2 9325410	
Gr. 2 für Hand, Arm, Kinderfuß, -bein	02175407	16 Stück	1 Stück	H2 9325429	
Gr. 3 für Fuß, Bein, Kinderkopf	02175413	12 Stück	1 Stück	H2 9325438	
Gr. 4 für Kopf, Kinderrumpf	02175436	8 Stück	1 Stück	H2 9325447	
Gr. 5 für Rumpf	02175442	6 Stück	1 Stück	H2 9325457	
Gr. 6 für großen Rumpf	03404850	4 Stück	1 Stück	H2 9325466	
Gr. 7 für übergroßen Rumpf	01609708	4 Stück	1 Stück	H2 9325475	



TG-FIX NETZVERBAND LOHMANN & RAUSCHER

Großmaschiger, hochelastischer Schlauchverband; aus polyamid-umsponnen Gummi und gekräuseltem Polyamidgarn nahtlos gestrickt (71 % Polyamid, 29 % Elastodien), weiß, ohne optische Aufheller.

Hinweis für die Anwendung

Größe A: für Finger

Größe B: für kleine Extremität (mehrere Finger/Hand/Fuß) Größe C: für große Extremität (kleiner Kopf/Bein/Arm)

Größe D: für großen Kopf, kleinen Rumpf Größe E: für großen Rumpf, Hüfte, Achselhöhle

Тур	Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Gr. A, gerollt	4 m	00537272	100 Stück	1 Stück	L2 24240	
Gr. B, gerollt	4 m	00537289	100 Stück	1 Stück	L2 24241	
Gr. C, gerollt	4 m	00537295	98 Stück	1 Stück	L2 24242	
Gr. D, gerollt	4 m	00537303	58 Stück	1 Stück	L2 24243	
Gr. E, gerollt	4 m	00537326	28 Stück	1 Stück	L2 24244	
Gr. A, gefaltet	25 m	00537332	66 Stück	1 Stück	L2 24250	
Gr. B, gefaltet	25 m	00537349	20 Stück	1 Stück	L2 24251	
Gr. C, gefaltet	25 m	00537355	16 Stück	1 Stück	L2 24252	
Gr. D, gefaltet	25 m	00537361	16 Stück	1 Stück	L2 24253	
Gr. E, gefaltet	25 m	00537378	12 Stück	1 Stück	L2 24254	



TG-GRIP STÜTZ SCHLAUCHVERBAND LOHMANN & RAUSCHER

Dauerelastischer Schlauchverband (85 % Baumwolle) 10 m Rolle im Spenderkarton.

Hinweis für die Anwendung

Größe A: Kinderhand, Kinderunterarm Größe G: Bein, Oberschenkel (groß)

Größe B: Kinderarm, Kinderunterschenkel Größe J: Rumpf (klein) Größe C: Arm (schmal), Kinderbein Größe K: Rumpf (mittel) Größe D: Arm (mittel), Unterschenkel Größe L: Rumpf (groß) Größe E: Arm (groß), Bein, Oberschenkel (klein) Größe M: Rumpf (extra groß)

Größe F: Bein, Oberschenkel (mittel)

Тур	Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Gr. A	10 m	01309366	24 Stück	1 Stück	L2 24120	
Gr. B	10 m	01309372	16 Stück	1 Stück	L2 24121	
Gr. C	10 m	01309389	16 Stück	1 Stück	L2 24122	
Gr. D	10 m	01309395	16 Stück	1 Stück	L2 24123	
Gr. E	10 m	01309403	12 Stück	1 Stück	L2 24124	
Gr. F	10 m	01309426	12 Stück	1 Stück	L2 24125	
Gr. G	10 m	01309432	8 Stück	1 Stück	L2 24126	
Gr. J	10 m	01309449	6 Stück	1 Stück	L2 24127	
Gr. K	10 m	01309455	4 Stück	1 Stück	L2 24128	
Gr. L	10 m	01309461	4 Stück	1 Stück	L2 24129	
Gr. M	10 m	01309478	2 Stück	1 Stück	L2 24130	





TUBIFAST 2-WAY STRETCH

MÖLNLYCKE HEALTH CARE Unsteriler, elastischer, längs- und querdehnbarer Schlauchverband. Tubifast 2-Way Stretch sichert Verbände, ohne einzuengen oder Kompression zu verursachen. Nadeln oder Klebebänder zur zusätzlichen Fixierung sind nicht notwendig. Die Dehnfähigkeit in beide Richtungen sorgt für volle Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Tragekomfort.

Farbcode	Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
grün	5 cm x 1 m		09932780	36 Stück	12 Stück	H7 2481	
grün	5 cm x 10 m	2436	09932716	24 Stück	1 Stück	H7 S1924361	
blau	7,5 cm x 1 m		09932797	36 Stück	12 Stück	H7 2482	
blau	7,5 cm x 10 m	2438	09932739	30 Stück	1 Stück	H7 S1924381	
gelb	10,75 cm x 10 m		09932745	12 Stück	1 Stück	H7 2440	
violett	20 cm x 10 m		09932768	15 Stück	1 Stück	H7 2444	

servogrip

KOMPRESSIONS-SCHLAUCHBANDAGE





servogrip

SERVOGRIP, SCHLAUCHBANDAGE

Dauerelastischer Kompressions-Schlauchverband zum Stützen, Entlasten, Komprimieren und kräftigen Fixieren.



Тур	Маве	PZN	VE	REF	Preis VE
Gr. A	4,50 cm x 10 m	02719043	2 Stück	H7 1914351	
Gr. B	6,25 cm x 10 m	02719066	1 Stück	H7 1914361	
Gr. C	6,75 cm x 10 m	02731363	1 Stück	H7 1914431	
Gr. D	7,50 cm x 10 m	02731386	1 Stück	H7 1914371	
Gr. E	8,75 cm x 10 m	02749771	1 Stück	H7 1914341	
Gr. F	10,00 cm x 10 m	02755487	1 Stück	H7 1914381	
Gr. G	12,00 cm x 10 m	02794636	1 Stück	H7 1914391	
Gr. J	18,00 cm x 10 m	17897098	1 Stück	H7 1914401	
Gr. K	22,00 cm x 10 m	17897106	1 Stück	H7 1914411	
Gr. L	32,50 cm x 10 m	03064035	1 Stück	H7 1914421	
Gr. M	36,00 cm x 10 m	17897135	1 Stück	H7 1914441	

TRICODUR TUBULAR BSN

Dauerelastische Einzel-Schlauchbinde, weiß



Тур	Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Gr. B	6,00 cm x 10 m	02153989	12 Stück	1 Stück	G9 9445	
Gr. C	6,50 cm x 10 m	02153995	12 Stück	1 Stück	G9 9446	
Gr. D	7,50 cm x 10 m	02154003	12 Stück	1 Stück	G9 9447	
Gr. E	8,75 cm x 10 m	02154026	12 Stück	1 Stück	G9 9448	
Gr. F	10,00 cm x 10 m	02154032	8 Stück	1 Stück	G9 9449	
Gr. G	12,00 cm x 10 m	02154049	8 Stück	1 Stück	G9 9450	
Gr. H	15,00 cm x 10 m	03315951	4 Stück	1 Stück	G9 9841	
Gr. J	17,50 cm x 10 m	02154055	4 Stück	1 Stück	G9 9451	
Gr. K	21,50 cm x 10 m	02154061	4 Stück	1 Stück	G9 9452	
Gr. L	32,50 cm x 10 m	02154078	3 Stück	1 Stück	G9 9453	
Gr. M	37,50 cm x 10 m	02368767	2 Stück	1 Stück	G9 9842	



TG SCHLAUCHVERBAND LOHMANN & RAUSCHER

Ideales Schlauchmaterial zur Fixierung von Kompressen, auch zur Kompression und Extension verwendbar. TG Verbände liegen fest an ohne einzuschnüren, überall bleibt der Verband angenehm glatt.

67 % Baumwolle, 33 % Viskose, bis 120 °C sterilisierbar Größenzuordnung:

Gr. 1 Finger und Zehen

Gr. 2 Finger und Kinderhand Gr. 3 geschiente Finger und Kinderarm

Gr. 5 Arm, Unterschenkel, Kinderbein

Gr. 6 Beinverbände

Gr. 7 Oberschenkel, Armschienen

Gr. 9 Kopf- und Oberschenkel

Gr. 12 Oberschenkel XL, Kopf L, Kinderrumpf

Тур	Farbe	Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE		
5 m lang, gerollt									
Gr. 1	weiß	1,4 cm x 5m	01020157	80 Stück	1 Stück	L2 24020			
Gr. 2	weiß	2,3 cm x 5m	01020192	50 Stück	1 Stück	L2 24021			
Gr. 3	weiß	3,0 cm x 5m	01020223	40 Stück	1 Stück	L2 24022			
Gr. 5	weiß	5,5 cm x 5m	01020252	40 Stück	1 Stück	L2 24023			
Gr. 6	weiß	6,5 cm x 5m	01020275	40 Stück	1 Stück	L2 24024			
Gr. 7	weiß	7,0 cm x 5m	01020298	40 Stück	1 Stück	L2 24025			
20 m lang, ger	ollt								
Gr. 1	weiß	1,4 cm x 20m	01020186	20 Stück	1 Stück	L2 24000			
Gr. 2	weiß	2,3 cm x 20m	01020217	20 Stück	1 Stück	L2 24001			
Gr. 3	weiß	3,0 cm x 20m	01020246	10 Stück	1 Stück	L2 24002			
Gr. 5	weiß	5,5 cm x 20m	01020269	10 Stück	1 Stück	L2 24003			
Gr. 6	weiß	6,5 cm x 20m	01020281	10 Stück	1 Stück	L2 24004			
Gr. 7	weiß	7,0 cm x 20m	01020306	18 Stück	1 Stück	L2 24005			
Gr. 9	weiß	8,5 cm x 20m	01020312	12 Stück	1 Stück	L2 24006			
Gr. 12	weiß	12 cm x 20m	01309343	12 Stück	1 Stück	L2 24007			



TG FINGERLING LOHMANN & RAUSCHER

Gebrauchsfertiger Fingerverband (Größe: 2) 67 % Baumwolle, 33 % Viskose

Тур	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Gr. 2	01019993	250 Stück	25 Stück	L2 24080	
Gr. 2	01020016	750 Stück	50 Stück	L2 24081	



TG SOFT POLSTERSCHLAUCHVERBAND LOHMANN & RAUSCHER

Frotteeschlauchverband 85 % Baumwolle (ungebleicht), 15 % Elasthan. Zur Polsterung unter Steifverbänden. Hautfarben, gerollt.

Тур	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 m lang, gerolit					
Gr. S für Unterarm, Kinderarm, Kinderbein	03112403	8 Stück	1 Stück	L2 13200	
Gr. M für Unterschenkel, Arm	03112426	6 Stück	1 Stück	L2 13201	
Gr. L für Bein	03112432	4 Stück	1 Stück	L2 13202	



TRIKOTSCHLÄUCHE 3M

Маве	PZN	VE	REF	Preis VE
2,5 cm x 22,8 m	03888411	1 Stück	S6 MS01	
5,0 cm x 22,8 m	03888428	1 Stück	S6 MS02	
7,5 cm x 22,8 m	03888434	1 Stück	S6 MS03	
10,0 cm x 22,8 m	03888440	1 Stück	S6 MS04	
15,0 cm x 22,8 m	03888457	1 Stück	S6 MS06	
20,0 cm x 22,8 m	03888463	1 Stück	S6 MS08	
25,4 cm x 22,8 m	03888486	1 Stück	S6 MS10	



STÜLPA ROLLEN HARTMANN

Nahtlos gestrickter Schlauchverband mit hoher Querdehnbarkeit, ohne Hilfsmittel einfach anzulegen; kann an jeder beliebigen Stelle durchtrennt werden, ohne dass Laufmaschen entstehen; faltenloser Sitz; durch geschlossene Oberfläche auch bei mechanischer Beanspruchung kein Lockern, sodass Wunden oder empfindliche Hautpartien zuverlässig geschützt werden; saugfähig, luftdurchlässig und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); auf Rollen sowie als Fertigverband erhältlich. 70 % Viskose, 30 % Baumwolle.

Тур	Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Gr. 1 R für Fingerverbände	2,5 cm x 15 m	00982948	24 Stück	1 Stück	H2 4271111	
Gr. 0 R für Kinderfinger- & Zehenverbände	1,5 cm x 15 m	00982894	33 Stück	1 Stück	H2 4271102	
Gr. 2 R für Arm-, Kinderfuß-/Kinderbeinverbände	6 cm x 15 m	00982960	12 Stück	1 Stück	H2 4271120	
Gr. 3 R für Hand-, Fuß- und Beinverbände, Kinderkopf-/Kinderachselhöhlenverbände	8 cm x 15 m	00983037	28 Stück	1 Stück	H2 4271139	
Gr. 4 R für Kopf-, Bein-/Achselhöhlenverbände, Gesichtsmasken	10 cm x 15 m	00983095	17 Stück	1 Stück	H2 4271148	
Gr. 5 R für Kinderrumpf-, Kopf-, Oberschenkel-, Achselhöhlenverbände, Streckverbände,	12 cm x 15 m	00983103	6 Stück	1 Stück	H2 4271157	
Gr. 6 R für Kinderrumpf-/Oberschenkelverbände	17 cm x 15 m	16259992	4 Stück	1 Stück	H2 4271461	
Gr. 7 R für Desault-, Rumpf- und Übergrößenverbände	21 cm x 15 m	16260022	6 Stück	1 Stück	H2 4271470	
Gr. 8 R für Desault- und Rumpfverbände	24 cm x 15 m	16260039	6 Stück	1 Stück	H2 4271489	



STÜLPA FERTIGVERBÄNDE HARTMANN

Fingerverbände, lose im Karton.


Тур	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Gr. 1 für Finger	00982919	400 Stück	20 Stück	H2 4272112	
Gr. 1 für Finger	00982925	1000 Stück	50 Stück	H2 4272619	



ADAPTIC DIGIT NICHT-HAFTENDER FINGER- UND ZEHENVERBAND 3M

Der 3M Adaptic Digit nicht-haftende Finger- und Zehenverband besteht aus einer einzigartigen, von Silikon ummantelten, nicht-haftenden Kontaktschicht, umgeben von weichem Fließstoff - speziell entwickelt als Verband für Finger und Zehen. Adaptic Digit ist schnell und einfach in der Anwendung, es wird keine Anwendungshilfe oder Schere benötigt. Der anpassungsfähige und komfortable Adaptic Digit nicht-haftende Finger- und Zehenverband ermöglicht eine maximale Beweglichkeit für Hand und Fuß ohne dabei mit der Wunde zu verkleben. Die einfache Anwendung des Verbands bietet Patienten die Möglichkeit, ihren Verbandwechsel zu Hause selbst durchzuführen.

- Der Verband erlaubt durch die optimale Passform eine maximale Beweglichkeit für Hand und Fuß.
- Sauber und sanft von der Wunde entfernbar, wodurch Traumata während des Verbandwechsels minimiert werden können.
- Kann bis zu 7 Tagen auf der Wunde verbleiben



Größe	Durchmesser	PZN	VE	REF	Preis VE			
Adaptic Digit Fingerverband								
S	2,0 cm	08410654	10 Stück	J7 MAD003				
M	2,4 cm	08410660	10 Stück	J7 MAD013				
М	2,4 cm	10843461	85 Stück	J7 MAD013D				
L	2,8 cm	08410677	10 Stück	J7 MAD023				
L	2,8 cm	10843478	85 Stück	J7 MAD023D				
XL	3,0 cm	08410683	10 Stück	J7 MAD042				
Adaptic Digit Zehenv	erband							
L	2,8 cm	08410708	10 Stück	J7 MAD062				
L	2,8 cm	10843484	85 Stück	J7 MAD062D				







DAUERELASTISCHER SCHLAUCHVERBAND



SERVOFAST, SCHLAUCHVERBAND

Dauerelastischer Schlauchverband zum Stützen, Entlasten, Komprimieren und kräftigen Fixieren.

Auf der Rolle mit 10 m Länge, im Spenderkarton.





Тур	Маве	Farbe	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Extremitäten, klein	3,5 cm x 10 m	rot	17897023	35 Stück	1 Stück	J8 30101	
Extremitäten, mittel	5,50 cm x 10 m	grün	00577314	28 Stück	1 Stück	J8 30103	
Extremitäten, mittelgroß	12,5 cm x 10 m	gelb	17897052	14 Stück	1 Stück	J8 30107	
Extremitäten, groß	8,50 cm x 10 m	blau	17897141	20 Stück	1 Stück	J8 30105	
Extremitäten, extragroß	17,5 cm x 10 m	beige	17897069	7 Stück	1 Stück	J8 30108	

SCHLAUCHVERBAND

COVERFLEX FAST HARTMANN

Coverflex fast ist ein nahtlos rundgestrickter, dauerelastischer Schlauchverband aus einem dichtem seidenartigem Material mit eingearbeiteten Elasthanfäden. Coverflex fast dient zur sicheren Fixierung von Wundauflagen, als schützender Unterzug bzw. Überzug bei Kompressions-, Gips- und Zinkleimverbänden sowie bei haftenden und kohäsiven Verbänden. In der Dermatologie wird er als Feuchtverband bei der Fett-Feucht-Therapie in der akuten Phase des atopischen Ekzem und als Trockenverband in der chronischen Phase eingesetzt.

Тур	Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Größe 1	3,5 cm x 10 m	13828290	81 Stück	1 Stück	H2 9310250	
Größe 2	5,0 cm x 10 m	13828315	54 Stück	1 Stück	H2 9310260	
Größe 3	7,5 cm x 10 m	13828321	36 Stück	1 Stück	H2 9310270	
Größe 4	10,7 cm x 10 m	13828338	27 Stück	1 Stück	H2 9310280	
Größe 5	17,5 cm x 10 m	13828344	18 Stück	1 Stück	H2 9310290	

TRICOFIX BSN

Schlauchverband

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
Schlauchverband								
1,5 cm x 20 m	01868930	22 Stück	1 Stück	G9 2191				
2,5 cm x 20 m	01868947	15 Stück	1 Stück	G9 2192				
4,0 cm x 20 m	01868953	9 Stück	1 Stück	G9 2193				
6,0 cm x 20 m	01868976	24 Stück	1 Stück	G9 2195				
8,0 cm x 20 m	01868982	20 Stück	1 Stück	G9 2197				
10,0 cm x 20 m	01868999	16 Stück	1 Stück	G9 2198				
12,0 cm x 20 m	02059606	6 Stück	1 Stück	G9 2199				
16,0 cm x 10 m	01869007	18 Stück	1 Stück	G9 2201				
Gebrauchsfertiger Fingerverband								
Fingerverband	02059612	400 Stück	50 Stück	G9 2184				











LOMATUELL H LOHMANN & RAUSCHER

Vaseline Tamponadenstreifen. Gebrauchsfertiger, nicht wundhaftender Gittertüll, imprägniert mit hydrophober, neutraler Salbengrundlage, steril, einzeln eingesiegelt.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	08534913	36 x 10 Stück	10 Stück	L2 23314	
10 x 10 cm	03275602	12 x 10 Stück	10 Stück	L2 23315	
10 x 10 cm	03275631	9 x 50 Stück	50 Stück	L2 23318	
10 x 20 cm	03275619	12 x 10 Stück	10 Stück	L2 23316	
10 x 30 cm	03275625	8 x 10 Stück	10 Stück	L2 23317	

LOMATUELL PRO LOHMANN & RAUSCHER

Gelbildendes Kontaktnetz

Steriler, Polyesterfaser-Gittertüll imprägniert mit einer Beschichtungsmasse, bestehend aus Polymermatrix (eine elastisch verformbaren Fixiermasse), Vaseline und Hydrokolloid. Einsetzbar bei allen oberflächlichen, akuten, chronischen und postoperativen Wunden aller Exsudationsphasen sowie für trockene Wunden.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 x 5 cm	10005091	288 Stück	8 Stück	L2 33616	
5 x 5 cm	11070110	120 Stück	120 Stück	L2 33625	
10 x 10 cm	10005116	96 Stück	8 Stück	L2 33617	
10 x 10 cm	10005151	450 Stück	50 Stück	L2 33620	
10 x 10 cm	10713988	480 Stück	120 Stück	L2 33621	
20 x 10 cm	10005122	96 Stück	8 Stück	L2 33618	
30 x 10 cm	10005139	64 Stück	8 Stück	L2 33619	
ohne PZN					
5 x 5 cm			10 Stück	L2 30870	
10 x 10 cm		120 Stück	10 Stück	L2 30871	
10 x 20 cm		120 Stück	10 Stück	L2 30872	
10 x 30 cm			10 Stück	L2 30873	

TAMPONADEBINDE HARTMANN

Aus reiner Baumwolle, mit gewebten Kanten; in verschiedenen Breiten zu 5 m Länge erhältlich, steril.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1 cm x 5 m	01002981	36 Stück	1 Stück	H2 3708009	
2 cm x 5 m	01002998	36 Stück	1 Stück	H2 3708018	

GAZIN TAMPONADEBINDEN LOHMANN & RAUSCHER

Aus reiner Baumwolle, steril, gerollt, im Kunststoffspender, 1-fach.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1 cm x 5 m	01003041	216 Stück	1 Stück	L2 13470	
2 cm x 5 m	01003058	120 Stück	1 Stück	L2 13471	
5 cm x 5 m	01003070	60 Stück	1 Stück	L2 13473	

OPRACLEAN LOHMANN & RAUSCHER

Opraclean Verbandstoffe unterstützen die Wundreinigung durch Aufsaugen von Wundexsudat, Zelltrümmern und Bakterien. Selbst tiefe Wundtaschen und Wundhöhlen können sehr gut mit Opraclean austamponiert werden. Gleichzeitig wirken die mit Iodoform imprägnierten Verbandstoffe antimikrobiell*. Im Kontakt mit dem Wundsekret zersetzt sich Iodoform und setzt kontinuierlich kleine Mengen an Iod aus dem Verbandstoff frei. Ein weiterer Vorteil: Resistenzen der Erreger gegen Iod sind nicht bekannt. 100 % Baumwolle (Mull) imprägniert mit Iodoform. *Antimikrobielle und antifungale Wirkung bestätigt für Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumonia und Candida albicans basierend auf in vitro Untersuchungen

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
Mullbinde zur Tamponade mit Jodoform, gerollt im Klarsichtspender, im Spezialbeutel										
1 cm x 5 m	04436757	216 Stück	1 Stück	L2 13580						
2 cm x 5 m	04436906	120 Stück	1 Stück	L2 13581						
5 cm x 5 m	04436929	60 Stück	1 Stück	L2 13582						
Schlauchgaze mit Jode	oform, im Rollenhalter, i	m Spezialbeutel								
8 cm x 5 m	04436935	30 Stück	1 Stück	L2 13583						
Verbandmull mit Jodoform, 4-fach gelegt, im Rollenhalter, im Spezialbeutel										
6 cm x 5 m	04436711	30 Stück	1 Stück	L2 13584						
8 cm x 5 m	04436734	30 Stück	1 Stück	L2 13585						



OPSITE POST-OP SMITH & NEPHEW

Folienverband zur Versorgung postoperativer Wunden – steril. Die Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert Feuchtigkeitsansammlungen, weniger Verbandwechsel durch hochabsorptionsfähiges Wundkissen, nicht verklebend, elastisch und anpassungsfähig, transparent, bakterien- und wasserundurchlässig.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6,5 x 5 cm (4 x 2,5 cm Wundauflage)	01447424	1800 Stück	100 Stück	L6 66000708	
6,5 x 5 cm (4 x 2,5 cm Wundauflage)	04110412	360 Stück	6 x 5 Stück	L6 66030313	
9,5 x 8,5 cm (7,3 x 3,7 cm Wundauflage)	01447430	200 Stück	20 Stück	L6 66000709	
9,5 x 8,5 cm (7,3 x 3,7 cm Wundauflage)	04110429	360 Stück	6 x 5 Stück	L6 66030314	
12 x 10 cm (7,5 x 5,8 cm Wundauflage)	01447453	100 Stück	10 Stück	L6 66000710	
15,5 x 8,5 cm (12 x 3,7 cm Wundauflage)	01447447	200 Stück	20 Stück	L6 66000712	
20 x 10 cm (15 x 5,5 cm Wundauflage)	01447482	200 Stück	20 Stück	L6 66000713	
25 x 10 cm (20 x 5,7 cm Wundauflage)	01447499	200 Stück	20 Stück	L6 66000714	
30 x 10 cm (25 x 5,7 cm Wundauflage)	01447507	160 Stück	20 Stück	L6 66000715	



OPTISKIN URGO

lst ein steriler, selbstklebender, semi-permeabler, transparenter Film aus einer dünnen Polyurethan-Folie und einer hypoallergenen Polyacrylat-Klebemasse. Aufgrund seiner guten Klebekraft und der Bakterien- und Wasserundurchlässigkeit kann Optiskin auch beim Duschen und Baden getragen werden.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5,3 x 7 cm	00663048	1350 Stück	50 Stück	L7 556769	
10 x 7 cm	00663077	600 Stück	50 Stück	L7 556757	
10 x 9 cm	00663108	600 Stück	50 Stück	L7 556770	
15 x 9 cm	00663166	400 Stück	20 Stück	L7 556771	
20 x 9 cm	00737769	320 Stück	20 Stück	L7 556778	



HANSAPLAST SPRÜHPFLASTER BDF

- Wasserfest
- Hochelastisch
- Kaum sichtbar

Inhalt	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
30 g / 32,5 ml	1861	03558286	6 Stück	1 Stück	G9 1860	



OPSITE SPRAY SMITH & NEPHEW

- Wasserfester, transparenter Sprühverband
- Transparenter, schnell trocknender Sprühverband
- Wasserdicht
- Atmungsaktiv
- Anpassungsfähig und elastisch

Bei kleineren Schnitt- und Schürfwunden, zur postoperativen Versorgung sowie nach der Entfernung von Nahtmaterial.

Der aufgesprühte Verband passt sich allen Körperkonturen an und verursacht keine Bewegungseinschränkung. Einzeln lieferbar.

Inhalt	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
100 ml	02063507	12 Stück	1 Stück	L6 66004978	
240 ml	00744539	12 Stück	12 Stück	L6 66004980	

Service macht den Unterschied.







HISTOFREEZER ZUR WARZENENTFERNUNG

Zum leichteren Entfernen von Warzen erzielen Sie gute Erfolge mit dem Histofreezer. Bestehend aus einer Gas-Spraydose und Spezial-Watte Applikatoren. Durch das Verdampfen des Gases wird eine Vereisung von minus 57 °C erreicht, welche durch den Applikator übertragen wird. Nach ca. 10 Tagen verfärbt sich die Epidermis und fällt ab, während sich darunter eine neue Hautschicht gebildet hat. Die unblutige Warzenentfernung wird mit gutem Erfolg durchgeführt.

Histofreezer Set, Small:

Sprühdose 2 x 80 ml, mit spitzen Applikatoren ca. 2 mm Ø, Packung = 60 Applikatoren

Histofreezer Set, Medium:

Sprühdose 2 x 80 ml, mit abgerundeten Applikatoren ca. 5 mm \emptyset , Packung = 52 Applikatoren

Тур	VE	REF	Preis VE
Histofreezer Set, small	1 Packung	G9 0411	
Histofreezer Set, medium	1 Packung	G9 0410	





ERSATZ-APPLIKATOREN FÜR KÄLTETHERAPIESYSTEME

Für den Einsatz bei Kältetherapiesystemen, wie z. B. Histofreezer, gibt es bei uns die Ersatztips (innen hohl) in der 80 mm langen Ausführung zum günstigen Preis.

Тур	PZN	VE	REF	Preis VE
Typ: Spitzkopf	07318509	50 Stück	H7 80HF-A	
Typ: Rundkopf	07318521	50 Stück	H7 80HF-B	
Typ: 25 x Spitzkopf und 25 x Rundkopf	07318538	50 Stück	H7 80HF-C	



ELASTISCHE MULLBINDEN FÜR FIXIERUNGEN ALLER ART

ELASTISCHE MULLBINDEN NOBA

Die Mullbinden sind lose im Karton zu 20 Stück verpackt.

Material: 45 % Viskose, 55 % Polyamid.



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 4 m	07094760	560 Stück	20 Stück	H1 1425	
8 cm x 4 m	07094783	480 Stück	20 Stück	H1 1426	
10 cm x 4 m	07094814	400 Stück	20 Stück	H1 1427	





Urgomull fein ist eine elastische Mullbinde zur leichten Fixierung von z. B. Kompressen, Kanülen und Polstermaterial. Die Eigenschaften der Mullbinde sind elastisch, weiß, weich, rutschfest, hautfreundlich, feine Webstruktur und gut modellierbar. Material: 60 % Polyamid und 40 % Viskose.

Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
lose	lose										
4 cm x 4 m	510545	07244030	560 Stück	20 Stück	L7 0545						
6 cm x 4 m	510546	07244047	400 Stück	20 Stück	L7 0546						
8 cm x 4 m	510547	07244053	320 Stück	20 Stück	L7 0547						
10 cm x 4 m	510548	07244076	240 Stück	20 Stück	L7 0548						
lose, Anstaltspa	ckung										
6 cm x 4 m	510552	08672325	400 Stück	100 Stück	L7 0552						
8 cm x 4 m	510553	08672331	300 Stück	100 Stück	L7 0553						



MOLLELAST LOHMANN & RAUSCHER

Griffige, sehr elastische Binde für Fixierverbände aller Art. DIN 61634-FB, weiß, unsteril

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
einzeln eingesiegelt										
4 cm x 4 m	03129970	520 Stück	20 Stück	L2 34514						
6 cm x 4 m	03129987	360 Stück	20 Stück	L2 34515						
8 cm x 4 m	03130016	500 Stück	20 Stück	L2 34516						
10 cm x 4 m	03130022	360 Stück	20 Stück	L2 34517						
12 cm x 4 m	04781520	320 Stück	20 Stück	L2 14414						
lose im Karton										
4 cm x 4 m	04781537	520 Stück	20 Stück	L2 19410						
6 cm x 4 m	04781543	360 Stück	20 Stück	L2 34511						
6 cm x 4 m	07402411	400 Stück	100 Stück	L2 19427						
8 cm x 4 m	04781566	500 Stück	20 Stück	L2 34512						
8 cm x 4 m	07402428	400 Stück	100 Stück	L2 19428						
10 cm x 4 m	04781572	360 Stück	20 Stück	L2 34513						
10 cm x 4 m	07402434	300 Stück	100 Stück	L2 19429						
12 cm x 4 m	04781589	320 Stück	20 Stück	L2 19414						
lose im Karton, ohne l	PZN		-							
8 cm x 4 m		500 Stück	20 Stück	L2 19412						
10 cm x 4 m		360 Stück	20 Stück	L2 19413						







PEHA CREPP HARTMANN

Superelastische Fixierbinden.

Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
einzeln eingesiegelt										
4 cm x 4 m		03664545	160 Stück	1 Stück	H2 3032105					
6 cm x 4 m		03664551	200 Stück	1 Stück	H2 3032114					
8 cm x 4 m		03664568	200 Stück	1 Stück	H2 3032123					
10 cm x 4 m		03664574	120 Stück	1 Stück	H2 3032132					
12 cm x 4 m		03664580	80 Stück	1 Stück	H2 3032140					
lose im Karton										
4 cm x 4 m	3033104	03664597	160 Stück	20 Stück	H2 3031105					
6 cm x 4 m	3033113	03664605	200 Stück	20 Stück	H2 3031114					
8 cm x 4 m	3033122	03664611	200 Stück	20 Stück	H2 3031123					
10 cm x 4 m	3033130	03664628	120 Stück	20 Stück	H2 3031132					
compact verpa	ckt		•	•						
6 cm x 4 m	3033514	03993556	800 Stück	100 Stück	H2 3031515					
8 cm x 4 m	3033523	03993562	600 Stück	100 Stück	H2 3031524					
10 cm x 4 m	3033532	03993579	600 Stück	100 Stück	H2 3033531					



PEHA LASTOTEL BANDAGEN HARTMANN

Die hochelastische Fixierbinde aus strapazierfähigem Spezialgewebe. 58 % Polyamid, 42 % Viskose. Lose im Karton.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 4 m	10069369	8 x 20 Stück	20 Stück	H2 3101100	
6 cm x 4 m	10069375	10 x 20 Stück	20 Stück	H2 3101110	
6 cm x 4 m	10074086	8 x 100 Stück	100 Stück	H2 3101210	
8 cm x 4 m	10069464	10 x 20 Stück	20 Stück	H2 3101120	
8 cm x 4 m	10074241	6 x 100 Stück	100 Stück	H2 3101220	
10 cm x 4 m	10069470	6 x 20 Stück	20 Stück	H2 3101130	
10 cm x 4 m	10074258	5 x 100 Stück	100 Stück	H2 3101230	
12 cm x 4 m	10069487	4 x 20 Stück	20 Stück	H2 3101140	





ASKINA ELAST FINE B.BRAUN

Elastische Fixierbinde nach DIN 61634, feinmaschig aus 54 % Polyamid und 46 % Viskose. Zur Fixierung von Wundauflagen und Schienen sowie für leichte Druckverbände. Ca. 140 % längselastisch. Sicherer und langanhaltender Sitz durch Elastizität und anschmiegsames Material. Hohe Stabilität durch gewebte Kante.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE		
lose im Karton							
4 cm x 4 m	06338639	1800 Stück	20 Stück	H7 9046046			
6 cm x 4 m	06338645	360 Stück	20 Stück	H7 9046062			
6 cm x 4 m	06338680	400 Stück	100 Stück	H7 9047069			
8 cm x 4 m	06338651	300 Stück	20 Stück	H7 9046089			
8 cm x 4 m	06338697	300 Stück	100 Stück	H7 9047085			
10 cm x 4 m	06338668	240 Stück	20 Stück	H7 9046100			
10 cm x 4 m	06338705	250 Stück	50 Stück	H7 9047107			
12 cm x 4 m	06338674	200 Stück	20 Stück	H7 9046127			
einzeln verpackt							
4 cm x 4 m	06338579		20 Stück	H7 9045040			
6 cm x 4 m	06338585		20 Stück	H7 9045066			
8 cm x 4 m	06338591		20 Stück	H7 9045082			
10 cm x 4 m	06338616		20 Stück	H7 9045104			





LIFEGUARD DREIECKTÜCHER

Die vielfach benötigten Dreiecktücher gibt es bei uns in 2 Varianten für jeden Einsatzzweck! Inkl. 2 Sicherheitsnadeln.

Einzeln polyverpackt.

Тур	Маßе	PZN	VE	REF	Preis VE
Dreiecktuch Non-Woven unsteril, weiß, DIN 13168-D	136 x 96 x 96	03096325	1 Stück	H1 15803	
Dreiecktuch Viskose (Cotton) unsteril, besonders haltbar, weiß	136 x 96 x 96	03141132	1 Stück	H1 15804	





MEDIWARE SICHERHEITSNADELN

Größe	Länge	VE	REF	Preis VE
2 = 2,38 mm	38 mm	144 Stück	H1 15805	
3 = 3,50 mm	50 mm	144 Stück	H1 15806	





Farbe	VE	REF	Preis VE
weiß	100 Stück	H1 777	



VERBANDPÄCKCHEN

DIN 13151:2008-12, steril.

Тур	Маве	PZN	VE	REF	Preis VE
Kompresse K	6 x 8 cm	03257248	1 Stück	N6 9001	
Kompresse M	8 x 10 cm	03257254	1 Stück	N6 9002	
Kompresse G	10 x 12 cm	03257260	1 Stück	N6 9003	





VERBANDTÜCHER, STERIL

Тур	Маßе	PZN	VE	REF	Preis VE
nach DIN 13152-BR	40 x 60 cm	03256349	1 Stück	N6 9010	
nach DIN 13152-A	60 x 80 cm	03256355	1 Stück	N6 9011	
nach DIN 13152-B	80 x 120 cm	03256361	1 Stück	N6 9012	





SERVOMULL ELAST

ELASTISCHE FIXIERBINDE





SERVOMULL ELAST

SERVOMULL ELAST, ELASTISCHE FIXIERBINDE

Weiße, elastische Fixierbinde für rutschfeste und luftige Verbände. Ca. 110 % dehnbar, atmungsaktiv. Material: 36 % Viskose, 28 % Polyamid, 36 % Baumwolle.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
einzeln eingesiegelt	einzeln eingesiegelt							
6 cm x 4 m	03396642	10 x 20 Stück	20 Stück	J8 0631				
8 cm x 4 m	03396731	10 x 20 Stück	20 Stück	J8 0831				
10 cm x 4 m	03396748	5 x 20 Stück	20 Stück	J8 1031				
12 cm x 4 m	03396754	5 x 20 Stück	20 Stück	J8 1231				
Anstaltspackung, lose	im Karton							
6 cm x 4 m	03396760	10 x 20 Stück	20 Stück	J8 0630				
8 cm x 4 m	03396783	10 x 20 Stück	20 Stück	J8 0830				
10 cm x 4 m	03396808	5 x 20 Stück	20 Stück	J8 1030				
12 cm x 4 m	03396820	8 x 20 Stück	20 Stück	J8 1230				

ELASTOMULL BSN

Elastische Fixierbinde, weiß, in Polypropylen,

Material: 29 % Viskose, 29 % Polyamid, 42 % Baumwolle.



Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE		
einzeln eingesiegelt							
4 cm x 4 m	01698528	28 x 20 Stück	20 Stück	G9 2094			
6 cm x 4 m	01698534	18 x 20 Stück	20 Stück	G9 2095			
8 cm x 4 m	01698540	15 x 20 Stück	20 Stück	G9 2096			
10 cm x 4 m	01698557	12 x 20 Stück	20 Stück	G9 2097			
12 cm x 4 m	01698563	9 x 20 Stück	20 Stück	G9 2098			
Anstaltspackung, lose	im Karton						
4 cm x 4 m	03486173	28 x 20 Stück	20 Stück	G9 2099			
4 cm x 4 m	00633780	5 x 50 Stück	50 Stück	G9 45250			
6 cm x 4 m	03486196	18 x 20 Stück	20 Stück	G9 2100			
6 cm x 4 m	03497610	4 x 100 Stück	100 Stück	G9 45251			
8 cm x 4 m	03486204	15 x 20 Stück	20 Stück	G9 2101			
8 cm x 4 m	03497627	3 x 100 Stück	100 Stück	G9 45252			
10 cm x 4 m	03486210	12 x 20 Stück	20 Stück	G9 2102			
10 cm x 4 m	03497633	5 x 50 Stück	50 Stück	G9 45253			
12 cm x 4 m	03486227	9 x 20 Stück	20 Stück	G9 2103			

ELASTOMULL HOSPITAL BSN

Elastische Fixierbinden, weiß, ohne Polypropylen. Elastomull hospital eignet sich zur Fixierung von Wundauflagen, insbesondere an viel bewegten und konischen Körperteilen, sowie an Gelenken.



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 4 m	01903968	480 Stück	20 Stück	G9 7259900	
4 cm x 4 m	01917002		50 Stück	G9 7259905	
6 cm x 4 m	01903974	320 Stück	20 Stück	G9 7259901	
6 cm x 4 m	01917019		100 Stück	G9 7259906	
8 cm x 4 m	01903980	240 Stück	20 Stück	G9 7259902	
8 cm x 4 m	01917025		100 Stück	G9 7259907	
10 cm x 4 m	01903997	200 Stück	20 Stück	G9 7259903	
10 cm x 4 m	01917031		50 Stück	G9 7259908	
12 cm x 4 m	01904005	180 Stück	20 Stück	G9 7259904	

VERBANDMITTEL





ELASTOMULL HAFT BSN

Die selbstklebende elastische Fixierbinde, weiß, latexfrei.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 4 m	02507039	16 x 10 Stück	10 Stück	G9 45470	
6 cm x 4 m	02507045	12 x 10 Stück	10 Stück	G9 45471	
8 cm x 4 m	02507051	24 x 10 Stück	10 Stück	G9 45472	
10 cm x 4 m	02507068	24 x 10 Stück	10 Stück	G9 45473	
12 cm x 4 m	02507074	12 x 10 Stück	10 Stück	G9 45474	
Anstaltspackung, 20 r	n gedehnt				
4 cm x 20 m	02507080	24 Stück	1 Stück	G9 45475	
6 cm x 20 m	02507097	24 Stück	1 Stück	G9 45476	
6 cm x 20 m	06618451	24 Stück	6 Stück	G9 47246	
8 cm x 20 m	02507105	24 Stück	1 Stück	G9 45477	
8 cm x 20 m	06618468	24 Stück	6 Stück	G9 47249	
10 cm x 20 m	02507111	24 Stück	1 Stück	G9 45478	
10 cm x 20 m	06618474	24 Stück	6 Stück	G9 47303	
12 cm x 20 m	02507128	24 Stück	1 Stück	G9 45479	



URGOMULL HAFT LATEXFREI

Urgomull haft latexfrei ist eine längselastische, hautfreundliche, latexfreie Fixierbinde (40 % Baumwolle, 30 % Viskose, 30 % Polyamid), weiß, auf sich selbst haftend.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 20 m	01832205	24 Stück	1 Stück	L7 510862	
6 cm x 20 m	01832211	24 Stück	1 Stück	L7 510863	
6 cm x 20 m	01832406	24 Stück	6 Stück	L7 510864	
8 cm x 20 m	01832228	24 Stück	1 Stück	L7 510865	
8 cm x 20 m	01832582	24 Stück	6 Stück	L7 510866	
10 cm x 20 m	01832607	24 Stück	6 Stück	L7 510861	



HAFTELAST LATEXFREI LOHMANN & RAUSCHER

Kohäsive, elastische Fixier- und Stützbinde (60 % Polyamid, 40 % Baumwolle; mit einer synthetischen Mikrobeschichtung). Auf sich selbst haftend.



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
creme, einzeln in Faltschachtel								
4 cm x 4 m	08816385	120 Stück	1 Stück	L2 30820				
6 cm x 4 m	08816391	100 Stück	1 Stück	L2 30821				
8 cm x 4 m	08816540	120 Stück	1 Stück	L2 30822				
10 cm x 4 m	08816617	120 Stück	1 Stück	L2 30823				
12 cm x 4 m	08817195	100 Stück	1 Stück	L2 30824				
6 cm x 20 m	08817203	18 Stück	1 Stück	L2 30825				
8 cm x 20 m	08817226	18 Stück	1 Stück	L2 30826				
10 cm x 20 m	08817232	18 Stück	1 Stück	L2 30827				
12 cm x 20 m	08817249	18 Stück	1 Stück	L2 30828				
blau, 6 Stück lose im l	Karton							
6 cm x 20 m	08817315	24 Stück	6 Stück	L2 30835				
8 cm x 20 m	08817321	24 Stück	6 Stück	L2 30836				
rot, 6 Stück lose im Ka	arton							
6 cm x 20 m	08817338	24 Stück	6 Stück	L2 30837				
8 cm x 20 m	08817344	24 Stück	6 Stück	L2 30838				



PEHA-HAFT COLOR LATEXFREI HARTMANN

Kohäsive, elastische Fixierbinden mit zweifachem Hafteffekt durch gekreppte Gewebestruktur und Imprägnierung mit einem Synthetik-Polymer, Dehnbarkeit ca. 100 %, geringer Materialverbrauch durch starke Eigenhaftung, bereits wenige Touren ergeben eine sichere, dauerhafte Fixierung; dabei kein Verkleben mit Haut, Haaren oder Kleidung; luftdurchlässig, hautfreundlich und geruchsneutral, da acrylat- und chlorfrei; in zwei Farben erhältlich. 40 % Baumwolle, 31 % Viskose und 29 % Polyamid.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
rot, gedehnt 20 m lan	rot, gedehnt 20 m lang, einzeln in Faltschachteln									
6 cm x 20 m	08886492	24 Stück	1 Stück	H2 9324601						
8 cm x 20 m	08886500	24 Stück	1 Stück	H2 9324611						
10 cm x 20 m	08886517	24 Stück	1 Stück	H2 9324621						
blau, gedehnt 20 m la	ng, einzeln in Faltscha	chteln								
6 cm x 20 m		24 Stück	1 Stück	H2 9324731						
8 cm x 20 m		18 Stück	1 Stück	H2 9324741						
10 cm x 20 m	08886552	24 Stück	1 Stück	H2 9324751						
blau, gedehnt 21 m la	blau, gedehnt 21 m lang, einzeln in Faltschachteln									
6 cm x 21 m	17304833	24 Stück	1 Stück	H2 3000240						
8 cm x 21 m	17304862	24 Stück	1 Stück	H2 3000250						



PEHA-HAFT LATEXFREI HARTMANN

Kohäsive, elastische Fixierbinden mit zweifachem Hafteffekt durch gekreppte Gewebestruktur und mikropunktuelle Imprägnierung mit einem Synthetik-Polymer; Dehnbarkeit ca. 85 %; geringer Materialverbrauch durch starke Eigenhaftung, bereits wenige Touren ergeben eine sichere, dauerhafte Fixierung; dabei kein Verkleben mit Haut, Haaren oder Kleidung; luftdurchlässig, hautfreundlich und geruchsneutral, da acrylat- und chlorfrei. 43 % Viskose, 37 % Baumwolle und 20 % Polyamid.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
Binden, gedehnt 4 m lang, lose in Kartons									
2,5 cm x 4 m	03544893	96 Stück	8 Stück	H2 9324520					
Binden, gedehnt 4 m, einzeln verpackt									
6 cm x 4 m	16880569	20 Stück	1 Stück	H2 9280010					
8 cm x 4 m	16880575	20 Stück	1 Stück	H2 9280040					
Binden, gedehnt 4 m	lang, einzeln in Faltsch	achtein							
4 cm x 4 m	03544433	140 Stück	1 Stück	H2 9324410					
10 cm x 4 m	03544485	140 Stück	1 Stück	H2 9324440					
12 cm x 4 m	03544491	140 Stück	1 Stück	H2 9324450					
gedehnt 20 m lang, lo	se in Kartons								
6 cm x 20 m	12550378	72 Stück	8 Stück	H2 9324760					
4 cm x 20 m	03544203	18 Stück	1 Stück	H2 9324460					
8 cm x 20 m	12550384	48 Stück	8 Stück	H2 9324770					
10 cm x 20 m	12550390	48 Stück	8 Stück	H2 9324780					
Rollen, gedehnt 20 m	lang,einzeln in Faltsch	achtein							
6 cm x 20 m		12 Stück	1 Stück	H2 9324470					
8 cm x 20 m		18 Stück	1 Stück	H2 9324480					
10 cm x 20 m		12 Stück	1 Stück	H2 9324490					
12 cm x 20 m		24 Stück	1 Stück	H2 9324500					
Binden, gedehnt 21 m	lang, einzeln in Faltsc	hachteln							
6 cm x 21 m	17304891	24 Stück	1 Stück	H2 3000280					
8 cm x 21 m	17304916	24 Stück	1 Stück	H2 3000290					
10 cm x 21 m	17304879	24 Stück	1 Stück	H2 3000260					
12 cm x 21 m	17304885	24 Stück	1 Stück	H2 3000270					











MOLLELAST HAFT LATEXFREI LOHMANN & RAUSCHER

Weich, fixierend, latexfrei (56 % Viskose, 44 % Polyamid, mit einer synthetischen Mikrobeschichtung). Speziell für den niedergelassenen Bereich wurde eine verbesserte Variante der bewährten Mollelast haft Fixierbinde entwickelt. Die beliebte kohäsive Fixierbinde Mollelast haft latexfrei verbindet jetzt noch besser Sicherheit und leichte Handhabung. Die neue, dichte Gewebestruktur ist spürbar weicher und angenehm zu tragen. Mollelast haft latexfrei lässt sich leicht abrollen, gewährleistet aber zugleich eine hohe Haftkraft für eine sichere Fixierung. Stabile Webkanten verhindern die Fadenbildung durch einen hochwertigen Randabschluss. Für Anwender und Patienten ist die Applikation damit noch einfacher.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
weiß, einzeln in F	altschachtel				
4 cm x 4 m	09886092	120 Stück	1 Stück	L2 33530	
6 cm x 4 m	09886100	100 Stück	1 Stück	L2 33531	
8 cm x 4 m	09886117	120 Stück	1 Stück	L2 33532	
10 cm x 4 m	09886123	120 Stück	1 Stück	L2 33533	
12 cm x 4 m	09886146	100 Stück	1 Stück	L2 33534	
4 cm x 20 m	09886152	18 Stück	1 Stück	L2 33535	
6 cm x 20 m	09886169	18 Stück	1 Stück	L2 33536	
8 cm x 20 m	09886175	18 Stück	1 Stück	L2 33537	
10 cm x 20 m	09886181	18 Stück	1 Stück	L2 33538	
12 cm x 20 m	09886198	18 Stück	1 Stück	L2 33539	
weiß, lose im Kar	ton				
6 cm x 20 m	09885939	24 Stück	6 Stück	L2 33546	
8 cm x 20 m	09885945	24 Stück	6 Stück	L2 33547	
10 cm x 20 m	09885951	24 Stück	6 Stück	L2 33548	
blau, einzeln in F	altschachtel				•
6 cm x 20 m	09886005	18 Stück	1 Stück	L2 33543	
8 cm x 20 m	09886011	18 Stück	1 Stück	L2 33544	
10 cm x 20 m	09886028	18 Stück	1 Stück	L2 33545	
blau, lose im Kar	ton				
8 cm x 20 m	09886063	24 Stück	6 Stück	L2 33549	
10 cm x 20 m	09886086	24 Stück	6 Stück	L2 33550	
rot, einzeln in Fal	tschachtel				
6 cm x 20 m	09885974	18 Stück	1 Stück	L2 33540	
8 cm x 20 m	09885980	18 Stück	1 Stück	L2 33541	
10 cm x 20 m	09885997	18 Stück	1 Stück	L2 33542	

ELASTUS ACTIVE BANDAGE, FARBMIX

Kohäsive, latexfreie längselastische Binde zum Fixieren, Stützen und Entlasten, atmungsaktiv und wasserabweisend, beschichtet mit einem hypoallergenen Polyacrylat-Kleber, mehrfach verwendbar und waschbar. Packung besteht jeweils aus 24 Rollen in 6 unterschiedlichen Farben.

Маßе	PZN	VE	REF	Preis VE
5 cm x 4,6 m	07541762	24 Stück	H7 72001-FM	
7,5 cm x 4,6 m	07524597	24 Stück	H7 72021-FM	

ELASTUS ACTIVE COMFORT FIXIERBINDEN, FARBMIX

ELASTUS active comfort, kohäsive, elastische Binde weist einen sehr guten Stütz- und Entlastungseffekt auf, trägt aber wegen ihres zweilagigen Aufbaus nicht zu sehr auf, ist also sehr gut unter Kleidung anwendbar. Sie ist von Hand reißbar und lässt sich in die Kompressionsklasse I einordnen.

Durch die sehr gute Haftfähigkeit ist keine Endfixierung nötig. Packungsinhalt: 10 x blau, 6 x weiß, 8 x rot.

Маßе	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 4,5 m	240 Stück	24 Stück	H7 72056	



SERVOMULL ELAST-HAFT, ELASTISCHE MULLBINDE

Mullbinde, zur Fixierung von Wundauflagen an häufig bewegten Körperteilen. Einzeln verpackt.

Маßе	PZN	UK	VE R	EF	Preis VE
weiß					
6 cm x 4 m	03411436	72 Stück	1 Stück J	8 30632	
8 cm x 4 m	03413300	72 Stück	1 Stück J	8 30832	
10 cm x 4 m	03413317	36 Stück	1 Stück J	8 31032	
6 cm x 20 m	03413398	16 Stück	1 Stück J	8 30692	
8 cm x 20 m	03413412	12 Stück	1 Stück J	8 30892	
10 cm x 20 m	03413429	10 Stück	1 Stück J	8 31092	
12 cm x 20 m	03413547	10 Stück	1 Stück J	8 31292	
rot	·	·			
8 cm x 20 m	12671610	12 Stück	1 Stück J	8 10802	
10 cm x 20 m	12671627	10 Stück	1 Stück J	8 11002	
blau		•			
8 cm x 20 m	12671662	12 Stück	1 Stück J	8 50080	
10 cm x 20 m	12671679	10 Stück	1 Stück J	8 50100	



URGOMULL HAFT COLOR LATEXFREI

Urgomull haft color latexfrei ist eine längselastische, hautfreundliche, latexfreie Fixierbinde (40 % Baumwolle, 30 % Viskose, 30 % Polyamid), farbig, auf sich selbst haftend.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
blau									
6 cm x 20 m	01832731	24 Stück	1 Stück	L7 510851					
8 cm x 20 m	01833009	24 Stück	1 Stück	L7 510852					
10 cm x 20 m	01833162	24 Stück	1 Stück	L7 510850					
rot									
6 cm x 20 m	01832719	24 Stück	1 Stück	L7 510854					
8 cm x 20 m	01832984	24 Stück	1 Stück	L7 510855					
10 cm x 20 m	01833067	24 Stück	1 Stück	L7 510853					



IDEALBINDE COLOR BSN

Nach DIN 61632, mit Verbandklammern.

Farbe	Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
einzeln eingesiegelt									
blau	6 cm x 5 m	00834969	80 Stück	10 Stück	G9 9245				
blau	8 cm x 5 m	00835064	80 Stück	10 Stück	G9 9246				
lose im Karton									
blau	6 cm x 5 m	00835058	80 Stück	10 Stück	G9 9248				
blau	8 cm x 5 m	00835070	80 Stück	10 Stück	G9 9249				
blau	10 cm x 5 m	00835093	80 Stück	10 Stück	G9 9251				

GAZOFIX LATEXFREI BSN

Die kohäsive, hautfarbene Fixierbinde, latexfrei. Einzeln cellophaniert



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 4 m	11587787	160 Stück	10 Stück	G9 293501	
6 cm x 4 m	11587793	120 Stück	10 Stück	G9 293601	
8 cm x 4 m	11587801	240 Stück	10 Stück	G9 293701	
10 cm x 4 m	11587818	140 Stück	10 Stück	G9 293801	
12 cm x 4 m	11587824	120 Stück	10 Stück	G9 293901	
4 cm x 20 m	11587830	24 Stück	1 Stück	G9 4664001	
6 cm x 20 m	11587847	24 Stück	1 Stück	G9 4664101	
8 cm x 20 m	11587853	24 Stück	1 Stück	G9 4664201	
10 cm x 20 m	11587876	24 Stück	1 Stück	G9 4664301	
12 cm x 20 m	11587882	24 Stück	1 Stück	G9 4664401	

Medizinbedarf Service macht den Unterschied.

GAZOFIX COLOR LATEXFREI BSN

Farbige Fixierbinde auf sich selbst haftend, besonders elastisch, 40 % Baumwolle, 60 % Polyamid, latexfrei.

Einzeln verpackt. Wirtschaftlich und materialsparend.



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
blau	'		<u>'</u>		
6 cm x 20 m	11587600	24 Stück	1 Stück	G9 4732801	
6 cm x 20 m	11587623	24 Stück	6 Stück	G9 7604701	
8 cm x 20 m	11587617	24 Stück	1 Stück	G9 4732901	
8 cm x 20 m	11587646	24 Stück	6 Stück	G9 7604801	
gelb	•	·	•		
6 cm x 20 m	11587652	24 Stück	1 Stück	G9 4733101	
6 cm x 20 m	11587681	24 Stück	6 Stück	G9 7604901	
8 cm x 20 m	11587669	24 Stück	1 Stück	G9 4733201	
8 cm x 20 m	11587698	24 Stück	6 Stück	G9 7605001	
grün	·				
6 cm x 20 m	11587706	24 Stück	1 Stück	G9 4733401	
6 cm x 20 m	12540569	24 Stück	6 Stück	G9 7999300	
8 cm x 20 m	11587735	24 Stück	1 Stück	G9 4733501	
8 cm x 20 m	12540575	24 Stück	6 Stück	G9 7999301	
pink					
6 cm x 20 m	11587741	24 Stück	1 Stück	G9 4733701	
6 cm x 20 m	11587764	24 Stück	6 Stück	G9 7605101	
8 cm x 20 m	11587758	24 Stück	1 Stück	G9 4733801	
8 cm x 20 m	11587770	24 Stück	6 Stück	G9 7605201	





SERVOMULL COLOR-WAFT

SERVOMULL COLOR HAFT

Kohäsive, elastische Fixierbinde mit Webkante, farbig, latexfrei. Ideal zur Fixierung von Wundauflagen an häufig bewegten Körperteilen. Erhältlich in den Längen 4 m und 20 m und in 4 unterschiedlichen Farben. In der Einzelfaltschachtel verpackt. Zusammensetzung: 39 % Baumwolle, 61 % Polyamid



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
grün		· ·			
4 cm x 4 m	04761635	72 Stück	1 Stück	J8 80102	
6 cm x 4 m	04761664	72 Stück	1 Stück	J8 80202	
8 cm x 4 m	04761687	72 Stück	1 Stück	J8 80302	
10 cm x 4 m	04761693	36 Stück	1 Stück	J8 80402	
6 cm x 20 m	04761842	36 Stück	1 Stück	J8 90202	
8 cm x 20 m	11243102	36 Stück	1 Stück	J8 90302	
gelb				•	
4 cm x 4 m	04761718	72 Stück	1 Stück	J8 80103	
6 cm x 4 m	04761724	72 Stück	1 Stück	J8 80203	
8 cm x 4 m	04761730	72 Stück	1 Stück	J8 80303	
10 cm x 4 m	04761747	36 Stück	1 Stück	J8 80403	
8 cm x 20 m	04762149	36 Stück	1 Stück	J8 90303	
10 cm x 20 m	04762155	18 Stück	1 Stück	J8 90403	
rot				•	
4 cm x 4 m	12671538	72 Stück	1 Stück	J8 80104	
6 cm x 4 m	12671544	72 Stück	1 Stück	J8 80204	
8 cm x 4 m	12671550	72 Stück	1 Stück	J8 80304	
10 cm x 4 m	12671567	36 Stück	1 Stück	J8 80404	
6 cm x 20 m	12671573	72 Stück	1 Stück	J8 90204	
blau		·			
4 cm x 4 m	04761598	72 Stück	1 Stück	J8 80101	
6 cm x 4 m	04761606	72 Stück	1 Stück	J8 80201	
8 cm x 4 m	04761612	72 Stück	1 Stück	J8 80301	
10 cm x 4 m	04761629	36 Stück	1 Stück	J8 80401	
6 cm x 20 m	04761799	36 Stück	1 Stück	J8 90201	
8 cm x 20 m	04761836	36 Stück	1 Stück	J8 90301	
10 cm x 20 m	00721662	18 Stück	1 Stück	J8 90401	

ELASTOMULL HAFT COLOR BSN

 $Koh\"{a}sive,\,elastische\,Fixierbinde,\,farbig,\,latexfrei.$



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
blau	blau								
6 cm x 4 m	03393187	12 x 10 Stück	10 Stück	G9 7220703					
8 cm x 4 m	03393193	24 x 10 Stück	10 Stück	G9 7220704					
10 cm x 4 m	03393201	24 x 10 Stück	10 Stück	G9 7220705					
6 cm x 20 m	01412549	24 Stück	1 Stück	G9 45371					
8 cm x 20 m	01412555	24 Stück	1 Stück	G9 45372					
10 cm x 20 m	01412561	24 Stück	1 Stück	G9 45373					
rot									
6 cm x 20 m	01412578	24 Stück	1 Stück	G9 45374					
8 cm x 20 m	01412584	24 Stück	1 Stück	G9 45375					
10 cm x 20 m	01412590	24 Stück	1 Stück	G9 45376					

SERVOSPORT COLOR




SERVOSPORT COLOR

SERVOSPORT COLOR BINDEN

Aus 88 % Baumwolle, mit Polyamid und Lycra. Besonders elastisch, dehnbar und atmungsaktiv. Ideal für den Sportbereich und wo Farbe angesagt ist, z. B. bei Kinderverbänden. Große Stabilität, kochechte, leuchtende Farben. Einzeln cellophaniert, komplett mit Verbandklammer. Besonders wirtschaftlich.





Маве	PZN	VE	REF	Preis VE
hautfarben				
8 cm x 5 m	10932816	10 Stück	J8 1140851H	
10 cm x 5 m	10932822	10 Stück	J8 1141051H	
weiß				
4 cm x 5 m	10932845	10 Stück	J8 1140451W	
6 cm x 5 m	10932851	10 Stück	J8 1140651W	
8 cm x 5 m	10932868	10 Stück	J8 1140851W	
rot				
4 cm x 5 m	03226302	10 Stück	J8 1140451R	
6 cm x 5 m	03236275	10 Stück	J8 1140651R	
8 cm x 5 m	03257509	10 Stück	J8 1140851R	
10 cm x 5 m	03284771	10 Stück	J8 1141051R	
blau				
4 cm x 5 m	03284788	10 Stück	J8 1140451B	
6 cm x 5 m	03338679	10 Stück	J8 1140651B	
8 cm x 5 m	03338722	10 Stück	J8 1140851B	
10 cm x 5 m	03338745	10 Stück	J8 1141051B	
grün				
4 cm x 5 m	03339578	10 Stück	J8 1140451G	
6 cm x 5 m	03343060	10 Stück	J8 1140651G	
8 cm x 5 m	03348407	10 Stück	J8 1140851G	
10 cm x 5 m	03392733	10 Stück	J8 1141051G	
gelb				
4 cm x 5 m	03396458	10 Stück	J8 1140451Y	
6 cm x 5 m	03396470	10 Stück	J8 1140651Y	
8 cm x 5 m	03396487	10 Stück	J8 1140851Y	
10 cm x 5 m	03396582	10 Stück	J8 1141051Y	





UNIFLEX IDEAL BSN

Die dauerelastische Idealbinde mit Verbandklammern, in Zellglas.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 5 m	03248433	80 Stück	10 Stück	G9 45524	
8 cm x 5 m	03248456	60 Stück	10 Stück	G9 45525	
10 cm x 5 m	03248462	60 Stück	10 Stück	G9 45526	
12 cm x 5 m	03248479	60 Stück	10 Stück	G9 45527	



LENKIDEAL LOHMANN & RAUSCHER

Dauerelastische Idealbinde (64 % Baumwolle, 35 % Polyamid, 1 % Elasthan), weiß

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
einzeln eingesiegel	einzeln eingesiegelt, mit Verbandklammern							
6 cm x 5 m	07600772	100 Stück	1 Stück	L2 14581				
8 cm x 5 m	07600789	140 Stück	1 Stück	L2 14582				
10 cm x 5 m	07600795	120 Stück	1 Stück	L2 14583				
12 cm x 5 m	07600803	120 Stück	1 Stück	L2 14584				
15 cm x 5 m	07600826	120 Stück	1 Stück	L2 14585				
lose im Karton, ohn	e Verbandklammern							
4 cm x 5 m	07600849	140 Stück	10 Stück	L2 19580				
6 cm x 5 m	07600855	100 Stück	10 Stück	L2 19581				
8 cm x 5 m	07600861	140 Stück	10 Stück	L2 19582				
10 cm x 5 m	07600878	120 Stück	10 Stück	L2 19583				
12 cm x 5 m	07600884	120 Stück	10 Stück	L2 19584				
15 cm x 5 m	07600890	120 Stück	10 Stück	L2 19585				
20 cm x 5 m	07600909	60 Stück	10 Stück	L2 19586				



IDEALBINDE LOHMANN & RAUSCHER

Mit Schlingkante, lose, kurzer Zug nach DIN 61632.

-	T				
Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 5 m	03479931	80 Stück	1 Stück	L2 14100	
4 cm x 5 m	07132489	80 Stück	10 Stück	L2 14110	
6 cm x 5 m	00321885	100 Stück	1 Stück	L2 14101	
6 cm x 5 m	01913949	100 Stück	10 Stück	L2 14111	
8 cm x 5 m	00321891	100 Stück	1 Stück	L2 14102	
8 cm x 5 m	01913955	100 Stück	10 Stück	L2 14112	
10 cm x 5 m	00321916	60 Stück	1 Stück	L2 14103	
10 cm x 5 m	01913961	60 Stück	10 Stück	L2 14113	
12 cm x 5 m	07132495	80 Stück	10 Stück	L2 14114	
15 cm x 5 m	07132503	60 Stück	10 Stück	L2 14115	
20 cm x 5 m	07132526	60 Stück	10 Stück	L2 14116	



IDEALBINDE BMP BSN

Textilelastische Binde nach DIN 61632.



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
einzeln eingesiegelt, mit	einzeln eingesiegelt, mit Verbandklammern							
6 cm x 5 m	01868657	80 Stück	10 Stück	G9 1984				
8 cm x 5 m	01868663	60 Stück	10 Stück	G9 1985				
10 cm x 5 m	01868686	50 Stück	10 Stück	G9 1986				
12 cm x 5 m	01868692	40 Stück	10 Stück	G9 1987				
15 cm x 5 m	01868700	30 Stück	5 Stück	G9 1988				
lose im Karton								
6 cm x 5 m	04589202	80 Stück	10 Stück	G9 1954				
8 cm x 5 m	04589219	80 Stück	10 Stück	G9 1955				
10 cm x 5 m	04589225	80 Stück	10 Stück	G9 1956				
12 cm x 5 m	04589231	80 Stück	10 Stück	G9 1957				
15 cm x 5 m	04589248	60 Stück	6 Stück	G9 1958				

393

SERVOPHEX IDEAL

DAUERELASTISCHE IDEALBINDE





SERVOPLEX IDEAL

SERVOFLEX IDEAL, DAUERELASTISCHE IDEALBINDE

Weiß, gebleicht, für dauerhafte Fixier-, Stütz- und Entlastungsverbände. Wasch- und sterilisierbar, atmungsaktiv, ca. 90 % Elastizität. Inkl. Verbandklammern.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
einzeln eingesiegelt	einzeln eingesiegelt							
6 cm x 5 m	03416020	100 Stück	10 Stück	J8 110651				
8 cm x 5 m	03416043	100 Stück	10 Stück	J8 110851				
10 cm x 5 m	03434182	50 Stück	10 Stück	J8 111051				
12 cm x 5 m	03491889	50 Stück	10 Stück	J8 111251				
lose verpackt								
6 cm x 5 m	03491895	100 Stück	10 Stück	J8 110650				
8 cm x 5 m	03492446	100 Stück	10 Stück	J8 110850				
10 cm x 5 m	03500559	100 Stück	10 Stück	J8 111050				
12 cm x 5 m	03507113	50 Stück	10 Stück	J8 111250				



ASKINA IDEAL B.BRAUN

Kompressionsbinde aus 100 % Baumwolle

- Für Kompressionsverbände, Stütz- und Entlastungsverbände und zum Anwickeln von Schienen
- Textilelastisch nach DIN 61632
- Ca. 90 % längselastisch
- Kein Ausfransen durch Schlingkante
- Wasch- und sterilisierbar
- Sehr hautfreundlich durch hohen Baumwollanteil und luftdurchlässiges Gewebe

PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
einzeln verpackt, mit Verbandsklammern							
06874881		10 Stück	H7 9041044				
06874898		10 Stück	H7 9041060				
06874906		10 Stück	H7 9041087				
06874912		10 Stück	H7 9041109				





IDEALBINDEN HARTMANN

Klassische, textilelastische Idealbinden mit kurzem Zug, nach E DIN 61632-IB-S, schlingkantig, Dehnbarkeit ca. 90 %; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); die Elastizität der Binden, die beim Tragen nachlässt, kann durch Waschen zurückgewonnen werden. 100 % Baumwolle.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 5 m	01574329	160 Stück	10 Stück	H2 9318601	
8 cm x 5 m	01574387	120 Stück	10 Stück	H2 9318611	
10 cm x 5 m	01574393	100 Stück	10 Stück	H2 9318621	
12 cm x 5 m	01574418	80 Stück	10 Stück	H2 9317541	



IDEALAST HARTMANN

Dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 80 %; kein Ausleiern der Binden beim Tragen; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C); besonders wirtschaftlich durch lange Lebensdauer der Binden. 69 % Baumwolle und 31 % Polyamid.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 5 m	02720968	160 Stück	10 Stück	H2 9311336	
8 cm x 5 m	02720974	40 Stück	10 Stück	H2 9311345	
10 cm x 5 m	02720980	100 Stück	10 Stück	H2 9311354	



SERVOFLEX UNIVERSAL

SERVOFLEX UNIVERSAL, DAUERELASTISCHE UNIVERSALBINDE

90% Elastizität, weiß, ungebleicht. Waschbar, sterilisierbar. Stützend und entlastend, mit Verbandklammern. Eine gewebte Kante verleiht der Binde Stabilität beim Anlegen und Tragen. Der Polyamidanteil sorgt für eine gut dosierbare Elastizität.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
einzeln eingesiegelt	einzeln eingesiegelt							
8 cm x 5 m	04762178	100 Stück	10 Stück	J8 10851				
10 cm x 5 m	04762184	100 Stück	10 Stück	J8 11051				
Anstaltspackung, lose	im Karton							
6 cm x 5 m	04762190	100 Stück	10 Stück	J8 10650				
8 cm x 5 m	04762209	100 Stück	10 Stück	J8 10850				
10 cm x 5 m	04762215	100 Stück	10 Stück	J8 11050				
12 cm x 5 m	04762221	50 Stück	10 Stück	J8 11250				
Anstaltspackung, lose	im Karton (ohne Verba	ndklammern)						
6 cm x 4 m	16758762	100 Stück	10 Stück	J8 640				
8 cm x 4 m	16758779	100 Stück	10 Stück	J8 840				
10 cm x 4 m	16758785	100 Stück	10 Stück	J8 1040				
12 cm x 4 m	16758791	50 Stück	10 Stück	J8 1240				



IDEALFLEX HARTMANN

Die leichte Universalbinde mit guter Dauerelastizität

Dauerelastische Universalbinden, Dehnbarkeit ca. 80 %; leiert beim Tragen nicht aus und ist strapazierfähig; waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C). 45 % Polyester, 42 % Baumwolle, 13 % Viskose.



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE		
gedehnt 5 m lang, lose in Faltschachteln							
6 cm x 5 m	03854263	80 Stück	10 Stück	H2 9312836			
8 cm x 5 m	03854286	60 Stück	10 Stück	H2 9312845			
10 cm x 5 m	03854292	50 Stück	10 Stück	H2 9312854			
12 cm x 5 m	03854300	40 Stück	10 Stück	H2 9312863			
15 cm x 5 m	03854317	30 Stück	10 Stück	H2 9312873			





Dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 80 %; kein Ausleiern der Binden beim Tragen; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C); besonders wirtschaftlich durch lange Lebensdauer der Binden. 69 % Baumwolle und 31 % Polyamid.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 4 m	03517413	40 Stück	1 Stück	H2 9311103	
8 cm x 4 m	03517436	40 Stück	1 Stück	H2 9311112	
10 cm x 4 m	03517442	40 Stück	1 Stück	H2 9311121	
12 cm x 4 m	03517459	40 Stück	1 Stück	H2 9311130	
Anstaltspackung					
6 cm x 10 m	03517465	20 Stück	1 Stück	H2 9311149	
8 cm x 10 m	03517471	20 Stück	1 Stück	H2 9311158	
10 cm x 10 m	03517488	20 Stück	1 Stück	H2 9311167	
12 cm x 10 m	03517494	20 Stück	1 Stück	H2 9311176	



UNIFLEX UNIVERSAL BSN

Dauerelastische Universalbinde Dehnbarkeit 90 %, für fixierende und stützende Verbände. Lose im Karton.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 5 m	04589277	80 Stück	10 Stück	G9 2017	
8 cm x 5 m	04589283	60 Stück	10 Stück	G9 2018	
10 cm x 5 m	04589308	60 Stück	10 Stück	G9 2019	
12 cm x 5 m	04589314	40 Stück	10 Stück	G9 2020	
15 cm x 5 m	04589320	30 Stück	5 Stück	G9 2021	



URGOLAST UNIVERSAL

Urgolast universal ist eine dauerelastische Universalbinde mit mittlerem Zug. Die maximale Dehnbarkeit von ca. 130 % bleibt durch den Kunstfaseranteil dauerhaft gewährleistet. Der Baumwollanteil sorgt für besten Tragekomfort. Die Binde ist weich, saugfähig, hautfreundlich und waschbar. Farbe: weiß

Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 5 m	510760	00708271	200 Stück	10 Stück	L7 0760	
8 cm x 5 m	510761	00708265	250 Stück	10 Stück	L7 0761	
10 cm x 5 m	510762	00708236	200 Stück	10 Stück	L7 0762	
12 cm x 5 m	510763	00708242	180 Stück	10 Stück	L7 0763	



LENKELAST LOHMANN & RAUSCHER

Elastische Universalbinde (64 % Baumwolle, 35 % Polyamid, 1 % Elastan), Farbe: weiß. Lose im Karton

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 5 m	10931627	250 Stück	10 Stück	L2 39436	
8 cm x 5 m	10931633	200 Stück	10 Stück	L2 39437	
10 cm x 5 m	10931656	240 Stück	10 Stück	L2 39438	
12 cm x 5 m	10931774	200 Stück	10 Stück	L2 39440	
15 cm x 5 m	10931780	160 Stück	10 Stück	L2 39441	
20 cm x 5 m	10931797	100 Stück	10 Stück	L2 39442	



UNIFLEX COLOR BSN

Farbige dauerelastische Universalbinde. Einzelbinde lose im Karton.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE						
blau	blau										
6 cm x 5 m	08540121	80 Stück	10 Stück	G9 76973							
8 cm x 5 m	08540138	60 Stück	10 Stück	G9 76974							
10 cm x 5 m	08540144	60 Stück	10 Stück	G9 76975							
grün			Ì								
6 cm x 5 m	08540090	80 Stück	10 Stück	G9 76972							
8 cm x 5 m	08540109	60 Sück	10 Stück	G9 76971							
10 cm x 5 m	08540115	60 Stück	10 Stück	G9 76970							
rot											
6 cm x 5 m	08540150	80 Stück	10 Stück	G9 76976							
8 cm x 5 m	08540167	60 Stück	10 Stück	G9 76977							
10 cm x 5 m	08540173	60 Stück	10 Stück	G9 76978							



IDEALAST-HAFT COLOR HARTMANN

Die kohäsive, dauerelastische Idealbinde, die das Leben bunter macht

Kohäsive, dauerelastische Idealbinden mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 90 %; beidseitiger Hafteffekt für rutschfesten Sitz; auch in Ruhelage zu tragen; atmungsaktiv; in zwei Farben. 93 % Baumwolle, 5 % Polyamid, 2 % Elastan, mit latexfreier Beschichtung.





UNIFLEX COLOR BSN

Farbige dauerelastische Universalbinde. Einzelbinde lose im Karton.



Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE						
blau, gedehnt 4 m lang, einzeln in Faltschachteln											
4 cm x 4 m	10109376	70 Stück	1 Stück	H2 9310900							
6 cm x 4 m	10109382	48 Stück	1 Stück	H2 9310910							
8 cm x 4 m	10109399	27 Stück	1 Stück	H2 9310920							
10 cm x 4 m	10109407	30 Stück	1 Stück	H2 9310930							
rot, gedehnt 4 m lang	, einzeln in Faltsch	achteln									
4 cm x 4 m	10109413	70 Stück	1 Stück	H2 9310950							
6 cm x 4 m	10109436	48 Stück	1 Stück	H2 9310960							
8 cm x 4 m	10109442	27 Stück	1 Stück	H2 9310970							
10 cm x 4 m	10109459	30 Stück	1 Stück	H2 9310980							

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
blau										
6 cm x 5 m	08540121	80 Stück	10 Stück	G9 76973						
8 cm x 5 m	08540138	60 Stück	10 Stück	G9 76974						
10 cm x 5 m	08540144	60 Stück	10 Stück	G9 76975						
grün										
6 cm x 5 m	08540090	80 Stück	10 Stück	G9 76972						
8 cm x 5 m	08540109	60 Sück	10 Stück	G9 76971						
10 cm x 5 m	08540115	60 Stück	10 Stück	G9 76970						
rot										
6 cm x 5 m	08540150	80 Stück	10 Stück	G9 76976						
8 cm x 5 m	08540167	60 Stück	10 Stück	G9 76977						
10 cm x 5 m	08540173	60 Stück	10 Stück	G9 76978						

URGOLAST COLOR/COLOR MIX

Urgolast color und Urgolast color mix sind dauerelastische Binden mit kurzem Zug. Durch den hohen Baumwollanteil sind die Binden hautfreundlich und luftdurchlässig. Das poröse Gewebe gewährleistet eine gute Luftzirkulation. Die Dehnbarkeit beträgt ca. 80 %. Die Binden sind angenehm zu tragen. Sie sind waschbar und farbecht.



Маßе	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
rot	rot										
6 cm x 5 m	510765	00708319	100 Stück	10 Stück	L7 0765						
8 cm x 5 m	510766	00708294	100 Stück	10 Stück	L7 0766						
10 cm x 5 m	510767	00708288	50 Stück	10 Stück	L7 0767						
grün											
6 cm x 5 m	510771	00708118	100 Stück	10 Stück	L7 0771						
8 cm x 5 m	510772	00708101	100 Stück	10 Stück	L7 0772						
10 cm x 5 m	510773	00708093	50 Stück	10 Stück	L7 0773						
blau											
6 cm x 5 m	510774	00708354	100 Stück	10 Stück	L7 0774						
8 cm x 5 m	510775	00708348	100 Stück	10 Stück	L7 0775						
10 cm x 5 m	510776	00708325	50 Stück	10 Stück	L7 0776						
bunt sortiert	bunt sortiert										
6 cm x 5 m	510745	01232787	100 Stück	10 Stück	L7 0745						
8 cm x 5 m	510746	01232793	100 Stück	10 Stück	L7 0746						
10 cm x 5 m	510747	01232818	50 Stück	10 Stück	L7 0747						

LENKELAST COLOR LOHMANN & RAUSCHER

Elastische Universalbinde (64 % Baumwolle, 35 % Polyamid, 1 % Elasthan), lose im Karton



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE						
blau	olau										
6 cm x 5 m	01467444	80 Stück	10 Stück	L2 19446							
8 cm x 5 m	01467450	60 Stück	10 Stück	L2 19447							
10 cm x 5 m	01467467	60 Stück	10 Stück	L2 19448							
grün			,		•						
6 cm x 5 m	01467473	80 Stück	10 Stück	L2 19456							
8 cm x 5 m	01467496	60 Stück	10 Stück	L2 19457							
10 cm x 5 m	01467504	60 Stück	10 Stück	L2 19458							
rot											
6 cm x 5 m	01467510	80 Stück	10 Stück	L2 19466							
8 cm x 5 m	01467527	60 Stück	10 Stück	L2 19467							
10 cm x 5 m	01467533	60 Stück	10 Stück	L2 19468							











UNIHAFT BSN

Kohäsive, dauerelastische Idealbinde, weiß (77 % Baumwolle, 22 % Polyamid und 1 % Elasthan). Einzeln in Faltschachtel.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 10 m	03421469	24 Stück	1 Stück	G9 45896	
8 cm x 10 m	03421475	24 Stück	1 Stück	G9 45897	
10 cm x 10 m	03421481	24 Stück	1 Stück	G9 45898	
12 cm x 10 m	03421498	24 Stück	1 Stück	G9 45899	

COMPRILAN VERBAND BSN

Kompressionsverband in Doppelbindentechnik mit 2 Comprilan Binden.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 5 m	02059701	25 x 2 Stück	2 Stück	G9 1030	

PÜTTERBINDE HARTMANN

Besonders kräftige, textilelastische Idealbinde mit kurzem Zug, Dehnbarkeit ca. 90 %. Auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; koch- und sterilisierbar. Hautfarben, mit Verbandklammern.

Маßе	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE			
einzeln verpackt									
6 cm x 5 m	9318073	01525532	40 Stück	1 Stück	H2 9318073				
8 cm x 5 m	9318081	03469200	40 Stück	1 Stück	H2 9318080				
10 cm x 5 m	9318021	03469217	40 Stück	1 Stück	H2 9318021				
12 cm x 5 m	9318125	03469223	60 Stück	1 Stück	H2 9318124				
einzeln in Falts	schachteln	•	•						
8 cm x 5 m	9318142	04940941	80 Stück	10 Stück	H2 9318142				
10 cm x 5 m	9318031	04940958	80 Stück	10 Stück	H2 9318031				
12 cm x 5 m	9318161	04940964	80 Stück	10 Stück	H2 9318160				

PÜTTERBINDE E HARTMANN

Die textilelastische Kurzzugbinde mit starker Kompressionswirkung

Besonders kräftige, textilelastische Kurzzugbinden mit Schlingkanten, Dehnbarkeit ca. 90 %; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck; auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; atmungsaktiv und gut hautverträglich; waschbar bis 40 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C); hautfarben. 100 % Baumwolle.

Маве	UK	VE	REF	Preis VE					
ohne Verbandklammer, gedehnt 5 m lang, lose in Faltschachteln									
6 cm x 5 m	40 Stück	1 Stück	H2 3320270						
6 cm x 5 m	80 Stück	10 Stück	H2 3320260						
8 cm x 5 m	40 Stück	1 Stück	H2 3320280						
8 cm x 5 m	80 Stück	10 Stück	H2 9318212						
10 cm x 5 m	40 Stück	1 Stück	H2 3320290						
10 cm x 5 m	80 Stück	10 Stück	H2 9318220						
12 cm x 5 m	60 Stück	1 Stück	H2 3320310						
12 cm x 5 m	80 Stück	10 Stück	H2 9318232						

PÜTTER VERBAND HARTMANN

Besonders kräftige, textilelastische Kurzzugbinden, Dehnbarkeit ca. 90 %; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck; auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; atmungsaktiv und gut hautverträglich; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); mit dauerhaft aufgedruckter Waschanleitung am Bindenende; hautfarben. 100 % Baumwolle. Pütterbinde (eWZ Medice).

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
10 cm x 5 m	00844815	30 x 2 Stück	2 Stück	H2 9318011					
8 cm x 5 m & 10 cm x 5 m (jeweils 1 Binde)	03535701	30 x 2 Stück	2 Stück	H2 9317960					
ohne PZN									
10 cm x 5 m		30 x 2 Stück	2 Stück	H2 9317955					















ROSIDAL K KURZZUGBINDE KRÄFTIG LOHMANN & RAUSCHER

Bei der Kurzzugbinde Rosidal K handelt es sich um eine kräftig komprimierende sowie textilelastische Binde mit kurzem Zug. Diese dient der starken Kompression von Extremitäten in der phlebologischen Therapie. Darüber hinaus wird sie auch zur Behandlung akuter und chronischer Lymphödeme eingesetzt und findet zum Stützen und Entlasten in der Traumatologie und Sportmedizin Anwendung.

100 % Baumwolle, 90 % dehnbar, waschbar bis 60 °C. Mit Verbandklammern.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
mit Verbandklammern, einzeln in Faltschachtel										
6 cm x 5 m	00885961	108 Stück	1 Stück	L2 22200						
8 cm x 5 m	00885978	108 Stück	1 Stück	L2 22201						
10 cm x 5 m	00885984	90 Stück	1 Stück	L2 22202						
12 cm x 5 m	00885990	54 Stück	1 Stück	L2 22203						
mit Verbandklammern	, lose im Karton									
8 cm x 5 m	04847176	140 Stück	10 Stück	L2 22250						
10 cm x 5 m	04847182	140 Stück	10 Stück	L2 22251						
12 cm x 5 m	04906364	120 Stück	10 Stück	L2 22252						
mit Verbandklammern	ı, einzeln steril eingesie	gelt								
6 cm x 5 m	04780561	90 Stück	10 Stück	L2 20650						
8 cm x 5 m	04780578	90 Stück	10 Stück	L2 20651						
10 cm x 5 m	04780584	100 Stück	10 Stück	L2 20652						
12 cm x 5 m	04780590	100 Stück	10 Stück	L2 20653						

ROSIDAL HAFT BINDE LOHMANN & RAUSCHER

Kohäsive Kurzzugbinde, feste Webkanten, kurzzügig, dichtes Gewebe, zur Kompression der Extremitäten bei phlebologischen und lymphatischen Erkrankungen, zur Behandlung von Ödemen, nach Sklerosierung und venenchirurgischen Eingriffen und zum Stützen und Entlasten des Kapselbandapparates. 99 % Baumwolle, 1 % synthetische Garne, mit einer mikropunktuellen Naturkautschuklatex-Beschichtung. Einzeln in Faltschachtel.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 5 m	10111462	48 Stück	1 Stück	L2 31973	
8 cm x 5 m	10111479	32 Stück	1 Stück	L2 31974	
10 cm x 5 m	10111485	42 Stück	1 Stück	L2 31975	
12 cm x 5 m	10111491	42 Stück	1 Stück	L2 31976	

ELKO ROSIDAL K BINDE LOHMANN & RAUSCHER

Mit Verbandklammern, paarweise in Faltschachtel.

Маве	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 5 m	30 x 2 Stück	2 Stück	L2 22225	

ROSIDAL ELKO LOHMANN & RAUSCHER

Kurzzugbinde für Kompressionsverbände in Doppelbindentechnik. 100 % Baumwolle, 90 % dehnbar, waschbar bis 95 °C. Mit Verbandklammern.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm x 5 m	02647438	30 x 2 Stück	2 Stück	L2 31768	

JOBST COMPRIHAFT BSN

Kohäsive Kurzzugbinde. 100 % Baumwolle mit mikroporöser Latexbeschichtung. Dehnbarkeit 70 %.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 5 m	11294996	80 Stück	1 Stück	G9 45957	
8 cm x 5 m	11295004	60 Stück	1 Stück	G9 45958	
10 cm x 5 m	11295010	50 Stück	1 Stück	G9 45959	
12 cm x 5 m	11295027	45 Stück	5 Stück	G9 45960	





SERVOLIN ELIST

SERVOLAN ELAST, KURZZUGBINDE

Textilelastische Kurzzugbinde, hautfarbig, ca. 85 % Dehnung, 100 % Baumwolle, mit Verbandklammern, in Einzelfaltschachtel.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 5 m	04762238	72 Stück	1 Stück	J8 620651	
8 cm x 5 m	04762244	72 Stück	1 Stück	J8 620851	
10 cm x 5 m	04762445	36 Stück	1 Stück	J8 621051	
12 cm x 5 m	04762451	36 Stück	1 Stück	J8 621251	



COMPRILAN BSN

Textilelastische Kurzzugbinde Dehnbarkeit 70 %, 100 % Baumwolle.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
Einzelfaltschachtel mit Verbandklammern									
6 cm x 5 m	02059664	200 Stück	5 Stück	G9 1026					
8 cm x 5 m	02059670	170 Stück	5 Stück	G9 1027					
10 cm x 5 m	02059687	140 Stück	5 Stück	G9 1028					
12 cm x 5 m	02059693	120 Stück	5 Stück	G9 1029					
lose im Karton	1								
6 cm x 5 m	04592575	80 Stück	10 Stück	G9 45381					
8 cm x 5 m	04592581	80 Stück	10 Stück	G9 45382					
10 cm x 5 m	04592598	80 Stück	10 Stück	G9 45383					
12 cm x 5 m	04592606	80 Stück	10 Stück	G9 45384					



SERVOGOMP ELAST

DAUERELASTISCHE KURZZUGBINDE

SERVOCOMP ELAST

SERVOCOMP ELAST, KURZZUGBINDE

Dauerelastische Kurzzugbinde mit ca. 40 % Dehnung, hautfarben, mit Verbandklammern. Lose im Karton.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE		
lose im Karton							
6 cm x 5 m	04762505	100 Stück	10 Stück	J8 320650			
8 cm x 5 m	04762511	100 Stück	10 Stück	J8 320850			
10 cm x 5 m	04762534	50 Stück	10 Stück	J8 321050			
12 cm x 5 m	04762540	50 Stück	10 Stück	J8 321250			



COMPRIDUR BSN

Dauerelastische Kurzzugbinde Dehnbarkeit 45 %. 80% Baumwollanteil, 20 % Polyamid.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
einzeln in Faltschachtel										
6 cm x 5 m	02059629	220 Stück	1 Stück	G9 1054						
8 cm x 5 m	02059635	180 Stück	1 Stück	G9 1055						
10 cm x 5 m	02059641	150 Stück	1 Stück	G9 1056						
12 cm x 5 m	02059658	130 Stück	130 Stück	G9 1057						
lose im Karto	1									
6 cm x 5 m	04592612	8 x 10 Stück	10 Stück	G9 45391						
8 cm x 5 m	04592629	8 x 10 Stück	10 Stück	G9 45392						
10 cm x 5 m	04592635	8 x 10 Stück	10 Stück	G9 45393						
12 cm x 5 m	04592641	8 x 10 Stück	10 Stück	G9 45450						
jeweils 1 Bind	jeweils 1 Binde									
8 cm x 5 m,	03209456	25 x 2 Stück	2 Stück	G9 1063						
10 cm x 5 m										



SERVOLIN INVER







SERVOLAN HAFT, KURZZUGBINDE

Dauerelastische, kohäsive Kurzzugbinde welche auf sich selbst haftet. Für haltbare Dauerverbände mit niedrigem Ruhedruck und hohem Arbeitsdruck. Atmungsaktiv und sehr hautverträglich durch hohen Baumwollanteil. Hautfarben. Dehnbarkeit 70 %, 88 % Baumwolle, 10,8 % Polyamid, 1,2 % Lycra.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 5 m	04762557	64 Stück	1 Stück	J8 420652	
8 cm x 5 m	04762563	64 Stück	1 Stück	J8 420852	
10 cm x 5 m	04762586	32 Stück	1 Stück	J8 421052	
12 cm x 5 m	04762592	32 Stück	1 Stück	J8 421252	

PÜTTER-HAFT BINDE HARTMANN

Kohäsive, textilelastische Kurzzugbinde. Einzeln in Faltschachtel.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 5 m	10109318	96 Stück	1 Stück	H2 9318400	
8 cm x 5 m	10109324	72 Stück	1 Stück	H2 9318410	
10 cm x 5 m	10109330	64 Stück	1 Stück	H2 9318420	
12 cm x 5 m	10109347	48 Stück	1 Stück	H2 9318430	
20 cm x 7 m	10109353	10 Stück	1 Stück	H2 9318450	

URGOBAND

Kompressionsbinde mit kurzem Zug, 100 % Baumwolle. Luftdurchlässig, hautfreundlich, hoher Arbeitsdruck, längselastisch, webkantig und waschbar, Binden behalten auch bei längerem Gebrauch ihre Elastizität.

In der Kompressionstherapie, zur Versorgung nach Venenoperationen, bei chronischer Veneninsuffizienz, bei primärer und sekundärer Varikose, für Kompressionsverbände bei Thrombophlebitis, für Stütz- und Entlastungsverbände.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 5 m	02400034	160 Stück	10 Stück	L7 510989	
8 cm x 5 m	04997220	120 Stück	10 Stück	L7 510990	
10 cm x 5 m	04997237	120 Stück	10 Stück	L7 510991	
12 cm x 5 m	04997243	100 Stück	10 Stück	L7 510992	













LASTODUR WEICH/SOFT HARTMANN

Dauerelastische Langzugbinden mit gut dosierbarer Kompression für anschmiegsame, haltbare Verbände; wie alle Langzugbinden in Ruhelage abzunehmen; atmungsaktiv und hautverträglich, alterungsbeständig, waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C); hautfarben, mit Verbandklammern; in zwei Ausführungen für unterschiedliche Kompression erhältlich.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 7 m	00614280	60 Stück	1 Stück	H2 9316536	
8 cm x 7 m	00614297	60 Stück	1 Stück	H2 9316545	
10 cm x 7 m	00614305	60 Stück	1 Stück	H2 9316554	
12 cm x 7 m	00614311	30 Stück	1 Stück	H2 9316563	

ELODUR FORTE BSN

Die kräftige Stütz- und Entlastungsbinde

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 7 m	01976246	50 Stück	1 Stück	G9 1765	
8 cm x 7 m	01976252	50 Stück	1 Stück	G9 1766	
10 cm x 7 m	01976269	50 Stück	1 Stück	G9 1767	
12 cm x 7 m	01976275	50 Stück	1 Stück	G9 1768	

ELOFLEX GELENKBINDE BSN

Stützverbände müssen besondere Voraussetzungen erfüllen. Einerseits sollen sie genügend Halt bieten, damit Bewegungen gut geführt und Überbeanspruchungen vermieden werden können. Andererseits muss eine Belastung ohne Behinderung möglich sein. Die dauerelastische Langzugbinde Eloflex bietet dafür die besten Eigenschaften. Eloflex verfügt über eine leichte Kompression, ist luftdurchlässig und dehnbar. Sie hat eine Längsdehnung von ca. 180 % und ist einfach anzuwenden bei minimaler Faltenbildung. Bei zirkulärer Anwicklung fällt die Kompression kontinuierlich von distal nach proximal ab. Die Binde behält auch nach mehrmaligem Waschen (unter Berücksichtigung der speziellen Waschhinweise) ihre Dauerelastizität. Eloflex besteht aus 57 % Baumwolle, 33 % Viskose, 8 % Polyamid und 2 % Elasthan. Latexfrei.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Einzelbinde lose im Karton					
8 cm x 7 m	04692006	80 Stück	10 Stück	G9 47553	
10 cm x 7 m	04692012	80 Stück	10 Stück	G9 47554	
12 cm x 7 m	04692029	80 Stück	10 Stück	G9 47555	

LASTODUR STRAFF/STRONG HARTMANN

Für starke Kompression, Dehnbarkeit ca. 180 %. 85 % Baumwolle, 8 % Elastan, 7 % Polyamid.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 7 m	00614245	60 Stück	1 Stück	H2 9316634	
8 cm x 7 m	00614251	60 Stück	1 Stück	H2 9316643	
10 cm x 7 m	00614268	60 Stück	1 Stück	H2 9316652	
12 cm x 7 m	00614274	30 Stück	1 Stück	H2 9316661	
20 cm x 7 m	01332649	20 Stück	1 Stück	H2 9316689	

PÜTTERFLEX HARTMANN

Besonders dünne, bi-elastische Kurzzugbinden, Längsdehnbarkeit ca. 90 % mit zusätzlicher Querelastizität; hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck; auch bei Dauerverbänden anhaltende Kompressionswirkung; atmungsaktiv und gut hautverträglich, durch die Querelastizität besonders einfach anzulegen und bequem zu tragen; kochfest und sterilisierbar (Dampf A 134 °C); mit dauerhaft aufgedruckter Waschanleitung am Bindenende; hautfarben. 100 % Baumwolle

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
Duo Doppelpackung, mit Verbandklammern, in Faltschachteln										
jeweils 1 Binde 8 / 10 cm x 5 m 06187011 30 Stück 2 Stück H2 9318250										
10 cm x 5 m	03541239	60 Stück	2 Stück	H2 9318260						
mit Verbandklammern, einzeln in Fa	mit Verbandklammern, einzeln in Faltschachtel									
8 cm x 5 m	03541251	40 Stück	1 Stück	H2 9318280						
10 cm x 5 m	03541268	40 Stück	1 Stück	H2 9318290						
mit Verbandklammern, lose in Falts	chachtel									
8 cm x 5 m	03542380	80 Stück	10 Stück	H2 9318320						
10 cm x 5 m	03542397	80 Stück	10 Stück	H2 9318330						

403





SERVODUR FEIN

SERVODUR FEIN, LANGZUGBINDE

Dauerelastische Langzugbinde, 160 % dehnbar mit langem Zug. Gut dosierbare Kompressionen bei haltbaren Verbänden, atmungsaktiv und gut hautverträglich, mit Verbandklammern.

In Einzelfaltschachtel verpackt.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 7 m	04762617	64 Stück	1 Stück	J8 20662	
8 cm x 7 m	04762623	64 Stück	1 Stück	J8 20862	
10 cm x 7 m	04762646	32 Stück	1 Stück	J8 21062	
12 cm x 7 m	04762652	32 Stück	1 Stück	J8 21262	



DAUERBINDE F, LANGZUGBINDE LOHMANN & RAUSCHER

Dauerbinde F in neuer Qualität, bewährt und zuverlässig.

Langer Zug, der gut zu variieren ist, diese Attribute zeichnet die Dauerbinde F aus. Sie wird für stützende und entlastende Verbände an Bändern und Gelenken eingesetzt. Aufgrund des hohen Ruhedrucks muss die Langzugbinde bei Ruhelage des Patienten sowie nachts abgenommen werden. Die einfache Handhabung ermöglicht das Anlegen der Dauerbinde auch von verbandtechnisch weniger geübten Anwendern. Die Binden schmiegen sich gut an den entsprechenden Körperteil an, sind waschbar und pflegeleicht.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
einzeln in Faltschacht	einzeln in Faltschachtel									
6 cm x 7 m	12592282	60 Stück	1 Stück	L2 105914						
8 cm x 7 m	12592299	88 Stück	1 Stück	L2 105916						
10 cm x 7 m	12592313	95 Stück	1 Stück	L2 105915						
12 cm x 7 m	12592336	60 Stück	1 Stück	L2 105917						
lose in Karton					•					
8 cm x 7 m	12592253	70 Stück	10 Stück	L2 105912						
10 cm x 7 m	12592307	140 Stück	10 Stück	L2 105918						





ROSIDAL SC KOMPRESSIONSBINDE, WEICH LOHMANN & RAUSCHER

Eine Binde – mehrere Funktionen: Die weiche Kompressionsbinde Rosidal SC (Soft Compression) bietet eine sichere Lösung als erste Lage eines lymphologischen sowie phlebologischen Kompressionsverbandes. Die textile Unterseite schützt empfindliche Haut, dient zur gleichmäßigen Druckverteilung und reduziert die Rutschneigung des Verbandes. Rosidal SC ist sowohl einzeln als auch als Systemkomponente von Rosidal TCS und Rosidal Lymph erhältlich.

Маве	Durchmesser	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2,5 cm x 10 m	8 cm	00144880	18 Stück	1 Stück	L2 33500	
2,5 cm x 15 m	8 cm	00144897	24 Stück	1 Stück	L2 33501	



ROSIDAL SYS LOHMANN & RAUSCHER

Kurzzug-Kompressionssystem. Aufwändiges Zusammenstellen von Einzelkomponenten bremst die Effizienz. Daher empfiehlt sich das Kompressionssystem Rosidal sys mit seinen sinnvoll aufeinander abgestimmten Komponenten in hoher, dauerhafter Qualität. Das handlich in einem Set kombinierte System enthält alle medizinischen Bestandteile, die für eine gute Kompressionstherapie erforderlich sind. Das Kurzzug-Kompressionssystem ermöglicht die effektive Behandlung des Ulcus cruris venosum.

Тур		PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Rosidal sys Kurzz	ug-Kompressionssystem	00849971	4 Stück	1 Stück	L2 16984	



ROSIDAL TCS LOHMANN & RAUSCHER

Zweikomponenten-Kompressionssystem Rosidal TCS. Dabei handelt es sich um die Kombination zweier Produkte zu einem sicheren System: Die innovative polsternde Kompressionsbinde Rosidal SC (Soft Compression) mit integriertem textilen Hautschutz gepaart mit der kohäsiven Kurzzug-Kompressionsbinde Rosidal CC (Cohesive Compression). Die Lösung überzeugt durch Anwender- sowie Patientenfreundlichkeit. Denn sie ist dank Safe-Loc ein unter vollem Zug einfach anzulegendes System, das angenehm zu tragen ist. Insbesondere in der Nacht ist der niedrige Ruhedruck ein klares Plus für die Compliance. Die Rosidal TCS System-Komponenten sind frei von Naturkautschuklatex und somit eine gute Alternative für Menschen mit einer Latexüberempfindlichkeit.

Тур	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Rosidal TCS Zweikomponenten-	09641350	14 Sets	1 Set	L2 26484	
Kompressionssystem					



PÜTTERPRO 2 HARTMANN

Das effiziente 2-Komponenten-Kompressionssystem

Kompressionssystem bestehend aus einer einseitig kohäsiv beschichteten Polsterbinde und einer beidseitig kohäsiv beschichteten Kompressionsbinde, die im Zusammenspiel einen sicheren und rutschfesten, dünnen und trageangenehmen Verband ergeben; sehr hoher Arbeitsdruck mit niedrigem Ruhedruck, auch in Ruhelage zu tragen; beide Binden sind latexfrei, atmungsaktiv und hautfreundlich sowie von Hand abreißbar.

Polsterbinde, weiß: Polyester und Elastan, mit einseitig latexfreier Beschichtung; Dehnbarkeit ca. 80 %, gedehnt 6,5 m lang

Kompressionsbinde, hautfarben: Polypropylen und Elastan, mit beidseitig latexfreier Beschichtung; Dehnbarkeit ca. 150 %, gedehnt 8,2 m lang



Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
1 Set mit 2 Binden, ı	ınsteril				
Polsterbinde: 10 cm x 6,5 m &; Kompressionsbinde: 10 cm x 8,2 m	11482930	24 Stück	2 Stück	H2 9316850	
6 Sets mit je 2 Binde	en, unsteril				
Polsterbinde: 10 cm x 6,5 m & Kompressionsbinde: 10 cm x 8,2m	11661704	36 Stück	6 x 2 Stück	H2 9316860	

URGO K2 KOMPRESSIONSSYSTEM

Innovatives, zweilagiges Kompressionssystem (ABPI 0,8)

Das UrgoK2 System besteht aus zwei unterschiedlichen Binden: UrgoKTech und UrgoKPress.

Auf beiden Binden befindet sich ein Markierungssystem, das das Anlegen der Binde erleichtern soll und zudem sicherstellt, dass ein optimales Druckverhältnis erreicht wird. Die beiden Binden aus denen das UrgoK2 System besteht, können bei Tag und Nacht und über die gesamte Zeitspanne zwischen den Verbandwechseln getragen werden.

UrgoKTech ist die Binde, welche direkt am Bein angelegt wird. Sie besteht aus einem Komplex aus Watte und einem kompressiven Gewebe.

Das Markierungssystem gewährleistet:

- Die richtige Dehnung der Binde
- Die korrekte Anzahl an Bindentouren. Der optimale therapeutische Druck wird erreicht, wenn die Binde so gedehnt wird, dass die auf der Binde aufgeprägten Ellipsen Kreise formen.

UrgoKPress, die zweite Binde die über UrgoKTech angelegt wird, ist eine elastische kohäsive Binde.

Anwendungsgebiete:

Zur Behandlung des venösen Ulcus cruris und von Ödemen, die aufgrund einer Veneninsuffizienz entstehen.



Маве	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
Urgo K2 Kompressionssystem	(1 x KTech & 1 x KPress) / K	nöchelumfang 18 - 25 cm				
8 cm	552979	05381805	44 Stück	2 Stück	L7 510636	
8 cm	600722	05381840	24 Stück	6 Stück	L7 510638	
10 cm	552977	05005120	40 Stück	2 Stück	L7 510630	
10 cm	600724	01129115	24 Stück	6 Stück	L7 510634	
12 cm	600726	05381857	24 Stück	6 Stück	L7 510639	
Urgo K2 Kompressionssystem	(1 x KTech & 1 x KPress) / K	nöchelumfang 25 - 32 cm			•	
8 cm	600723	05381863	24 Stück	6 Stück	L7 510650	
10 cm	552978	05005189	24 Stück	2 Stück	L7 510631	
10 cm	600725	01129196	24 Stück	6 Stück	L7 510635	
12 cm	600727	05381886	24 Stück	6 Sets	L7 510651	



URGO K1 KOMPRESSIONSSYSTEM

Bei UrgoK1 handelt es sich um ein einlagiges Mehrkomponenten-Kompressionssystem aus Polyamid-, Elastan- und Polyestergarnen, die mithilfe einer 3D Webtechnologie miteinander verbunden wurden. Die exklusive PresSure-System-Technologie, die auf Druckindikatoren basiert, erleichtert es, die Binde mit korrekter Dehnung und korrekter Überlappung entsprechend der gewählten Größe des UrgoK1-Systems anzulegen. Mit dem mitgelieferten Befestigungssystem kann die Binde nach dem Anlegen an Ort und Stelle fixiert werden.

Маве	Umfang	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
10 cm	Knöchelumfang 18 - 25 cm	16901202	66 Stück	1 Stück	L7 193142	
10 cm	Knöchelumfang 18 - 25 cm	16901219	12 Stück	6 Stück	L7 601131	
10 cm	Knöchelumfang 25 - 32 cm	16901225	60 Stück	1 Stück	L7 193150	
10 cm	Knöchelumfang 25 - 32 cm	16901231	12 Stück	6 Stück	L7 601133	







SERVODUR KRÄFTE

SERVODUR KRÄFTIG, LANGZUGBINDE

Dauerelastische Langzugbinde mit kräftiger Kompression. Sehr robust mit dosierbarer Kompressionsstärke. Sehr hautverträglich, unempfindlich gegen Schweiß und Salben. Extrem dehnbar, ca. 180 %. 83 % Baumwolle, 7 % Polyurethan und 10 % Lycra. In Einzelfaltschachtel verpackt.

	Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
	6 cm x 7 m	04762698	64 Stück	1 Stück	J8 1720662	
	8 cm x 7 m	04762712	64 Stück	1 Stück	J8 1720862	
Ī	12 cm x 7 m	04762735	32 Stück	1 Stück	J8 1721262	



Service macht den Unterschied.

DAUERBINDE K, LANGZUGBINDE LOHMANN & RAUSCHER

Dauerbinde K in neuer Qualität, bewährt und zuverlässig.

Langer Zug, der gut zu variieren ist, diese Attribute zeichnet die Dauerbinde K aus. Sie wird für stützende und entlastende Verbände an Bändern und Gelenken eingesetzt. 58 % Baumwolle, 24 % Polyamid, 8 % Elasthan, 10 % Viskose.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
mit Verbandklammern, einzeln in Faltschachtel									
6 cm x 7 m	12588872	80 Stück	1 Stück	L2 105904					
8 cm x 7 m	12589009	100 Stück	1 Stück	L2 105905					
10 cm x 7 m	12588990	80 Stück	1 Stück	L2 105900					
12 cm x 7 m	12588984	80 Stück	1 Stück	L2 105906					
20 cm x 7 m	12588783	30 Stück	1 Stück	L2 105901					
10 cm x 14 m	12588903	30 Stück	1 Stück	L2 105907					
12 cm x 14 m	12588808	30 Stück	1 Stück	L2 105902					
mit Verbandklammer	n, lose im Karton				•				
6 cm x 7 m	12588926	180 Stück	10 Stück	L2 105908					
8 cm x 7 m	12588932	120 Stück	10 Stück	L2 105909					
10 cm x 7 m	12588949	60 Stück	10 Stück	L2 105910					
12 cm x 7 m	12588955	60 Stück	10 Stück	L2 105911					
20 cm x 7 m	12588820	30 Stück	10 Stück	L2 105903					

SERVOPLAST AGRYL

LÄNGSELASTISCHE KLEBEBINDE





Längselastische Klebebinde, mit hautfreundlichem Kleber. Ca. 60 % Dehnbarkeit, wasserabweisend, thermostabil, hypoallergen. Einzeln in Faltschachtel verpackt.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
8 cm x 2,5 m	04763686	72 Stück	1 Stück	J8 7020852	
10 cm x 2,5 m	04763775	36 Stück	1 Stück	J8 7021052	



Medizinbedarf Service macht den Unterschied.

ACRYLASTIC BSN

Die besonders elastische Klebebinde.

Hypoallergen = besonders hautfreundlich, schmerzfrei zu entfernen.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE				
einzeln in Faltschachtel									
6 cm x 2,5 m		45 Stück	1 Stück	G9 2406					
6 cm x 2,5 m	00503617	45 Stück	5 Stück	G9 2697					
8 cm x 2,5 m		30 Stück	1 Stück	G9 2408					
8 cm x 2,5 m	00503646	30 Stück	5 Stück	G9 2698					
10 cm x 2,5 m		30 Stück	1 Stück	G9 2410					
10 cm x 2,5 m	00503669	30 Stück	5 Stück	G9 2699					
lose im Karton									
6 cm x 2,5 m	00503623	72 Stück	12 Stück	G9 2700					
8 cm x 2,5 m	00503652	72 Stück	12 Stück	G9 2701					
10 cm x 2,5 m	00503675	72 Stück	12 Stück	G9 2702					
lose im Karton, d	hne PZN								
6 cm x 2,5 m		72 Stück	12 Stück	G9 47190					
8 cm x 2,5 m		72 Stück	12 Stück	G9 47191					
10 cm x 2,5 m		72 Stück	12 Stück	G9 47192					

SERVOPIAST ELAST

ELASTISCHE KLEBEBINDE







SERVOPLAST ELAST

SERVOPLAST ELAST, KLEBEBINDE

Elastische Klebebinde mit starker Klebekraft und Webkante. Dehnung ca. 60 %, mit Zinkoxid-Kautschuk-Kleber. Einzeln in Faltschachtel verpackt.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
8 cm x 2,5 m	04762758	72 Stück	1 Stück	J8 120852	
10 cm x 2,5 m	04762764	36 Stück	1 Stück	J8 121052	



OPTIPLASTE-C BSN

Elastische Klebebinde mit Zinkoxid-Kautschuk-Klebemasse (vormals Elastoplast).

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
einzeln in Faltschacht	einzeln in Faltschachtel									
6 cm x 2,5 m	03576261	45 Stück	5 Stück	G9 2506						
8 cm x 2,5 m	03576278	30 Stück	5 Stück	G9 2508						
10 cm x 2,5 m	03576284	30 Stück	5 Stück	G9 2510						
lose im Karton										
6 cm x 2,5 m	03576290	72 Stück	12 Stück	G9 47186						
8 cm x 2,5 m	03576309	72 Stück	12 Stück	G9 47187						
10 cm x 2,5 m	03576315	72 Stück	12 Stück	G9 47188						





PORELAST LOHMANN & RAUSCHER

Längselastische Pflasterbinde. Die Pflasterbinde hat unter anderem den Vorteil, dass sie den natürlichen Bewegungsablauf der betroffenen Gelenke nicht wesentlich einschränkt. Sie eignet sich als dauerhaften Kompressionsverband in der Phlebologie und für funktionelle Verbände in der Sportmedizin. Darüber hinaus stützen und entlasten sie bei Kontusionen, Distorsionen und Luxationen. Auch für redressierende Verbände wie zum Beispiel bei Fußfehlstellungen sind die Pflasterbinden sinnvoll. Das porös kleberbeschichtete Gewebe ist luft- und wasserdampfdurchlässig und bietet daher eine gute Ventilation — auch bei übergreifenden Bindetouren. 100 % Baumwolle, zinkoxidhaltiger Synthesekautschukkleber. Lose im Karton.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 2,5 m	07189911	50 Stück	10 Stück	L2 30213	
8 cm x 2,5 m	07189928	50 Stück	10 Stück	L2 30214	
10 cm x 2,5 m	07189934	50 Stück	10 Stück	L2 30215	



GELOCAST ELASTIC BSN

Gebrauchsfertige Zink-Gel-Binde für halbstarre Dauerverbände, mit elastischem Trägergewebe.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
8 cm x 7 m	00062521	40 Stück	10 Stück	G9 45090	
8 cm x 10 m	00062544	40 Stück	10 Stück	G9 45091	
10 cm x 7 m	00062538	40 Stück	10 Stück	G9 45092	
10 cm x 10 m	00062550	40 Stück	10 Stück	G9 45094	





GELOSTRETCH BSN

Die längs- und querdehnbare Zink-Gel-Binde. Schnell und einfach anzulegen. Latexfrei, sofort gebrauchsfertig.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
einzeln in Faltschachtel										
8 cm x 7 m	04850439	20 Stück	1 Stück	G9 45043						
10 cm x 5 m	04525780	16 Stück	1 Stück	G9 45292						
10 cm x 7 m	04525797	20 Stück	1 Stück	G9 45293						
10 cm x 10 m	04525805	20 Stück	1 Stück	G9 45294						
lose im Karton										
8 cm x 7 m	04850422	40 Stück	10 Stück	G9 45291						
10 cm x 5 m	04525811	40 Stück	10 Stück	G9 45295						
10 cm x 7 m	04525828	40 Stück	10 Stück	G9 45296						
10 cm x 10 m	04525834	40 Stück	10 Stück	G9 45297						

SERVOPIAST BI-ELAST

BI-ELASTISCHE PFLASTERBINDE



- Webkantig
- Porös, sehr atmungsaktiv
- Gassterilisierbar

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 2,5 m	04763781	72 Stück	1 Stück	J8 0652	
8 cm x 2,5 m	04763798	72 Stück	1 Stück	J8 0852	
10 cm x 2,5 m	04763806	36 Stück	1 Stück	J8 1052	





TRICOPLAST BSN

Die längs- und querelastische Klebebinde für stützende Verbände, hypoallergen.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE					
einzeln in Faltschacht	einzeln in Faltschachtel									
6 cm x 2,5 m	01414548	45 Stück	1 Stück	G9 2306						
8 cm x 2,5 m	01414554	30 Stück	1 Stück	G9 2308						
10 cm x 2,5 m	01414560	30 Stück	1 Stück	G9 2310						
lose im Karton										
6 cm x 2,5 m	04777748	72 Stück	12 Stück	G9 47261						
8 cm x 2,5 m	04777754	72 Stück	12 Stück	G9 47262						
10 cm x 2,5 m	04777760	72 Stück	12 Stück	G9 47264						

PANELAST LOHMANN & RAUSCHER

Längs- und querelastisches Pflasterband mit Webkanten, hautfarben, 100 % Baumwolle, Längsdehnung ca. 80 %, quer ca. 45 %, kräftig haftender Synthesekautschuk-Kleber, allgemein gut hautverträglich, röntgenstrahlendurchlässig.

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 2,5 m	00761791	50 Stück	1 Stück	L2 30270	
8 cm x 2,5 m	00761816	50 Stück	1 Stück	L2 30271	
10 cm x 2,5 m	00761822	50 Stück	1 Stück	L2 30272	



VARICEX S (STRETCH) LOHMANN & RAUSCHER

Längs- und querelastische Zinkleimbinde, kann ohne Ein- und Abschneiden faltenfrei angewickelt werden, einzeln im Alufolienbeutel. Gebrauchsfertig, daher ohne Erwärmung anwendbar, zum Herstellen eines halbstarren Dauerverbandes.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE		
einzeln eingesiegelt							
10 cm x 5 m	06621246	80 Stück	1 Stück	L2 20630			
10 cm x 7 m	06621252	60 Stück	1 Stück	L2 20631			
10 cm x 10 m	06621269	30 Stück	10 Stück	L2 20632			
lose im Karton							
10 cm x 5 m	00659615		20 Stück	L2 20635			
10 cm x 7 m	00659650		20 Stück	L2 20636			
10 cm x 10 m	00659621		20 Stück	L2 20637			



ZINKLEIMBINDEN

- Praxisgerechter Zinkleimauftrag
- · Leicht modellierbares, plastisches Material, mit Korrekturmöglichkeit
- Gezielte Kompression
- Gute Haftung der Bindentouren
- Einfache, bequeme und faltenfreie Anlage eines Kompressionsverbandes zur Fixierung und/oder Entstauung in einem Zug
- Kein zeitaufwendiges Schneiden der Lagen mehr nötig

Маве	PZN	VE	REF	Preis VE
6 cm x 4 m	07140974	30 Stück	H7 S510406	
8 cm x 7 m	07145210	20 Stück	H7 S511001	
10 cm x 5 m	04929566	20 Stück	H7 S510500	
10 cm x 7 m	07143820	20 Stück	H7 S510700	
10 cm x 10 m	07145635	20 Stück	H7 S511000	





URGOZINK ELAST

längs dehnbar

Urgozink elast besteht aus Viskose und Polyamid mit einem Zinkleimauftrag. Sie ist gut modellierbar, schnell trocknend und halbstarr. Die bereits gebrauchsfertig imprägnierte, webkantige Zinkleimbinde ermöglicht ein einfaches, sauberes, zeitsparendes und faltenfreies Anlegen des Verbandes. Verbände mit Urgozink elast sind nach dem Anlegen sofort therapeutisch wirksam. Selbst bei längerem Tragen verrutscht sie nicht und bleibt geschmeidig.

Маßе	Hersteller-Nr.	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
8 cm x 5 m	510504	01313439	60 Stück	10 Stück	L7 0504	
8 cm x 10 m	510506	01313451	40 Stück	10 Stück	L7 0506	
10 cm x 5 m	510507	00754928	60 Stück	10 Stück	L7 0507	
10 cm x 7 m	510508	00754934	40 Stück	10 Stück	L7 0508	
10 cm x 10 m	510509	00754940	40 Stück	10 Stück	L7 0509	







SERVOZINK, ZINKLEIMBINDE

Das elastische Trägermaterial der servozink Zinkleimbinde ermöglicht ein einfaches und faltenfreies Anlegen (nicht unter Zug!) des Verbandes. Nach dem Anlegen geht die Binde in einen halbstarren Zustand über. Besonders geeignet sind solche Verbände bei der Behandlung von Ulcus cruris, Thrombophlebitis, Phlebothrombosen, Verhärtungen, Induration, Sklerose, zur Beseitigung hartnäckiger Ödeme, als Stützverband in der Orthopädie. Hautverträglich und schnell trocknend, längselastisch mit festen Kanten. Einzeln alugeblistert.

- 40 % Baumwolle
- 31 % Viskose
- 29 % Polyamid
- ca. 90 % Dehnbarkeit

Маßе	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
8 cm x 7 m	03916277	120 Stück	1 Stück	J8 7329240	
10 cm x 5 m	03916308	120 Stück	1 Stück	J8 7329252	
10 cm x 7 m	03916426	120 Stück	1 Stück	J8 7329269	
10 cm x 10 m	03916863	120 Stück	1 Stück	J8 7329275	



SERVOZINK COOL Elastische Zinkleimbinde mit besonderem Kühleffekt!

ServoZink Cool ist ein elastischer und stützender halbstarrer Kühlverband für die schnelle und wirksame erste Hilfe bei Sportverletzungen. Der Verband findet insbesondere Anwendung bei Verstauchungen, Muskelzerrungen, Muskelfaserrissen, Prellungen usw.. Die Hydrokolloidmatrix sorgt dabei für eine sanfte Kühlung von ca. 4 Stunden. Eine Kühlwirkverlängerung ist durch Aufsprühen von Wasser möglich. Der Kühleffekt kann durch eine Lagerung der Binde im Kühlschrank vor dem Gebrauch verstärkt werden. Die Kühlbandage ist einfach anzulegen und kann durch Ihre Rezeptur **ohne** Alkohol und **ohne** Öle direkt eingesetzt werden. Jede Binde ist in spezieller Alufolie einzeln eingeschweißt.

- 69 % Viskose
- 31 % Polyamid
- ca. 60 % Dehnbarkeit

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 5 m	10124619	120 Stück	1 Stück	J8 590605	
8 cm x 5 m	10124625	120 Stück	1 Stück	J8 590805	
10 cm x 5 m	10124631	120 Stück	1 Stück	J8 591005	
10 cm x 7 m	10124648	120 Stück	1 Stück	J8 591007	



Medizinbedarf Service macht den Unterschied.



VAROLAST PLUS HARTMANN

Extra feuchte, gebrauchsfertige Zinkleimbinden mit sämig weichem, gleichmäßig hohem Zinkleimauftrag; in Längsrichtung dehnbar, dadurch ohne Einschneiden und Abschneiden problemlos zu applizieren; gut hautverträglich.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE		
einzeln in Faltschachteln							
8 cm x 5 m	02667234	16 Stück	1 Stück	H2 9315826			
10 cm x 7 m	02667257	20 Stück	1 Stück	H2 9315835			
10 cm x 10 m	02667286	20 Stück	1 Stück	H2 9315853			
Anstaltspackung, ein	zeln eingesiegelt		,		,		
8 cm x 5 m	02667240	32 Stück	16 Stück	H2 9315893			
10 cm x 7 m	02667263	40 Stück	20 Stück	H2 9315873			
10 cm x 10 m	02667292	40 Stück	20 Stück	H2 9315883			



CELLONA SYNTHETIKWATTE LOHMANN & RAUSCHER

Hochwertige Polsterbinde mit einem breiten Anwendungsbereich. Ob zur Unterpolsterung von Schienen und Schienenverbänden, von Zinkleim- und Pflasterverbänden sowie von Kompressionsverbänden. Die Synthetikwatte besteht aus 100 % Polyester-Fastern. Die Fasern der Watte sind unter leichtem Zug beliebig trennbar. Die Watte ist luftdurchlässig, temperaturausgleichend und nimmt keine Feuchtigkeit auf.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
4 cm x 3 m	02754157		108 Stück	L2 10690	
6 cm x 3 m	02765451	60 Stück	6 Stück	L2 10686	
6 cm x 3 m	00020617	64 Stück	8 Stück	L2 12770	
6 cm x 3 m	02754163		72 Stück	L2 10692	
10 cm x 3 m	02765468	40 Stück	4 Stück	L2 10687	
10 cm x 3 m	00020623	64 Stück	8 Stück	L2 12771	
10 cm x 3 m	02754186		48 Stück	L2 10694	
15 cm x 3 m	00020646	40 Stück	5 Stück	L2 12772	
15 cm x 3 m	02754192		36 Stück	L2 10695	
20 cm x 3 m	07732628		24 Stück	L2 10696	



POLSTERWATTE-BINDEN 3M

Synthetisch (100 % Polyester) wasserabweisend.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
5 cm x 2,7 m	03198391	288 Stück	12 Stück	S6 MW02	
7,5 cm x 2,7 m	03198416	192 Stück	12 Stück	S6 MW03	
10 cm x 2,7 m	03198422	144 Stück	12 Stück	S6 MW04	
15 cm x 2,7 m	03198439	96 Stück	12 Stück	S6 MW06	



ROLTA SOFT HARTMANN

Rolta soft ist eine besonders weiche, weniger voluminöse Synthetik-Wattebinde aus gekräuselten, nicht saugenden Polyesterfasern. Die Polsterbinde ist luft- und sekretdurchlässig sowie temperaturausgleichend. Einzeln banderoliert.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
6 cm x 3 m	04456518	8 x 6 Stück	6 Stück	H2 9320431	
6 cm x 3 m	02757486		50 Stück	H2 9320480	
10 cm x 3 m	04456524	6 x 6 Stück	6 Stück	H2 9320451	
10 cm x 3 m	02757457		30 Stück	H2 9320491	
15 cm x 3 m	04456530	6 x 4 Stück	4 Stück	H2 9320471	
15 cm x 3 m	02757440		20 Stück	H2 9320501	
25 cm x 3 m	02757434		10 Stück	H2 9320511	






Gervice macht den Unterschied.

Selbstklebendes und sehr anschmiegsames Polstermaterial zur rutschfesten Applikation bei partiell gepolsterten Gips- und Kunststoff-Stützverbänden. Selbstklebend, weiß.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE		
5 mm im Folienbeutel							
19 x 38 cm	02191412	60 Stück	10 Stück	L2 50810			
2 mm gerollt							
58 cm x 1 m	02765497	10 Stück	1 Stück	L2 50811			
28 cm x 10 m	08426365	11 Stück	1 Stück	L2 50813			
Cellona Randpolster, 2 mm gerollt							
8 cm x 5 m	03674236	24 Stück	1 Stück	L2 50812			





Robuste, ergonomisch geformte Gipssäge zur Trennung von Gips- oder Kunststoff-Stützverbänden. Leiser Motor mit 3 m langem Anschlusskabel, weitgehend wartungsfrei. Durch die elektronische Drehzahlvorwahl kann die Schwingung des Sägeblattes genau auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung eingestellt werden.

Das reduzierte Gewicht (nur 1500 Gramm) und die handlichen *Abmessungen ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten*.

"Besonders leiser Motor im Vergleich zu anderen Modellen"

Lieferumfang:

MEDICAST Ğipssäge mit 3 m Netzkabel Universalsägeblatt (2 Stück) 65 mm Ø für Gips und Kunststoff Inbusschlüssel Gebrauchsanleitung

Gebrauchsanleitung Hartschalenkoffer

Technische Daten:

Stromanschluss: Einphasen-Wechselstrom 230 V +/- 10 % Lagerung: bei -40 °C bis 55 °C 50Hz +/- 10 % nicht über 93 % Frequenz: Luftfeuchtigkeit: Nennaufnahme: 250 Watt Betrieb: 5 °C bis 40 °C 11.000 (Leerlauf) Schwingungen: Luftfeuchtigkeit: nicht über 80 % ca. 1500 g Gewicht: Druck: 860 hPa bis 1060 hPA

Schutzart: Schutzklasse II Kabel mit Stecker Lärmpegel: 52 bis 75 dB

Тур	VE	REF	Preis VE
Gipssäge 230 Volt	1 Stück	I5 8894-N	
Sägeblatt für Gips, 50 mm Ø	1 Stück	I5 8895	
Sägeblatt für Gips, 65 mm Ø	1 Stück	I5 8896	
Sägeblatt für Kunststoff, 50 mm Ø	1 Stück	I5 8897	
Sägeblatt für Kunststoff, 65 mm Ø	1 Stück	I5 8898	



ARTIFLEX BSN

Vlies-Polsterbinden zum Abpolstern von Wunden, Verletzungen und Brüchen. Synthetische Fasern

Маве	PZN	VE	REF	Preis VE
6 cm x 3 m	07154350	50 Stück	G9 9044	
10 cm x 3 m	07154367	30 Stück	G9 9046	
15 cm x 3 m	07154373	20 Stück	G9 9047	
20 cm x 3 m	07154396	15 Stück	G9 9048	



ARTIFLEX SOFT BSN

Vlies-Polsterbinden zum Abpolstern von Wunden, Verletzungen und Brüchen. Synthetische Fasern. Besonders hohe Längs- und Querdehnbarkeit.

Маве	PZN	VE	REF	Preis VE
6 cm x 3 m	07154427	50 Stück	G9 72860	
8 cm x 3 m	00196049	40 Stück	G9 72861	
10 cm x 3 m	07154433	30 Stück	G9 72862	
15 cm x 3 m	07154456	20 Stück	G9 45278	
20 cm x 3 m	07154462	15 Stück	G9 45279	



ARTIFLEX NATUR BSN

Polsterwatte aus 100 % Naturfaser

Маßе	PZN	VE	REF	Preis VE
5 cm x 2,7 m	00196173	70 Stück	G9 72870	
7,5 cm x 2,7 m	00196210	50 Stück	G9 72871	
10 cm x 2,7 m	00196345	30 Stück	G9 72872	
15 cm x 2,7 m	00196546	20 Stück	G9 72873	
20 cm x 2,7 m	00196552	15 Stück	G9 72874	



CELLONA LONGUETTEN LOHMANN & RAUSCHER

Einzeln im Folienbeutel. 4-fach gelegt, Gesamtlänge 80 m

Маве	PZN	VE	REF	Preis VE
10 cm x 20 m/80 m	00191744	1 Stück	L2 25500	
12 cm x 20 m/80 m	00191750	1 Stück	L2 25501	
15 cm x 20 m/80 m	00191767	1 Stück	L2 25502	
20 cm x 20 m/80 m	01449021	1 Stück	L2 25503	





Cellacast

CELLACAST LONGUETTEN LOHMANN & RAUSCHERLeicht-Longuette aus Glasfasergewirk und Polyurethanharz, mit beidseitiger Polsterung, in Folienschlauch eingesiegelt. Im Spenderkarton

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE	
auf Rolle						
5 cm x 4,6 m	14054459	4 Stück	1 Stück	L2 139960		
7,5 cm x 4,6 m	14054577	2 Stück	1 Stück	L2 139961		
10 cm x 4,6 m	14054583	2 Stück	1 Stück	L2 139962		
12,5 cm x 4,6 m	14054608	2 Stück	1 Stück	L2 139963		
15 cm x 4,6 m	14054614	2 Stück	1 Stück	L2 139964		
Fertigabschnitte,	einzeln in Fo	lie eingesiegel	t			
5 cm x 30 cm	14054838	40 Stück	1 Stück	L2 139965		
7,5 cm x 30 cm	14054904	40 Stück	1 Stück	L2 139966		
10 cm x 38 cm	14054927	40 Stück	1 Stück	L2 139967		
10 cm x 76 cm	14054956	20 Stück	1 Stück	L2 139968		
12,5 cm x 76 cm	14055080	20 Stück	1 Stück	L2 139969		



CELLONA GIPSBINDEN LOHMANN & RAUSCHER

Maße	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
einzeln einge	siegelt, Ärzte	packung			
6 cm x 2 m	00191537	50 Stück	10 Stück	L2 20110	
8 cm x 2 m	00191566	100 Stück	10 Stück	L2 20111	
10 cm x 2 m	00191589	100 Stück	10 Stück	L2 20112	
12 cm x 2 m	00191603	100 Stück	10 Stück	L2 20113	
15 cm x 2 m	00191632	100 Stück	10 Stück	L2 20114	
20 cm x 2 m	00191655	50 Stück	10 Stück	L2 20115	
einzeln in Alu	ıfolie				
5 cm x 1 m	03150763	200 Stück	10 Stück	L2 24999	
6 cm x 2 m	03150786	100 Stück	2 x 5 Stück	L2 25000	
8 cm x 2 m	03150792	100 Stück	2 x 5 Stück	L2 25001	
10 cm x 2 m	03150800	100 Stück	2 x 5 Stück	L2 25002	
12 cm x 2 m	03150817	100 Stück	2 x 5 Stück	L2 25003	
15 cm x 2 m	03150823	100 Stück	2 x 5 Stück	L2 25004	
20 cm x 2 m	03150846	50 Stück	2 x 5 Stück	L2 25005	
8 cm x 3 m	03150852	100 Stück	2 x 5 Stück	L2 25011	
10 cm x 3 m	03150869	100 Stück	2 x 5 Stück	L2 25012	
12 cm x 3 m	03150875	100 Stück	2 x 5 Stück	L2 25013	
15 cm x 3 m	03150881	50 Stück	2 x 5 Stück	L2 25014	
20 cm x 3 m	03150898	50 Stück	2 x 5 Stück	L2 25015	









CELLACAST XTRA LOHMANN & RAUSCHER

Dünn, leicht und stabil: Als moderner synthetischer Stützverband sorgt Cellacast Xtra für die sichere Stabilisierung. Er besteht aus einem rigiden Glasfaserträger und wird zur Immobilisation nach Frakturen sowie Operationen und orthopädischen Korrekturen eingesetzt. Darüber hinaus eignet er sich zur Behandlung von Gelenk- und Knochenerkrankungen und als Longuette zur Verstärkung zirkulärer Verbände.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE		
creme							
2,5 cm x 1,8 m	14252780	40 Stück	10 Stück	L2 139850			
5 cm x 3,6 m	14252805	40 Stück	10 Stück	L2 139851			
7,5 cm x 3,6 m	14252828	40 Stück	10 Stück	L2 139852			
10 cm x 3 ,6 m	14252840	40 Stück	10 Stück	L2 139853			
12,5 cm x 3,6 m	14252863	40 Stück	10 Stück	L2 139854			
blau	•			,			
5 cm x 3,6 m	14252461	40 Stück	10 Stück	L2 139855			
7,5 cm x 3,6 m	14252484	40 Stück	10 Stück	L2 139856			
10 cm x 3,6 m	14252509	40 Stück	10 Stück	L2 139857			
12,5 cm x 3,6 m	14252521	40 Stück	10 Stück	L2 139858			
schwarz				•			
5 cm x 3,6 m	14252610	40 Stück	10 Stück	L2 139859			
7,5 cm x 3,6 m	14252633	40 Stück	10 Stück	L2 139860			
10 cm x 3,6 m	14252685	40 Stück	10 Stück	L2 139861			
rot	•		·				
5 cm x 3,6 m	14252544	40 Stück	10 Stück	L2 139863			
7,5 cm x 3,6 m	14252567	40 Stück	10 Stück	L2 139864			
10 cm x 3,6 m	14252596	40 Stück	10 Pack.	L2 139865			
lila							
5 cm x 3,6 m	14252722	40 Stück	10 Stück	L2 139867			
7,5 cm x 3,6 m	14252745	40 Stück	10 Stück	L2 139868			
10 cm x 3,6 m	14252768	40 Stück	10 Stück	L2 139869			

DYNACAST PRELUDE BSN

Synthetisches Schienensystem aus Fiberglas, beschichtet mit Polyurethanharz und weicher beidseitig aufgebrachter Polypropylen-Polsterung.

Маве	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
2,5 cm x 4,6 m	07465788	2 Stück	1 Stück	G9 71418	
5 cm x 4,6 m	07465794	2 Stück	1 Stück	G9 71420	
7,5 cm x 4,6 m	07465802	2 Stück	1 Stück	G9 71421	
10 cm x 4,6 m	07465819	2 Stück	1 Stück	G9 71415	
12,5 cm x 4,6 m	07465765	2 Stück	1 Stück	G9 71416	
15 cm x 4,6 m	07465771	2 Stück	1 Stück	G9 71417	
20 cm x 2,3 m	00816629	2 Stück	1 Stück	G9 71419	

SCOTCHCAST QUICK STEP SPLINT 3M

Gleiche Benutzerfreundlichkeit wie mit der 3M Scotchcast Conformable Splint.

- Keine zusätzliche Schulung erforderlich
- Applikationsmethoden bleiben unverändert

Konstruiert mit Filzpolsterung beidseitig

- Weiche und atmungsaktive Filzpolsterung auf beiden Seiten schützt den Fiberglas-Kern
 - Hoher Patientenkomfort und angenehmes Tragegefühl
- Geeignet für empfindliche Haut
- Fusselfreie Oberfläche und wasserabweisend
- Das Risiko einer falschen Applikation wird ausgeschlossen
- 7 Lagen Fiberglas (rigide) bieten innerhalb von wenigen Minuten eine starke, dauerhafte und leichte Unterstützung, um die Mobilität des Patienten zu fördern
- Die vorgeschnittene Schiene ist gebrauchsfertig und maximiert die Effizienz

Маßе	PZN	VE	REF	Preis VE
5,1 x 25,4 cm	17440128	10 Stück	S6 75210	
7,6 x 30,4 cm	17440140	10 Stück	S6 75312	
7,6 x 88,9 cm	17440157	10 Stück	S6 75335	
10,1 x 38,1 cm	17440163	10 Stück	S6 75415	
10,1 x 76,2 cm	17440186	10 Stück	S6 75430	
12,7 x 76,2 cm	17440192	10 Stück	S6 75530	

SCOTCHCAST PLUS 3M

Synthetischer Stützverband auf Fiberglasbasis.





SOFT CAST 3M

Teilelastischer Stützverband auf Fiberglasbasis, weiß



Маве	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF	Preis VE
weiß	-	'	'		
2,5 cm x 1,8 m	82001	07453006	10 Stück	S6 82001	
5 cm x 3,6 m	82002	07453012	10 Stück	S6 82002	
7,6 cm x 3,6 m	82003	07453029	10 Stück	S6 82003	
10,1 cm x 3,6 m	82004	07453035	10 Stück	S6 82004	
12,7 cm x 3,6 m	82005	07453041	10 Stück	S6 82005	
schwarz	•				,
5 cm x 3,6 m	82002A	02700115	10 Stück	S6 82002A	
7,6 cm x 3,6 m	82003A	02700121	10 Stück	S6 82003A	
10,1 cm x 3,6 m	82004A	02700138	10 Stück	S6 82004A	
heliblau					,
5 cm x 3,6 m	82002L	00392307	10 Stück	S6 82002B	
7,6 cm x 3,6 m	82003L	00392313	10 Stück	S6 82003B	
10,1 cm x 3,6 m	82004L	00392543	10 Stück	S6 82004B	
dunkelblau					
5 cm x 3,6 m	82002B	02698401	10 Stück	S6 82002DB	
7,6 cm x 3,6 m	82003B	02698418	10 Stück	S6 82003DB	
10,1 cm x 3,6 m	82004B	02698424	10 Stück	S6 82004DB	
12,7 cm x 3,6 m	82005B	02698430	10 Stück	S6 82005DB	
grün					,
5 cm x 3,6 m	82002G	02698513	10 Stück	S6 82002G	
7,6 cm x 3,6 m	82003G	02698602	10 Stück	S6 82003G	
10,1 cm x 3,6 m	82004G	02698720	10 Stück	S6 82004G	
rosa					
5 cm x 3,6 m	82002X	00392626	10 Stück	S6 82002P	
7,6 cm x 3,6 m	82003X	00392649	10 Stück	S6 82003P	
10,1 cm x 3,6 m	82004X	00392655	10 Stück	S6 82004P	
rot					
5 cm x 3,6 m	82002R	02700078	10 Stück	S6 82002R	
7,6 cm x 3,6 m	82003R	02700084	10 Stück	S6 82003R	
10,1 cm x 3,6 m	82004R	02700090	10 Stück	S6 82004R	
gelb					
5 cm x 3,6 m	82002Y	02698447	10 Stück	S6 82002Y	
7,6 cm x 3,6 m	82003Y	02698482	10 Stück	S6 82003Y	
10,1 cm x 3,6 m	82003Y	02698499	10 Stück	S6 82004Y	
lila					
5 cm x 3,6 m	82002U	02699458	10 Stück	S6 82002U	
7,6 cm x 3,6 m	82003U	02699464	10 Stück	S6 82003U	

Маßе	PZN	VE	REF	Preis VE
weiß		•	,	
2,5 cm x 1,8 m	02697117	10 Stück	S6 82101	
5 cm x 3,6 m	02697123	10 Stück	S6 82102	
7,6 cm x 3,6 m	02697146	10 Stück	S6 82103	
10,1 cm x 3,6 m	02697198	10 Stück	S6 82104	
12,7 cm x 3,6 m	02697241	10 Stück	S6 82105	
blau	·			
2,5 cm x 1,8 m	02696218	10 Stück	S6 82101B	
5 cm x 3,6 m	02696282	10 Stück	S6 82102B	
7,6 cm x 3,6 m	02696299	10 Stück	S6 82103B	
10,1 cm x 3,6 m	02696359	10 Stück	S6 82104B	
rot		1		
2,5 cm x 1,8 m	02697057	10 Stück	S6 82101R	
5 cm x 3,6 m	02697063	10 Stück	S6 82102R	
7,6 cm x 3,6 m	02697086	10 Stück	S6 82103R	
10,1 cm x 3,6 m	02697092	10 Stück	S6 82104R	
lila			,	
2,5 cm x 1,8 m	02696997	10 Stück	S6 82101U	
5 cm x 3,6 m	02697011	10 Stück	S6 82102U	
7,6 cm x 3,6 m	02697028	10 Stück	S6 82103U	
10,1 cm x 3,6 m	02697034	10 Stück	S6 82104U	







SCOTCHCAST QUICK STEP ROLL SPLINT 3M

3M Scotchcast Quick Step Splint kann ohne Handschuhe angelegt werden und ist ideal für Patienten mit empfindlicher Haut. Durch die beidseitige Filzpolsterung der Schiene ist keine weitere Polsterung am Patienten nötig. Das spart Zeit - ideal dort, wo es schnell gehen muss. Die rasche Aushärtung nach 3 - 4 Minuten trägt ebenfalls zu schnellen Behandlung bei.

- 7-lagiger Scotchcast-Kern (Fiberglas), rigide
- Atmungsaktive Filzpolsterung beidseitig
- Angenehmer Tragekomfort
- Fusselfreie Oberfläche
- Leicht zu öffnen und leicht zu verschliessen
- Risiko einer seitenverkehrten Applikation wird ausgeschlossen
- Hohe Atmungsaktivität
- Nur das tatsächlich benötigte Stück wird von der Rolle abgeschnitten
- 7-lagiger Scotchcast-Kern
- Wasserabweisend
- Leicht zu öffnen und leicht zu verschliessen (Spendersystem)
- Risiko einer falschen Applikation wird ausgeschlossen

Маве	PZN	VE	REF	Preis VE
5,1 cm x 4,5 m	11194303	2 Stück	S6 74002Q	
7,6 cm × 4,5 m	11194326	2 Stück	S6 74003Q	
10,1 cm × 4,5 m	11194332	2 Stück	S6 74004Q	
12,7 cm × 4,5 m	11194349	2 Stück	S6 74005Q	

SCOTCHCAST LONGUETTE 3M

Noch mehr Anwendercomfort durch die vorgefertigten, 3-lagigen Longuetten. Als Verstärkungsstreifen für die funktionelle Immobilisation mit Softcast. Ebenfalls als zusätzliche Verstärkung an besonders belasteten Stellen (z. B. als Zehenplatte).

Маве	PZN	VE	REF	Preis VE
5 x 20 cm	02697407	10 Stück	S6 82199	
7,5 x 20 cm	02697790	10 Stück	S6 82299	
7,5 x 45 cm	08754572	10 Stück	S6 82203	
7,5 x 70 cm	02697637	10 Stück	S6 82200	



PRIMACAST 3M

Das einzigartige, synthetische Schienenmaterial verbindet die Schnelligkeit und Sauberkeit von Synthetik mit der Anschmiegsamkeit und Modellierbarkeit von Weißgips. Das Harz bindet in 3 – 4 Minuten ab. Funktionelle Stabilität schon nach 20 Minuten, Weißgips härtet bis zu 48 Stunden aus. Einfaches Anmodellieren, Körperkonturen lassen sich besser ertasten als bei herkömmlichen Kunststoffschienen. Extrem leicht und dünn durch spezielle Lagenkonstruktion.

Маßе	PZN	VE	REF	Preis VE
5 x 25 cm	00666012	15 Stück	S6 30210	
7 x 30 cm	00666199	15 Stück	S6 30312	



FINGERSCHIENEN NACH STACK VORTEILSPACKUNG

Die Fingerschiene mit der natürlichen Temperaturregelung verhindert Transpiration und damit auch unangenehme Feuchtigkeitsstaus, so daß es nicht zu Hautmazerationen und Juckreizen kommen kann. Der distale Fingerbereich wird durch die Fingerschiene gestützt. Sie hält das Fingergelenk in Extensionsstellung, behindert aber die Beweglichkeit des Interphalangeal-Gelenkes nicht. Fixiert wird die Schiene mittels eines Pflasters. Hautfarben (beige) aus Propylen-Kunststoff. Packung à 5 Stück.

Größe	VE	REF	Preis VE
Gr. 1	5 Stück	M1 57050	
Gr. 2	5 Stück	M1 57051	
Gr. 3	5 Stück	M1 57052	
Gr. 4	5 Stück	M1 57053	
Gr. 5	5 Stück	M1 57054	
Gr. 5,5	5 Stück	M1 57055	
Gr. 6	5 Stück	M1 57056	
Gr. 7	5 Stück	M1 57057	



FINGERSCHIENEN NACH STACK

Zur Fixation des Fingergelenks bei Verletzungen des Fingerendgliedes, aus weißem Kunststoff. Die Befestigung erfolgt mit Pflasterstreifen oder mit Klettband und sichert so den festen Sitz.

Größe	VE	REF	Preis VE
Gr. 1	1 Stück	M1 3000100	
Gr. 2	1 Stück	M1 3000200	
Gr. 3	1 Stück	M1 3000300	
Gr. 4	1 Stück	M1 3000400	
Gr. 5	1 Stück	M1 3000500	
Gr. 6	1 Stück	M1 3000600	
Gr. 7	1 Stück	M1 3000700	



FINGERSCHIENEN NACH STACK HAUTFARBEN

Inklusive Klettband, hautfarben

Größe	Durchmesser	Länge	VE	REF	Preis VE
1	1,8 cm	6,0 cm	1 Stück	M1 70301	
2	2,0 cm	6,0 cm	1 Stück	M1 70302	
3	2,2 cm	6,0 cm	1 Stück	M1 70303	
4	2,3 cm	6,5 cm	1 Stück	M1 70304	
5	2,4 cmn	6,5 cm	1 Stück	M1 70305	
6	2,8 cm	7,0 cm	1 Stück	M1 70306	



FINGERSCHIENEN NACH STACK WEISS

Aus weißem/transparentem Kunststoff mit weißem Klettband.

Größe	Durchmesser	Länge	VE	REF	Preis VE
1	1,8 cm	6,0 cm	1 Stück	M1 70101	
2	2,0 cm	6,0 cm	1 Stück	M1 70102	
3	2,2 cm	6,0 cm	1 Stück	M1 70103	
4	2,3 cm	6,5 cm	1 Stück	M1 70104	
5	2,4 cm	6,5 cm	1 Stück	M1 70105	
6	2,8 cm	7,0 cm	1 Stück	M1 70106	



SERVOCARE KLETTSCHUH - ECONOMY

Dieser Klettschuh ist angenehm nach operativen Eingriffen, wenn Sie einen Wundverband oder Gips tragen müssen. Er besteht aus einem luftdurchlässigen Nylonmaterial, Kunststoffsohle und ist einfach mit Bändern und Klettverschlüssen zu verschließen. Die universelle Form ist links und rechts tragbar.

In jeweils drei Größen für Damen und Herren, einzeln verpackt. Gewicht: ca. 180 q.

HMV-Gruppe: 31.03.03.3xxx

Größe	PZN	VE	REF	Preis VE		
Damengröße						
S 35/36 klein	04763812	1 Stück	M1 17002			
M 37/38 mittel	04765142	1 Stück	M1 17003			
L 39/40 groß	04765202	1 Stück	M1 17004			
Herrengröße						
S 39/40 klein	04765722	1 Stück	M1 17012			
M 41/42 mittel	04766271	1 Stück	M1 17013			
L 43/44 groß	04766466	1 Stück	M1 17014			





ARTISTEP S GEHSCHUH BSN

Die patentierte Laufsohle mit rutschfestem Spezialprofil bietet mehr Sicherheit. Artistep S passt rechts und links.

Das flexible Material ist wasser- und schmutzabweisend.

Größe	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
25 – 30 P	00948905	10 Stück	1 Stück	G9 45564	
31 – 34 XS	00948911	10 Stück	1 Stück	G9 45565	
35 – 38 S	00948928	10 Stück	1 Stück	G9 45566	
39 – 41 M	00948934	10 Stück	1 Stück	G9 45567	
42 – 43 L	00948940	10 Stück	1 Stück	G9 45568	
44 – 47 XL	00948957	10 Stück	1 Stück	G9 45569	

AIRCAST A60-SCHIENE

Um Verstauchungen des Knöchels vorzubeugen, werden bei der A60-Stabilisatoren verwendet, die einen 60° Grad Winkel aufweisen. Das patentierte Breath-O-Prene-Material hält die A60-Schiene kühl und sorgt für Bequemlichkeit. Das anatomisch geformte Design passt gut in jeden Sportschuh. Ein einziger Klettverschluss dient der Befestigung und der Anpassung – zeitraubendes Schnüren oder Tapen wird so überflüssig. Indikationen:

- Chronische Bandinstabilitäten
- Schutz und Unterstützung des Sprunggelenks
- 60° Stabilisatoren auf beiden Seiten des Sprunggelenks, schützen vor dem Umknicken
- Breath-O-Prene Material hält kühl und trocken
- Leichtgewichtiges, anatomisches Design für ein angenehmes Tragen
- Einfachstes Anlegen vermeidet zeitraubendes Schnüren oder kostenintensives Taping

Größe	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
35 - 38 links	23.02.02.1023	02586091	1 Stück	S3 02-TSL*	
35 - 38 rechts	23.02.02.1023	02586139	1 Stück	S3 02-TSR*	
39 - 42 links	23.02.02.1023	02586116	1 Stück	S3 02-TML*	
39 - 42 rechts	23.02.02.1023	02586145	1 Stück	S3 02-TMR*	
43 - 47 links	23.02.02.1023	02586122	1 Stück	S3 02-TLL*	
43 - 47 rechts	23.02.02.1023	02587311	1 Stück	S3 02-TLR*	

*Artikel mit reduzierter MwSt.

GE CAST







GELCAST, **SPRUNGGELENKSCHIENE Universelle Anwendung** Rechts und links tragbar.

Die weichen Gelpolster passen sich dem Knöchel optimal und angenehm an. Zur zusätzlichen Stabilisierung ermöglicht Ihnen die Sprunggelenkschiene mit herausnehmbaren Gelkissen die gleichzeitige Kältetherapie, welche abschwellend und schmerzlindernd wirkt.

Tragen Sie immer einen

Baumwollstrumpf unter der Schiene und legen Sie ca. für 2 Stunden die herausnehmbaren Gelpolster in den Kühlschrank. Ebenfalls auch für die Wärmetherapie nutzbar, Erwärmung im Heisswasserbad.

HMV-Gruppe: 05.02.03.0xxx

Größe	PZN	VE	REF	Preis VE
Erwachsene	00946697	1 Stück	M1 253L	
Junior	00946705	1 Stück	M1 235M	



mcast ,FOAM°

M.CAST-FOAM, SPRUNGGELENKSCHIENE

Universell einsetzbare Gelenkschiene, die optimale Stützwirkung ergibt. Sie verhindert einseitiges Umknicken und schränkt die normale Flexion nur sehr

Die Schaumstoffpolster passen sich dem Knöchel optimal und angenehm an. Unempfindliche Außenschalen, universell rechts und links tragbar. Abklettbar und waschbar.

HMV-Gruppe: 05.02.03.0xxx

Größe	VE	REF	Preis VE
Junior	1 Stück	M1 600M	



AIRCAST AIRGO SCHIENE

Zum Schutz des Sprunggelenks von Sportlern oder bei chronischer Instabilität. Diese Schiene kombiniert die bewährten Air-Stirrup Charakteristiken mit verstärkter Kompression und Stabilisierung durch das patentierte ATF-Zugband, durch den integrierten Mittelfuß und durch Klettbänder.

Einfache Anwendung durch das einzigartige Step-In-Design und die automatische Fersenanpassung.

Einzeln lieferbar.



Größe	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
30 - 34 rechts	23.02.02.1022	02593783	1 Stück	S3 02-MXSR	
30 - 34 links	23.02.02.1022	02588368	1 Stück	S3 02-MXSL	
35 - 38 rechts	23.02.02.1022	00995810	1 Stück	S3 02-MSR	
35 - 38 links	23.02.02.1022	00995773	1 Stück	S3 02-MSL	
39 - 42 rechts	23.02.02.1022	00995827	1 Stück	S3 02-MMR	
39 - 42 links	23.02.02.1022	00995796	1 Stück	S3 02-MML	
43 - 47 rechts	23.02.02.1022	00995833	1 Stück	S3 02-MLR	
43 - 47 links	23.02.02.1022	00995804	1 Stück	S3 02-MLL	
47 > rechts	23.02.02.1022	02594280	1 Stück	S3 02-MXLR	
47 > links	23.02.02.1022	02593694	1 Stück	S3 02-MXLL	



M.CAST-AIR, FUSSGELENKSCHIENE

Die pneumatische Fußgelenkschiene, mit der das Sprunggelenk stabilisiert und unterstützt wird. Die anatomisch geformten Seitenschalen sind mit vorgefüllten und nachjustierbaren Luftkammern ausgestattet. Die Luftkissen bewirken eine gute Kompression des evtl. angeschwollenen Gewebes. Die Fußgelenkschiene ist rechts und links tragbar. Einzeln im Karton verpackt. HMV-Gruppe: 05.02.03.0xxx



Größe	VE	REF	Preis VE
Erwachsene	1 Stück	M1 620L	
Junior	1 Stück	M1 620M	



ORIGINAL AIRCAST GELENKSCHIENE

Mit dieser Schiene wird die Funktion des Sprunggelenkes stabilisiert und unterstützt.

Die anatomisch geformten Seitenschalen passen in jeden Schnürschuh; an den Innenseiten befinden sich vorgefüllte und noch zusätzlich nachstellbare Luftzellen, die sich individuell den Körperkonturen anpassen. Wenn die Aircast Schiene mit einem geschnürten Schuh getragen wird, wird das Gelenk seitlich gestützt, um ein Innen-/ Außenverkanten zu verhindern. Die normale Biegung beim Gehen wird kaum eingeschränkt. Die Luftkissen bewirken eine Kompression des eventuell angeschwollenen Gewebes. Diese Fußgelenkschienen sind verschreibungsfähig. In vier verschiedenen Ausführungen, einzeln verpackt.





Тур	Größe	HMV	PZN	VE	REF	Preis VE
02 A links	> 167 cm	23.02.02.0027	00959783	1 Stück	S3 0201	
02 A rechts	> 167 cm	23.02.02.0027	00959777	1 Stück	S3 0202	
02 B links	157 – 167 cm	23.02.02.0027	00959760	1 Stück	S3 0203	
02 B rechts	157 – 167 cm	23.02.02.0027	00959748	1 Stück	S3 0204	
02 C links	< 157 cm	23.02.02.0027	00959731	1 Stück	S3 0205	
02 C rechts	< 157 cm	23.02.02.0027	00959725	1 Stück	S3 0206	
02 J links	Kleinkind	23.02.02.0027	00959694	1 Stück	S3 0207	
02 J rechts	Kleinkind	23.02.02.0027	00959671	1 Stück	S3 0208	



UNIVERSAL SCHULTERBANDAGE

Modifiziert nach Gilchrist

Die sichere Bandage für die stabile Fixation der Schulter, des Arms und zur sicheren und stabilen Ruhigstellung des Oberarm/Schulterbereiches. Es entsteht weder Druck noch Schmerz, weil kein Gurt bzw. keine Bänder über die Verletzung führen. Unter- und Oberarm bleiben bis auf die Manschette frei, die verletzte Stelle ist leicht zu kontrollieren und zu pflegen.

Durch praktische Klettverschlüsse universell einsetzbar. Waschbar bis 30 °C. HMV-Gruppe: 05.09.01.1xxx

HMV-Gruppe: 05.09.01.1xxx

Größe	VE	REF	Preis VE
Universalgröße	1 Stück	M1 340100*	

^{*}Artikel mit reduzierter MwSt.







SERVOCARE CERVICALSTÜTZE STANDARD

Hautfarben, anatomisch geformt, mit Kinnausschnitt und guter Führung für besonders angenehmes Tragen. Lange Velcro-Verschlusslaschen zur optimalen Anpassung. Besonders freundlicher und thermosensitiver Schaumstoff mit Textilüberzug, einzeln kartonverpackt. Erhältlich in 4 Größen.

HMV-Gruppe: 05.12.02.1xxx

Größe	Durchmesser	Höhe	PZN	VE	REF	Preis VE
Klein	36 - 40 cm (Nacken)	7 cm (Kinnhöhe)	05956708	1 Stück	H7 899*	
Mittel	40 - 44 cm (Nacken)	8 cm (Kinnhöhe)	05956602	1 Stück	H7 900*	
Groß	44 - 48 cm (Nacken)	10 cm (Kinnhöhe)	05956743	1 Stück	H7 901*	
Extra- Groß	48 - 52 cm (Nacken)	11 cm (Kinnhöhe)		1 Stück	H7 902*	

*Artikel mit reduzierter MwSt.







UNIVERSAL SCHULTERBANDAGE

Modifiziert nach Gilchrist

Die sichere Bandage für die stabile Fixation der Schulter, des Arms und zur sicheren und stabilen Ruhigstellung des Oberarm/Schulterbereiches.

Es entsteht weder Druck noch Schmerz, weil kein Gurt bzw. keine Bänder über die Verletzung führen. Unter- und Oberarm bleiben bis auf die Manschette frei, die verletzte Stelle ist leicht zu kontrollieren und zu pflegen.

Durch praktische Klettverschlüsse universell einsetzbar. Waschbar bis 30 °C.

HMV-Gruppe: 05.09.01.1xxx

Größe	VE	REF	Preis VE
Universalgröße	1 Stück	M1 340100*	

^{*}Artikel mit reduzierter MwSt.



TRICODUR GILCHRIST BSN

Tricodur Gilchrist eignet sich zur Behandlung von Schulterverletzungen und Erkrankungen wie z. B. Distorsion / Kontusion, Rotatorenverletzung, Periarthritis humeroscapularis, Luxation / Luxationsbruch, Schulterblattfraktur, subcapitale Humerusfraktur, Oberarmkopfund –schaftfraktur, nach operativen Eingriffen.

Weitere Eigenschaften: Einfach und schnell anzulegen, sicherer Sitz, rechts wie links tragbar, hohe Therapiesicherheit, kein Ablängen oder Zuschneiden.

Größe	Umfang	Länge	PZN	UK	VE	REF	Preis VE
S	26 - 32 cm (Armumfang)	48 - 52 cm (Armlänge)	03361313	12 Stück	1 Stück	G9 45163	
М	28 - 34 cm (Armumfang)	50 - 56 cm (Armlänge)	03361336	12 Stück	1 Stück	G9 45164	
L	32 - 40 cm (Armumfang)	54 - 60 cm (Armlänge)	03361342	12 Stück	1 Stück	G9 45165	
XL	38 - 48 cm (Armumfang)	58 - 68 cm (Armlänge)	03361359	12 Stück	1 Stück	G9 45229	
XXL	46 - 56 cm (Armumfang)	66 - 78 cm (Armlänge)	07274396	12 Stück	1 Stück	G9 45228	

